

Eycopad®

Ögonkompress

Eycopad är en mjuk bomullskompress med ett hölje av gasväv. Den ger ett mjukt skydd för skador i ögon och närliggande område.



1 God absorptionsförmåga

2 Mjuk, polstrande

3 Enkel hantering

Fördelar:

Hög absorptionskapacitet
Enkel hantering
Mjuk, patientkomfort
Ekonomisk
Skyddar såret
Finns både som steril och osteril



Egenskaper

Eycopad är en bomullskompress med ett skikt av gasväv runt om kompressen. Detta gör att kompressen är mycket mjuk och har en hög absorptionskapacitet. Eycopad används främst som skydd för vätskande sår i ögon och närliggande område.

Indikation

Används som ögonförband.

Material

Kompressen är tillverkad i 100% bomull. Den består av ett 24-trådigt hölje av gasväv fyllt med bomull. Den osterila versionen är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC. Den sterila versionen är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC. Kan vid behov steriliseras vid behov med EO (etylenoxid).

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Eycopad®	56 x 70 mm	415 540	25 st	12 Afp
Steril, enstycksförpackad	70 x 85 mm	417 540	25 st	12 Afp
Osteril, i ask	56 x 70 mm	415 650	50 st	15 Afp
	70 x 85 mm	417 650	50 st	15 Afp