


# Medicomp® drain

Non-wovenkompress för dränage

Medicomp drain är en klassisk non-wovenkompress med y-snitt. Utmärkt som skyddande och absorberande kompress vid olika typer av insticksställen.



1 Luddar inte

2 Ekonomisk

3 Enkel hantering

### Fördelar:

Luddar inte  
Enkel hantering  
Ekonomisk  
Smart förvaring



### Egenskaper

Medicomp drain är mycket öppen i sin struktur och släpper lätt igenom luft. Kompressen är mjuk och absorberande. Medicomp drain kan klippas utan att den luddar eller släpper lösa trådar. Kompressen har ett y-snitt för att lätt kunna appliceras kring dränage och trakeostomier.

### Material

70% viskos och 30% polyester. Nonwovenmaterialet är utan bindemedel och optiska vitmedel. Vikt 30 g/m<sup>2</sup>, 6-lagers. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass Ia, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

### Indikation

För skydd och absorption under exempelvis dränage och trakeostomi.  
Kontraindikationer: Inga kända.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Medicomp® drain	7,5 x 7,5 cm	421 533	25 x 2 st	12 Afp
Steril 2-pack	10 x 10 cm	421 535	25 x 2 st	8 Afp