

MoliCare® Premium Form MEN

Kroppsformat skydd vid medelstor till mycket stor inkontinens.

MoliCare Premium Form för män är ett kroppsformat inkontinensskydd som är speciellt framtaget för att passa mannens anatomi. Skyddets textilliknande spärrskikt gör det bekvämt att bära och den optimerade absorptionsdynan hjälper till att bibehålla ett hälsosamt hudklimat. MoliCare Premium Form för män är den optimala lösningen för män med medelstor till stor inkontinens.



- 1 HighDry SAP med Odour Neutralizer**
Superabsorbenterna absorberar vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.
- 2 Tre lagars absorptionsdyna med Dry Plus skikt**
Tre lagars absorptionsdyna ger skyddet extra stabilitet. Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.
- 3 Längsgående våtindikator**
Längsgående våtindikator på produktens utsida visar hur stor del av absorptionsdynan som utnyttjats.
- 4 Diskret utsida**
Utsidan är diskret vit med pastellfärgade ränder, produktnamn och droppmarkeringar för att underlätta val av rätt produkt.
- 5 Textilkomfort**
Det textilliknande ytskiktet förhindrar att plast kommer i kontakt med huden och gör att skyddet inte prasslar.
- 6 Formade Läckagebarriärer**
Formade mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer ger extra skydd mot sidoläckage. Fickorna fram och bak gör skyddet idealiskt vid stora och hastiga miktationer samt vid avföringsinkontinens.
- 7 Advanced Dry Zone**
Advanced Dry Zone ger en unik känsla av torrhet mot huden. Yttorrheten förbättras med 30%* även under tryck vilket hjälper till att bibehålla ett hälsosamt hudklimat.

*Paul HARTMANN AG intern testmetod

"Återvätning efter ABL"



Fördelar:

Specialdesignad för män
Advanced Dry Zone
Textilliknande spärrskikt
Längsgående läckagebarriärer

Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter

Spärrskikt: Polypropen/polyetenlaminat

Ytskikt: Polypropen

Elastik: Lycra

Latexfri

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Sortiment	Art.nr.	Längd	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
extra plus MEN	168 818	69 cm	94 gr	2 508 ml	4x28 st