

Peha-isoprene® latexfri

Puderfri operationshandske av polyisoprene

Ultratunn operationshandske av polyisoprene. Hög taktil känslighet, elasticitet och slitstyrka. Passar alla typer av kirurgi även som överhandske vid ingrepp med hög risk för perforering.



Fördelar:

Hög användarkomfort
Hög elasticitet och slitstyrka
Passar personer med latexallergi
Indikatorsystem

Produktbeskrivning

Material	Syntetisk polyisopren
Färg	Gul/vit
Form	Anatomisk
Krage	Rundad kant
Utsida	Microtexturerad
Insida	Polymerbelagd
Tjocklek finger	0,21 mm
Tjocklek handflata	0,19 mm
Tjocklek krage	0,17 mm
Proteininnehåll	Fri från latexprotein
AQL	0,65
PPE	CE-märkt enligt EU-direktiv 89/686/EEC för PPE Klass III
Färgkod	Ljusgrön
CE-märkning	CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klass II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 388, EN 374 1-5 samt ASTM F1671

• Peha-isopren latexfri fungerar som överhandske i kombination med Peha-underhandske latexfri



Sortiment	Storlek	Art.nr.	AFP	TFP
Peha-isopren® latexfri	5,5	942 717	50 par	4 AFP
	6,0	942 718	50 par	4 AFP
	6,5	942 719	50 par	4 AFP
	7,0	942 720	50 par	4 AFP
	7,5	942 721	50 par	4 AFP
	8,0	942 722	50 par	4 AFP
	8,5	942 723	50 par	4 AFP
	9,0	942 724	50 par	4 AFP