

# Peha-profile® latex

Puderfri operationshandske av naturgummilatex

Puderfri operationshandske med utmärkt taktil känslighet.  
Den anatomiska passformen motverkar handtrötthet. Handsken är  
lämplig vid hantering av cytostatika och kemikalier.



## Fördelar:

Texturerad för bättre grepp  
Hög elasticitet och slitstyrka  
Hög användarkomfort  
Indikatorsystem

## Produktbeskrivning

Material	Naturgummilatex
Färg	Beige/vit
Form	Anatomisk
Krage	Rundad kant
Utsida	Texturerad
Insida	Polymerbelagd
Tjocklek finger	0,23 mm
Tjocklek handflata	0,21 mm
Tjocklek krage	0,18 mm
Proteininnehåll	< 30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425
Färgkod	Lila
CE-märkning	CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klass II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 388, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671

• Peha-profile latex fungerar som överhandske i kombination med Peha-underhandske latex



Sortiment	Storlek	Art.nr.	AFP	TFP
Peha-profile® latex	5,5	942 690	50 par	4 AFP
	6,0	942 691	50 par	4 AFP
	6,5	942 692	50 par	4 AFP
	7,0	942 693	50 par	4 AFP
	7,5	942 694	50 par	4 AFP
	8,0	942 695	50 par	4 AFP
	8,5	942 696	50 par	4 AFP
	9,0	942 697	50 par	4 AFP