

Peha® -underhandske latex

Puderfri operationshandske av naturgummilatex

Operationshandske som främst används som underhandske i kombination med latex överhandske. Handskens gröna färg säkerställer en snabb detektering av perforeringar på yttre handsken. Passar alla typer av kirurgiska ingrepp.



Fördelar:

Handskens färg gör faror synliga
Hög elasticitet och slitstyrka
Hög användarkomfort
Indikatorsystem

Produktbeskrivning

Material	Naturgummilatex
Färg	Grön
Form	Anatomisk
Krage	Rundad kant
Utsida	Slät
Insida	Polymerbelagd
Tjocklek finger	0,18 mm
Tjocklek handflata	0,17 mm
Tjocklek krage	0,16 mm
Proteininnehåll	< 30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425
Färgkod	Lila
CE-märkning	CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klass II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 388, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671

- Peha-underhandske latex fungerar som underhandske i kombination med Peha-profile latex,

Peha-taft latex och Peha-taft classic latex



Sortiment	Storlek	Art.nr.	AFP	TFP
Peha-underhandske® latex	5,5	942 510	50 par	4 AFP
	6,0	942 511	50 par	4 AFP
	6,5	942 512	50 par	4 AFP
	7,0	942 513	50 par	4 AFP
	7,5	942 514	50 par	4 AFP
	8,0	942 515	50 par	4 AFP
	8,5	942 516	50 par	4 AFP
	9,0	942 517	50 par	4 AFP