

# Peha-taft® latex

Puderfri operationshandske av naturgummilatex

Puderfri operationshandske med microtexturerad yta för optimalt grepp. Den anatomiska passformen motverkar handtrötthet. Handsken är lämplig vid hantering av cytostatika och kemikalier.



## Fördelar:

Operationshandske av hög kvalitet  
Hög elastik och slitstyrka  
Hög användarkomfort  
Indikatorsystem

## Produktbeskrivning

Material	Naturgummilatex
Färg	Beige/vit
Form	Anatomisk
Krage	Rundad kant
Utsida	Microtexturerad
Insida	Polymerbelagd
Tjocklek finger	0,20 mm
Tjocklek handflata	0,16 mm
Tjocklek krage	0,16 mm
Proteininnehåll	< 30 µg/g
AQL	0,65
PPE	Regulation (EU) 2016/425
Färgkod	Grön
CE-märkning	CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klass II a
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 388, EN 374 1-2, 4-5, EN 16523-1 samt ASTM F1671

• Peha-taft latex fungerar som överhandske i kombination med Peha-underhandske latex



Sortiment	Storlek	Art.nr.	AFP	TFP
Peha-taft® latex	5,5	942 589	50 par	6 AFP
	6,0	942 590	50 par	6 AFP
	6,5	942 591	50 par	6 AFP
	7,0	942 592	50 par	6 AFP
	7,5	942 593	50 par	6 AFP
	8,0	942 594	50 par	6 AFP
	8,5	942 595	50 par	6 AFP
	9,0	942 596	50 par	6 AFP