

# Foliodress® Protect

Operationsrock



### Fördelar:

Färgad nacklinning  
Combitape för enkel och säker fixering  
Långa och mjuka muddar  
Lågt fibersläpp

Operationsrock av hög kvalitet för engångsbruk och består av tre lager vätskeavvisande non-woven material med ett mellanlager av mikrofiber. Barriäregenskaper mot vätska och bakterier. Slitstarkt material med lågt fibersläpp. Svetsade sömmar, kraftigt midjeband och långa elastiska stickade muddar. Skyddar vid alla typer av operationer med låg till måttlig mängd vätska. Rocken försluts med vår unika combitape vilket gör att halslinningen kan justeras efter behov. Smart färgkodning på nacklinningen för enklare produktidentifikation. Foliodrape Protect basic är en enkel variant av operationsrock som har öppen rygg och försluts en knytbänd. Rocken kan användas vid operationen med ingen eller mindre mängd vätska



standard rock  
(färgkod grön)



förstärkt rock  
(färgkod röd)



basic rock  
(färgkod grön)



baksida basic rock

Sortiment	Storlek	Längd	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodress® Protect basic, öppen rygg utan combitape, steril enstycksförpackad	L	125 cm	992 801	36 st	1 AFP
	XL	140 cm	992 802	36 st	1 AFP
Foliodress® Protect standard, steril enstycksförpackad	M	115 cm	992 808	36 st	1 AFP
	L	125 cm	992 809	32 st	1 AFP
	XL	140 cm	992 810	32 st	1 AFP
Foliodress® Protect förstärkt, steril enstycksförpackad	XXL	155 cm	992 811	32 st	1 AFP
	M	115 cm	992 816	36 st	1 AFP
	L	125 cm	992 817	32 st	1 AFP
	XL	140 cm	992 818	28 st	1 AFP
	XXL	155 cm	992 819	28 st	1 AFP