

Foliodress® Comfort

Operationsrock Peel & Go (utan torkduk och omslag)



Fördelar:

Färgad nacklinning
Combitape för enkel och säker fixering
Långa och mjuka muddar
Lågt fibersläpp

Operationsrock av hög kvalitet för engångsbruk och som består av flera lager vätskeavvisande non-woven material med ett mellanlager av mikrofiber. Barriäregenskaper mot vätska och bakterier. Luftgenomsläpplig, slitstarkt material med lågt fibersläpp. Svetsade sömmar, kraftigt midjeband och långa elastiska stickade muddar. För alla typer av operationer med måttlig till stor mängd vätska. Rocken försluts med vår unika combitape vilket gör att halslinningen kan justeras efter behov. Smart färgkodning på nacklinningen för enklare produktidentifikation.



Grön färgkod för basic & standard rock



Röd färgkod för förstärkt rock



standard rock

förstärkt rock

basic rock

Sortiment	Storlek	Längd	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodress® Comfort basic, PG, öppen rygg utan combitape, steril enstycksförpackad	L	123 cm	992 901	32 st	1 AFP
	XL	149 cm	992 902	32 st	1 AFP
Foliodress® Comfort standard, PG, steril enstycksförpackad	L	127 cm	992 909	36 st	1 AFP
	XL	147 cm	992 910	32 st	1 AFP
Foliodress® Comfort förstärkt, PG, steril enstycksförpackad	L	127 cm	992 925	32 st	1 AFP
	XL	147 cm	992 926	28 st	1 AFP
	XXLL	177 cm	992 927	28 st	1 AFP