

# Foliodress® Comfort

Extra förstärkt operationsrock



### Fördelar:

Färgad nacklinning  
Combitape för enkel och säker fixering  
Långa och mjuka muddar  
Lågt fibersläpp

Operationsrock av hög kvalitet för engångsbruk som består av flera lager vätskeavvisande non-woven material med ett mellanlager av mikrofiber. Barriäregenskaper mot vätska och bakterier. Luftgenomsläpplig, slitstarkt material med lågt fibersläpp. Svetsade sömmar, kraftigt midjeband och långa elastiska stickade muddar. Förstärkta armsektioner med förstärkning på hela armsektionen. Model B har integrerat munskydd och fingerloop för att hindra muddarna att åka upp. Rocken Extra förstärkt har vår unika Combitape förslutning i nacken vilket gör att man enkelt kan justera halslinninge efter behov medan Model B Extra förstärkt försluts med ett brett kardborreband. Smart färgkodning på nacklinningen för enklare produktidentifikation.



Röd färgkod för förstärkt rock



Rock Extra förstärkt



Rock Model B Extra förstärkt

Sortiment	Storlek	Längd	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodress® Comfort Extra förstärkt, förstärkt armsektion, steril enstycksförpackad	L	127 cm	992 921	28 st	1 AFP
	XL	147 cm	992 922	28 st	1 AFP
	XXL	155 cm	992 923	28 st	1 AFP
Foliodress® Comfort Model B Extra förstärkt, förstärkt armsektion, integrerat	L	130 cm	992 929	32 st	1 AFP
munskydd, steril enstycksförpackad	XL	150 cm	992 930	28 st	1 AFP

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
F. 0371-58 74 45  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)