

Foliodress® Comfort

Operationsrock



Fördelar:

Färgad nacklinning
Combitape för enkel och säker fixering
Långa och mjuka muddar
Lågt fibersläpp

Operationsrock av hög kvalitet för engångsbruk och som består av flera lager vätskeavvisande non-woven material med ett mellanlager av mikrofiber. Barriäregenskaper mot vätska och bakterier. Luftgenomsläpplig, slitstarkt material med lågt fibersläpp. Svetsade sömmar, kraftigt midjeband och långa elastiska stickade muddar. För alla typer av operationer med måttlig till stor mängd vätska. Rocken försluts med vår unika combitape vilket gör att halslinningen kan justeras efter behov. Smart färgkodning på nacklinningen för enklare produktidentifikation.



Grön färgkod för standard rock



Röd färgkod för förstärkt rock



standard rock



förstärkt rock



baksida rock

Sortiment	Storlek	Längd	Art.nr.	AFP	TFP
Foliodress® Comfort standard steril enstycksförpackad	M	122 cm	992 904	36 st	1 AFP
	L	127 cm	992 905	32 st	1 AFP
	XL	147 cm	992 906	32 st	1 AFP
	XXL	155 cm	992 907	32 st	1 AFP
Foliodress® Comfort förstärkt steril enstycksförpackad	M	122 cm	992 912	32 st	1 AFP
	L	127 cm	992 913	28 st	1 AFP
	XL	147 cm	992 914	28 st	1 AFP
	XXL	155 cm	992 915	28 st	1 AFP