

# Foliodress® Comfort

Urologirock



**Fördelar:**

- Färgkod på nacklinning
- Långa och mjuka muddar
- Ultraförstärkning
- Rymlig vid sittande ställning

Urologirock av non-wovenmaterial och polyetylenfilm som förhindrar genomvättning från bröstet och nedåt. Raglanärmar med ytterligare förstärkning mot väta. Extra vid rock med ökad rörlighet för benen i sittande ställning. Öppen rygg som försluts med knytband i nacken. Framtagen speciellt för urologiska och artroskopiska ingrepp med stor mängd vätska. Smart färgkodning på nacklinningen för enklare produktidentifikation.



Gul färgkod för urologirockarna



| Sortiment   | Storlek | Längd  | Art.nr. | AFP   | TFP   |
|---|---------|--------|---------|-------|-------|
| Urologi, ultraförstärkt, extra förstärkt ärm och front, steril, enstycksförpackad | L       | 130 cm | 992 937 | 32 st | 1 AFP |
|   | XL      | 150 cm | 992 938 | 32 st | 1 AFP |