

# Peha-soft® nitrile guard

Puderfri undersökningshandske av nitril

Undersökningshandske av nitril med extra lång krage för optimalt skydd.



## Fördelar:

Undersökningshandske med extra lång krage

Hög användarkomfort

Hög elastik och slitstyrka

Livsmedelsgodkänd

## Produktbeskrivning

Material	Syntetiskt nitrilgummi
Färg	Blå
Längd	290 mm
Krage	Rundad kant
Utsida	Microtexturerade fingertoppar
Insida	Klorerad
Tjocklek finger	0,14 mm
Tjocklek handflata	0,10 mm
Tjocklek krage	0,08 mm
AQL	1,0
PPE	CE-märkt enligt EU direktiv 89/686/EEC för PPE Klass III
CE-märkning	CE-märkt enligt EU direktiv 93/42/EEC, medicinteknisk produkt klass I
Standarder	EN 455 1-4, EN 420, EN 388, EN 374 1-2, EN 16523-1



HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
F. 0371-58 74 45  
E. info@hartmann.se

[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Storlek	Art.nr.	AFP	TFP
Peha-soft® nitrile guard	XS	942 200	100 st	10 AFP
	S	942 201	100 st	10 AFP
	M	942 202	100 st	10 AFP
	L	942 203	100 st	10 AFP
	XL	942 204	100 st	10 AFP