

Foliodrape® Protect


Universalsæt II

Anvends til steril afdækning ved forskellige former for kirurgi, f.eks. ved abdominale indgreb.



Fordele:

Absorberende
Slidstærkt
Uigennemtrængelig
Intet fiberslip



140 x 190 cm




80 x 145 cm



75 x 90 cm



200 x 175 cm



150 x 240 cm



10 x 50 cm



33 x 33 cm

 reinforced

Indhold:

- 1 stk Bordafdækning, forstærket 140 x 190 cm
- 1 stk Assistancebordpose, teleskopfoldet 80 x 145 cm
- 2 stk Afdækning med klæb 75 x 90 cm
- 1 stk Afdækning med klæb 200 x 175 cm
- 1 stk Afdækning med klæb 150 x 240 cm
- 1 stk Operationstape 10 x 50 cm
- 4 stk Håndklæder 33 x 33 cm

Sortiment	Varenr.	AFP	TFP
Foliodrape® Protect Universalsæt II	938 706	6 stk	1 AFP