

Idealflex® universal

Universalbinda med lågelastisk kompression

Idealflex universal är en permanentelastisk binda. Idealflex universal kan användas för många olika ändamål och har ett högt ekonomiskt värde eftersom bindan kan återanvändas flera gånger.



- 1 Idealflex universal har en elasticitet på 85%
- 2 Kan kokas och steriliseras
- 3 Fungerar vid alla typer av fixering och som stödförband

Fördelar:

Bekväm att bära
Permanentelastisk
Många användningsområden
Kan återanvändas
Stadiga kanter



Egenskaper

Bindan är permanentelastisk och har vävda kanter som ger stabilitet och bibehåller bindans form.

Material

66% bomull, 33% polyamid, 1% elastan. Vit. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Utsträckt längd: 5 m

Outsträckt längd: ca 2,2 m

Elasticitet: 85%

Indikation

Som stödförband vid amputationer och ledbands-skador. För kompression med ödembehandling och fixering av förband och gipsskenor.

Kontraindikationer: Arteriell ocklusionssjukdom.

Tvättråd

Idealflex universal kan steriliseras i autoklav vid 134°C och tvättas i 40°C ett fåtal gånger.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Idealflex® universal	5 m x 6 cm	931 271	10 st	28 Afp
Lösa i förpackning	5 m x 8 cm	931 272	10 st	18 Afp
	5 m x 10 cm	931 273	10 st	21 Afp
	5 m x 12 cm	931 274	10 st	23 Afp
	5 m x 15 cm	931 275	10 st	18 Afp
	5 m x 20 cm	931 276	10 st	8 Afp