

Lastodur® soft

Högelastisk kompressionsbinda

Lastodur soft är en permanentelastisk långsträckt binda med en elasticitet på 170%. Sträckningen kan varieras för att kontrollera kompressionen. Bindan är luftgenomsläpplig och hudvänlig.



- 1 För lättare kompressionsbehandling
- 2 Bekväm att bära
- 3 Kan tvättas

Fördelar:

Bekväm att bära

Tvättbar

Många användningsområden

Släpper igenom luft

Latexfri



Egenskaper

Bindan består av en hög andel naturfiber och är mycket hudvänlig. Genomsläpplig för luft. Lastodur soft har en stadig kvalitet som är hållbar även vid påfrestningar. Normalt tas bindan av under natten och lindas igen på morgonen.

Material

82% bomull, 13% polyamid, 5% elastan.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass 1, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Utsträckt längd: 7 m

Outsträckt längd: ca 2,6 m

Elasticitet: 170%

Indikation

För profylax och ödembehandling t.ex. vid venös insufficiens och trombosbehandling. Som stöd och avlastning vid muskel- och skelettskador och som sportbandage. Kontraindikationer: Arteriell ocklusionssjukdom.

Tvättråd

Lastodur soft kan tvättas i 60°C och steriliseras i autoklave vid 134°C.

Fixeringsinstruktion

Använd inte förbandsklämman för att fixera bindan på en patient, den finns bara med i förpackningen för att hålla ihop bindan under transporten. Fixera med någon form av tejp t.ex. Omniplast.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Lastodur® soft Lösä i ask	7 m x 6 cm	931 635	10 st	16 Afp
	7 m x 8 cm	931 636	10 st	8 Afp
	7 m x 10 cm	931 637	10 st	6 Afp
	7 m x 12 cm	931 638	10 st	8 Afp