

MoliCare® Premium fixpants long leg

Fixeringsbyxa med ben

MoliCare Premium fixpants long leg är en elastisk fixeringsbyxa som passar både kvinnor och män. Den höga elasticiteten ger byxan extra hög komfort och livslängd. MoliCare Premium fixpants long leg erbjuder enkel och säker fixering av alla typer av inkontinensskydd.



- 1** **Hög komfort**
Väven av elastiskt garn gör att byxan anpassar sig väl efter kroppens former.
- 2** **Hög elasticitet**
Den höga elasticiteten gör det lätt att byta och fixera skyddet.
- 3** **Mjuk resår**
Den mjuka resåren saknar sömmar och minimerar tryck mot huden.
- 4** **Storlek och tvättanvisning**
På insidan av midjeresåren finns storlek och tvättanvisning tydligt angiven.
- 5** **Storleksmarkering**
Färgkodad text på resåren visar byxans storlek vilket gör den enkel att identifiera.


Material:

95% Polyester
3% Elastan
2% Nylon
Latexfri

Tvättanvisning:

Byxan kan tvättas i 60°C, tål torktumling samt blekning (klorfri).

Byxan kan tvättas ca 50 gånger vid användning av tvättpåse.



Fördelar:

Optimal passform
Tydlig storleksmarkering och tvättanvisning
Mjuk resår minimerar tryck mot huden

Storlek	Art.nr.	Midjemått	Färgkod	Förp.
X-small	947 065	35-70 cm	Röd	5 st
Small	947 795	45-80 cm	Gul	5 st
Medium	947 796	60-100 cm	Blå	5 st
Large	947 797	80-120 cm	Brun	5 st
X-large	947 798	100-160 cm	Grön	5 st
XX-large	947 799	140-180 cm	Grå	5 st
XXX-large	947 815	160-200 cm	Orange	5 st
X-small	947 066	35-70 cm	Röd	25 st
Small	947 790	45-80 cm	Gul	25 st
Medium	947 791	60-100 cm	Blå	25 st
Large	947 792	80-120 cm	Brun	25 st
X-large	947 793	100-160 cm	Grön	25 st
XX-large	947 794	140-180 cm	Grå	25 st
XXX-large	947 789	160-200 cm	Orange	25 st