

MoliCare® Premium fixpants short leg

Fixeringsbyxa utan ben

MoliCare Premium fixpants short leg är en elastisk fixeringsbyxa som passar både kvinnor och män. Den höga elasticiteten ger byxan extra hög komfort och livslängd. MoliCare Premium fixpants short leg erbjuder enkel och säker fixering av alla typer av inkontinensskydd.



- 1 Storleksmarkering**
Den färgade texten på resåren visar byxans storlek.
- 2 Vävteknik**
Väven av elastiskt garn gör att byxan anpassar sig väl efter kroppens former.
- 3 Storlek och tvättanvisning**
På insidan av midjeresåren finns storlek och tvättanvisning tydligt angiven.
- 4 Hög elasticitet**
Den höga elasticiteten gör det lätt att byta och fixera skyddet.
- 5 Mjuk resår**
Den mjuka resåren saknar sömmar och minimerar tryck mot huden.

Material:

97% Polyester
3% Elastan
Latexfri

Tvättanvisning:

Byxan kan tvättas i 60°C, tål torktumling samt blekning (klorfri).

Byxan kan tvättas ca 50 gånger vid användning av tvättpåse.



Fördelar:

Hög elasticitet för optimal passform
Tydlig storleksmarkering och tvättanvisning
Mjuk resår minimerar tryck mot huden

Storlek	Art.nr.	Midjemått	Färgkod	Förp.
Small	947 040	45 - 80 cm	Gul	5 st
Medium	947 041	60 - 100 cm	Blå	5 st
Large	947 042	80 - 120 cm	Brun	5 st
X-large	947 043	100 - 160 cm	Grön	5 st
XX-large	947 044	140 - 180 cm	Grå	5 st