

MoliCare Premium mobile®

Buksebleie for stor inkontinens

MoliCare Premium mobile er en absorberende inkontinensbeskyttelse med bukse og beskyttelse i ett. Buksen brukes som vanlig undertøy og er enkel å ta på og av. Kombinasjonen av bukse og beskyttelse gjør MoliCare Premium mobile ideel ved toalettrening og for mobile personer.



- 1 Tre lags absorpsjonsoverflate med Dry Plus lag**
Tre lags absorpsjonsoverflate gir beskyttelsen ekstra stabilitet. Dry Plus laget leder væsken raskt inn i absorpsjonskjernen og beskytter mot fuktighet.
- 2 HighDry SAP med Odour Neutralizer**
Superabsorbentene absorberer og kapsler inn væsken raskt og forhindrer uønsket lukt.
- 3 Tekstilkomfort**
Den tekstillignende overflaten er myk mot huden og gir høy komfort.
- 4 Vifteformede tråder**
Vifteformede tråder gjør at beskyttelsen strammer seg godt under rumpa og i lysken og gir en ideel passform.
- 5 LekkasjebARRIERER**
Myke væskeavvisende lekkasjebARRIERER gir ekstra beskyttelse mot sidelekkasje.
- 6 Langsgående våtindikator**
Langsgående våtindikator på produktets utside viser hvor stor del av absorpsjonsoverflaten som utnyttes.
- 7 Fargede sømmer**
Antallet fargede sømmer på buksens fremside, viser produktets størrelse. Fargen viser dens absorpsjonsnivå.
- 8 Sideåpning**
Buksen kan åpnes i sidesømmen for rask og hygienisk bytte av brukt beskyttelse.

Material:

Absorpsjonskjerne: Cellulose og superabsorbenter
 Barriereleg: Polyeten
 Utside: Polypropen non-woven
 Strikk: Lycra

Fordeler:

Ideel passform
 Skånsom mot huden
 Enkel håndtering

Produktet er klassifisert som medisinskteknisk produkt klasse 1, usteril og er CE-merket i henhold til EU-direktiv 93/42/EEC.

	Størrelse	Art.nr.	Midjemål	Vekt	Abs.kap. (ISO)	Forp.
MoliCare Premium mobile 5 droppar	Small	915 861	60-90 cm	54 gr	941 ml	4x14 stk
	Medium	915 862	80-120 cm	58 gr	1 017 ml	3x14 stk
	Large	915 863	100-150 cm	72 gr	1 198 ml	4x14 stk
	X-large	915 855	130-170 cm	77 gr	1 183 ml	4x14 stk

	Størrelse	Art.nr.	Midjemål	Vekt	Abs.kap. (ISO)	Forp.
MoliCare Premium mobile 6 droppar	X-small	915 840	45-70 cm	67 gr	1 361 ml	4x14 st
	Small	915 841	60-90 cm	69 gr	1 475 ml	4x14 stk
	Medium	915 842	80-120 cm	78 gr	1 662 ml	3x14 stk
	Large	915 843	100-150 cm	95 gr	1 963 ml	4x14 stk
	X-large	915 844	130-170 cm	105 gr	2 140 ml	4x14 stk

	Størrelse	Art.nr.	Midjemål	Vekt	Abs.kap. (ISO)	Forp.
MoliCare Premium mobile 8 droppar	Small	915 881	60-90 cm	82 gr	1 791 ml	4x14 stk
	Medium	915 882	80-120 cm	92 gr	2 015 ml	3x14 stk
	Large	915 883	100-150 cm	111 gr	2 279 ml	4x14 stk
	X-large	915 875	130-170 cm	116 gr	2 421 ml	4x14 stk

Paul-Hartmann AS
 Karenslyst Allé 8B
 0278 Oslo
 Telefon: +47 2411 4100
 Fax: +47 2411 4109
 ordre@hartmann.info

www.no.hartmann.info
www.hartmann.info

