

# Coverflex® fast

Elastisk tubgas

Coverflex fast är ett steril, elastiskt och hudvänligt tubbandage, perfekt att användas som antingen fuktigt eller torrt skyddsbandage vid atopiska hudbesvär. I den akuta fasen kan man t.ex. använda Coverflex fast som ett fuktigt svalkande bandage i kombination med en intensiv fuktbehandling med salvor för att dämpa smärta och klåda.

Coverflex fast kan även användas under den kroniska fasen som ett ocklusionsbandage för salvor och krämer på känslig och eksematös hud.



- 1 Invävda olivfärgade trådar indikerar storleken på bandaget
- 2 Silkesliknande struktur gör bandaget bekvämt att bära
- 3 Salvor och krämer tränger inte igenom materialet. På så vis skyddas de kläder som bärs utanpå bandaget

## Fördelar:

Bekväm att bära  
Många användningsområden  
Släpper igenom luft  
Latexfri  
Skyddar kläder



## Egenskaper

Coverflex fast är ett osterilt permanentelastiskt, mycket hudvänligt tubbandage med bästa möjliga passform. Enkel att applicera utan hjälpmedel. Salvor och krämer tränger inte igenom materialet och på så vis skyddas de kläder som bärs över bandaget. Coverflex fast har invävda olikfärgade trådar som indikerar storleken på bandaget för att underlätta rätt val av produkt.

Coverflex fast är förpackad på 10-meters rullar. Förpackningen är designad så att man lätt ska kunna klippa bandaget i önskad längd utan att öppna och ta ut hela rullen.

## Material

91% viskos, 4% polyuretan, 5% polyamid. Bandaget kan vid behov steriliseras i autoklav vid 134°C.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril.

CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Elasticitet: 230%

## Indikation

För fuktig behandling i den akuta fasen av atopiska eksem, speciellt för fuktighetsbehandling och salvtterapi. Som torrt förband under den kroniska fasen och för ocklusion med salvor och krämer på den känsliga eksematösa huden. Som skydd och polster i kombination med zink- eller gipsbandage eller för att hålla polstrande sårforband på plats.

Kontraindikationer: Inga kända.

Sortiment	Mått	Färg	Funktionsmått	Art.nr.	Afp	Tfp
Coverflex® fast Styckför- packade i ask	10 m x 3,5 cm	Röd	Barn arm/fot 8-12 cm	931 025	1 st	81 Afp
	10 m x 5 cm	Grön	Arm/barnhuvud 12-25 cm	931 026	1 st	54 Afp
	10 m x 7,5 cm	Blå	Arm/vad/barnhuvud 20-45 cm	931 027	1 st	36 Afp
	10 m x 10,75 cm	Gul	Huvud/ben/barnhuvud/bål 35-65 cm	931 028	1 st	27 Afp
	10 m x 17,5 cm	Beige	Bål 56-120 cm	931 029	1 st	18 Afp