

MoliCare® Premium Lady Pants

Skydd i byxmodell vid liten inkontinens

MoliCare Premium Lady Pants är ett absorberande inkontinensskydd med byxa och skydd i ett. Byxan bärs som vanliga underkläder och är lätt att ta på och av. Kombinationen av byxa och skydd gör MoliCare Premium Lady Pants till en diskret och säker lösning för aktiva kvinnor med liten inkontinens.



- 1 Trelagers absorptionsdyna med DryPlus skikt**
Tre lagars absorptionsdyna ger skyddet extra stabilitet. Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.
- 2 HighDry SAP med Odour Neutralizer**
Superabsorbenterna absorberar vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.
- 3 Hög komfort**
Mjuk och lagom hög midjeresår med hög elasticitet gör att skyddet sitter bra och formar sig väl efter kroppens former och rörelser.
- 4 Feminin design**
Skyddets feminina design ger en känsla av vanliga underkläder.
- 5 Hudvänligt**
Absorptionsdyna med antibakteriell egenskap och ett pH-värde på 5,5 ger en god hudhälsa.



Fördelar:

Lika enkel att använda som
vanliga underbyxor
Mjukt och andningsbart material
Säker och diskret

Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter

Spärrskikt: Polyeten

Ytskikt: Polypropen non-woven

Resår: Lycra

Produkten är klassificerad som medicinteknisk
produkt klass I, osteril och är
CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC..

Storlek	Art.nr.	Midjemått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
5 droppar M	915 867	80-120 cm	44 gr	843 ml	8x8 st
5 droppar L	915 868	100-150 cm	51 gr	844 ml	8x7 st
7 droppar M	915 877	80-120 cm	67 gr	1 442 ml	4x8 st
7 droppar L	915 870	100-150 cm	71 gr	1 373 ml	4x7 st