

MoliCare® Premium Men Pants

Skydd i byxmodell vid liten inkontinens

MoliCare Premium Men Pants är ett absorberande inkontinensskydd med byxa och skydd i ett. Byxan bärs som vanliga kalsonger och är lätt att ta på och av. Kombinationen av byxa och skydd gör MoliCare Premium Men Pants till en diskret och säker lösning för aktiva män med liten inkontinens.



- 1 Trelagers absorptionsdyna med DryPlus skikt**
Tre lagars absorptionsdyna ger skyddet extra stabilitet. Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.
- 2 HighDry SAP med Odour Neutralizer**
Superabsorbenterna absorberar vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.
- 3 Hög komfort**
Mjuk och lagom hög midjeresår med hög elasticitet gör att skyddet sitter bra och formar sig väl efter kroppens former och rörelser.
- 4 Maskulin design**
Skyddets maskulina design ger en känsla av vanliga kalsonger.
- 5 Hudvänligt**
Absorptionsdyna med antibakteriell egenskap och ett pH-värde på 5,5 ger en god hudhälsa.



Fördelar:

Lika enkel att använda som
vanliga kalsonger
Mjukt och andningsbart material
Säker och diskret

Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter

Spärrskikt: Polyeten

Ytskikt: Polypropen non-woven

Resår: Lycra

Produkten är klassificerad som medicinteknisk
produkt klass I, osteril och är
CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC..

Storlek	Art.nr.	Midjemått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
5 droppar M	915 817	80-120 cm	55 gr	974 ml	4x8 st
5 droppar L	915 818	100-150 cm	62 gr	1 001 ml	4x7 st
7 droppar M	915827	80-120 cm	65 gr	1 455 ml	4x8 st
7 droppar L	915828	100-150 cm	71 gr	1 412 ml	4x7 st