

MoliCare® Premium

Men Pad 2 droppar

Skydd vid liten inkontinens

MoliCare Premium Men Pad 2 droppar är ett lättinkontinensskydd som är speciellt framtaget för att passa mannens anatomi. Skyddet fixeras i tätt sittande underkläder med hjälp av tejp på skyddets utsida. Det textila ytskiktet gör skyddet mjukt och behagligt att bära medan fickan gör den till ett säkert val. MoliMed for men active är en diskret lösning för män med liten inkontinens.



- 1 WhiteDry Zone**
WhiteDry Zone leder vätskan snabbt in i absorptionskärnan och skyddar mot återvätning.
- 2 HighDry SAP med Odour Neutralizer**
Superabsorbenterna absorberar vätskan snabbt och förhindrar oönskad lukt.
- 3 Mjuka sömmar**
Mjuka sömmar ger skyddet dess form och är skonsamma mot huden.
- 4 Textilkomfort**
Det textilliknande ytskiktet är mjukt mot huden och ger en hög komfort för användaren.
- 5 Säker fixering**
Självhäftande tejp håller skyddet på plats för säker fixering.



Fördelar:

Specialdesignad för män
Säkert läckageskydd
Skonsam mot huden

Material:

Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter

Spärrskikt: Polyeten

Ytskikt: Polypropen non-woven

Skyddspapper: Silikonpapper

Latexfri

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril och är CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Storlek	Art.nr.	Mått	Vikt	Abs.kap. (ISO)	Förp.
2 droppar	168 600	15x11,5 cm	14 gr	330 ml	12x14 st