

Coverflex® Grip

Elastiskt tubbandage

Coverflex grip är ett kraftigt vitt tubbandage. Fixeras snabbt och enkelt utan ytterligare hjälpmedel. Bandaget kan tas bort och sättas på plats igen eftersom det behåller sin elasticitet.



- 1 Coverflex grip kan tvättas och steriliseras
- 2 Enkel och snabb att applicera
- 3 Elasticitet: 300%

Fördelar:

Sitter säkert

Enkel att hantera

Många användningsområden

Kan tvättas och steriliseras



Egenskaper

Coverflex grip är ett elastiskt tubbandage med enkel applicering, ingen ytterligare fixering krävs.

Bandaget sitter säkert på plats utan att glida.

Eventuella sårskador kan enkelt undersökas genom att tubbandaget viks bort. Det kan sedan vikas tillbaka. Tubbandaget består av en hög andel bomull som gör det bekvämt att bära samtidigt som det är hudvänligt. Kompressionseffekten beror på material- och produktdesign, men produkten som sådan är inte avsedd för kompressionsterapi.

Material

82% bomull, 9% elastan, 9% polyamid. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril.

CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Elasticitet: 300%

Indikation

Avsedd för sekundär fixering, som skydd för huden under gips, samt som stöd till leder och ledband.

Tvättråd

Kan steriliseras i autoklav vid 134°C.

Sortiment	Benäm.	Mått	Funktionsmått	Art.nr.	Afp	Tfp
Coverflex®.grip Styckförpackade i ask	A	10 m x 4 cm	Barnhand/arm/fot	931 065	1 st	36 AFP
	B	10 m x 6,25 cm	Liten hand/arm/fot	931 066	1 st	24 AFP
	C	10 m x 6,75 cm	Medium hand/arm/fot/underben	931 067	1 st	24 AFP
	D	10 m x 7,5 cm	Stor hand/arm/fot/underben	931 068	1 st	20 AFP
	E	10 m x 8,75 cm	Ben/stora armar/smala lår	931 069	1 st	18 AFP
	F	10 m x 10 cm	Lår/ben	931 070	1 st	14 AFP
	G	10 m x 12 cm	Stora lår	931 071	1 st	14 AFP
	J	10 m x 18 cm	Liten bål	931 072	1 st	8 AFP
	K	10 m x 22 cm	Medium bål	931 073	1 st	8 AFP
	L	10 m x 32,5 cm	Stor bål	931 074	1 st	6 AFP
	M	10 m x 36 cm	Extra stor bål	931 075	1 st	6 AFP