

Coverflex® Grip

Elastisk tubebandage

Coverflex grip er en kraftig hvid tubebandage. Fikses hurtigt og enkelt uden yderligere hjælpemidler. Bandagen kan fjernes og sættes på igen, eftersom den beholder sin elasticitet.



1 Coverflex grip kan vaskes og steriliseres

2 Hurtig og enkel at aplikere

3 Elasticitet: 330%

Fordele:

Bliver siddende på plads
Enkel at håndtere
Mange anvendelsesmuligheder
Kan vaskes og steriliseres



Egenskaber

Coverflex grip er en elastisk tubebandage med en enkel applikering, hvor ingen yderligere fiksering kræves. Bandagen bliver siddende på plads uden at glide. Eventuelle sårskader kan nemt undersøges ved at tubebandagen trækkes bort. Siden kan den så trækkes tilbage igen. Tubebandagen består af en høj andel bomuld, som gør den behagelig at have på samtidig med, at den er hudvenlig. Komprimeringseffekten afhænger af materiale- og produktdesign, men produktet er ikke beregnet til kompressionsterapi.

Materiale

82% bomuld, 9% elastan, 9% polyamid.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril.
CE-mærket ifølge EU-forordning 2017/745 MDR.
Elasticitet: 300%

Indikation

Til forbindingsfiksering, som beskyttelse af huden under gips, og støtte ved muskel- og knogleskader.

Vaskeråd

Kan steriliseres i autoklave ved 134°C.

PAUL HARTMANN A/S
Ørestads Boulevard 73
2300 København
T. 48 22 04 00
F. 48 22 04 01
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info

Sortiment	Benævnelse	Størrelse	Funktionsmål	Varenr.	Afp	Tfp
Coverflex®. grip Styk i æske	A	10 m x 4 cm	Barnehånd/arm/fod	931 065	1 stk	36 Afp
	B	10 m x 6,25 cm	Lille hånd/arm/fod	931 066	1 stk	24 Afp
	C	10 m x 6,75 cm	Medium hånd/arm/fod/underben	931 067	1 stk	24 Afp
	D	10 m x 7,5 cm	Stor hånd/arm/fod/underben	931 068	1 stk	20 Afp
	E	10 m x 8,75 cm	Ben/store arme/smalle lår	931 069	1 stk	18 Afp
	F	10 m x 10 cm	Lår/ben	931 070	1 stk	14 Afp
	G	10 m x 12 cm	Store lår	931 071	1 stk	14 Afp
	J	10 m x 18 cm	Lille krop	931 072	1 stk	8 Afp
	K	10 m x 22 cm	Medium krop	931 073	1 stk	8 Afp
	L	10 m x 32,5 cm	Stor krop	931 074	1 stk	6 Afp
	M	10 m x 36 cm	Ekstra stor krop	931 075	1 stk	6 Afp