

# Cosmopor® E

Selvhæftende absorptionsforbinding

Til postoperativ sårpleje kræves en forbinding, som slutter tæt rundt om såret, og som samtidig er åndbar. Således fungerer Cosmopor E. Den selvhæftende forbinding absorberer ekssudat fra såret samtidig med, at den beskytter mod ydre kontaminering.



- 1** Gennemtrængelig for luft og fugtighed
- 2** Rundede hjørner forhindrer, at materialet ruller i kanterne
- 3** Fæstner ikke i såret

### Fordele:

Sikker fiksering  
Enkel håndtering  
Efterlader ingen klæberester  
Absorberende  
Fri for kolofonium  
Bekvem at have på



### Egenskaber

Cosmopor E er takket være sin bløde overflade meget bekvemt at have på. Produktet er gennemtrængelig for lugt og fugtighed, hvilket gør det muligt for huden at fungere normalt. Den syntetisk baserede klæber holder forbindningen sikkert på plads. Produktets rundede hjørner hindrer, at den ruller i kanterne og derved løsner sig. Klæbekanten på Cosmopor E slutter tæt rundt om sårpuden.

### Materiale

Non-woven polyester med en sårpude af viskose. Sårpuden er belagt med et net af polyetylen for at undgå fastvoksning. Klæbekanten har en syntetisk baseret klæber, kolofoniumfri. Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

### Indikation

Til postoperativ sårpleje og som beskyttelse ved mindre sårskader.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

### Fikseringsinstruktioner

Huden skal være tør, når forbindningen fikseres.

PAUL HARTMANN A/S  
Ørestads Boulevard 73  
2300 København  
T. 48 22 04 00  
F. 48 22 04 01  
E. info@dk.hartmann.info

[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Størrelse	Sårpude	Varenr	Afp	Tfp
Cosmopor® E Steril, pakket enkeltvis	7,2 x 5 cm	4 x 2,5 cm	900 870	50 stk	20 Afp
	10 x 6 cm	6,5 x 2,5 cm	900 871	25 stk	27 Afp
	15 x 6 cm	11 x 2,5 cm	900 872	25 stk	18 Afp
	10 x 8 cm	6,5 x 3,8 cm	900 873	25 stk	22 Afp
	15 x 8 cm	11 x 3,8 cm	900 874	25 stk	14 Afp
	20 x 8 cm	16 x 3,8 cm	900 875	25 stk	12 Afp
	20 x 10 cm	16 x 5,5 cm	900 876	25 stk	12 Afp
	25 x 10 cm	20,5 x 5,5 cm	900 877	25 stk	8 Afp
	35 x 10 cm	30,5 x 5,5 cm	900 878	25 stk	8 Afp