

Cosmopor® I.V. transparent

Självhäftande kanylfixering

När man sätter en intravenös kanyl på en patient är det väldigt viktigt att fixeringen sitter säkert. Cosmopor I.V transparent består av non-woven och polyuretanfilm och har extra strips som gör att förbandet ger en säker fixering vid alla typer av kanylfixering. Det transparenta filmfönstret ger vårdaren möjlighet att kunna inspektera insticksplatsen utan att behöva ta bort något förband.



- 1 Andningsbar och hudvänlig
- 2 Det transparenta fönstret ger vårdaren visuell kontroll
- 3 Med extra fixerings strips för att fixera slang

Fördelar:

Extra fixerings strips
Förbandet skyddar mot yttre kontaminering
Vattentät film
Enkel hantering och hudvänlig



Egenskaper

Cosmopor I.V. transparent är ett sterilt självhäftande förband som ger skydd och säker fixering av intravenösa kanyler. Förbandet består av non-woven och fönstret består av transparent polyuretanfilm vilket ger personalen möjlighet att kunna inspektera insticksplatsen utan att behöva ta bort eventuella fixeringsförband. Filmfönstret skyddar även insticksplatsen mot smuts och bakterier. Extra fixerings strips för att fixera slang. Minsta storleken har barnmotiv.

Material

Förbandet består av non-woven och filmfönstret består av polyuretanfilm. Hypoallergen häftmassa av akrylat. Häftmassan är dermatologiskt testad. Kolofoniumfri. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass 1, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

För säkert skydd och fixering av intravenösa kanyler.

Fixeringsinstruktioner

Huden skall vara torr vid fixering.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Cosmopor®I.V. transparent Steril, enstycksförpackad	6 x 5 cm	900 817	100 st	12 Afp
	9 x 7 cm	900 818	100 st	12 Afp
	12 x 10 cm	900 819	50 st	12 Afp