

Cosmopor® I.V. transparent

Selvklæbende kanylefiksering

Når man applicerer en intravenøs kanyle på en patient, så er det særdeles vigtigt, at fikseringen sidder ordentligt. Cosmopor I.V. transparent består af non-woven, polyuretanfilm og ekstra fikserings strips hvilket gør, at forbindingen giver en sikker fiksering ved alle typer af kanylefiksering. Det transparente filmmønster giver plejeren mulighed for at inspicere indstiksstedet uden at skulle fjerne en forbindelse.



- 1 Åndbar og hudvenlig
- 2 Det transparente vindue giver plejeren visuel kontrol
- 3 Ekstra fikserings strips

Fordele:

Ekstra fikserings strips
 Forbindingen beskytter mod yder kontaminering
 Vandtæt film
 Enkel håndtering



Egenskaper

Cosmopor I.V. transparent er en steril selvklebende forbindelse til ekstra holdbar fiksering af intravenøse kanyler. Forbindingen består af non-woven og vinduet består af transparent polyuretanfilm, hvilket giver personalet mulighed for at inspicere indstiksstedet uden først at skulle fjerne eventuelle fikseringsforbindinger. Filmvinduet beskytter desuden også indstiksstedet mod snavs og bakterier. Ekstra fikserings strips til at fikse slanger. Mindste størrelse har børnemotiver.

Materiale

Forbindingen består af non-woven og filmvinduet består af polyuretanfilm. Hypoallergen klæber af akrylat. Klæberen er dermatologisk testet. Kolofoniumfri. Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse 1, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Til holdbar og sikker fiksering af intravenøse kanyler.

Fikseringsinstruktioner

Huden skal være tør ved fiksering.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Cosmopor® I.V. transparent Steril, pakket enkeltvis	6 x 5 cm	900 817	100 stk	12 Afp
	9 x 7 cm	900 818	100 stk	12 Afp
	12 x 10 cm	900 819	50 stk	12 Afp