

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim

Telefon: +49 (0) 7321 36-0
Telefax +49 (0) 7321 36-3636
hartmann.de



**Gesundheit ist
unser Antrieb**

PAUL HARTMANN AG
Postfach 14 20, 89504 Heidenheim

Ihr Zeichen	Ansprechpartner Kundencenter Klinik
Ihr Schreiben vom	Telefon 0800 7235595
Unser Zeichen PHD-KCK	Telefax 0800 7235596
Datum 11.01.2018	E-Mail kundenservice.vk@ hartmann.info

Nachweis über Verpackung und Sterilisation in der EU

Hiermit bestätigen wir, dass die Einweginstrumente von HARTMANN in einem der HARTMANN Gruppe zugehörigen Unternehmen in der EU verpackt und sterilisiert werden.

Die Verpackung besteht aus einer Ober- und Unterbahn (Folie und TYVEK). Die Folie wird geformt, das Instrument eingelegt und anschließend das TYVEK aufgesiegelt. Zum Schluss wird die Packung entsprechend längs und quer geschnitten. Diese Prozessschritte finden nach dem Reinigen und Color coding ebenfalls im Betrieb Chvalkovice (BCV) in Tschechien statt.

Nach dem Verpackungsprozess werden die fertigen aber noch unsterilen Packungen in die Blister, die Blister wiederum in die Transportkartons gepackt und diese dann auf die Paletten gestapelt und gestretcht. Anschließend werden die Paletten in ein Zwischenlager auf dem Werkgelände gebracht von wo aus sie dann per LKW zur Sterilisation in den Betrieb Veverska Bityska (BCB) gebracht werden. Nach dem Sterilisieren werden die sterilen Produkte ins Lager transportiert.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Frank Schanne".

ppa.
PAUL HARTMANN AG
Frank Schanne
Leiter Business Unit Klinik

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ingo Sachs".

i.A.
PAUL HARTMANN AG
Ingo Sachs
Senior Market Manager

HILN 040 9500 00000 0

Vorstand: Andreas Joehle (Vorstandsvorsitzender), Dr. Raymund Heinen, Michel Kuehn, Stephan Schulz
Aufsichtsratsvorsitzender: Fritz-Jürgen Heckmann

Sitz Heidenheim
Amtsgericht Ulm HRB 661090