

HARTMANN




Steigen Sie ein!

Unser Ziel:
Mehr Sicherheit
und Effizienz im OP



ergänzt durch Sicherheit
und Effizienz in der
Anästhesie mit NRFit®



NRFit®

Sicher unterwegs in der Regionalanästhesie

In der Regionalanästhesie haben Fehlkonnektionen ein großes Risiko für die PatientInnen.

Um schwerwiegende Verwechslungen und Fehlmedikationen zu verhindern, hat die ISO Norm 80369-6 einen Standard für Konnektoren bei neuroaxialen Anwendungen und in der Regionalanästhesie festgelegt.

Dieser schreibt vor, dass Konnektoren, wie sie z.B. bei der Spinal- oder Epiduralanästhesie verwendet werden, inkompatibel mit anderen Konnektoren sein müssen.







NRFit[®]

NRFit[®] ist der neue Standard-Konnektor für die Regionalanästhesie, der sich deutlich vom universellen Luer-Konnektor unterscheidet. Dadurch können Fehlmedikationen verhindert werden.

NRFit[®] Merkmale

Kleinerer Durchmesser
als Luer-Konnektor

Gelber Farbcode zur
besseren
Unterscheid-
barkeit



Mehr Sicherheit für die PatientInnen.

3. HALT

IHR Anästhesie-Set - individuell für Sie zusammengestellt.

So individuell wie die Prozesse in Ihrem Haus kann auch Ihr Set aussehen.

Wählen Sie aus einer breiten Produktpalette von HARTMANN Produkten und anderen Anbietern – aus der EU und der ganzen Welt. Konfektioniert und verpackt in Europa.

Foliodrape Protect Abdecktuch



Epiduraltuch

selbstklebend mit Lochausschnitt, mit Perforation



Aufziehkanüle



OP-Mantel Foliodress Gown

Schale



Schaumstoffstäbchen



Cosmopor Wundverband



Das Set kann auch als Safety-Variante konfiguriert werden, um Stich- und Schnittverletzungen zu vermeiden (gemäß TRBA250)

- Sicherheitskanülen
- Sicherheitsskalpell

Auch als SAFETY-VARIANTE erhältlich



Ihre VORTEILE

Alle benötigten Komponenten in einem Set von einem Anbieter



Wirkt sich positiv auf das Einhalten von Standards aus¹



Spart Zeit in der Zusammenstellung²



Erhöht die Sicherheit bei der Vorbereitung und Durchführung¹

Ausgestattet für alle Anforderungen:



Sets entsprechen der ISO Norm 80369-6



Alle Set-Komponenten sind gekennzeichnete Medizinprodukte



Abdecktücher EN 13795-1 konform

1. Fenik et al. (2013) Prepackaged central line kits reduce procedural mistakes during central line insertion: a randomized controlled prospective trial. BMC Medical Education 13:60

2. S. Zarzuela. (2013). Defining standardization within the healthcare industry: An in-depth analysis of standardization from the perspective of key stakeholders. <https://www.mohawkssi.com/en/resourcesSection/resources/ResearchPaperDefiningStandardizationinHealthcarerevisedOct302013Final.pdf>



**Wir bringen Sie
sicher ans Ziel!**

1. HALT

Nur ein Griff bei jedem Eingriff.

Egal ob vor, während, oder nach der OP - wir von HARTMANN begleiten Sie seit vielen Jahren in allen Phasen des Prozesses.

Unsere individuell konfigurierten Sets bringen Sie weiter:

- Bei der Optimierung Ihrer Prozesse
- Bei der Entlastung der MitarbeiterInnen in der Vorbereitung
- Bei der Sicherheit für MitarbeiterInnen und PatientInnen.



2. HALT

Steigen Sie jetzt bei uns ein!

NEU Mit NRFit®-Zubehör



NRFit® Slip-Spritze

3 ml

5 ml

10 ml

20 ml



NRFit® Lock-Spritze

3 ml

5 ml

10 ml

20 ml



Filterkanüle 18 G



Filterhalm 18 G



Wir von HARTMANN unterstützen Sie auch:

mit unserem ganzheitlichen Ansatz **MISSION:Infection Prevention**,
Hygieneprozesse und Maßnahmen zur Infektionsprävention zu stärken



Infusion-Sets

Zur Anlage von peripheren
Venenkathetern inklusive

- Abdecktuch
- Einmal-Stauschlauch
- Kanülenfixierverband



Flächendesinfektion



Händedesinfektion



Handschuhe



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.
IZ NÖ Süd Straße 3, Objekt 64
A-2355 Wiener Neudorf

Tel.: +43 2236 646 30
office@at.hartmann.info
www.at.hartmann.info

