

GAMA Adhesivos

ADHESIVOS DE FIJACIÓN NO ESTÉRILES

Fijación de todo tipo de vendajes, gasas, apósitos, tiras, cánulas, sondas, catéteres o instrumentos de medición.

Omniplast®



- **Adhesión** x2 veces mercado* tela
- **Transpirabilidad** 1000% más mercado* tela
- **Fácil de rasgar y retirar**

VENTAJA PRINCIPAL

Omnipor®



- **Adhesión** x4 veces mercado* papel
- **Transpirabilidad** 60% más mercado* papel
- **Piel sensible**
- **Fácil de rasgar y retirar**

Para fijar en zonas delicadas y especialmente en **pieles sensibles**.



Omnifilm®



- **Repelente** al agua y a la suciedad
- **Transparente**
- **Piel muy sensible**
- **Fácil de rasgar y retirar**

Para fijar cánulas y tubos de fluidos por su transparencia y su adhesivo de poliacrilato, especialmente en **pieles muy sensibles**.



Omnifix® elastic



- **Adhesión** +6% mercado* rollo TNT
- **Transpirabilidad** 20% más mercado* rollo TNT
- **Suave y adaptable**

Especialmente indicado para fijar en **articulaciones y partes angulares** del cuerpo gracias a su elasticidad.



Omnifix® silicone



- **Adhesión** fiable y respetuosa con la piel
- **Transpirabilidad** 50% más mercado* rollo silicona
- **Retirada indolora¹**
- **Impermeable², barrera bacteriana**

Para fijar y cubrir grandes superficies, especialmente en **pieles sensibles o muy sensibles y con aprensión al dolor**.



Hydrofilm® roll



- **Transparente** permite el seguimiento de la herida sin retirarlo
- **Impermeable², barrera bacteriana**
- **No deja residuos en la piel**

Para proteger, retener y fijar, **material de cura, cánulas, tubos de fluidos, dispositivos médicos** (parches morfina, nicotina, insulina), **también tatuajes** y cubrir desde pequeñas a grandes superficies.



PARA QUIÉN



GAMA Adhesivos

Omniplast®

Esparadrapo de tela resistente

| | | |
|--------------|-------------------------|------------------|
| Color carne | 1,25 cm x 5 m / 1 rollo | CN 163346 |
| | 2,5 cm x 5 m / 1 rollo | CN 163347 |
| | 5 cm x 5 m / 1 rollo | CN 163348 |
| | 10 cm x 10 m / 1 rollo | CN 163349 |
| Color blanco | 1,25 cm x 5 m / 1 rollo | CN 164713 |
| | 2,5 cm x 5 m / 1 rollo | CN 164714 |
| | 5 cm x 5 m / 1 rollo | CN 164716 |
| | 10 cm x 10 m / 1 rollo | CN 164717 |



Omnifix® elastic

Rollo de fijación autoadhesivo

| | |
|--------------|------------------|
| 5 cm x 10 m | CN 178297 |
| 5 cm x 5 m | CN 178298 |
| 10 cm x 2 m | CN 178299 |
| 15 cm x 2 m | CN 209303 |
| 5 cm x 10 m | CN 253799 |
| 10 cm x 10 m | CN 253815 |
| 15 cm x 10 m | CN 254599 |
| 20 cm x 10 m | CN 254698 |



Omnipor®

Esparadrapo de papel suave

| | | |
|--------------|--|------------------|
| Color carne | 2,5 cm x 5 m / 1 rollo | CN 182322 |
| | 5 cm x 5 m / 1 rollo | CN 182323 |
| Color blanco | 2,5 cm x 5 m / 1 rollo | CN 163350 |
| | 2,5 cm x 5 m / 1 rollo con dispensador | CN 164718 |
| | 5 cm x 5 m / 1 rollo | CN 163351 |



Omnifix® silicone

Rollo de fijación autoadhesivo de tejido no tejido



| | |
|-----------------------|------------------|
| 10 cm x 2 m / 1 rollo | CN 202665 |
|-----------------------|------------------|



Omnifilm®

Esparadrapo de film resistente

| | |
|------------------------|------------------|
| 2,5 cm x 5 m / 1 rollo | CN 163352 |
|------------------------|------------------|



Hydrofilm® roll

Rollo de fijación autoadhesivo de film



| | |
|-----------------------|------------------|
| 10 cm x 2 m / 1 rollo | CN 152737 |
| 5 cm x 10 m / 1 rollo | CN 152738 |

