

HARTMANN



Wundversorgung in der Apotheke leicht gemacht

Von der kleinsten
Verletzung bis zur
komplexen Wunde

REINIGEN

ABDECKEN

FIXIEREN

STÜTZEN

www.at.hartmann.info



In 48 Stunden kann viel passieren. Oder am besten gar nichts.

Das sterile Wundpflaster-Sortiment für postoperative und akute Wunden. Immer dort wo Infektionen der Wunden drohen und verhindert werden sollen, muss unbedingt ein steriles Pflaster auf die zuvor gereinigte Wunde aufgebracht werden.

Hydrofilm® plus

Das Duschpflaster –
saugfähig & wasserdicht²

VORTEILE:



Sicherer Schutz beim Duschen¹

Kein Anhaften an der Wunde,
durch den Wundpolster mit
Polyethylenschicht^{5,6}

Hohe Durchlässigkeit für
Wasserdampf zur Vermeidung
einer Hautmazeration^{3,4}



4-stufige
Applikation



Cosmopor® steril

Der Klassiker

VORTEILE:

Sicherer und atmungsaktiver Rundumschutz für Wunden

Gute Saugkraft für Wunden mit normaler Exsudatproduktion

Schutz der Wunde vor Spritzwasser durch wasserabweisende Rückseite



Cosmopor® advance

Das extra saugfähige Pflaster

VORTEILE:




Für Wunden mit viel Wundexsudat – keine Rücknässung

Sicherer und atmungsaktiver Rundumschutz für Wunden

Sanfter Polstereffekt

Schutz der Wunde vor Spritzwasser durch wasserabweisende Rückseite

- **Absorptionsschicht** aus SAP Fasern **bindet Wundexsudat**
- **Transferschicht** aus Viskose **leitet Wundexsudat** schnell in die Absorbionsschicht **weiter**
- **Wundkontaktschicht** (Polyethylenetz) **verhindert** das **Verkleben** mit der Wunde



Cosmopor® steril
und Cosmopor®
Advance sind so
einfach anzulegen
wie ein Pflaster

Das sterile Wundpflaster-Sortiment für post-operative und akute Wunden



Cosmopor® steril

GRÖSSE	ARTIKELNUMMER	PZN	PACKUNGSIHALT	VERSANDEINHEIT
7,2 x 5 cm	900 800	1526052	50 Stk.	20
10 x 6 cm	900 802	1526069	25 Stk.	27
15 x 6 cm	900 804	1526075	25 Stk.	18
10 x 8 cm	900 806	1526081	25 Stk.	22
15 x 8 cm	900 808	1526098	25 Stk.	14
20 x 8 cm	900 810	1526106	25 Stk.	12
20 x 10 cm	900 812	1526112	25 Stk.	12
25 x 10 cm	900 814	1526129	25 Stk.	8
35 x 10 cm	900 816	1526135	25 Stk.	8



Cosmopor® advance

GRÖSSE	ARTIKELNUMMER	PZN	PACKUNGSIHALT	VERSANDEINHEIT
7,2 x 5 cm	901 010	3796755	25 Stk.	20
10 x 6 cm	901 011	3796761	25 Stk.	24
10 x 8 cm	901 013	3796784	25 Stk.	18
15 x 8 cm	901 014	3796790	25 Stk.	12
20 x 10 cm	901 015	3796809	25 Stk.	10



Hydrofilm® Plus

GRÖSSE	ARTIKELNUMMER	PZN	PACKUNGSIHALT	VERSANDEINHEIT
5 x 7,2 cm	685 770	3697177	5 Stk.	20
5 x 7,2 cm	685 771	3697183	50 Stk.	10
9 x 10 cm	685 772	3697208	5 Stk.	20
9 x 10 cm	685 773	3697214	50 Stk.	10
9 x 15 cm	685 774	3697220	5 Stk.	20
9 x 15 cm	685 775	3697237	25 Stk.	10
10 x 12 cm	685 776	3697243	25 Stk.	10
10 x 20 cm	685 777	3697266	5 Stk.	10
10 x 20 cm	685 778	3697272	25 Stk.	10
10 x 25 cm	685 779	3697289	25 Stk.	10
10 x 30 cm	685 780	3697295	25 Stk.	10

1. Data on file: proDERM Study Report No. 16.0339-23, 2016. 2. Data on file: Centexbel, analysis report number 11638, 2011 [6] Data on file: MET Surgical Dressings with non woven backing run off performance study, MET/HAR/1001, 2012 [7] Data on file: Observational study, n=338, 2009. 3. National Institute for Health and Care Excellence (2008). Surgical site infections: prevention and treatment. <https://www.nice.org.uk/guidance/cg74> [Date accessed: 27/10/2017] [4] Ding, S. et al (2017). Nurses' practice in preventing postoperative wound infections: an observational study. Journal of Wound Care Vol 26, No 1, January 2017. 4. Data on file: SMTL, analysis report number 11/3758/1, 2011 [9] Data on file: Internal MVTR Test Report Cosmopor®, 2017. 5. Palfreyman S, Stevens J. Use of Hydrofilm® and Hydrofilm® Plus in the community: an assessment. British journal of community nursing. 2010;15(3). 6. NHS, Clinical review Film and Film Island Dressings, V1, 2017.



PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.
IZ NÖ Süd Straße 3, Objekt 64
A-2355 Wiener Neudorf

Tel.: +43 2236 646 30
office@at.hartmann.info
www.at.hartmann.info

