

PAUL HARTMANN AG
Postfach 14 20, 89504 Heidenheim

Ihr Zeichen	Ansprechpartner Kundenservice Medical
Ihr Schreiben vom	Telefon 0800/7235 589
Unser Zeichen	Telefax 0800/7235 590
Datum	E-Mail 03.11.2022 kundenservice.mi.va@hartmann.info

Änderung des Sterilisationsverfahrens bei einigen sterilen ES-Kompressen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass sich bei einigen unserer sterilen ES-Kompressen das Sterilisationsverfahren ändert. Bisher wurden die nachfolgend aufgelisteten ES-Kompressen mittels einer Dampf-Sterilisation sterilisiert.

Künftig kommt hier die Ethylenoxidsterilisation (EO) zur Anwendung. In den vergangenen drei Jahren wurden bereits große Teile des ES-Kompressen Sortimentes auf die Ethylenoxidsterilisation (EO) umgestellt.

- ES-Kompressen steril 5 x 5 cm 8f
- ES-Kompressen steril 10 x 20 cm 8f
- ES-Kompressen steril 5x5 cm 12f Großpackung
- ES-Kompressen steril 7,5x7,5 cm 12f Großpackung
- ES-Kompressen steril 7,5x7,5 cm 12f Großpackung
- ES-Kompressen steril 10x10 cm 12f Großpackung
- ES-Kompressen steril 10x20 cm 12f Großpackung
- ES-Kompressen steril 5x5 cm 12f Großpackung
- ES-Kompressen steril 5x5 cm 12f Großpackung
- ES-Kompressen steril 10x10 cm 12f Großpackung

Die Änderung des Sterilisationsverfahrens hat keinen Einfluss auf das Material, die Qualität oder das Produkt selbst.

ILN 040 9500 00000 0

Vorstand: Britta Fünfstück (Vorsitzende des Vorstands),
François Georgelin, Stefan Grote, Stefan Müller
Aufsichtsratsvorsitzender: Fritz-Jürgen Heckmann

Sitz Heidenheim
Amtsgericht Ulm HRB 661090
WEEE-Reg.-Nr. DE 26216897

Was ändert sich bei den betroffenen Artikeln?

- Die Artikel erhalten eine neue Prüfziffer und neue GTINs - die ECLASS bleibt gleich
- Die Maße der verschiedenen Verpackungsebenen (Peelpouch, Faltschachtel, Originalkarton) werden angepasst.
- Die Anzahl der Faltschachteln pro OK sowie der Paletteninhalt ändern sich.
- Auf der Faltschachtel sowie auf der Peelpouch ist künftig das Symbol der Ethylenoxidsterilisation (EO) zu finden: **STERILE EO**
- Die Artikel erscheinen künftig im neuen Design. Sie sind damit unter den ersten Artikeln, die auf das neue Design umgestellt werden.*



* Die Umstellung des übrigen ES-Kompressen Sortimentes auf das neue Design findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Detaillierte Bestellinformationen sind der Excel-Datei im entnehmen. Es erfolgt eine automatische Substitution von den Vorgängern auf die Nachfolger.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihren zuständigen HARTMANN-Mitarbeiter.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team von HARTMANN