

HARTMANN



MediSet® für Haut- desinfektion

Prozesse vereinfachen.
Sicherheit erhöhen.



MediSet® – Beschreibung

MediSet® – Vorteile

MediSet® – Übersicht



Inhalt

MediSet® – Übersicht	2
MediSet® – Vorteile	3
MediSet® – Beschreibung	5
Waschset universal	5
Waschset mit Klemmen	6
Abwaschset für allgemeine Eingriffe	7
Waschset	8
Waschset mit Schaumstoffstäbchen	9
Ophthalmologie Waschset	10
Set für prä-operative Desinfektion (doppelt verpackt)	11
Prä-operative Desinfektion (doppelt verpackt)	12
Hautdesinfektionsset mit Pinzette / Klemmen	13
Desinfektionssets mit Tupfer	14
Becher und Schalen	15
Punktions-Set	16
CT-A Wurzelblockade Set	17



MediSet®

Sicherheit, Komfort und mehr Zeit
für Ihre Patienten - darauf
kommt es wirklich an!

- Zur Desinfektion vor kleineren Eingriffen auf Stationen und Ambulanzen, wie z. B. Punktionen
- Zur prä-operativen Desinfektion im OP (doppelt verpackt)

TIPP:
Die stabile
Blisterverpackung kann
als Desinfektionsschale
und dann als Abwurf-
behälter verwendet
werden.





MediSet® gut vorbereitet für die tägliche Routine

Ihre Vorteile



- Sofort einsetzbar, wenn Sie das Set benötigen
- Gut stapelbar und lange haltbar (bis zu 3 Jahren)
- Reduzieren die Dauer der Vorbereitung
- Vereinfachen die Lagerhaltung



- Können nosokomiale Infektionen und Kreuzkontaminationen vermeiden
- MediSets® erfüllen die Empfehlungen des Robert Koch Institutes und werden von der WHO empfohlen*
- Reibungsloser und effizienter Ablauf
- Sicheres Arbeiten nach definierten Standards
- Ablösbarer Barcode zur Dokumentation



- Alle für die Behandlung notwendigen Komponenten in der richtigen Anwendungsreihenfolge
- Weniger Müll im Vergleich zu einzeln steril verpackten Instrumenten
- Die Verpackung kann zusätzlich als Behältnis für Flüssigkeiten (Spüllösungen, Desinfektionsmittel, etc.) und als Müllabwurf genutzt werden
- Sterile Einwegsets sparen Kosten**



* Die Verwendung von Einweg-Komponenten wird von der WHO zur Vermeidung von nosokomialen Infektionen (HAI – Hospital Acquired Infections) empfohlen – „Prevention of Hospital-acquired Infections: A Practical Guide by World Health Organization, Department of Communicable Disease, Surveillance and Response, Second edition, 2002“

** Poster Klinikum Tarbes (2001), Klinikum Dieppe (2012), Klinikum Nîmes (2015); Journées national d'études sur la stérilisation de santé.

Waschset universal

Artikelnummer: **475 646**

Versandeinheit: **1 Karton à 45 Sets**

Inhalt:

- 1 Tupferklemme 19 cm, Kunststoff
- 3 Pagasling® Schlinggazetupfer Größe 5 (extragroß)



MediSet® – Übersicht

MediSet® – Vorteile

MediSet® – Beschreibung



Waschset mit Klemmen

Artikelnummer: **478 500**

Versandeinheit: **1 Karton à 36 Sets**

Inhalt:

- 3 Kelly Pinzetten 22 cm, Kunststoff
- 3 Pagasling® Schlinggazetupfer Größe 5 (extragroß)



Abwaschset für allgemeine Eingriffe

Artikelnummer: **475 477**

Versandeinheit: **1 Karton à 40 Sets**

Inhalt:

- 1 Tupferklemme 24 cm, Kunststoff
- 1 Becher 500 ml graduert, transparent, Kunststoff
- 8 Pagasling® Schlinggazetupfer Gr. 5 (extragroß)



MediSet® – Übersicht

MediSet® – Vorteile

MediSet® – Beschreibung



Waschset



Artikelnummer: **479 094**

Versandeinheit: **1 Karton à 6 Dispenser**
1 Dispenser à 4 Sets

Inhalt:

- 1 Tupferklemme 19 cm, Kunststoff
- 7 Pagasling® Schlinggazetupfer Größe 6 (faustgroß)
- 1 Becher 500 ml, graduiert, transparent, Kunststoff



Waschset mit Schaumstoffstäbchen

Artikelnummer: **478 501**

Versandeinheit: **1 Karton à 118 Sets**

Inhalt:

- 3 Schaumstoffstäbchen 15 cm, Schaumstoffkopf 4 x 4 cm
- 1 Medicomp® Vlieskomresse 7,5 x 75 cm



Ophthalmologie

Waschset

Artikelnummer: **479 219**

Versandeinheit: **1 Karton à 84 Sets**

Inhalt:

- 1 Kocher Klemme 14 cm, Kunststoff
- 2 Pagasling® Schlinggazetupfer Größe 3 (pflaumengroß)



MediSet® – Übersicht

MediSet® – Vorteile

MediSet® – Beschreibung



Set für die prä-operative Desinfektion

doppelt verpackt

Artikelnummer: **470 403**

Versandeinheit: **1 Karton à 45 Sets**

Inhalt:

- 5 Pagasling® Schlinggazetupfer Größe 4 (eigroß)
- 1 Becher 150 ml, graduert, transparent, Kunststoff
- 1 Tupferklemme 24 cm, Kunststoff



Prä-operative Desinfektion

doppelt verpackt



Artikelnummer / Versandeinheit

Tupferklemme
(Kunststoff)



Pagasling® Schlinggazetupfer
Größe 5 (extragroß)

Becher
150 ml

479 171 / 1 Karton à 15 Sets

Blau 19 cm

5

1

479 151 / 1 Karton à 15 Sets

Blau 24 cm


5

1



Hautdesinfektionsset mit Pinzette / Klemmen



Artikelnummer / Versandeinheit	Tupferklemme (Kunststoff) 	Pagasling® Schlinggazetupfer Größe 5 (extragroß)	Becher 150 ml
479 173 / 1 Karton à 18 Sets	Blau 19 cm	5	1
479 174 / 1 Karton à 18 Sets	Blau 24 cm	5	1
479 175 / 1 Karton à 18 Sets	Grau IXEF®* 24 cm	5	1

* IXEF-Klemme: IXEF®-Material zeichnet sich durch hohe Festigkeit aus; ist daher sehr widerstandsfähig (annähernd wie Metall)






Artikelnummer / Versandeinheit	Pinzette gerade 12,5 cm (blau) 	Pagasling® Schlinggazetupfer Größe 4 (eigroß)
479 376 / 1 Karton à 84 Sets	1	5

Artikelnummer / Versandeinheit	Kocher-Klemme (Kunststoff) 	Pagasling® Schlinggazetupfer Größe 5 (extragroß)	Im Hartblister mit 3 Kammern
479 172 / 1 Karton à 24 Sets	1	5	





Desinfektionssets mit Tupfer

Artikelnummer Versandeinheit	 Pagasling® Schlinggazetupfer Größe 4 (eigroß)	 Pagasling® Schlinggazetupfer Größe 5 (extragroß)	 Pagasling® Schlinggazetupfer Größe 6 (faustgroß)	 Nierenschale 300 ml	 Becher 250 ml
479 373 1 Karton à 45 Sets			3	1	
479 375 1 Karton à 45 Sets	5				1
479 374 1 Karton à 45 Sets			6	1	
479 372 1 Karton à 45 Sets	8			1	
478 725 1 Karton à 2 Dispenser 1 Dispenser à 28 Sets		3			





Becher und Schalen



Artikelnummer
Versandseinheit

Volumen

470 158

1 Karton à 108 Stück lose

60 ml

470 185

1 Karton à 108 Stück lose

120 ml

470 157

1 Karton à 72 Stück lose

150 ml

470 226

1 Karton à 48 Stück lose

250 ml

478 139

1 Karton à 48 Stück lose

500 ml

Graduiert, transparent, Kunststoff, einzeln steril verpackt



Punktions-Set

Artikelnummer **479 069**

Versandeinheit: **1 Karton à 20 Sets**

Inhalt:

- 1 Tischabdecktuch 90 x 75 cm (Einschlagtuch)
- 1 Lochtuch, selbstklebend, variabel, 75 x 90 cm
- 2 exzentrische Luer Spritzen 10 ml
- 6 Pagasling® Schlinggazetupfer Größe 4 (eigroß)
- 1 Becher 120 ml, graduiert, transparent, Kunststoff
- 12 Sterilux® ES Kompressen 7,5 x 7,5 cm, 12fach, 17fädig
- 1 Cosmopor® Wundpflaster 10 x 8 cm
- 1 Tupferklemme gerade, 19 cm, Kunststoff (blau)
- 1 Rechteschale 1250 ml, nicht graduiert, weiß, Kunststoff



CT-A Wurzelblockade Set

Artikelnummer **475 595**

Versandeinheit: **1 Karton à 54 Sets**

Inhalt:

- 1 Abdecktuch 90 x 75 cm
- 1 Lochtuch, selbstklebend, 50 x 50 cm, Loch zentral Ø 10 x 5 cm
- 1 Becher 150 ml, graduert, transparent, Kunststoff
- 3 Pagasling® Schlinggazetupfer Größe 6 (faustgroß)
- 2 Sterilux® ES Mullkompressen 5 x 5 cm, 8fach, 17fädig
- 1 zentrische Luer Spritze 2/2,5 ml
- 1 zentrische Luer Spritze 5 ml
- 1 Hydrofilm® Plus transparenter Folienverband mit Wundpolster 5 x 7,2 cm



PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.
A-2355 Wiener Neudorf
Tel.: +43 2236 646 30
office@at.hartmann.info
www.at.hartmann.info

084859/7 (2021-07)



Hilft. Pflegt. Schützt.

MediSet® – Beschreibung

MediSet® – Vorteile

MediSet® – Übersicht

