

HARTMANN



HARTMANN Sortimentskatalog

Arztpraxis und
medizinischer Fachhandel

HARTMANN

Sortimentskatalog

Arztpraxis und
medizinischer Fachhandel

Stand September 2020

HARTMANN: Leidenschaft für Gesundheit.



Über 11.000 Mitarbeiter in 35 Ländern weltweit und noch viel vor:
Das ist die PAUL HARTMANN AG in ihrem 202. Jahr des Bestehens.

HARTMANN unterstützt medizinisches Fachpersonal sowie private und professionelle Pflegekräfte in ihrer täglichen Arbeit. Das Unternehmen fokussiert sich auch zukünftig darauf Produkte und Lösungen zu entwickeln, die die Qualität medizinischer Behandlungen nachhaltig verbessern und medizinischen Fachkräften einen echten Mehrwert bieten – nicht nur durch eine leichtere Anwendung, sondern auch durch einen positiven ökonomischen Effekt.

HARTMANN Gruppe feierte 200-jähriges Firmenjubiläum.

Am 1. März 1818 als Textilbetrieb in Heidenheim a. d. Brenz gegründet, ist die heutige PAUL HARTMANN AG der älteste deutsche Hersteller von Verbandstoffen und ein international führender Anbieter von Medizin- und Pflegeprodukten.

Mit dem ersten sterilen Wundverband gelang Paul Hartmann sen. zusammen mit dem schottischen Chirurgen Sir Joseph Lister und dem Arzt Victor von Bruns 1874 ein entscheidender Durchbruch in der Medizingeschichte. Diese Erfindung ermöglicht bis heute Millionen Menschen eine sichere Wundversorgung. Zugleich bildete sie den Grundstein des Unternehmens, dessen Portfolio ständig optimiert und vergrößert wurde.

Kompetenzschwerpunkte der PAUL HARTMANN AG sind heute Erzeugnisse für die Wundbehandlung, Inkontinenzversorgung sowie die Infektionsprophylaxe. Hinzu kommen Lösungen für die Kompressionstherapie, Immobilisation sowie Erste Hilfe.

In der über 200-jährigen Firmengeschichte ist HARTMANN nie stehen-geblieben, sondern hat sich ständig fortentwickelt – zum Wohle von Patienten und Pflegekräften. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.

Unsere Vision? Das Gesundheitswesen verbessern. Weltweit.

Wir glauben daran, dass unsere drei zentralen Werte die Gesundheit zu unserem Antrieb werden lassen:

Leidenschaft, Partnerschaft und
Professionalität.

Unsere Leidenschaft? Den Menschen helfen.

Es ist unser Ziel, die Ideen und Vision unseres Gründers Paul Hartmann stetig weiter zu entwickeln. Auf dieser Basis entwickeln wir Ideen und schaffen immer wieder innovative Lösungen. Dabei steht die Leidenschaft für die Gesundheit der Menschen für uns und unsere Partner an erster Stelle. Und dafür ist uns kein Weg zu weit, kein Ziel zu hoch.

Wie wir sind? Offen, anspruchsvoll und dynamisch.

Partnerschaft – unser Know-how macht uns zum vertrauenswürdigen Partner.

Nur wer seine Zielgruppe genau kennt, versteht auch ihre Bedürfnisse. Wir sehen uns deshalb als offener, hilfsbereiter und beständiger Partner in allen Bereichen der Gesundheitsvorsorge. Mit unseren Erkenntnissen und unserem Fachwissen halten wir effektive und wirtschaftliche Lösungen bereit, welche die Gesundheit der Menschen positiv beeinflussen.

Unser Leitprinzip? Persönlich, zuverlässig und beständig.

Professionalität – wie wir Menschen helfen? Aktiv und unmittelbar.

Wir denken und handeln in pragmatischer, vorausschauender und ganzheitlicher Weise. Unsere Ideen und Lösungen passen wir kontinuierlich den Herausforderungen und Anforderungen von morgen an. So unterstützt HARTMANN stets die erfolgreiche Umsetzung von Ideen und Lösungen, die die Qualität des täglichen Lebens nachhaltig verbessern.

Wie wir arbeiten? Strukturiert, ergebnisorientiert und geradlinig.

6 Inhaltsübersicht



Wundmanagement

Hydroaktive Wundauflagen	
HydroClean®	14
HydroTac®	15
Hydrocoll®	16
Sorbalgon®	17
HydroTac® transparent	18
Hydrosorb® Gel	19
Wundauflagen	
PermaFoam® classic	20
Wundkontaktschicht	
Atrauman® Silicone	21
Atrauman® Ag	22
Atrauman®	23
Grassolind®	24
Superabsorber Saugkompressen	
Zetuvit® Plus Silicone	25
Zetuvit® Plus Silicone Border	26
Zetuvit® Plus	27
Saugkompressen	
Zetuvit®	28
Post-OP-Verbände	
Cosmopor® Advance	29
Cosmopor® Steril	30
Cosmopor® Strip	31
DermaPlast® Wundpflaster	32
Hydrofilm® Plus	33
Hydrofilm®	34
Selbstmedikation	
Dermaplast® MEDICAL	35
Sport	
DermaPlast® ACTIVE	36
Wundpflaster	
DermaPlast® EFFECT	
Hydrokolloid-Pflaster	38
DermaPlast® Wundpflaster	40
DermaPlast® ProtectSpray+	42
Erste-Hilfe-Sets	
DermaPlast® Erste-Hilfe-Sets	43
Mull / Vlies	
ES-Kompressen	44
Medicomp®	45
Medicomp® drain	46
Peha® Schlitzkompressen	46
Eycopad®	47
HARTMANN Verbandmull ZZ	48
Mullro®	49
Klebende Fixierung	
Omnifix® elastic	50
Hydrofilm® roll	51
Cosmopor® I.V.	52
Cosmopor® I.V. transparent	53
Omnistrip®	54
Omni Spulenpflaster	55
Omnitape®	56

Nicht klebende Fixierung	
Peha-haft®	57
Peha-haft® Color	58
Peha-crepp®	59
Peha®-Mullbinden	60
Peha-last®	61
Peha®-Lastotel®	62
Stülpa®	63
Stülpa®-fix	64
Coverflex® grip	65
Coverflex® fast	66
Verba®	67
Tupfer	
Pur-Zellin®	68
Soft-Zellin-C®	69
Pagasling®	70
Telaprep®	71
Tamponaden	
HARTMANN Tamponadebinden	72
Watte	
HARTMANN Watte	73
Zellstoff	
Pehazell® Clean	74
Kompressionsbinden	
PütterPro 2	75
Pütter-Verband®	76
PütterFlex	77
Pütter-haft	78
Lastodur®	79
Universalbinden	
Idealast®-haft	80
Idealast®-haft Color	81
HARTMANN Idealbinden	82
Idealast®	83
Idealflex®	84
Idealflex® universal	85
Zinkleimbinden	
Varolast® Plus	86
Polsterbinden	
Rolta® soft	87



Diagnostik

EKG- und Blutdruckmessgerät	
Veroval® EKG- und Blutdruckmessgerät	92
Blutdruckmessgeräte	
Veroval® DUO CONTROL Oberarm- Blutdruckmessgerät	93
Veroval® Oberarm-Blutdruck- messgerät	94
Veroval® Netzadapter	95
Veroval® Handgelenk-Blutdruck- messgerät	96
Veroval® Zubehör Premium Geräte	97
Veroval® compact Oberarm- Blutdruckmessgerät	98
Veroval® compact Handgelenk- Blutdruckmessgerät	99
Fieberthermometer	
Veroval® Infrarot-Fieberthermometer	100
Thermoval® baby Infrarot- Fieberthermometer	101
Thermoval® kids flex	102
Thermoval® kids	102
Thermoval® rapid	103
Thermoval® standard	103

**Inkontinenzmanagement
Patientenpflege**

Inkontinenzeinlagen/-Pants

MoliCare® Premium lady pad	110
MoliCare® Premium lady pants	111
MoliCare® Premium MEN PAD	112
MoliCare® Premium MEN PANTS	113
MoliCare® Pad	114
MoliCare® Rectangular	115

Inkontinenzvorlagen

MoliCare® Premium Form extra plus MEN	116
MoliCare® Premium Form	117
MoliCare® Form	118

Fixierhöschen

MoliCare® Fixpants	119
--------------------	-----

Inkontinenz-Slips/-Pants

MoliCare® Premium Elastic	120
MoliCare® Premium Slip	122
MoliCare® Slip maxi	123
MoliCare® Slip	124
MoliCare® Premium Mobile	126

Inkontinenzunterlagen

MoliCare® Premium Bed Mat	128
MoliCare® Bed Mat Eco	129
MoliCare® Premium Bed Mat textile	130

Patienten- und Personalhygiene

Vala®Clean	131
Vala®Fit	132
Vala®Comfort	133
Vala®Protect	134
Peha®fresh	135
SicSac®	136

Untersuchungshandschuhe

Peha-soft® powderfree	137
Peha-soft® nitrile guard powderfree	138
Peha-soft® nitrile sterile powderfree	139
Peha-soft® nitrile fino powderfree	140
Peha-soft® nitrile white powderfree	141
Peha-soft® nitrile powderfree	142
Peha-soft® syntex powderfree	143
Peha-soft® vinyl powderfree	144

Pflegesets

MediSet® PEG/SBK	145
Urinkatheter-Sets	146
Wundnaht-Sets	147
Naht-Sets	148
Fadenzieh-Sets	149
Peha® Fadenmesser	150
Wundversorgungs-Sets	151

Zubehör Behandlungspflege

Pagavit® Lip Moisturiser	152
Wattestäbchen	153

Medizinische Hautpflege

MoliCare® Skin Reinigung	154
MoliCare® Skin Pflege	156
MoliCare® Skin Schutz	158

OP-Bedarf

OP-Abdeckungen

Foliodrape® Protect Abdecktücher	164
Foliodrape® Protect Lochtücher	165

OP-Bekleidung

Foliodress® S	166
Foliodress® Cap Comfort Universal	167
Foliodress® Mask Comfort	168
Foliodress® Eye Protect	169

OP-Handschuhe

Peha®-micron latex	170
Peha®-profile latex	171
Peha-taft® latex	172
Peha®-underglove latex	173
Peha®-isoprene latexfree	174
Peha®-neon latexfree	175
Peha®-underglove latexfree	176

Sets

Präoperative Desinfektions-Sets	177
---------------------------------	-----

Desinfektion und Hygiene

Hände

Sterillium®	182
Sterillium® classic pure	183
Sterillium® pure	184
Sterillium® Protect & Care	185
Sterillium® med	186
Sterillium® Virugard	187
Sterillium® Tissue	188
Baktolan® protect	189
Baktolan® protect+ pure	190
Baktolan® lotion	191
Baktolan® lotion pure	192
Baktolan® balm	193
Baktolan® balm pure	194
Baktolin® sensitive	195
Baktolin® pure	196

Haut

Cutasept® F	197
Cutasept® G	198
Stellisept® med	199
Stellisept® med gloves	200
Cutasept® feet	201
Baktolan® vital	202

Fläche

Bacillo® AF	203
Bacillo® 30 Foam	204
Bacillo® Tissues	205
Bacillo® Wipes	206
Bacillo® AF Tissues	207
Bacillo® 30 Tissues	208
Mikrobac® Tissues	209
Mikrobac® Virucidal Tissues	210
Kohrsolin® FF Tissues	211
Dismozon® plus	212
Mikrobac® forte	213
Kohrsolin® FF	214
BODE X-Wipes Spendersystem	215
X-Wipes Safety Pack	216
Dismofix® G	217

Instrumente

Bodedex® forte	218
Bomix® plus	219
Korsolex® extra	220
Korsolex® basic	221
Korsolex® Endo-Cleaner	222
Korsolex® Endo-Disinfectant	223


Geräte und Zubehör

Eurospender Safety plus	224
BODE Eurospender 1 plus	225
Eurospender RX5 Touchless	226
BODE X-Wipes Wandhalter	227
Dosier- und Applikationshilfen	228
Instrumentenwannen	229

Was wäre, wenn weniger Verbandmittel für eine schnellere Wundheilung sorgen würden?

Bei HARTMANN fühlen wir uns verpflichtet, das Wissen, das wir in den über 200 Jahren erworben haben, für Innovationen und bessere Ergebnisse in den Bereichen Wundmanagement, Wundheilung und Kompressionstherapie einzusetzen. Aus lediglich „abdeckenden und aufsaugenden“ Wundauflagen haben wir ein Therapiekonzept mit zwei wirksamen Präparaten entwickelt, das aktiv und ganzheitlich die Wundheilung von der Wundreinigung bis zum Wundverschluss fördert. Dabei war es unser Anspruch, Wundbehandlung für Beschäftigte im Gesundheitswesen, Gesundheitsökonomien und Patienten hoch wirksam und trotzdem einfach und wirtschaftlich zu gestalten.





*Was wäre, wenn...
wir einen Großteil der
Wunden mit nur zwei
Präparaten behandeln
könnten?*

HydroTherapy – Das Therapiekonzept für die Wundbehandlung in der Arztpraxis.

Durch den Einsatz von nur zwei Präparaten HydroClean® und HydroTac® lässt sich mit der HydroTherapy eine Vielzahl von Wunden wirksam und einfach behandeln.

Die Therapie startet unter Anwendung von HydroClean® in der Reinigungsphase und wird ab Ende der Granulation bis zur vollständigen Epithelisierung mit HydroTac® fortgesetzt.

Der einzigartige Saug-Spül-Mechanismus von HydroClean® und die innovative AquaClear Technologie von HydroTac® sorgen für ein perfektes Zusammenspiel in der HydroTherapy.

HydroClean®

Schritt 1: **Wundreinigung**

HydroTac®

Schritt 2: **Wundheilung**



Kompressionstherapie mit Pütter – Bindenmaterial für alle Fälle.

Die Kompression des Beines ist in der Therapie phlebologischer Erkrankungen unverzichtbar. Voraussetzungen für die Wirksamkeit der Kompressionstherapie sind dabei eine korrekte Diagnose, gute Materialkenntnisse sowie Erfahrung im Anlegen von Verbänden.

Pütter für eine effektive Kompression – die gesamte Pütter-Familie.

Legen Sie Pütter für eine starke Kompression an.

Pütterbinden sind der etablierte Standard der Kompressionstherapie und stehen für eine sehr starke Kompression bei wirtschaftlichem Einsatz. Das kräftige Gewebe erreicht mit seiner Kompression auch die tiefen, subfaszialen Venenbereiche und ist dank guter Hautverträglichkeit auch für Patienten mit sensibler Haut geeignet.



PütterFlex für mehr Bewegung.

PütterFlex ist die Binde, die sich anatomisch optimal an das Bein anpasst und für mehr Beweglichkeit im Fußgelenk sorgt. Das dünne, bi-elastische Material lässt sich nicht nur einfacher anlegen, sondern erleichtert auch das Tragen von Schuhen. PütterFlex steht für mehr Akzeptanz und mehr Mobilität bei gleichbleibend starker Kompression und Wirksamkeit.



PütterPro 2 – Das 2-Komponentensystem für konsistent korrekte Kompression und Komfort.

PütterPro 2 ist das 2-Komponenten-Kompressionssystem aus der Pütter-Familie für die Behandlung von chronisch venöser Insuffizienz. Es ermöglicht eine schnell anzulegende und sichere Kompressionstherapie, die bis zu sieben Tage hält. Patienten profitieren von dem dünnen Verband, der ihnen zu einem angenehmen Tragegefühl in normalen Schuhen verhilft. Der neue visuelle Druck-Indikator vereinfacht die Verwendung und unterstützt dabei, einen angemessenen Druck zu erreichen.





HydroClean®



HydroClean mit dem einzigartigen Saug-Spül-Mechanismus für wirksames Reinigen, Absorbieren und Débridieren.

HydroClean®

Für eine aktive Wundreinigung durch den einzigartigen Saug-Spül-Mechanismus; bis zu 3 Tagen effektive Wirkung; einfache flexible Anwendung auch unter Kompression; Silikonstreifen verhindern das Verkleben mit der Wunde; wirksames autolytisches Débridement.



HydroClean® cavity HydroClean® mini

Für eine Wundreinigung bis zu 3 Tagen; eignet sich zum Tampornieren tiefer Wunden; die Konstruktion von HydroClean cavity ermöglicht den Austausch rundum.



Charakteristik

Superabsorbierendes, mit Ringerlösung aktiviertes Präparat, das bis zu 3 Tagen ein feuchtes Wundmilieu schafft, Nekrosen und Beläge löst, im Austausch Wundexsudat aufnimmt und so die Wundreinigung beschleunigt; der SAP-Kern reguliert die Metalloproteasen-Aktivität und fördert so die Heilung von chronischen Wunden mit stagnierendem Heilungsprozess, der Aufbau von Granulationsgewebe wird gefördert; die hydrophobe Hülle wirkt Verkleben entgegen; ohne Wundirritation zu entfernen; zum Austamponieren tiefer Wunden stehen die cavity-Aufmachungen zur Verfügung.

Anwendung

Zur interaktiven Wundreinigung und Unterstützung der Wundkonditionierung sowie zum Gewebeaufbau, z. B. bei chronischen Wunden unterschiedlichster Genese, wie diabetische Gangrän, Dekubitalulkus oder Ulcus cruris oder bei schlecht heilenden Wunden mit starker Exsudation, bei klinisch manifest infizierten Wunden; auch unter Kompression anwendbar; speziell zum Austamponieren tiefer Wunden sind die cavity-Aufmachungen indiziert.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
HydroClean® steril, einzeln eingesiegelt	Ø 4 cm	609 220	00127404	10 Stück	6
	4x8 cm	609 222	11692975	10 Stück	6
	Ø 5,5 cm	609 224	00127410	10 Stück	6
	7,5x7,5 cm	609 226	00127433	10 Stück	6
	10x10 cm	609 228	00127456	10 Stück	6
	8x14 cm oval	609 230	13649363	10 Stück	6
HydroClean® mini steril, einzeln eingesiegelt	Ø 3 cm	609 001	12440721	10 Stück	6
HydroClean® cavity steril, einzeln eingesiegelt	Ø 4 cm	609 002	00127462	10 Stück	6
	4x8 cm	609 004	11693182	10 Stück	6
	7,5x7,5 cm	609 008	00127491	10 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

HydroTherapy
In zwei Schritten.



HydroClean®
Von der Wundreinigung.....

HydroTac®

Der hydroaktive Schaumstoffverband, mit AquaClear Technologie für beschleunigte Wundheilung



Charakteristik

Schaumstoffverband mit wundseitig netzförmiger Hydrogel-Schicht und wasserdampfdurchlässiger, flüssigkeits- und keimdichter Polyurethan-Deckfolie; der saugfähige Schaumstoff nimmt überschüssiges Wundexsudat schnell auf, ohne die Wunde auszutrocknen; bei relativ trockenen Wunden gibt das Hydrogel Feuchtigkeit ab und unterstützt die Bildung und Aufrechterhaltung eines optimalen Wundmilieus. Die AquaClear Technologie reichert Wachstumsfaktoren an der Geloberfläche an und beschleunigt so den epithelialen Wundverschluss. Die Wund-

aufgabe ist weich und geschmeidig, verfügt über eine gute Polsterwirkung und kann schmerzarm entfernt werden; in verschiedenen Ausführungen und Zuschnitten erhältlich.

Anwendung

Zur Wundbehandlung von gering bis mäßig exsudierenden Wunden ab Ende der Granulationsphase bis hin zum kompletten Wundverschluss, z. B. bei Ulcus cruris, diabetischem Fußsyndrom und Dekubitus; zur Versorgung von Verbrennungen bis Grad 2a sowie zur Behandlung von Spalthaut-

entnahmestellen nach vorausgegangenem adäquater Blutstillung; auch unter Kompression anwendbar.


HydroTac®

Der leichte Selbsthafteffekt erleichtert die Handhabung durch eine Vorfixierung auf der Haut, für eine dauerhafte Fixierung sollten geeignete Produkte verwendet werden, wie z. B. hypoallergene Fixierpflaster oder -binden.



HydroTac® comfort

Zur sicheren, keimdichten Fixierung ist HydroTac comfort mit einem umlaufenden, hypoallergenen Kleberand ausgestattet.



HydroTac® Border Multisite

Die spezifischen Zuschnitte eignen sich zur Behandlung von konturierten und schwierigen Körperstellen, mit umlaufender, hypoallergener Klebefolie für sicheren Halt.



HydroTac® sacral

Der spezifische Zuschnitt eignet sich zur Behandlung im Sakralbereich, mit umlaufender, hypoallergener Klebefolie für sicheren Halt.



HydroTac® concave

Zur Behandlung an Ferse, Knie und Ellenbogen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
HydroTac®, steril, einzeln eingeseigelt	Ø 6 cm	685 849	03451128	10 Stück	4
	10x10 cm	685 832	03451312	10 Stück	4
	10x20 cm	685 841	11584961	10 Stück	4
	20x20 cm	685 842	11584978	10 Stück	3
HydroTac® comfort, steril, einzeln eingeseigelt	8x8 cm (IM 3,5x3,5 cm)	685 810	03452636	10 Stück	6
	12,5x12,5 cm (IM 7,5x7,5 cm)	685 815	03452688	10 Stück	6
	15x20 cm (IM 9x14 cm)	685 821	11691786	10 Stück	6
	20x20 cm (IM 14x14 cm)	685 812	11584984	10 Stück	4
HydroTac® Border Multisite, steril, einzeln eingeseigelt	13x16 cm (IM 8x11 cm)	685 829	16129463	10 Stück	6
	11,5 cm (IM 6 cm)	685 823	16129486	10 Stück	12
HydroTac® sacral, steril, einzeln eingeseigelt	18x18 cm (IM 13x10,6 cm)	685 827	11691800	10 Stück	6
HydroTac® concave, steril, einzeln eingeseigelt	18x18,5 cm	685 825	11691823	10 Stück	6

IM = Innenmaß

* Versand-Einheiten in Packungen

HydroTac®
.....bis zur Epithelisierung



HydroTherapy
In zwei Schritten.

Hydrocoll®



Der schnell saugende Hydrokolloid-Verband für die feuchte Wundbehandlung

Charakteristik

Saugender, selbsthaftender Hydrokolloid-Verband mit semipermeabler, keimdichter Deckschicht; bewirkt durch Gelumwandlung der hydrokolloiden Verbandanteile ein feuchtes Wundmilieu, wobei das Gel so lange saugfähig ist, bis die Hydrokolloide gesättigt sind; fördert Granulation und Epithelisierung; ohne Wundirritation zu entfernen; in verschiedenen Ausführungen und Zuschnitten erhältlich.

Anwendung

Zur feuchten Wundbehandlung klinisch nicht infizierter, schwach bis mittelstark exsudierender Wunden, insbesondere bei Wunden mit schlechter Heilungstendenz und langwierigem Granulationsaufbau, z. B. bei Ulcus cruris oder Dekubitus; bei Verbrennungen 2. Grades; Hydrocoll sacral wird bei Dekubitalulzerationen im Sakralbereich, Hydrocoll concave an Ferse oder Ellenbogen eingesetzt.

Hydrocoll®

In fünf verschiedenen Größen für einen bedarfsgerechten Einsatz.



Hydrocoll® concave

Zur Behandlung an Ferse und Ellenbogen; der spezielle Zuschnitt lässt sich mit wenigen Handgriffen in eine Tasche formen und kann so körpergerecht anmodelliert werden.



Hydrocoll® sacral

Der spezifische Zuschnitt wird zur Behandlung von Dekubitalulzerationen im Sakralbereich eingesetzt.



Hydrocoll® thin

Der dünnere Hydrokolloid-Verband mit geringerer Saugkapazität findet bevorzugt in der Epithelisierungsphase Anwendung.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*	
Hydrocoll®, steril, einzeln eingeschiegelt	5x5 cm	900 740	01690633	10 Stück	20
	7,5x7,5 cm	900 742	01690656	10 Stück	20
	10x10 cm	900 746	04419865	10 Stück	20
	15x15 cm	900 748	04419871	5 Stück	16
	20x20 cm	900 749	07547658	5 Stück	16
Hydrocoll® concave, steril, einzeln eingeschiegelt	8x12 cm	900 756	01690745	10 Stück	20
Hydrocoll® sacral, steril, einzeln eingeschiegelt	12x18 cm	900 755	07547664	5 Stück	16
Hydrocoll® thin, steril, einzeln eingeschiegelt	7,5x7,5 cm	900 757	01690751	10 Stück	20
	10x10 cm	900 758	07547670	10 Stück	20
	15x15 cm	900 760	07547687	5 Stück	16

* Versand-Einheiten in Packungen

Sorbalgon®

Die Calciumalginat-Kompresse mit ausgezeichneter Tamponierbarkeit

Charakteristik

Tamponierbare, wirkstofffreie Kompressen und Tamponadestreifen aus Calciumalginat-Fasern, die sich im Austausch mit den Natriumsalzen von Blut und Exsudat in ein hydrophiles, nicht verklebendes Gel umwandeln und die Wunde ausfüllen; dadurch ergeben sich ein enger Wundkontakt und ein für die Heilung günstiges Mikroklima; Keime werden während der Umwandlung in der Gelstruktur eingeschlossen.



Anwendung

Grundsätzlich zur Versorgung aller äußerlichen Wunden, insbesondere aber bei blutenden und exsudierenden Wunden, weil hier die Gelbildung wundheilungsfördernd zum Tragen kommt, so z. B. bei Ulcus cruris venosum, Dekubitus, Abszessen, Furunkeln, Verbrennungen sowie bei schwierig zu versorgenden Wunden in der Unfall- und Tumorchirurgie; für tiefe Wunden und Fistelgänge steht Sorbalgon T zur Verfügung.



Sorbalgon®

Kompressen in drei verschiedenen Größen für einen bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Einsatz.



Sorbalgon® T

Tamponadestreifen, 30 cm lang, speziell für englumige Fistelgänge und Stichkanäle.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Sorbalgon®, steril, einzeln eingeschleibt	5x5 cm	999 598	03318955	10 Stück	20
	10x10 cm	999 595	03318949	10 Stück	10
	10x20 cm	999 589	00884915	5 Stück	8
Sorbalgon® T, Tamponadestreifen, steril, einzeln eingeschleibt	1 g / 30 cm	999 590	00884909	3 Stück	16
	2 g / 30 cm	999 592	07355574	5 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

HydroTac[®] transparent



Der transparente Hydrogelverband für die feuchte Wundbehandlung


HydroTac[®] transparent

Der Gel-Verband verfügt über einen gewissen Selbsthafteffekt, für eine dauerhafte Fixierung empfiehlt sich jedoch zusätzlich eine Befestigung mit hypoallergenen Fixierpflastern oder Fixierbinden.



HydroTac[®] transparent comfort

Zu sicheren, keimdichten Fixierung ist HydroTac transparent comfort mit einem umlaufenden, hypoallergenen Kleberand ausgestattet.



Charakteristik

Saugfähiger, hydroaktiver Gel-Verband mit semi-permeabler, keimdichter Deckschicht; transparent; sorgt durch hohen Wasseranteil von ca. 60 % für ein ausgewogen feuchtes Wundmilieu; fördert Granulation und Epithelisierung; gute Polsterwirkung; auch mit Fixierrand erhältlich.

Anwendung

Zur feuchten Wundbehandlung, insbesondere zur Versorgung klinisch nicht infizierter Wunden in der Granulations- und Epithelisierungsphase, bei Ulcus cruris oder Dekubitus; zur Versorgung von Verbrennungen bis Grad 2a sowie zur Förderung der Reepithelisierung von Spalthautentnahmestellen nach vorausgegangener adäquater Blutstillung; durch die beschreibbare Abziehfolie lässt sich hervorragend die Wundgröße dokumentieren.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
HydroTac [®] transparent, steril, einzeln eingeseigelt	5x7,5 cm	685 905	12801685	10 Stück	12
	10x10 cm	685 906	12801691	10 Stück	12
	10x20 cm	685 907	12801716	10 Stück	6
	20x20 cm	685 908	12801722	10 Stück	3
HydroTac [®] transparent comfort, steril, einzeln eingeseigelt	8x8 cm (IM 4x4 cm)	685 925	12801739	10 Stück	8
	6,5x10 cm (IM 2,5x6 cm)	685 928	12801768	10 Stück	8
	10x20 cm (IM 5,5x15,5 cm)	685 927	12801751	10 Stück	4
	12,5x12,5 cm (IM 8x8 cm)	685 926	12801745	10 Stück	4

IM = Innenmaß

* Versand-Einheiten in Packungen

Hydrosorb® Gel

Das klare, viskose Gel aus der Spritze für die feuchte Wundbehandlung

Charakteristik

Klares und viskoses Gel mit elektrolytischer Zusammensetzung, das sofort für ein ausgewogen feuchtes Wundmilieu sorgt; weicht trockenes, nekrotisches Gewebe auf und erleichtert das Ablösen, nimmt Beläge und Wundexsudat von gering exsudierenden Wunden auf; ohne Wundirritation mit steriler Spüllösung aus der Wunde zu entfernen; in Spritzen mit gegenläufiger Skala zur exakten Bestimmung und Dokumentation des Wundvolumens und der Menge des noch verfügbaren Gels; einzeln in Schutzhülle eingeschiegelt.



Anwendung

Zur feuchten Wundbehandlung bei oberflächlichen und tiefen Wunden mit geringer Exsudation, z. B. bei Ulzera, Dekubitalgeschwüren sowie Verbrennungen bis Grad 2b; unterstützt durch Aufweichung und Hydrierung von Nekrosen das endogene Débridement und die Beseitigung nekrotischen und avitalen Gewebes; das Gel 5 mm dick auf die Wunde aufbringen und mit geeignetem Sekundärverband abdecken.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Hydrosorb® Gel, steril, Spritzen 8 g	900 843	04084784	5 Spritzen	10
einzel in Schutzhülle 15 g	900 844	03694836	10 Spritzen	10

* Versand-Einheiten in Packungen

PermaFoam® classic



PermaFoam® classic

In verschiedenen Größen für einen bedarfsgerechten Einsatz.



PermaFoam® classic border

Zur sicheren, keimdichten Fixierung ist PermaFoam classic mit einem umlaufenden, hypoallergenen Kleberand ausgestattet.



PermaFoam® classic sacral

Der spezifische Zuschnitt eignet sich zur Behandlung im Sakralbereich; mit umlaufendem, hypoallergenen Kleberand für sicheren Halt.



PermaFoam® classic concave

Zur Behandlung an Ferse, Knie und Ellenbogen; der spezielle Zuschnitt mit umlaufendem, hypoallergenen Kleberand lässt sich problemlos anlegen und haftet sicher.



PermaFoam® classic tracheostomy

Zur Versorgung von Eintrittsstellen wie Tracheostomiekanülen und Sondenapplikationen; mit Y-Schnitt.



Der hydrophile Schaumstoffverband mit besonderer Porenstruktur

Charakteristik

Schaumverband, bestehend aus einem hydrophilen Polymer in dreidimensionaler Struktur, der wirksam Wundexsudat aufnimmt und für ein feuchtes Wundmilieu sorgt.

PermaFoam classic border verfügt zusätzlich über einen umlaufenden, selbsthaftenden Kleberand, der mit einem Polyacrylatkleber beschichtet ist.

Anwendung

Steriler, wirkstofffreier Polyurethan-Schaumverband für den Einmalgebrauch, der bei moderat bis stark exsudierenden, akuten und chronischen Wunden indiziert ist, wie etwa venösen Ulzera (Beinulzera), Dekubitus Grad II-IV, diabetischen Fußulzera, Gewebeentnahmestellen, Hautabschürfungen und Schnittverletzungen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
PermaFoam® classic, steril, einzeln eingeseigelt	∅ 6 cm	882 004	15744539	10 Stück	6
	10x10 cm	882 000	15744545	10 Stück	6
	15x15 cm	882 001	15744551	10 Stück	6
	20x10 cm	882 002	15744568	10 Stück	6
	20x20 cm	882 003	15744574	10 Stück	6
PermaFoam® classic border, steril, einzeln eingeseigelt	10x10 cm	882 006	15744597	10 Stück	6
	15x15 cm	882 007	15744611	10 Stück	6
	30x10 cm	882 008	15744491	10 Stück	6
PermaFoam® classic sacral, steril, einzeln eingeseigelt	18x18 cm	882 011	15744516	10 Stück	6
	22,5x22,5 cm	882 012	15744522	10 Stück	10
PermaFoam® classic concave, steril, einzeln eingeseigelt	16,5x18 cm	882 009	15744605	10 Stück	6
PermaFoam® classic tracheostomy, steril, einzeln eingeseigelt	8x8 cm	882 005	15744580	10 Stück	24

* Versand-Einheiten in Packungen

Atrauman® Silicone

Das Silikon-Wunddistanzgitter für atraumatischen Verbandwechsel

Charakteristik

Wundkontaktschicht aus einem Polyethylenterephthalat (PET)-Netz als Trägermaterial, das mit Silikongel (basierend auf Polydimethylsiloxan) beidseitig beschichtet ist; haftet sanft und sicher auf trockenen, nicht aber auf feuchten Oberflächen; sekret-durchlässig, besonders weich und gut drapierfähig, leicht zuschneidbar; kein Verkleben mit der Wunde.




Anwendung

Zur Behandlung von oberflächlichen akuten und chronischen, leicht bis mittelstark exsudierenden Wunden aller Art; als Schutzschicht auf nicht exsudierenden Wunden und auf Stellen mit empfindlicher Haut; insbesondere in Verbindung mit dem Vivano Unterdruckwundtherapiesystem anwendbar.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Atrauman® Silicone, steril, einzeln eingesiegelt	5x7 cm	499 568	11666067	10 Stück
	7,5x10 cm	499 562	11666096	10 Stück
	10x20 cm	499 564	11666104	10 Stück
	20x30 cm	499 565	10554308	5 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen

Atrauman® Ag



Der nicht-adhäsive silberhaltige Barriere-Verband für die atraumatische Wundbehandlung

Charakteristik

Das weiche, dünne Trägermaterial ist gut drapierfähig und stellt einen engen Kontakt mit dem Wundgrund sicher. Die Oberfläche des Materials und die Imprägnierung wirken einem Verkleben mit der Wunde entgegen, sodass ein atraumatischer Verbandwechsel möglich ist. Atrauman Ag ist eine silberhaltige Wundaufgabe. Die Imprägnierung pflegt die Wundränder und beugt Mazerationen vor. Sie ist wirkstofffrei und enthält kein Paraffin.

Anwendung

Zur Behandlung chronischer Wunden, wie zum Beispiel des diabetischen Ulcus cruris, diabetischem Beinulkus und des Dekubitus. Das Produkt dient außerdem zur Behandlung akuter Verbrennungen bis zweiten Grades.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Atrauman® Ag, steril, einzeln eingesiegelt	5x5 cm	499 571	02813842	10 Stück	12
	10x10 cm	499 573	02813807	10 Stück	12
	10x20 cm	499 575	02813150	10 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Atrauman®

Die Salbenkompresse mit dem hydrophoben Polyesterüll

Charakteristik

Wirkstofffreie Salbenkompressen aus hydrophobem, engmaschigem Polyesterüll mit glatter Oberflächenstruktur, imprägniert mit einer neutralen Salbenmasse, deren pflanzliche Fettsäuren aktiv den Lipidstoffwechsel unterstützen und damit den Heilungsprozess fördern; ohne Zusätze von Vaseline oder anderen Paraffinen; sekretdurchlässig, besonders weich und gut drapierfähig, kein Verkleben mit der Wunde.

Die Salbenmasse enthält: Ester-Gemisch natürlicher, pflanzlicher Fettsäuren, gebunden als Di- und Triglyceride.



Anwendung

Zur Behandlung von oberflächlichen akuten und chronischen Wunden aller Art; eignet sich insbesondere, um das Verkleben von Wundbett und Sekundärverband zu vermeiden als auch zum Geschmeidighalten von Wundrändern und der Umgebungshaut; besonders indiziert in der Dermatologie sowie bei haut- und medikamentenempfindlichen Patienten anwendbar.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Atrauman®, steril, einzeln eingesiegelt	5x5 cm	499 510	04889826	10 Stück	40
	5x5 cm	499 550	04889832	50 Stück	16
	7,5x10 cm	499 513	03829302	10 Stück	20
	7,5x10 cm	499 553	04889849	50 Stück	8
	10x20 cm	499 536	03829331	30 Stück	5

* Versand-Einheiten in Packungen

Grassolind®



Die Salbenkomresse mit dem weitmaschigen Baumwollgewebe

Charakteristik

Wirkstofffreie Salbenkompressen aus weitmaschigem, luft- und sekretdurchlässigem Baumwollgewebe, imprägniert mit einer neutralen Salbenmasse, die durch ihren reichhaltigen Auftrag auch bei starker Exsudation nicht ausgewaschen wird; leicht zuschneidbar.

Die Salbenmasse enthält:

weißes Vaseline, Diglycerinester von Mono- und Dicarbonsäuren, synthetisches Wachs.

Anwendung

Zur allgemeinen Wundbehandlung, insbesondere zum Geschmeidighalten von Wundflächen und -rändern, z. B. für großflächige Schürf- oder Risswunden sowie Verbrennungen oder Verbrühungen, in der plastischen und kosmetischen Chirurgie, bei Nagelextraktionen, Phimoseoperationen usw.; zum Abdecken der Entnahmestelle bei Hauttransplantationen und zum Fixieren der Spalthauttransplantate; ideal auch in der Dermatologie sowie für haut- und medikamentenempfindliche Patienten.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Grassolind®, steril, einzeln eingeseigelt	5x5 cm	499 310	03245618	10 Stück	40
	5x5 cm	499 350	03245647	50 Stück	12
	7,5x10 cm	499 313	03245624	10 Stück	20
	7,5x10 cm	499 353	03245653	50 Stück	6
	10x10 cm	499 314	03245630	10 Stück	20
	10x10 cm	499 354	03245699	50 Stück	6
	10x20 cm	499 336	03245676	30 Stück	5

* Versand-Einheiten in Packungen

Zetuvit® Plus Silicone¹⁾

Die Superabsorber-Wundauflage mit der Silikon-Wundkontakt-schicht

Charakteristik

Vereinigt hervorragendes Exsudatmanagement mit einfacher und atraumatischer Wundversorgung. Die außergewöhnliche Saugkraft beruht auf einer einzigartigen Kombination von Zellstoff und superabsorbierendem Polymer (SAP).



Anwendung

Sterile superabsorbierende Wundauflage mit Silikon-Kontaktfläche zur Behandlung akuter und chronischer, mäßig bis stark exsudierender Wunden. Auch für den Einsatz als Sekundärverband geeignet, z. B. in Kombination mit HydroClean.

¹⁾ in der Klinik als RespoSorb® Silicone verfügbar

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Zetuvit® Plus Silicone, steril, einzeln eingesiegelt	8x8 cm	413 810	13231830	10 Stück	12
	12,5x12,5 cm	413 820	13231853	10 Stück	6
	10x20 cm	413 830	13231994	10 Stück	6
	20x20 cm	413 840	13232002	10 Stück	6
	20x25 cm	413 850	13232019	10 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Zetuvit® Plus Silicone Border¹⁾



Die atraumatische Superabsorber-Wundauflage mit Silikon-Haftrand für ein optimales Exsudatmanagement

Charakteristik

Zetuvit® Plus Silicone Border nimmt Exsudat auf und bindet es sicher im Superabsorber-Kern. Dank der mikroadhäsiven Silikonwundkontaktschicht und den mikroadhäsiven Rändern sind keine zusätzlichen Befestigungsmaterialien erforderlich. Die Trägerfolie hält Bakterien ab und ist duschfest. Der Verbandwechsel erfolgt atraumatisch.

Eine zusätzliche Fixierung ist nicht erforderlich.

Anwendung

Selbstklebende sterile superabsorbierende Wundauflage mit Silikon-Kontaktfläche zur Behandlung akuter und chronischer, mäßig bis stark exsudierender Wunden. Auch für den Einsatz als Sekundärverband geeignet, z.B. in Kombination mit HydroClean.

¹⁾ in der Klinik als RespoSorb® Silicone Border verfügbar



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Zetuvit® Plus Silicone Border, steril, einzeln eingeschelt	10x10 cm	413 910	14022353	10 Stück	12
	12,5x12,5 cm	413 920	14022376	10 Stück	6
	17,5x17,5 cm	413 930	14022382	10 Stück	6
	15x25 cm	413 940	14022399	10 Stück	6
	20x25 cm	413 950	14022407	10 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Zetuvit® Plus¹⁾

Die in Europa am häufigsten verwendete Superabsorber-Saugkomresse mit höchster Saugleistung für stark exsudierende Wunden



Charakteristik

Besonders saugfähige, wundfreundliche Saugkompressen mit einem speziellen Saugkörper aus weichen Zellstoff-Flocken und hoch speicherfähigem Superabsorber; besonders weiche Wundkontaktschicht, die eine schnelle Aufnahme von Exsudat ermöglicht und nicht mit der Wunde verklebt; wasserabweisendes, luftdurchlässiges Spezialvlies auf der wundabgewandten Seite als Kontaminationsschutz, das zur Vermeidung von Applikationsfehlern grün eingefärbt ist; weich und luftdurchlässig, leicht zu drapieren, mit hoher Polsterwirkung.

Anwendung

Zur Versorgung sehr stark exsudierender Wunden in allen medizinischen Bereichen; insbesondere z. B. bei chirurgischen Wunden, lymphatisch bedingten Wunden, Ulcus cruris, exulzierenden Tumoren; auch geeignet als Wundverband unter Kompressionsverbänden.

¹⁾ in der Klinik als RespoSorb® Super verfügbar

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Zetuvit® Plus, steril, einzeln eingeschiegelt	10x10 cm	413 710	02536259	10 Stück	6
	10x20 cm	413 711	02536265	10 Stück	6
	15x20 cm	413 712	11554730	10 Stück	6
	20x25 cm	413 713	02536644	10 Stück	6
	20x40 cm	413 715	11874914	10 Stück	5

* Versand-Einheiten in Packungen

Zetuvit®



Die hochsaugfähige Komresse mit der seidenweichen Vliesumhüllung

Charakteristik

Wundfreundliche Saugkompressen aus vier aufeinander abgestimmten Materialschichten: seidenweiche Umhüllung aus nicht verklebendem Zweischicht-Vlies, Saugkörper aus weichen Zellstofflocken, Tissuelage zur Sekretverteilung und feuchtigkeitsabweisende Lage aus Polypropylenvlies auf der Rückseite der Komresse als Kontaminationsschutz; eine Farbmarkierung kennzeichnet die Rückseite, um Applikationsfehler zu vermeiden.

Anwendung

Zur Versorgung mäßig bis stark sezernierender Wunden in allen medizinischen Bereichen; zum Abpolstern von Wunden.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Zetuvit®, steril, einzeln eingeschelt	10x10 cm	413 708	02724334	25 Stück	9
	10x20 cm	413 709	02724340	25 Stück	9
	13,5x25 cm	413 705	02724357	10 Stück	10
	20x20 cm	413 703	02724363	15 Stück	7
	20x40 cm	413 704	03242689	5 Stück	12
Zetuvit®, unsteril	10x10 cm	413 801	01905507	30 Stück	18
	10x20 cm	413 802	01905513	30 Stück	4
	13,5x25 cm	413 805	01905536	30 Stück	8
	20x20 cm	413 803	01981661	30 Stück	4
	20x40 cm	413 804	03242695	30 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Cosmopor® Advance

Der super-gepolsterte, schützende und hochabsorbierende Wundverband

Charakteristik

Selbstklebender Wundverband aus weichem Trägervlies und zentralem Wundkissen mit DryBarrier® Technologie; die Wundkontaktschicht aus einem feinmaschigen Polyethylen-Netz verhindert ein Verkleben mit der Wunde, eine Transferschicht leitet das Exsudat in die Absorptionsschicht und wird dort dauerhaft gespeichert, um Rücknässung zu vermeiden; sehr gute Saugkapazität und hochspeicherfähig, mit zusätzlichem Polstereffekt; hautfreundlich durch hypoallergenen, synthetischen Kleber.



Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen, z. B. im Rahmen der Ersten Hilfe; bei Patienten mit sensibler Haut.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Cosmopor® Advance, steril, einzeln eingesiegelt	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	901 018	03546490	10 Stück	20
	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	901 010	03546509	25 Stück	20
	10x6 cm (IM 6,5x2,5 cm)	901 011	03546515	25 Stück	24
	10x8 cm (IM 6,5x3,8 cm)	901 013	03546538	25 Stück	18
	15x8 cm (IM 11x3,8 cm)	901 014	03546544	25 Stück	12
	20x10 cm (IM 16x5,5 cm)	901 015	03546550	25 Stück	10
	25x10 cm (IM 20,5x5,5 cm)	901 016	03546478	10 Stück	8
	35x10 cm (IM 30,5x5,5 cm)	901 017	03546484	10 Stück	8

IM = Innenmaß

* Versand-Einheiten in Packungen

Cosmopor® Steril



Der komfortable, weiche und atmungsaktive Wundverband gegen Verkleben

Charakteristik

Selbstklebender Wundverband aus weichem Trägervlies und zentralem Wundkissen; die Wundkontaktschicht aus einem feinmaschigen Polyethylen-Netz verhindert ein Verkleben mit der Wunde; rasche Sekretableitung durch Drainageeffekt des Micro-Netzes; gute Saugkraft und Polsterwirkung; hautfreundlich durch hypoallergenen Polyacrylatkleber.

Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen, z. B. im Rahmen der Ersten Hilfe; bei Patienten mit besonders sensibler Haut.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Cosmopor® Steril, »Apothekenaufmachung« einzeln eingeseigelt	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	900 700	10324761	5 Stück	10
	10x6 cm (IM 6,5x2,5 cm)	900 701	10324784	5 Stück	20
	10x8 cm (IM 6,5x3,8 cm)	900 707	10324809	5 Stück	10
	15x8 cm (IM 11x3,8 cm)	900 703	10324815	5 Stück	20
	20x10 cm (IM 16x5,5 cm)	900 709	10324821	5 Stück	20
Cosmopor® Steril, einzeln eingeseigelt	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	900 833	04960553	10 Stück	20
	7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	900 800	04302005	50 Stück	20
	10x6 cm (IM 6,5x2,5 cm)	900 802	04302011	25 Stück	27
	15x6 cm (IM 11x2,5 cm)	900 804	04302028	25 Stück	18
	10x8 cm (IM 6,5x3,8 cm)	900 806	04302034	25 Stück	22
	15x8 cm (IM 11x3,8 cm)	900 808	04302040	25 Stück	14
	20x8 cm (IM 16x3,8 cm)	900 810	04302057	25 Stück	12
	10x10 cm (IM 5,5x5,5 cm)	900 820	10102150	25 Stück	8
	20x10 cm (IM 16x5,5 cm)	900 812	04302063	25 Stück	12
	25x10 cm (IM 20,5x5,5 cm)	900 814	04302086	25 Stück	8
	35x10 cm (IM 30,5x5,5 cm)	900 816	04302092	25 Stück	8
	15x15 cm (IM 10x10 cm)	900 823	10102167	25 Stück	8



IM = Innenmaß

* Versand-Einheiten in Packungen

Cosmopor® Strip

Das Wundpflaster mit dem besonders offenen Vliesstoff

Charakteristik

Hypoallergenes Wundpflaster aus weichem, elastischem und besonders luftdurchlässigem Vliesstoff, mit synthetischem Kautschuk-Kleber als Streifen-auftrag; die Abdeckung des weichen, hochsaugfähigen Wundkissens mit einer micro-perforierten Lage aus Polyethylen verhindert ein Verkleben mit der Wunde.



Anwendung

Zur Versorgung kleinerer Verletzungen, insbesondere an Gelenken und konischen Körperteilen; bei Patienten mit sensibler Haut bzw. an besonders empfindlichen Körperpartien. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Cosmopor® Strip, 10 Abschnitte zu 10 cm	4 cm	900 960	02784448	1 m	78
	6 cm	900 961	02784454	1 m	78
	8 cm	900 962	02784483	1 m	78
Cosmopor® Strip, Rollen in Spenderkartons	4 cm	900 963	02784508	5 m	32
	6 cm	900 964	02784520	5 m	24
	8 cm	900 965	02784537	5 m	16

* Versand-Einheiten in Packungen

DermaPlast® Wundpflaster



Zur optimalen Versorgung kleinerer Verletzungen

Charakteristik

Hautfreundliche Wundpflaster in verschiedenen Qualitäten zur Versorgung von Bagatellverletzungen; mit gut saugender Wundaufgabe, die nicht mit der Wunde verklebt; mit hautfreundlichem Kleber, gut haftend und atmungsaktiv.

Anwendung

Zur Versorgung kleinerer Verletzungen bei empfindlicher Haut bzw. besonders sensibler Körperpartien. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

DermaPlast® classic

Aus textilem Gewebe, wasserabweisend imprägniert; bei empfindlicher Haut.



DermaPlast® soft

Aus weichem, querelastischem Vliesstoff, mit hoher Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit; insbesondere zur Versorgung an konischen Körperteilen oder besonders empfindlichen Körperpartien bei sehr sensibler Haut.



DermaPlast® soft injection

Injektionspflaster aus weichem, hochelastischem Vliesstoff, mit hoher Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit; zur Versorgung der Einstichstelle nach Injektionen bei Patienten mit besonders sensibler Haut.



DermaPlast® water-resistant

Pflasterstrips aus dehnbare Polyethylen-Folie, wasserdicht und schmutzabweisend; bei empfindlicher Haut.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
DermaPlast® classic, in Spenderkartons, 5 m gerollt	4 cm	535 051	03645861	5 m	32
	6 cm	535 061	03645878	5 m	32
	8 cm	535 071	03645884	5 m	24
DermaPlast® soft, in Spenderkartons, 5 m gerollt	4 cm	535 351	16600050	5 m	32
	6 cm	535 361	16600067	5 m	32
	8 cm	535 371	16600073	5 m	24
DermaPlast® soft injection, Injektionspflaster	4x1,6 cm	535 381	16600110	250 Stück	60
DermaPlast® soft, Pflasterstrips rund	Ø 22 mm	535 382	16600104	200 Strips	36
DermaPlast® water-resistant, Pflasterstrips	19x72 mm	535 151	16600127	100 Strips	36
	25x72 mm	535 152	16600156	100 Strips	36

* Versand-Einheiten in Packungen

Hydrofilm® Plus

Der absorbierende, wasserdichte und transparente Wundverband mit Wundkissen



Charakteristik

Selbsthaftender, transparenter Wundverband mit gut saugender Wundaufgabe, die nicht mit der Wunde verklebt; mit keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie, deren Transparenz eine Beobachtung der Wundumgebung sowie die Sekretaufnahme des Wundkissens ermöglicht; mit hypoallergenem Kleber, ohne Wundirritation zu entfernen.

Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung leicht sezernierender Wunden, als Schutz vor Sekundärinfektionen, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Hydrofilm® Plus, steril, einzeln eingesiegelt	5x7,2 cm (IM 2,5x4 cm)	685 770	04605705	5 Stück	20
	5x7,2 cm (IM 2,5x4 cm)	685 771	04605711	50 Stück	10
	9x10 cm (IM 4x6 cm)	685 772	04609005	5 Stück	20
	9x10 cm (IM 4x6 cm)	685 773	04609063	50 Stück	10
	9x15 cm (IM 4x11 cm)	685 774	04609092	5 Stück	20
	9x15 cm (IM 4x11 cm)	685 775	04609117	25 Stück	10
	10x12 cm (IM 5x8 cm)	685 776	04609293	25 Stück	10
	10x20 cm (IM 5x16 cm)	685 777	04609407	5 Stück	10
	10x20 cm (IM 5x16 cm)	685 778	04610310	25 Stück	10
	10x25 cm (IM 5x20 cm)	685 779	04609413	25 Stück	10
	10x30 cm (IM 5x25 cm)	685 780	04610445	25 Stück	10

IM = Innenmaß

* Versand-Einheiten in Packungen

Hydrofilm®



Der diskrete und wasserdichte Transparentverband

Charakteristik

Selbsthaftender Transparentverband aus keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie; mit hypoallergenem Kleber, ohne Wundirritation zu entfernen.

Anwendung

Als Schutz vor Sekundärinfektionen und vor mechanischen Irritationen bei trockenen, primär heilenden Wunden, bei fast abgeheilten Epithelwunden sowie bei Katheter- und Kanülenfixierungen; ideal zur Abdeckung von gelbildenden Calciumalginat-Kompressen, wie z. B. Sorbalgon.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Hydrofilm®, steril, einzeln eingeschiegelt	6x7 cm	685 755	04601274	10 Stück	20
	6x7 cm	685 756	04601280	100 Stück	10
	10x12,5 cm	685 757	04601297	10 Stück	20
	10x12,5 cm	685 758	04601311	100 Stück	10
	10x15 cm	685 759	04601328	10 Stück	10
	10x15 cm	685 760	04601765	50 Stück	10
	15x20 cm	685 761	04602457	10 Stück	10
	15x20 cm	685 762	04602693	50 Stück	10
	10x25 cm	685 763	04602776	25 Stück	10
	12x25 cm	685 764	04602782	25 Stück	10
	20x30 cm	685 765	06326323	10 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Dermaplast® MEDICAL

Das professionelle Wundversorgungs-Programm für zu Hause

Charakteristik

Professionelle Wundversorgungsprodukte für unterschiedlichste Wundarten.

Anwendung

Zur gezielten Selbstversorgung von z. B. Brandwunden, Schürfwunden oder leicht blutenden Wunden. Zu einer optimalen Wundversorgung gehört auch die Händedesinfektion. Dafür steht das wirksame Händedesinfektionsmittel Sterillium® zur Verfügung (Siehe Seite 182).



Dermaplast® MEDICAL Leicht blutende Wunden

Steriles Wundpflaster aus atmungsaktivem Vliesstoff mit saugstarkem, zentralem Wundkissen.



Dermaplast® MEDICAL Leicht blutende Wunden wasserdicht

Steriles Wundpflaster aus keim- und wasserdichter, semipermeabler Folie mit zentralem Wundkissen; schützt vor Wasser und Schmutz, ermöglicht Baden oder Duschen.




Dermaplast® MEDICAL Schürfwunden

Steriles wasserdichtes Wundpflaster mit saugfähigem, zentralem Wundkissen, das mit einer weichen Lipokolloidlage beschichtet ist. Hydrokolloidpartikel wandeln sich in Verbindung mit Wundsekret in ein Gel um und bewirken ein feuchtes Wundmilieu.



Dermaplast® MEDICAL Brandwunden

Kühlendes Hydrogel-Pflaster, lindert Schmerzen und beschleunigt den Heilungsprozess; steril, wasserdicht und atmungsaktiv, hautfreundlich durch hypoallergenen Kleber; kann mehrere Tage auf der Wunde verbleiben.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Dermaplast® MEDICAL Leicht blutende Wunden, Wundpflaster, steril, einzeln eingeseigelt	7,2x5 cm	531 002	11613361	5 Stück	20
	10x8 cm	531 003	11613378	5 Stück	10
	15x9 cm	531 004	11613384	5 Stück	10
Dermaplast® MEDICAL Leicht blutende Wunden, wasserdichtes Wundpflaster, steril, einzeln eingeseigelt	7,2x5 cm	531 006	11662052	5 Stück	30
	10x9 cm	531 007	11662069	5 Stück	22
Dermaplast® MEDICAL Schürfwunden, Wundpflaster mit Lipokolloidlage, steril, einzeln eingeseigelt	6x7 cm	531 008	11726705	3 Stück	144
Dermaplast® MEDICAL Brandwunden, Hydrogel-Pflaster, steril, einzeln eingeseigelt	4,5x6,5 cm	531 112	11692610	3 Stück	144
	7,5x10 cm	531 113	11692627	3 Stück	144

* Versand-Einheiten in Packungen

DermaPlast® ACTIVE



DermaPlast® ACTIVE Cool Patch

Selbstkühlendes Pflaster zur Reduzierung von Schmerzen in Gelenken und Muskeln.



- Menthol-Hydrogel – für eine angenehme Kühlung direkt nach der Anwendung. Kühlt bis zu 6 Stunden.
- Physikalische Kältetherapie zur Schmerzlinderung bei Prellungen, Zerrungen, Hämatomen, Schwellungen, Entzündungen und Fieber.
- Vielseitige Anwendungsbereiche.
- Das Pflaster ist selbstkühlend und kann einfach mit dem mitgelieferten, selbstklebenden Pad befestigt werden.

Das umfangreiche Sport-Sortiment für zu Hause

Charakteristik

Umfangreiches Sport-Sortiment mit verschiedenen Gels/Cremes, Kompressen, Tapes und Stützbänden, die sich bereits vielfach im Athletik- und Therapiebereich bewährt haben.

Anwendung

Zur gezielten und einfachen Prävention von Verletzung sowie zur schnellen und effektiven Behandlung von Sportverletzungen oder -beschwerden.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
DermaPlast® ACTIVE Cool Patch	10x14 cm	522 014	15241235	5 Stück	40
DermaPlast® ACTIVE Cool Gel	100 ml	522 010	12902920	1 Stück	8
DermaPlast® ACTIVE Cool roll-on	50 ml	522 011	12902937	1 Stück	12
DermaPlast® ACTIVE Warm Cream	100 ml	522 030	12903109	1 Stück	8
DermaPlast® ACTIVE Ice Spray	200 ml	522 012	12902943	1 Stück	12
DermaPlast® ACTIVE Instant Ice groß	15x25 cm	522 021	12902966	1 Stück	12
DermaPlast® ACTIVE Instant Ice klein	15x17 cm	522 020	12902995	1 Stück	12
DermaPlast® ACTIVE Hot/Cold Pack groß	12x29 cm	522 023	12903003	1 Stück	12
DermaPlast® ACTIVE Hot/Cold Pack klein	13x14 cm	522 022	12903026	1 Stück	24
DermaPlast® ACTIVE Kinesiology Tape blau	5 cmx5 m	522 040	12903032	1 Stück	80
DermaPlast® ACTIVE Kinesiology Tape pink	5 cmx5 m	522 041	12903049	1 Stück	80
DermaPlast® ACTIVE Kinesiology Tape beige	5 cmx5 m	522 042	12903055	1 Stück	80
DermaPlast® ACTIVE Sport Tape weiß	3,75 cmx7 m	522 050	12903084	1 Stück	96
DermaPlast® ACTIVE CoolFix Bandage	6 cmx4 m	522 013	12903090	1 Stück	234

* Versand-Einheiten in Packungen

DermaPlast® ACTIVE

DermaPlast® ACTIVE Cool Gel

Kühlgel – zur Kühlung und Schmerzlinderung von Verletzungen.

Cool Gel wird eingesetzt:

- Zur Kühlung und Schmerzlinderung von betroffenen Stellen nach körperlicher Anstrengung
- Bei stumpfen Traumata wie Prellungen oder Zerrungen
- Zur Vorbeugung gegen Muskelkater
- Bei Überlastungsbeschwerden wie Verstauchungen und Sehnenentzündungen (z. B. Tennisarm)



DermaPlast® ACTIVE Ice Spray

Eisspray – zur Kühlung und schnellen Schmerzlinderung.

- Lindert durch Kühlung den Schmerz bei Prellungen, Zerrungen und Verstauchungen



DermaPlast® ACTIVE Instant Ice groß/klein

Sofort-Kühlbeutel – zur Kühlung von Verletzungen und zur Schmerzlinderung.

Instant Ice ist ein selbst kühlender Sofort-Kühlbeutel und wird eingesetzt:

- Nach Verstauchungen, Zerrungen, Prellungen und Schwellungen
- Bei Verbrennungen und Zahnschmerzen



DermaPlast® ACTIVE Cool roll-on

Kühlender Roll-on – zur Kühlung und Schmerzlinderung von Verletzungen.

Cool Roll-on wird eingesetzt:

- Zur Kühlung und Schmerzlinderung von betroffenen Stellen nach körperlicher Anstrengung
- Bei stumpfen Traumata wie Prellungen oder Zerrungen
- Zur Vorbeugung gegen Muskelkater
- Bei Überlastungsbeschwerden wie Verstauchungen und Sehnenentzündungen (z. B. Tennisarm)



DermaPlast® ACTIVE Hot/Cold Pack groß/klein

Hot/Cold – zur Kälte- und Wärmetherapie von Verletzungen und zur Schmerzlinderung.

Hot/Cold ist eine wiederverwendbare Gel-Kompressen und wird eingesetzt:

- Kältetherapie: Die Kaltanwendung ist lokal schmerzlindernd und wirkt abschwellend (z. B. bei akuten Entzündungen von Gelenken und Muskeln, Blutergüssen, Zahnschmerzen)
- Wärmetherapie: Die Warmanwendung ist lokal durchblutungsfördernd und wirkt spannungslösend (z. B. bei Muskelkater, Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden)



DermaPlast® ACTIVE Warm Cream

Wärmende Creme – zur Entspannung nach körperlicher Belastung.

- Warm Cream ist eine intensive Wärmecreme ideal für Sportler
- Die Wärmecreme ist ein pflegendes, feuchtigkeitsspendendes Produkt zum Einreiben vor und nach körperlicher Belastung
- Das intensive und langanhaltende Wärmegefühl beruht auf einer speziell abgestimmten Formel aus pflanzlichen Extrakten und fördert die Entspannung



DermaPlast® ACTIVE Kinesiology Tape blau/pink/beige

Kinesiologisches Tape – für Sport, Therapie und Freizeit.

Die Kinesiologischen Tapes werden eingesetzt:

- Für Gelenke und Bänder sowie für verletzte oder verspannte Muskeln ohne größere Bewegungseinschränkungen
- Die Tapes sind atmungsaktiv, luftdurchlässig und wasserdicht sowie latexfrei
- Detaillierte Anleitungen für das Taping sind in der Faltschachtel enthalten



DermaPlast® ACTIVE Sport Tape weiß

Sporttape – stabilisiert, fixiert und stützt.

Sporttape wird eingesetzt:

- Zur Stabilisierung, Fixierung und als Stützverband für Bereiche die beim Sport stark belastet werden, z. B. Sprunggelenke, Kniegelenke, Ellbogengelenke und Handgelenke
- Das Tape kann direkt auf die Haut aufgebracht werden, ist leicht abrollbar und anschmiegsam



DermaPlast® ACTIVE CoolFix Bandage

Selbstkühlende Stützbinde – zur Kühlung von Verletzungen.

Cool Fix ist eine selbstkühlende Stützbinde und wird eingesetzt:

- Zur Kühlung nach Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen und Schwellungen



DermaPlast® EFFECT Hydrokolloid-Pflaster



Die Wundpflaster, die für ein feuchtes Wundmilieu sorgen

Charakteristik

Pflaster mit hydrokolloider Formel und okklusiven Eigenschaften (feuchte Wundbehandlung), kein Verkleben mit der Wunde, atmungsaktiv und hautfreundlich; ohne Wundirritation zu entfernen.

Anwendung

Zur feuchten Wundbehandlung; Hydrokolloid-Pflaster sind ideal bei Schürfwunden und kleineren Schnittwunden, bei Blasen und auch für Fieberbläschen an Lippen oder Nase, ebenso lassen sich Hühneraugen sehr gut behandeln. Für einen optimalen Behandlungserfolg werden hydrokolloide Pflaster so lange auf der Haut belassen, bis sie sich von selbst lösen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
DermaPlast® EFFECT 4,5x6,5 cm Brandwundenpflaster, steril, einzeln eingesiegelt	536 150	13414789	3 Stück	144
DermaPlast® EFFECT 1,9x5,5 cm Kleine Blasen, in Plastikbox	536 340	12654296	6 Stück	50
DermaPlast® EFFECT 4,5x7,6 cm Blasen an der Ferse, in Plastikbox	536 140	12654273	6 Stück	50
DermaPlast® EFFECT 4,5x7,5 cm Große Blasen, in Plastikbox incl. Schere	536 240	12654267	6 Stück	50
DermaPlast® EFFECT 1,7x4 cm Hühneraugen, in Plastikbox	536 540	12654304	7 Stück	50
DermaPlast® EFFECT 6,5x9 cm Blasen und kleine Wunden, in Plastik- box incl. Schere	536 640	12654250	3 Stück	50
DermaPlast® EFFECT 1,2x1,7 cm Fieberblasen, in Plastikbox incl. Spiegel u. Pinzette	536 840	12654327	16 Stück	50

* Versand-Einheiten in Packungen

DermaPlast® EFFECT Hydrokolloid-Pflaster

DermaPlast® EFFECT Brandwundenpflaster

Hydrogel-Pflaster, das sofort für ein aus-
gewogen feuchtes
Wundmilieu sorgt;
kühlend und dadurch
schmerzlindernd, mit guter
Polsterwirkung; die Transparenz
ermöglicht eine gute Wund-
kontrolle; sicherer Sitz durch
umlaufende, hypoallergene
Fixierfolie.



DermaPlast® EFFECT Hühneraugenpflaster

Hydrokolloid-Pflaster mit
verstärktem 10 mm
rundem Hydrokolloid-
Kissen, das die verhornte
Haut aufweicht und so
die Entfernung des
Hühnerauges erleichtert; wirkt
druckentlastend und schmerz-
lindernd; die abgeflachten hydro-
kolloiden Ränder lassen sich
leicht anmodellieren und
schonen die Haut.



DermaPlast® EFFECT Fieberblasenpflaster

Hydrokolloid-Pflaster,
das sich durch seine
ergonomische Form
den Lippen anpasst und
die Bläschen nahezu
unsichtbar abdeckt; lindert
Juckreiz und Spannungsschmerz,
beugt Verkrustungen vor und
reduziert die Ansteckungsgefahr;
in praktischer, handlicher Plastik-
box inkl. Spiegel und Pinzette.



DermaPlast® EFFECT Blasenpflaster

Hydrokolloid-Pflaster mit
verstärktem Hydrokolloid-
Kissen, das austretende
Blasenflüssigkeit absor-
biert und dabei eine
polsternde Gelschicht
bildet; wirkt druckentlastend und
schmerzlindernd; die abgeflachten
hydrokolloiden Ränder lassen sich
leicht anmodellieren und schonen
die Haut; in verschiedenen Größen
für unterschiedlich große Blasen
erhältlich.



DermaPlast® EFFECT Blasen und kleine Wunden, zuschneidbar

Hydrokolloid-Pflaster,
das austretende Blasen-
flüssigkeit absorbiert
und dabei eine
polsternde Gelschicht
bildet; wirkt druckent-
lastend und schmerzlindernd; das
6,5x9 cm große Hydrokolloid-
Pflaster ist mit der beiliegenden
Schere auf die gewünschte Größe
und Form leicht zuschneidbar; in
praktischer, handlicher Plastikbox
inkl. kleiner Schere.



DermaPlast® Wundpflaster



Anwendung

Zur sanften und schnellen Versorgung kleinerer Verletzungen bei empfindlicher Haut. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.

Zur optimalen Versorgung kleinerer Verletzungen

Charakteristik

Hautfreundliche Wundpflaster mit unterschiedlichen Eigenschaften für diverse Anforderungen; mit gut saugender Wundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt; mit hautfreundlichem Kleber, gut haftend und atmungsaktiv.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
DermaPlast® Classic 6x10 cm	535 040	12654072	10 Stück	200
DermaPlast® Flexible 6x10 cm	535 243	12654095	10 Stück	200
	535 244	12654103	10 Stück	200
DermaPlast® Flexible, Pflasterstrips	sortiert, 2 Größen	535 240	20 Stück	200
DermaPlast® Flexible, Fingerpflaster	sortiert, 4 Größen	535 245	16 Stück	200
DermaPlast® Water-resistant, Pflasterstrips	sortiert, 2 Größen	535 143	20 Stück	200
	sortiert, 5 Größen	535 140	40 Stück	200
DermaPlast® Soft 6x10 cm	535 341	12654149	10 Stück	200
DermaPlast® Soft, Pflasterstrips	19x72 mm	535 342	20 Stück	200
DermaPlast® Protect Plus	6x10 cm	535 441	10 Stück	200
DermaPlast® Protect Plus, Pflasterstrips	19x72 mm	535 442	20 Stück	200
DermaPlast® Aqua	sortiert, 3 Größen	535 540	20 Stück	200
DermaPlast® Aqua, Strips	25x72 mm	535 551	12 Stück	200
DermaPlast® Aqua, Finger Mix	sortiert, 3 Größen	535 541	16 Stück	200
DermaPlast® Aqua, Fun	sortiert, 2 Größen	535 547	12 Stück	200
DermaPlast® Kids, Pflasterstrips	sortiert, 2 Größen	535 640	20 Stück	200
DermaPlast® Comfort, Pflasterstrips	sortiert, 2 Größen	535 840	20 Stück	200
DermaPlast® Transparent, Pflasterstrips	sortiert, 2 Größen	535 742	20 Stück	200
DermaPlast® Soft Silicone, Pflasterstrips	sortiert, 2 Größen	535 311	8 Stück	200
DermaPlast® Soft Silicone	6x10 cm	535 331	5 Stück	200
DermaPlast® Quick Aid, Schaumverband	6 cm x 2 m, blau	550 010	1 Stück	20
	6 cm x 2 m, hautfarben	550 011	1 Stück	20

* Versand-Einheiten in Packungen



DermaPlast® Wundpflaster

DermaPlast® Classic

Aus strapazierfähigem Textilgewebe, wasserabweisend imprägniert.



DermaPlast® Kids

Kinderpflaster mit fröhlichen Tiermotiven, aus strapazierfähiger Polyethylen-Folie, wasser- und schmutzabweisend.



DermaPlast® Soft

Aus weichem, anschmiegsamem Vliesstoff; für besonders empfindliche Haut geeignet.



DermaPlast® Flexible

Aus querelastischem Textilgewebe, flexibel und anschmiegsam; auch als Fingerpflaster in speziellen Zuschnitten für Fingerkuppen und Gelenke erhältlich.



DermaPlast® Comfort

Aus elastischem und flexiblem Material, wasserfest, schmutzabweisend und luftdurchlässig.



DermaPlast® Soft Silicone

Weiche Pflaster mit Silikonkleber; besonders geeignet für kleinere Wunden bei gereizter und empfindlicher Haut; extra sanft und schmerzarm zu entfernen.



DermaPlast® Water-resistant

Aus dehnbarem Polyethylen-Folie, wasserdicht und schmutzabweisend.



DermaPlast® Transparent

Aus transparentem, wasserfestem Material für eine dezente Wundversorgung.



DermaPlast® Quick Aid

Selbstklebender, elastischer Schaumverband; klebt nicht auf der Haut, Haaren und Wunden; blutabsorbierend, wasserabweisend und hautfreundlich.



DermaPlast® Protect Plus

Aus polsterndem Polyethylen-Schaum mit Microperforation; auch für druckempfindliche Körperstellen geeignet.



DermaPlast® Aqua

Aus transparentem Polyurethanfilm mit synthetischem Klebstoff; wasserdicht und hautfreundlich; bildet eine Barriere gegen Bakterien.



DermaPlast® ProtectSpray⁺



Das transparente Sprühpflaster mit dem Plus eines UV-Schutzes

Charakteristik

Sprühpflaster für eine hauchdünne, transparente Wundabdeckung, schützt die Wunde vor Schmutz, Bakterien und Wasser und bietet zusätzlich einen Basisschutz vor UV Strahlung; schnell trocknend und geruchsarm, hautfreundlich und luftdurchlässig, löst sich von selbst ab; für ca. 70 Anwendungen.

Anwendung

Zur schnellen und bequemen Abdeckung von trockenen, oberflächlichen Schürf-, Kratz- und Schnittwunden. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
DermaPlast® ProtectSpray ⁺ , Pumpspray	21,5 ml	536 440	12900996	1 Stück	20

* Versand-Einheiten in Packungen

DermaPlast® Erste-Hilfe-Sets

Die handlichen Begleiter bei allen Freizeitaktivitäten

Charakteristik

Erste-Hilfe-Taschen mit unterschiedlichem Sortiment an Erste-Hilfe-Material für Sport und Freizeit oder auf Reisen; aus strapazierfähigem Nylongewebe; durch Gürteltaschen mit Klettverschluss überall leicht zu

befestigen; Vordertasche mit Reißverschluss; einzeln in Folie eingeschweißt.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
DermaPlast® Erste-Hilfe-Set	klein	535 951	03797884	1 Stück	10
DermaPlast® Medical Erste-Hilfe-Set travel	groß	535 961	03797878	1 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen



DermaPlast® Erste-Hilfe-Set

Inhalt:

- 1 Schere
- 1 Verbandpäckchen, 80x100 mm
- 1 Fixierpflaster, 2,5 cm x 1 m
- 1 Fixierbinde, 6 cm x 4 m
- 1 Fixierbinde, 8 cm x 4 m
- 8 Wundpflaster, 10x6 cm
- 12 Pflasterstrips, 19x72 mm
- 2 Kompressen, 7,5x7,5 cm
- 1 Reinigungstuch
- 4 Erste-Hilfe-Handschuhe



DermaPlast® Medical Erste-Hilfe-Set travel

Inhalt:

- 1 Schere
- 1 Pinzette
- 1 Fixierpflaster, 1,25 cm x 5 m
- 1 Verbandpäckchen, 80x100 mm
- 1 Fixierbinde, 6 cm x 4 m
- 1 Fixierbinde, 8 cm x 4 m
- 8 Wundpflaster, 10x6 cm
- 8 Pflasterstrips in 2 Größen
- 2 Wundkompressen, 7,5x7,5 cm
- 1 Gelkomresse, 5x7,5 cm
- 2 Reinigungstücher
- 4 Erste-Hilfe-Handschuhe
- 1 Rettungsdecke



ES-Kompressen



Die klassischen Mullkompressen mit den eingeschlagenen Schnittkanten

Charakteristik

Aus Verbandmull EN 14079, 17fädig, mit eingeschlagenen Schnittkanten (= ES); auch mehrfach aufgeklappt in größeren Formaten verwendbar, ohne dass störende Randfäden auftreten; gute Saugfähigkeit, luftdurchlässig, weich und geschmeidig; erhältlich in verschiedenen Lagen, steril und unsteril.

Anwendung

Zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und stark sezernierenden Wunden; als Tupfer und als Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
ES-Kompressen, steril, in Folienbeuteln, eingeschlagelt zu 2 Stück, 8fach	5x5 cm	401 621	01407100	5x2 Stück	360
	7,5x7,5 cm	401 623	01407117	5x2 Stück	240
	10x10 cm	401 625	01407123	5x2 Stück	160
	10x20 cm	401 645	01407146	5x2 Stück	100
ES-Kompressen, steril, in Falt-schachteln, eingeschlagelt zu 2 Stück, 8fach	5x5 cm	401 721	01407057	25x2 Stück	60
	7,5x7,5 cm	401 723	01407063	25x2 Stück	45
	10x10 cm	401 725	01407086	25x2 Stück	30
	10x20 cm	401 745	01407092	25x2 Stück	15
ES-Kompressen, steril, in Falt-schachteln, eingeschlagelt zu 5 Stück, 12fach	5x5 cm	475 500	06453760	20x5 Stück	10
	7,5x7,5 cm	475 503	06453932	20x5 Stück	10
	10x10 cm	475 506	06454110	20x5 Stück	10
	10x20 cm	475 509	06454239	20x5 Stück	10
ES-Kompressen, steril, in Falt-schachteln, eingeschlagelt zu 10 Stück, 12fach	5x5 cm	475 501	06453783	10x10 Stück	10
	7,5x7,5 cm	475 504	06453984	10x10 Stück	10
	10x10 cm	475 507	06454127	10x10 Stück	10
ES-Kompressen, steril, in Falt-schachteln, eingeschlagelt zu 20 Stück, 12fach	5x5 cm	475 502	06453872	5x20 Stück	10
	7,5x7,5 cm	475 505	06454096	5x20 Stück	10
	10x10 cm	475 508	06454133	5x20 Stück	10
ES-Kompressen, unsteril, in sterilisier-baren Papierbeuteln, 8fach	5x5 cm	401 821	01447157	100 Stück	35
	7,5x7,5 cm	401 823	01447192	100 Stück	10
	10x10 cm	401 825	01447223	100 Stück	10
ES-Kompressen, unsteril, in sterilisier-baren Papierbeuteln, 12fach	5x5 cm	401 831	01447163	100 Stück	30
	7,5x7,5 cm	401 833	01447200	100 Stück	10
	10x10 cm	401 835	01447246	100 Stück	10
	10x12,5 cm	401 836	01808974	100 Stück	10
	10x20 cm	401 837	01808997	100 Stück	10
ES-Kompressen, unsteril, in sterilisier-baren Papierbeuteln, 16fach	5x5 cm	401 841	01447186	100 Stück	30
	7,5x7,5 cm	401 843	01447217	100 Stück	10
	10x10 cm	401 845	01447252	100 Stück	10
	10x12,5 cm	401 846	01808980	100 Stück	10



* Versand-Einheiten in Packungen

Medicomp®

Die Vliesstoffkompressen mit der Mullstruktur

Charakteristik

Vliesstoffkompressen in Mullstruktur aus 70 % Zellwolle und 30 % Polyesterfasern; frei von Bindemitteln und optischen Aufhellern; sehr saugfähig, weich und luftdurchlässig; erhältlich in verschiedenen Lagen, steril und unsteril.



Anwendung

Zur allgemeinen Wundversorgung; als Tupfer und als Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen.



Medicomp®

4fach gelegt, steril und unsteril erhältlich.

Medicomp® extra

6fach gelegt, extra saugstark, steril und unsteril erhältlich.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Medicomp®, steril, eingeseigelt zu 2 Stück, 4fach	5x5 cm	421 721	04783789	25x2 Stück	24
	7,5x7,5 cm	421 723	04783795	25x2 Stück	12
	10x10 cm	421 725	04783803	25x2 Stück	8
	10x20 cm	421 727	04783826	25x2 Stück	8
Medicomp®, unsteril, 4fach	5x5 cm	421 821	04783832	100 Stück	24
	7,5x7,5 cm	421 823	04783849	100 Stück	12
	10x10 cm	421 825	04783855	100 Stück	12
	10x20 cm	421 827	04783861	100 Stück	6
Medicomp® extra, steril, eingeseigelt zu 2 Stück, 6fach	5x5 cm	421 731	04783878	25x2 Stück	24
	10x10 cm	421 735	04783890	25x2 Stück	8
	10x20 cm	421 737	04783909	25x2 Stück	6
Medicomp® extra, unsteril, 6fach	5x5 cm	421 831	04783915	100 Stück	24
	7,5x7,5 cm	421 833	04783921	100 Stück	12
	10x10 cm	421 835	04783938	100 Stück	12
	10x20 cm	421 837	04783944	100 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Medicomp® drain



Die Vliesstoffkomresse mit dem Y-Schnitt

Charakteristik

Schlitzkompressen aus Vliesstoff in Mullstruktur aus 70 % Zellwolle und 30 % Polyesterfasern; 6fach gelegt, mit Y-Schnitt; frei von Bindemitteln und optischen Aufhellern; sehr saugfähig, weich und luftdurchlässig.

Anwendung

Speziell zur Wundversorgung bei Drainagen, Tracheotomien und Extensionen sowie als Schutz bei Kanülen- und Sondenapplikationen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Medicomp® drain, steril, eingeseigelt zu 2 Stück	7,5x7,5 cm	421 533	04783950	25x2 Stück	12
	10x10 cm	421 535	04783967	25x2 Stück	8

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha® Schlitzkompressen



Die Kompressen aus Verbandmull mit dem Y-Schnitt

Charakteristik

Aus Verbandmull EN 14079, 17fädig, 12fach, mit Y-Schnitt; gute Saugfähigkeit, luftdurchlässig, weich und geschmeidig.

Anwendung

Zur Wundversorgung bei Drainagen, Tracheotomien und Extensionen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha® Schlitzkompressen, steril, eingeseigelt zu 2 Stück	7,5x7,5 cm	401 503	02725032	25x2 Stück	12
	10x10 cm	401 505	02343744	20x2 Stück	18

* Versand-Einheiten in Packungen

Eycopad®

Die Augenkomresse mit der guten Polsterwirkung

Charakteristik

Augenkompressen aus Watte mit Mullumhüllung aus reiner Baumwolle; besonders weich und saugfähig; verfügen über eine lang anhaltende, gute Polsterwirkung.



Anwendung

Für Augenverbände; zur Versorgung nässender oder trockener Wunden, zur Abdeckung bzw. als polsternder Schutz.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Eycopad®, steril, einzeln eingeschelt	56x70 mm	415 540	02733304	25 Stück	12
	70x85 mm	417 540	02733310	25 Stück	12
Eycopad®, unsteril	56x70 mm	415 620	02733327	5 Stück	105
	56x70 mm	415 650	02733356	50 Stück	15
	70x85 mm	417 620	02733333	5 Stück	60
	70x85 mm	417 650	02733362	50 Stück	15

* Versand-Einheiten in Packungen

HARTMANN Verbandmull ZZ



Der bewährte Verbandmull zum Selbstanfertigen von Verbandstücken

Charakteristik

Verbandmull EN 14079, 20fädig; erhältlich in Zickzack-Lagen auf 10 cm Breite gelegt und als Meterware in Stücken zu 40 m.

Anwendung

Zum Anfertigen individueller Verbandstücke; als universelle Wundauflage, z. B. bei der Erstversorgung.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
HARTMANN Verbandmull, in Zickzack-Lagen, 8fach auf 10 cm Breite gelegt	206 402	01083703	1 m	50
	206 403	01083726	2 m	30
	206 405	01083732	5 m	15
	206 406	01083749	10 m	8
	206 407	01902302	40 m	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Mullro®

Der klassische Verbandmull in praktischer Rollenform

Charakteristik

Gerollter Verbandmull EN 14079, 20fädig, 80 cm breit, 8fach auf 10 cm Breite gelegt.



Anwendung

Als universelle Wundauflage, z. B. bei der Erstversorgung.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Mullro®, in Entnahmekartons	209 403	02700902	2 m	30
	209 405	02700919	5 m	12
	209 406	02700925	10 m	12
Mullro®, Großpackung	209 409	02708186	2x20 m	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Omnifix® elastic



Das hautfreundliche Fixiervlies für eine komfortable, vollflächige Verbandfixierung

Charakteristik

Hypoallergenes Fixiervlies aus weißem Vliesstoff mit synthetischem Kleber; besonders weich und anschmiegsam; in Querrichtung dehnbar; extrem luft- und wasserdampfdurchlässig; keine Mazeration, sicher haftend; strahlensterilisierbar, strahlenindifferent.

Anwendung

Zur vollflächigen Verbandabdeckung und Verbandfixierung in allen medizinischen Bereichen; ideal für Verbandfixierungen an Gelenken, runden und konischen Körperteilen; zur Befestigung von Messinstrumenten, Sonden, Kathetern usw.; bei Patienten mit empfindlicher Haut.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Omnifix® elastic, 10 cm	10 cm	900 601	04377374	1 Rolle	64
Omnifix® elastic, 10 m lang, in Faltschachteln	2,5 cm	900 606	01316515	2 Rollen	63
	5 cm	900 602	00255579	1 Rolle	63
	10 cm	900 603	00255585	1 Rolle	36
	15 cm	900 604	00255616	1 Rolle	24
	20 cm	900 605	00255622	1 Rolle	18
	30 cm	900 607	01316509	1 Rolle	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Hydrofilm® roll

Der wasserdichte Folienverband zur transparenten Fixierung von Wundauflagen

Charakteristik

Wasserdichter Folienverband aus transparenter, atmungsaktiver Polyurethan-Folie, mit hypoallergem Polyacrylat-Kleber; durch die Applikationsfolie einfach abzurollen und exakt zuzuschneiden; keine Mazeration, sicher haftend, schmerzlos und ohne Rückstände zu entfernen.



Anwendung

Zur vollflächigen, wasserdichten Verbandabdeckung und Verbandfixierung in allen medizinischen Bereichen, insbesondere wenn eine Beobachtung der Sekretaufnahme des Wundkisses erwünscht ist oder zur wasserdichten Verbandabdeckung z. B. beim Duschen; ideal für Verbandfixierungen an Gelenken, runden und konischen Körperteilen; zur Befestigung von Messinstrumenten, Sonden, Kathetern usw.; bei Patienten mit empfindlicher Haut.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Hydrofilm® roll, 2 m lang, in Faltschachteln	10 cm	685 791	03536356	1 Rolle	24
Hydrofilm® roll, 10 m lang, in Faltschachteln	5 cm	685 790	03535925	1 Rolle	24
	10 cm	685 792	03536563	1 Rolle	32
	15 cm	685 793	03537522	1 Rolle	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Cosmopor® I.V.



Der zuverlässige Kanülenfixierverband mit hohem Patientenkomfort

Charakteristik

Selbstklebender Kanülenfixierverband aus weichem Trägervlies mit spezialbeschichtetem, nicht verklebendem Wundkissen; zusätzliches, separates Polsterkissen als Schutz gegen Druckstellen durch die Venenverweilkanüle; hautfreundlich durch hypoallergenen, synthetischen Kautschuk-Kleber.

Anwendung

Zur sterilen Wundversorgung der Einstichstelle und gleichzeitiger Fixierung der Venenverweilkanüle.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Cosmopor® I.V., steril, 8x6 cm einzeln eingeschleibt	900 805	01798968	50 Stück	8

* Versand-Einheiten in Packungen

Cosmopor® I.V. transparent

Sichere Kanülenfixierung und optimale Kontrolle der Punktionsstelle

Charakteristik

Selbsthaftender Kanülenfixierverband mit transparentem, großzügigem Sichtfenster aus keim- und wasserdichter, semi-permeabler Polyurethan-Folie und stabilisierendem Vliesrahmen. Besonders sichere Fixierung durch starke Klebekraft und hohe Stabilität durch die Vliesverstärkung. Mit hautfreundlichem Kleber erhältlich in 3 unterschiedlichen Größen.



Anwendung

Zur sterilen Abdeckung der Einstichstelle und gleichzeitiger Fixierung der Venenverweilkanüle, mit der Möglichkeit einer visuellen Kontrolle ohne Verbandwechsel. Die inbegriffenen Fixierstreifen bieten ergänzenden Halt um Katheter-Ansatzstücke und Schläuche gesondert zu fixieren.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Cosmopor® I.V. transparent, steril	6x5 cm	900 817	15622090	100 Stück	12
	9x7 cm	900 818	15622109	100 Stück	12
	12x10 cm	900 819	15622115	50 Stück	12

* Versand-Einheiten in Packungen



Omnistrip®



Der Wundnahtstreifen aus Vliesstoff mit ausgezeichneter Haftkraft

Charakteristik

Hypoallergene Wundnahtstreifen aus beigefarbenem Vliesstoff mit Polyacrylat-Kleber, mit abgerundeten Ecken, extrem luft- und wasserdampfdurchlässig, keine Mazeration, sicher haftend, schmerzlos und ohne Rückstände zu entfernen, strahlenindifferent; temperatur- und alterungsbeständig.

Anwendung

Zum atraumatischen Verschluss kleiner Wunden und chirurgischer Inzisionen bei primär heilenden Wunden; auch zur Zugentlastung der Wundränder und Stabilisierung frischer Narben. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Omnistrip®, steril, eingeseigelt zu 5 Stück	540 681	00761638	250 Stück	6
Omnistrip®, steril, eingeseigelt zu 6 Stück	540 682	00761644	300 Stück	6
Omnistrip®, steril, eingeseigelt zu 3 Stück	540 683	00761650	150 Stück	6
Omnistrip®, steril, eingeseigelt zu 10 Stück	540 684	00761667	500 Stück	6
Omnistrip®, steril, eingeseigelt zu 6 Stück	540 685	00761673	300 Stück	6
Omnistrip®, steril, eingeseigelt zu 4 Stück	540 686	00761696	200 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Omni Spulenpflaster

Für jede Indikation das richtige Pflaster

Charakteristik

Hypoallergene Fixierpflaster aus verschiedenen Trägermaterialien; luft- und wasserdampfdurchlässig, sicher haftend, leicht reißbar, problemlos und ohne Rückstände zu entfernen, strahlenindifferent, temperatur- und alterungsbeständig.

Anwendung

Für Verbandfixierungen aller Art, zur Befestigung von Sonden,



Kanülen, Kathetern oder Messinstrumenten bei Patienten mit empfindlicher Haut. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.



Omniplast®

Aus beigefarbenem textilem Gewebe mit synthetischem Kleber als Streifenantrag; besonders zugfest und strapazierfähig, wasserabstoßend imprägniert, mit Zickzack-Rand.



Omnisilk®

Aus weißer Kunstseide mit synthetischem Kleber als Streifenantrag; wasserabstoßend imprägniert, sehr luftdurchlässig, mit Zickzack-Rand.



Omnipor®

Aus weißem Vliesstoff mit synthetischem Kleber als Streifenantrag; wasserabstoßend imprägniert, durch die extrem hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit keine Mazeration der Haut; besonders hautfreundlich.



Omnifilm®

Aus poröser, transparenter Folie mit Polyacrylat-Kleber; schmutzabweisend; in Längs- und Querrichtung leicht reißbar; insbesondere geeignet zur transparenten Befestigung von Kanülen oder Schläuchen, um eine Kontrolle des Flüssigkeitsstandes zu ermöglichen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Omniplast®, auf Kunststoffspulen, 5 m lang	1,25 cm	900 440	11163308	1 Spule	300
		900 449	12380746	24 Spulen	18
	2,5 cm	900 441	11163314	1 Spule	240
	900 450	12380752	12 Spulen	12	
	900 451	12380769	6 Spulen	16	
Omniplast®, auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang	1,25 cm	900 573	11163389	1 Spule	100
		900 452	12380775	24 Spulen	12
	2,5 cm	900 574	11163395	1 Spule	80
	900 453	12380781	12 Spulen	16	
	900 575	11163403	1 Spule	40	
	900 454	12380798	6 Spulen	12	
Omnisilk®, auf Kunststoffspulen, 5 m lang	1,25 cm	900 430	11163538	1 Spule	300
		900 431	11163544	1 Spule	240
	2,5 cm	900 432	11163550	1 Spule	120
Omnisilk®, auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang	1,25 cm	900 418	11163509	1 Spule	300
		900 419	11163515	1 Spule	240
	2,5 cm	900 420	11163521	1 Spule	120
Omnipor®, auf Kunststoffspulen, 5 m lang	1,25 cm	900 436	11163455	1 Spule	300
		900 542	12380806	24 Spulen	20
	2,5 cm	900 437	11163461	1 Spule	240
	900 543	12380812	12 Spulen	20	
	900 544	12380829	6 Spulen	20	
Omnipor®, auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang	1,25 cm	900 424	11163426	1 Spule	300
		900 425	11163432	1 Spule	240
	2,5 cm	900 426	11163449	1 Spule	120
Omnifilm®, auf Kunststoffspulen, 5 m lang	1,25 cm	900 433	11163248	1 Spule	300
		900 434	11163254	1 Spule	240
	2,5 cm	900 435	11163260	1 Spule	120
Omnifilm®, auf Kunststoffspulen, 9,2 m lang	1,25 cm	900 620	12380700	24 Spulen	18
		900 630	12380717	12 Spulen	12
	2,5 cm	900 680	12380723	6 Spulen	16

* Versand-Einheiten in Packungen

Omnitape®



Das starke Tape für professionelle Verbände

Charakteristik

Stark klebendes Pflasterband aus 100 % Zellwollgewebe mit Zinkoxid-Kautschuk-Kleber; außerordentlich zugfest und unelastisch für eine präzise und dauerhaft sichere Fixierung von Gelenken und Bändern; starke Haftung auch auf textilen Unterzügen und Kompressionsbinden; durch gezackte Kanten mühelos von Hand abreißbar; ebenso gut reißfähig in Längsrichtung; weiß.

Anwendung

Für Funktionelle Verbände, z. B. zur Gelenkstabilisierung, insbesondere bei Bänderschädigungen; zur Stützung und Entlastung verletzter Muskeln; zur konservativen Behandlung von Luxationen usw.; zur Prophylaxe und zum Aufbautraining in der Sportmedizin.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack. *
Omnitape®, einzeln in Faltschachteln, 10 m lang, auf Kunststoffspulen	2 cm	500 058	04318182	1 Spule	96
	3,75 cm	500 059	04318199	1 Spule	96
	5 cm	500 060	04318207	1 Spule	48

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-haft®

Die kohäsive, elastische Fixierbinde mit luftdurchlässiger und hautfreundlicher Gewebestruktur



Charakteristik

Kohäsive, elastische Fixierbinden mit zweifachem Hafteffekt durch gekreppte Gewebestruktur und mikropunktueller Imprägnierung mit einem Synthetik-Polymer; Dehnbarkeit ca. 85 %; geringer Materialverbrauch durch starke Eigenhaftung, bereits wenige Touren ergeben eine sichere, dauerhafte Fixierung; dabei kein Verkleben mit Haut, Haaren oder Kleidung; luftdurchlässig, hautfreundlich und geruchsneutral, da acrylat- und chlorfrei.

43 % Viskose

37 % Baumwolle

20 % Polyamid

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an runden und konischen Körperteilen; zum Fixieren von Polstermaterial, Kanülen usw.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Peha-haft®, Binden, gedehnt 4 m lang, lose in Kartons	2,5 cm	932 452	03544893	8 Binden	12
Peha-haft®, Binden, gedehnt 4 m lang, einzeln in Faltschachteln	4 cm	932 441	03544433	1 Binde	140
	6 cm	932 442	03544462	1 Binde	140
	8 cm	932 443	03544479	1 Binde	140
	10 cm	932 444	03544485	1 Binde	140
	12 cm	932 445	03544491	1 Binde	140
Peha-haft®, Rollen, gedehnt 20 m lang, einzeln in Faltschachteln	4 cm	932 446	03544203	1 Rolle	24
	6 cm	932 447	03544226	1 Rolle	24
	8 cm	932 448	03544232	1 Rolle	24
	10 cm	932 449	03544338	1 Rolle	24
	12 cm	932 450	03544373	1 Rolle	24
Peha-haft®, Rollen, gedehnt 20 m lang, lose in Kartons	6 cm	932 476	12550378	8 Rollen	9
	8 cm	932 477	12550384	8 Rollen	6
	10 cm	932 478	12550390	8 Rollen	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-haft® Color



Die kohäsive, elastische Fixierbinde in zwei attraktiven Farben

Charakteristik

Kohäsive, elastische Fixierbinden mit zweifachem Hafteffekt durch gekreppte Gewebestruktur und Imprägnierung mit einem Synthetik-Polymer; Dehnbarkeit ca. 100 %; geringer Materialverbrauch durch starke Eigenhaftung, bereits wenige Touren ergeben eine sichere, dauerhafte Fixierung; dabei kein Verkleben mit Haut, Haaren oder Kleidung; luftdurchlässig, hautfreundlich und geruchsneutral, da acrylat- und chlorfrei; in zwei Farben erhältlich.

- 40 % Baumwolle
- 31 % Viskose
- 29 % Polyamid

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an runden und konischen Körperteilen; zum Fixieren von Polstermaterial, Kanülen usw.; als attraktiver Schutz von Verbänden.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha-haft® Color, blau, gedehnt 4 m lang, einzeln in Faltschachteln	4 cm	932 500	11124892	1 Binde	20
	6 cm	932 501	11124923	1 Binde	20
	8 cm	932 502	11124946	1 Binde	20
Peha-haft® Color, blau, gedehnt 20 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	932 473	08886523	1 Rolle	24
	8 cm	932 474	08886546	1 Rolle	24
	10 cm	932 475	08886552	1 Rolle	24
Peha-haft® Color, rot, gedehnt 20 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	932 460	08886492	1 Rolle	24
	8 cm	932 461	08886500	1 Rolle	24
	10 cm	932 462	08886517	1 Rolle	24

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-crepp®

Die superelastische Fixierbinde mit hohem Naturfaseranteil

Charakteristik

Superelastische Fixierbinden mit hohem Anteil an Naturfasern; gekräuselte Webstruktur; Dehnbarkeit ca. 160 %; ohne Umschlagtouren schnell und einfach anzulegen; zuverlässiger und rutschfester Sitz; durch die offene Gewebestruktur besonders leicht und luftdurchlässig; sterilisierbar (Dampf A 134°C).

41 % Baumwolle

29 % Viskose

30 % Polyamid



Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen; sehr gut geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha-crepp®, gedehnt 4 m lang, einzeln verpackt	4 cm	303 210	03664545	1 Binde	160
	6 cm	303 211	03664551	1 Binde	200
	8 cm	303 212	03664568	1 Binde	200
	10 cm	303 213	03664574	1 Binde	120
	12 cm	303 214	03664580	1 Binde	80
Peha-crepp®, gedehnt 4 m lang, lose in Kartons	4 cm	303 310	03664597	20 Binden	8
	6 cm	303 311	03664605	20 Binden	10
	8 cm	303 312	03664611	20 Binden	10
	10 cm	303 313	03664628	20 Binden	6
	12 cm	303 314	03664634	20 Binden	4
Peha-crepp®, gedehnt 4 m lang, compact verpackt	6 cm	303 351	03993556	100 Binden	8
	8 cm	303 352	03993562	100 Binden	6
	10 cm	303 353	03993579	100 Binden	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-Mullbinden



Die traditionelle und universelle Fixierbinde

Charakteristik

Mullbinden aus unelastischem Bindengewebe, mit gewebten Kanten, 4 m lang.

60 % Viskose
40 % Baumwolle

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, z. B. von Wundauflagen oder Polstermaterial; auch geeignet als Trägergewebe für Zinkleimverbände sowie als Notverbände im Rahmen der Ersten Hilfe.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha®-Mullbinden, 4 m lang, einzeln verpackt	4 cm	304 040	10069180	1 Binde	720
	6 cm	304 041	10069197	1 Binde	360
	8 cm	304 042	10069205	1 Binde	320
	10 cm	304 043	10069211	1 Binde	200
	12 cm	304 044	10069228	1 Binde	240
Peha®-Mullbinden, 4 m lang, lose in Kartons	4 cm	304 050	10069234	20 Binden	36
	6 cm	304 051	10069240	20 Binden	24
	8 cm	304 052	10069257	20 Binden	18
	10 cm	304 053	10069263	20 Binden	8
	12 cm	304 054	10069286	20 Binden	12
	15 cm	304 055	10069292	20 Binden	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-last®

Die elastische
Fixierbinde aus reiner,
weicher Baumwolle

Charakteristik

Elastische Mullbinden aus reiner Baumwolle; durch stark überdrehte Kettfäden ca. 65 % dehnbar; ohne Umschlag Touren schnell und einfach anzulegen; zuverlässiger und rutschfester Sitz; sterilisierbar (Dampf A 134 °C).



Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen; sterilisiert auch als direkte Wundauflage, z. B. in der Handchirurgie.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha-last®, gedehnt 4 m lang, einzeln verpackt	4 cm	931 521	02060207	1 Binde	160
	6 cm	931 523	00781196	1 Binde	200
	8 cm	931 524	00781204	1 Binde	200
	10 cm	931 525	00781210	1 Binde	120
Peha-last®, gedehnt 4 m lang, lose in Kartons	4 cm	931 548	02060213	20 Binden	8
	6 cm	931 543	01902779	20 Binden	13
	8 cm	931 544	01902785	20 Binden	10
	10 cm	931 545	01902791	20 Binden	8
	12 cm	931 546	01902816	20 Binden	7

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-Lastotel®



Die hochelastische Fixierbinde aus strapazierfähigem Spezialgewebe

Charakteristik

Hochelastische Fixierbinden, Kettfäden aus gekräuseltem Polyamid und Schussfäden aus hautfreundlichen hydrophilen Fasern; Dehnbarkeit ca. 140 %; ohne Umschlagtouren schnell und einfach anzulegen; zuverlässiger und rutschfester Sitz; sterilisierbar (Dampf A 134 °C).

58 % Polyamid

42 % Viskose

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen; durch das strapazierfähige Gewebe sehr gut geeignet zum Umwickeln von Schienen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha®-Lastotel®, gedehnt 4 m lang, einzeln verpackt	4 cm	310 100	10069300	1 Binde	160
	6 cm	310 101	10069317	1 Binde	200
	8 cm	310 102	10069323	1 Binde	200
	10 cm	310 103	10069346	1 Binde	120
	12 cm	310 104	10069352	1 Binde	80
Peha®-Lastotel®, gedehnt 4 m lang, lose in Kartons	4 cm	310 110	10069369	20 Binden	8
	6 cm	310 111	10069375	20 Binden	10
	8 cm	310 112	10069464	20 Binden	10
	10 cm	310 113	10069470	20 Binden	6
	12 cm	310 114	10069487	20 Binden	4
Peha®-Lastotel®, gedehnt 4 m lang, compact verpackt	6 cm	310 121	10074086	100 Binden	8
	8 cm	310 122	10074241	100 Binden	6
	10 cm	310 123	10074258	100 Binden	5

* Versand-Einheiten in Packungen

Stülpa®

Der nahtlos gestrickte Schlauchverband für den universellen Einsatz

Charakteristik

Nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Querdehnbarkeit, ohne Hilfsmittel einfach anzulegen; kann an jeder beliebigen Stelle durchtrennt werden, ohne dass Laufmaschen entstehen; faltenloser Sitz; durch geschlossene Oberfläche auch bei mechanischer Beanspruchung kein Lockern, sodass Wunden oder empfindliche Hautpartien zuverlässig geschützt werden; saugfähig, luftdurchlässig und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); auf Rollen sowie als Fertigverband erhältlich.

70 % Viskose
30 % Baumwolle



Anwendung

Für Fixierverbände aller Art; für ruhigstellende Verbände (Desault-Verbände) und Extensionsverbände; als Unter- und Überzug bei Zinkleim- oder Gipsverbänden sowie als Hautschutz unter Kompressionsverbänden; in gepolsterter Form als Rucksackverband; zum Überziehen von Schienen und Wattlepolstern.



Größentabelle

- Gr. 0 = Kinderfinger- und Zehenverbände
- Gr. 1 = Fingerverbände
- Gr. 2 = Arm-, Kinderfuß- und Kinderbeinverbände
- Gr. 3 = Hand-, Fuß- und Beinverbände, Kinderkopf- und Achselhöhlenverbände
- Gr. 4 = Kopf-, Bein- und Achselhöhlenverbände, Gesichtsmasken
- Gr. 5 = Kinderrumpf-, Kopf-, Oberschenkel- und Achselhöhlenverbände, Streckverbände
- Gr. 6 = Kinderrumpf- und Oberschenkelverbände
- Gr. 7 = Desault-, Rumpf- und übergroße Oberschenkelverbände
- Gr. 8 = Desault- und Rumpfverbände

Stülpa® Fertigverbände

Für die am häufigsten vorkommenden Verbände steht Stülpa gebrauchsfertig abgemessen, abgebunden und gerollt zur Verfügung.

Stülpa® Rollen

In neun verschiedenen Schlauchbreiten auf Rollen zu 15 m für einen bedarfsgerechten Einsatz.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Stülpa® Fertigverbände, einzeln verpackt	Gr. 1	427 211	00982919	1 Stück	400
	Gr. 3	427 213	00982983	1 Stück	240
	Gr. 4	427 214	00983043	1 Stück	240
Stülpa® Fertigverbände, lose in Kartons	Gr. 1	427 261	00982925	50 Stück	20
	Gr. 3	427 253	00983014	10 Stück	33
	Gr. 4	427 254	00983072	10 Stück	24
Stülpa® Rollen, 15 m lang	Gr. 0 R, 1,5 cm breit	427 110	00982894	1 Rolle	33
	Gr. 1 R, 2,5 cm breit	427 111	00982948	1 Rolle	27
	Gr. 2 R, 6 cm breit	427 112	00982960	1 Rolle	12
	Gr. 3 R, 8 cm breit	427 113	00983037	1 Rolle	9
	Gr. 4 R, 10 cm breit	427 114	00983095	1 Rolle	17
	Gr. 5 R, 12 cm breit	427 115	00983103	1 Rolle	6
	Gr. 6 R, 15 cm breit	427 146	16259993	1 Rolle	4
	Gr. 7 R, 21 cm breit	427 147	16260022	1 Rolle	6
	Gr. 8 R, 24 cm breit	427 148	16260039	1 Rolle	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Stülpa®-fix



Größentabelle

Erwachsene

- Größe 1 Finger
- Größe 2 Mehrere Finger
- Größe 3 Hände und Arme
- Größe 4 Beine und Füße
- Größe 5 Kopf
- Größe 6 Torso
- Größe 7 Großer Torso

Kinder

- Größe 1 Finger und Hände
- Größe 2 Hände, Arme,
Beine und Füße
- Größe 3 Kopf
- Größe 4 Torso

Der hochelastische Netzschlauchverband mit dem hohen Baumwollanteil

Charakteristik

Hochelastischer Netzschlauchverband mit hohem Baumwollanteil; ohne komplizierte Verbandstechniken schnell und einfach anzulegen; sichere und dauerhafte Fixierung; lässt sich an jeder beliebigen Stelle durchtrennen, ohne weiter einzureißen oder auszufransen; sterilisierbar (Dampf A 134 °C).

- 68 % Baumwolle
- 24 % Polyamid
- 8 % Elasthan

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art und Größe; zum Fixieren von Polstermaterial an druckgefährdeten Körperstellen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Stülpa®-fix, gedehnt 25 m lang	Gr. 1	932 541	02175399	1 Rolle	24
	Gr. 2	932 542	02175407	1 Rolle	16
	Gr. 3	932 543	02175413	1 Rolle	12
	Gr. 4	932 544	02175436	1 Rolle	8
	Gr. 5	932 545	02175442	1 Rolle	6
	Gr. 6	932 546	03404850	1 Rolle	4
	Gr. 7	932 547	01609708	1 Rolle	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Coverflex® grip

Die dauerelastische Schlauchbandage

Charakteristik

Coverflex® grip ist für die Anwendung auf intakter Haut geeignet. Es ist für die sekundäre Fixierung, als Hautschutz beim Modellieren und zur Unterstützung von Gelenken und Bändern vorgesehen. Die Kompressionswirkung des Produkts ist auf das Material und das Produktdesign zurückzuführen, aber es ist kein Produkt, welches für die Kompressionstherapie bestimmt ist.

82 % Baumwolle
10 % Elasthan
8 % Polyamid



Anwendung

Coverflex® grip ist für stärkere komprimierende Fixierverbände, z. B. in der Thorax- und Abdominalchirurgie, für Verbände nach Mamma-OP, bei großflächigen Schürfwunden zur Verhinderung von Wundrandödemen bzw. zur Wundentlastung; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates; als stützender Wärmeverband bei Arthrosen usw.



Größentabelle

- Gr. A = Kinderhand- und Kinderarmverbände
- Gr. B = kleine Hand-, Arm- und Fußverbände
- Gr. C = mittelgroße Hand-, Arm-, Fuß- und Unterschenkelverbände
- Gr. D = große Hand-, Arm-, Fuß- und Unterschenkelverbände
- Gr. E = Beinverbände, große Arm- und kleine Oberschenkelverbände
- Gr. F = Bein- und Oberschenkelverbände
- Gr. G = große Oberschenkelverbände
- Gr. J = kleine Rumpfverbände
- Gr. K = mittelgroße Rumpfverbände
- Gr. L = große Rumpfverbände
- Gr. M = sehr große Rumpfverbände

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Coverflex® grip, Rollen zu 10 m	Gr. A: 4 cm breit	931 065	13971283	1 Rolle	36
	Gr. B: 6,25 cm breit	931 066	13971314	1 Rolle	24
	Gr. C: 6,75 cm breit	931 067	13971320	1 Rolle	24
	Gr. D: 7,5 cm breit	931 068	13971337	1 Rolle	20
	Gr. E: 8,75 cm breit	931 069	13971343	1 Rolle	18
	Gr. F: 10 cm breit	931 070	13971372	1 Rolle	14
	Gr. G: 12 cm breit	931 071	13971389	1 Rolle	14
	Gr. J: 18 cm breit	931 072	13971395	1 Rolle	8
	Gr. K: 22 cm breit	931 073	13971426	1 Rolle	8
	Gr. L: 32,5 cm breit	931 074	13971432	1 Rolle	6
	Gr. M: 36 cm breit	931 075	13971449	1 Rolle	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Coverflex® fast



- Gr. 1 Farbcode rot;
für Umfang 8-12 cm
Kinderarme, Ellenbogen und
-füße sowie Zehen und
Finger von Erwachsenen
- Gr. 2 Farbcode grün;
für Umfang 12-25 cm
Hände, Arme und Füße von
Erwachsenen sowie Kinder-
beine und -arme
- Gr. 3 Farbcode blau;
für Umfang 20-45 cm
Arme und Beine von Erwach-
senen sowie Kinderköpfe
und -beine
- Gr. 4 Farbcode gelb;
für Umfang 35-65 cm
Arme, Beine und Köpfe von
Erwachsenen sowie Kinder-
köpfe und -rumpfe
- Gr. 5 Farbcode beige;
für Umfang 56-120 cm
Erwachsenenrumpf

Der dauerelastische Schlauchverband

Charakteristik

Coverflex® fast ist ein nahtloser, rundgestrickter, dauerelastischer Schlauchverband, der hauptsächlich aus Viskose besteht.

Coverflex® fast kann als Sekundärverband zur Fixierung von primären Wundauflagen eingesetzt werden. Unter der Aufsicht von medizinischen Fachkräften als Feuchtverband in der Dermatologie, bei der Fett-Feucht-Therapie in der akuten Phase des atopischen Ekzems in Kombination mit Flüssigkeiten, Salben und Cremes; als trockener Verband in der Dermatologie in der chronischen Phase des atopischen Ekzems zur Abdeckung von äußerlich angewandten Salben, Cremes, Puder, Tinktur/Lotion, Pasten und als Unterzug zur Vorbeugung von Hautreizungen vor dem Anlegen von Kompressions-, Zinkleim-, Stütz-, Castverbänden oder bei Verbänden aus Pflasterbinden bzw. kohäsiven Binden.

91 % Viskose
5 % Polyamid
4 % Elastan

Anwendung

Coverflex® fast ist ein unsteriler dauerelastischer Schlauchverband geeignet zur Fixierung von primären Wundauflagen, als Feuchtverband oder Trockenverband in der Dermatologie und als hautschützender Unterzug, z. B. in der Kompressionstherapie. Coverflex® fast bietet einen sicheren Sitz zur Fixierung von Wundverbänden ohne Einschnürung zu verursachen, ist hautfreundlich mit geringer Faltenbildung für hohen Tragekomfort und dauerelastisch für guten Sitz bei Bewegung.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Coverflex® fast, Rollen zu 10 m	Gr. 1: 3,5 cm breit	931 025	13828290	1 Rolle	81
	Gr. 2: 5 cm breit	931 026	13828315	1 Rolle	54
	Gr. 3: 7,5 cm breit	931 027	13828321	1 Rolle	36
	Gr. 4: 10,75 cm breit	931 028	13828338	1 Rolle	27
	Gr. 5: 17,5 cm breit	931 029	13828344	1 Rolle	18

* Versand-Einheiten in Packungen

Verba®

Der postoperative Stützverband mit flächenhafter Druckverteilung

Charakteristik

Postoperativer Stützverband, 25 cm breit, mit Klettverschluss; Längselastizität und Querstabilität gewährleisten eine gleichmäßige, flächenhafte Druckverteilung, die Atmung wird nicht behindert; sicherer Sitz ohne Wulst- und Faltenbildung; einfaches Anlegen und durch Klettverschluss leichtes Auswechseln der Wundauflagen; Farbstreifen als Größenkennzeichnung; hautverträglich, luftdurchlässig und kochfest.



Anwendung

Zur postoperativen Versorgung nach Thorax- und Abdomenoperationen, zur Entlastung der Wunden, zur Verhinderung von Narbenbrüchen und zur Frühmobilisation des Patienten.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Verba®, 65-75 cm Körperumfang Gr. 1	932 531	01981690	05.11.01.0034	1 Stück	15
Verba®, 75-85 cm Körperumfang Gr. 2	932 532	01981709	05.11.01.0034	1 Stück	15
Verba®, 85-95 cm Körperumfang Gr. 3	932 533	01981715	05.11.01.0034	1 Stück	15
Verba®, 95-105 cm Körperumfang Gr. 4	932 534	01981721	05.11.01.0034	1 Stück	15
Verba®, 105-115 cm Körperumfang Gr. 5	932 535	01981738	05.11.01.0034	1 Stück	15

* Versand-Einheiten in Packungen

Pur-Zellin®



Pur-Zellin®-Box

Entnahmebehälter für Pur-Zellin-Rollen; schützt die Rollen vor Verschmutzung und sichert eine einfache und schnelle Entnahme.

Pur-Zellin®

500 Tupfer zu 4x5 cm gebrauchsfertig vorgestanzt auf der Rolle, steril und unsteril erhältlich.



Der gebrauchsfertige Zellstofftupfer von der Rolle

Charakteristik

Zellstofftupfer von der Rolle, gebrauchsfertig vorgestanzt; aus hochgebleichtem Verbandzellstoff nach den Anforderungen des Deutschen Arzneibuches; steril und unsteril erhältlich; für eine praktische und hygienische Entnahme steht die Pur-Zellin-Box zur Verfügung.

Anwendung

Zur Hautreinigung vor Injektionen und Infusionen, als Saugpolster bei kleinen Verletzungen, zur lokalen Desinfektion vor kleineren chirurgischen Eingriffen sowie für viele Arbeiten im Labor.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Pur-Zellin®, steril, Rolle zu 500 Stück	4x5 cm	143 253	03548112	1 Rolle	16
Pur-Zellin®, unsteril, Rolle zu 500 Stück	4x5 cm	143 213	03548129	1 Rolle	16
Pur-Zellin®-Box	leer	996 857	01479306	1 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Soft-Zellin-C®

Der besonders weiche Alkoholtupfer zur Hautreinigung

Charakteristik

Alkoholtupfer aus weichem, besonders flexiblem Vliesstoff, gebrauchsfertig getränkt mit 0,4 ml Isopropyl-Alkohol (70 % V/V); ca. 60x30 mm, gefaltet auf 30x30 mm, einzeln in praktischer Siegelverpackung.



Anwendung

Zur generellen Hautreinigung zum Beispiel vor subkutanen Injektionen und kapillarer Blutentnahme.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Soft-Zellin-C®, einzeln eingeschelt	288 887	16706469	100 Stück	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Pagasling®



Der saugstarke Schlinggazetupfer aus reinem Verbandmull

Charakteristik

Schlinggazetupfer aus Verbandmull EN 14079, 20fädig; der aus nur einem Mullstück gefertigte Tupfer ist so verschlungen, dass die Schnittkanten sicher im Inneren liegen; mit hohem Absorptionsvermögen.

Anwendung

Zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Pagasling®, steril	Gr. 3, pflaumengroß	481 274	11113397	20x4 Stück	8
	Gr. 3, pflaumengroß	481 284	11113405	20x5 Stück	8
	Gr. 3, pflaumengroß	481 414	11113411	18x20 Stück	3
	Gr. 4, eigroß	481 409	11113428	18x10 Stück	3
	Gr. 5, extragroß	481 400	11113434	18x10 Stück	3
Pagasling®, unsteril	Gr. 1, haselnussgroß	481 292	03509282	1000 Stück	6
	Gr. 2, walnussgroß	481 293	03509299	1000 Stück	6
	Gr. 3, pflaumengroß	481 294	03509307	2x500 Stück	1
	Gr. 4, eigroß	481 299	03509313	4x250 Stück	1
	Gr. 5, extragroß	400 131	03509336	4x250 Stück	1
	Gr. 6, faustgroß	481 295	03509342	4x125 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Telaprep®

Der fest gedrehte Präpariertupfer mit eingewebtem Röntgenkontrastfaden

Charakteristik

Präpariertupfer aus Verbandmull EN 14079, 24fädig, mit eingewebtem Telatrast® Röntgenkontrastfaden; fest gedreht aus nur einem Mullstück; unsteril in sterilisierbaren Papierbeuteln.



Anwendung

Zum Freipräparieren.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Telaprep®, unsteril	Gr. 1, klein	489 290	02724446	1000 Stück	6
	Gr. 2, mittel	489 291	02724423	1000 Stück	6
	Gr. 3, groß	489 293	02724417	1000 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

HARTMANN Tamponadebinden



Die Tamponade aus reiner Baumwolle

Charakteristik

Aus reiner Baumwolle, mit gewebten Kanten; in verschiedenen Breiten zu 5 m Länge, steril in Dosen erhältlich.

Anwendung

Zum Tamponieren natürlicher Körperhöhlen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
HARTMANN Tamponadebinden, steril, 5 m lang, einzeln in Dosen	1 cm	370 800	01002981	1 Binde	36
	2 cm	370 801	01002998	1 Binde	36

* Versand-Einheiten in Packungen

HARTMANN Watte

Die klassische Watte in Zickzack-Lagen

Charakteristik

Watte aus 100 % Baumwolle, durchgehend zickzack gelegt ohne Perforation; im praktischen, wiederverschließbaren Kordelzugbeutel.

Anwendung

Für viele Anwendungszwecke im häuslichen Bereich; als Saug- und Polstermaterial in Medizin und Hygiene.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
HARTMANN Watte 50 g	110 122	01084915	50 g	20
100 g	110 123	01084921	100 g	12
200 g	110 128	03478529	200 g	12
400 g	110 129	03478535	400 g	18

* Versand-Einheiten in Packungen

Pehazell® Clean¹⁾



Der Zellstoff mit dem hohen Absorptionsvermögen

Charakteristik

Zellstoff mit hohem Absorptionsvermögen; erhältlich in verschiedenen Formaten, auf Rollen sowie in Lagen.

Anwendung

Zellstoff hochgebleicht als Saug- und Polstermaterial in der Krankenpflege. Zellstoff ungebleicht für Polster- und Reinigungszwecke in der Krankenpflege.

¹⁾ voraussichtlich ab Oktober 2020 verfügbar



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Pehazell® Clean, Zellstoff hochgebleicht, Rollen	36 cm	913 062	16382802	500 g	10
	36 cm	913 061	16382771	1000 g	6
Pehazell® Clean, Zellstoff hochgebleicht, Lagen	28,5x37 cm	913 068	16382908	1 kg	6
	37x57 cm	913 064	16382825	15 kg	1
	37x57 cm	913 067	16382883	5 kg	1
Pehazell® Clean, Zellstoff ungebleicht, Lagen	18,5x19 cm	913 073	16382966	15 kg	1
	18,5x28,5 cm	913 074	16382972	15 kg	1
	37x57 cm	913 076	16382995	15 kg	1

* Versand-Einheiten in Packungen

PütterPro 2

Einfach. Praktisch.
Das 2-Komponenten-
system für konsistent
korrekte Kompression
und Komfort

Charakteristik

Kompressionssystem bestehend aus einer einseitig kohäsiv beschichteten Polsterbinde und einer beidseitig kohäsiv beschichteten Kompressionsbinde, die im Zusammenspiel einen sicheren und rutschfesten, dünnen und trageangenehmen Verband ergeben; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; beide Binden sind latexfrei, atmungsaktiv und hautfreundlich sowie von Hand abreibar, jetzt neu mit visuellem Druckindikator für eine noch einfachere Handhabung.



Anwendung

Zur Behandlung der chronisch venösen Insuffizienz mit und ohne Ulcus cruris venosum sowie chronischer Ödeme und einen ABPI von 0,9-1,3; mit bis zu 7 Tagen Tragedauer.

Polsterbinde, weiß:

Polyester und Elasthan, Dehnbarkeit ca. 80 %, gedehnt 6,5 m lang.

Kompressionsbinde, beigefarben:

Polypropylen und Elasthan, Dehnbarkeit ca. 150 %, gedehnt 8,2 m lang, mit aufgedrucktem Druckindikator zur Sicherstellung der korrekten Anlage.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*	
PütterPro 2, Doppelpackung mit Polster- und Kompressionsbinde	10 cm	931 685	11482930	2 Binden	12
PütterPro 2, Großpackung mit 6 Polster- und 6 Kompressionsbinden	10 cm	931 686	11661704	12 Binden	3

* Versand-Einheiten in Packungen

Pütter-Verband®*



Pütterbinde®*

Einzelbinden in verschiedenen Breiten für einen individuellen, bedarfsgerechten Einsatz.



Pütter-Verband®*

Indikationsbezogene Doppelpackung mit zwei Pütterbinden für die klassische gegenläufige Verbandtechnik bei der Kompressionstherapie venöser Beinleiden; erhältlich mit zwei 10 cm breiten Binden sowie einer 8 cm und 10 cm breiten Binde.



* eWZ Medice

Die besonders kräftige Kurzzugbinde für die gegenläufige Verbandtechnik

Charakteristik

Besonders kräftige, textilelastische Kurzzugbinden, Dehnbarkeit ca. 90 %; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck; auch bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung; atmungsaktiv und gut hautverträglich; kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); mit dauerhaft aufgedruckter Waschanleitung am Bindenende.

100 % Baumwolle

Anwendung

Für sehr starke Kompression; nach Varizenverödungen, bei allen akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, Ulcera cruris und Thrombophlebitis.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Pütter-Verband®, Doppelpackung, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, in Faltschachteln	10 cm	931 801	00844815	2 Binden	30
	8/10 cm	931 796	03535701	2 Binden	30
Pütterbinde®, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	931 807	01525532	1 Binde	40
	8 cm	931 808	03469200	1 Binde	40
	10 cm	931 802	03469217	1 Binde	40
	12 cm	931 812	03469223	1 Binde	60
Pütterbinde®, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, lose in Kartons	6 cm	931 806	00805554	10 Binden	8
	8 cm	931 814	04940941	10 Binden	8
	10 cm	931 803	04940958	10 Binden	8
	12 cm	931 816	04940964	10 Binden	8

* Versand-Einheiten in Packungen

PütterFlex

Die besonders dünne, bi-elastische Kurzzugbinde für sehr starke Kompression bei mehr Beweglichkeit



Charakteristik

Besonders dünne, bi-elastische Kurzzugbinden, Längsdehnbarkeit ca. 90 % mit zusätzlicher Querelastizität; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck; auch bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung; atmungsaktiv und gut hautverträglich, durch die Querelastizität besonders einfach anzulegen und bequem zu tragen; kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); mit dauerhaft aufgedruckter Waschanleitung am Bindenende.

100 % Baumwolle

Anwendung

Für sehr starke Kompression; nach Varizenverödungen, bei allen akuten und chronischen venösen Stauungsödemen, Ulcera cruris und Thrombophlebitis.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
PütterFlex, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, einzeln in Faltschachteln	8 cm	931 828	03541251	1 Binde	40
	10 cm	931 829	03541268	1 Binde	40
	12 cm	931 830	03541274	1 Binde	60
PütterFlex, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, lose in Kartons	8 cm	931 832	03542380	10 Binden	8
	10 cm	931 833	03542397	10 Binden	8
PütterFlex Duo, Doppelpackung, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, in Faltschachteln	10 cm	931 826	03541239	2 Binden	30
	8/10 cm	931 825	06187011	2 Binden	30

* Versand-Einheiten in Packungen

Pütter-haft



Die kohäsive Kurzzugbinde mit sicherer Haftkraft

Charakteristik

Kohäsive, textilelastische Kurzzugbinden, Dehnbarkeit ca. 60 %; beidseitiger Hafteffekt für rutschfesten Sitz; sehr hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; atmungsaktiv; sterilisierbar (Dampf A 134 °C).

100 % Baumwolle, mit latexfreier Beschichtung

Anwendung

Für starke Kompression; bei chronischen venösen Stauungsödemen, abgeheilten Ulcera cruris, Thrombophlebitis, zur Nachbehandlung von Venenerkrankungen und bei Phleboarthrosis des Knies; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Pütter-haft, gedehnt 5 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	931 840	10109318	1 Binde	96
	8 cm	931 841	10109324	1 Binde	72
	10 cm	931 842	10109330	1 Binde	64
	12 cm	931 843	10109347	1 Binde	48
Pütter-haft, gedehnt 7 m lang, einzeln in Faltschachteln	20 cm	931 845	10109353	1 Binde	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Lastodur®

Die dauerelastische Langzugbinde für haltbare Verbände

Charakteristik

Dauerelastische Langzugbinden mit gut dosierbarer Kompression für anschmiegsame, haltbare Verbände; wie alle Langzugbinden in Ruhelage abzunehmen; atmungsaktiv und hautverträglich, alterungsbeständig, waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C); mit Verbandklammern; in zwei Ausführungen für unterschiedliche Kompression erhältlich.



Anwendung

Als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage.



Lastodur® straff/strong

Für starke Kompression, Dehnbarkeit ca. 180 %.



85 % Baumwolle, 8 % Elasthan, 7 % Polyamid

Lastodur® weich/soft

Für leichtere Kompression, Dehnbarkeit ca. 170 %.



82 % Baumwolle, 13 % Polyamid, 5 % Elasthan

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Lastodur® straff/strong, gedehnt 7 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	931 663	00614245	1 Binde 60
	8 cm	931 664	00614251	1 Binde 60
	10 cm	931 665	00614268	1 Binde 60
	12 cm	931 666	00614274	1 Binde 30
	20 cm	931 668	01332649	1 Binde 20
Lastodur® straff/strong, gedehnt 7 m lang, lose in Kartons	6 cm	931 631	01852538	10 Binden 12
	8 cm	931 632	01852509	10 Binden 8
	10 cm	931 633	01852515	10 Binden 8
	12 cm	931 634	01852521	10 Binden 6
Lastodur® straff/strong, gedehnt 14 m lang, einzeln in Faltschachteln	10 cm	931 629	02459346	1 Binde 18
Lastodur® weich/soft, gedehnt 7 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	931 653	00614280	1 Binde 60
	8 cm	931 654	00614297	1 Binde 60
	10 cm	931 655	00614305	1 Binde 60
	12 cm	931 656	00614311	1 Binde 30
Lastodur® weich/soft, gedehnt 7 m lang, lose in Kartons	6 cm	931 635	01852604	10 Binden 16
	8 cm	931 636	01852662	10 Binden 8
	10 cm	931 637	01852685	10 Binden 6
	12 cm	931 638	01852716	10 Binden 8

* Versand-Einheiten in Packungen

Idealast®-haft



Die kohäsive, dauerelastische Idealbinde mit sicherer Haftkraft

Charakteristik

Kohäsive, dauerelastische Idealbinden mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 90 %; beidseitiger Haftereffekt für rutschfesten Sitz; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; atmungsaktiv; sterilisierbar (Dampf A 134 °C).

93 % Baumwolle
5 % Polyamid
2 % Elasthan
mit latexfreier Beschichtung

Anwendung

Universell einsetzbar; für mittelkräftige Verbände; zur Prophylaxe und Nachbehandlung von Venenerkrankungen; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage; als komprimierender Wundverband und zum Anwickeln von Schienen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Idealast®-haft, gedehnt 4 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	931 110	03517413	1 Binde	40
	8 cm	931 111	03517436	1 Binde	40
	10 cm	931 112	03517442	1 Binde	40
	12 cm	931 113	03517459	1 Binde	40
Idealast®-haft, gedehnt 10 m lang, einzeln in Faltschachteln	6 cm	931 114	03517465	1 Binde	20
	8 cm	931 115	03517471	1 Binde	20
	10 cm	931 116	03517488	1 Binde	20
	12 cm	931 117	03517494	1 Binde	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Idealast®-haft Color

Die kohäsive, dauerelastische Idealbinde, die das Leben bunter macht



Charakteristik

Kohäsive, dauerelastische Idealbinden mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 90 %; beidseitiger Hafteffekt für rutschfesten Sitz; auch in Ruhelage zu tragen; atmungsaktiv; in zwei Farben.

93 % Baumwolle
5 % Polyamid
2 % Elastan
mit latexfreier Beschichtung

Anwendung

Universell einsetzbar; für mittelkräftige Verbände; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage; als komprimierender Wundverband und zum Anwickeln von Schienen sowie als attraktiver Schutz von Verbänden aller Art.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Idealast®-haft Color, blau, gedehnt 4 m lang, einzeln in Faltschachteln	4 cm	931 090	10109376	1 Binde	70
	6 cm	931 091	10109382	1 Binde	48
	8 cm	931 092	10109399	1 Binde	27
	10 cm	931 093	10109407	1 Binde	30
Idealast®-haft Color, rot, gedehnt 4 m lang, einzeln in Faltschachteln	4 cm	931 095	10109413	1 Binde	70
	6 cm	931 096	10109436	1 Binde	48
	8 cm	931 097	10109442	1 Binde	27
	10 cm	931 098	10109459	1 Binde	30
Idealast®-haft Color, sortiert zu 5x blau, 5x rot; gedehnt 4 m lang, lose in Kartons	4 cm	931 100	10109465	10 Binden	15
	6 cm	931 101	10109494	10 Binden	12
	8 cm	931 102	10109471	10 Binden	9
	10 cm	931 103	10109488	10 Binden	6

* Versand-Einheiten in Packungen

HARTMANN Idealbinden



Die textilelastische Idealbinde für den universellen Einsatz

Charakteristik

Klassische, textilelastische Idealbinden mit kurzem Zug, nach E DIN 61632-IB-S, schlingkantig, Dehnbarkeit ca. 90 %; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); die Elastizität der Binden, die beim Tragen nachlässt, kann durch Waschen zurückgewonnen werden.

100 % Baumwolle

Anwendung

Universell einsetzbar; für feste Verbände mit guter Druck- und Massagewirkung; zur Prophylaxe und Nachbehandlung von Venenerkrankungen; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage; als komprimierender Wundverband und zum Anwickeln von Schienen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
HARTMANN Idealbinden, mit Verband- klammern, gedehnt 5 m lang, einzeln verpackt	6 cm	931 755	00516086	1 Binde	160
	8 cm	931 756	00516092	1 Binde	120
	10 cm	931 757	00516100	1 Binde	100
	12 cm	931 758	00516117	1 Binde	80
	15 cm	931 759	00516123	1 Binde	48
	20 cm	931 760	00516146	1 Binde	36
	30 cm	931 761	00516169	1 Binde	24
HARTMANN Idealbinden, ohne Verband- klammern, gedehnt 5 m lang, lose in Kartons	4 cm	931 859	00234531	10 Binden	22
	6 cm	931 860	01574329	10 Binden	16
	8 cm	931 861	01574387	10 Binden	12
	10 cm	931 862	01574393	10 Binden	10
	12 cm	931 754	01574418	10 Binden	8
	15 cm	931 863	00234560	10 Binden	6
	20 cm	931 865	00234614	10 Binden	5
	30 cm	931 866	00234643	10 Binden	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Idealast®

Die dauerelastische Idealbinde, die nicht ausleiert

Charakteristik

Dauerelastische Idealbinden mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 80 %; kein Ausleiern der Binden beim Tragen; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C); besonders wirtschaftlich durch lange Lebensdauer der Binden.

69 % Baumwolle

31 % Polyamid



Anwendung

Universell einsetzbar; für mittelkräftige Verbände; zur Prophylaxe und Nachbehandlung von Venenerkrankungen; als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates sowie als Sportbandage; als komprimierender Wundverband und zum Anwickeln von Schienen.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Idealast®, mit Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, einzeln verpackt	6 cm	931 143	02152352	1 Binde	160
	8 cm	931 144	02152369	1 Binde	120
	10 cm	931 145	02152375	1 Binde	100
	12 cm	931 146	02152381	1 Binde	80
	15 cm	931 147	02152398	1 Binde	48
	20 cm	931 148	02152406	1 Binde	36
Idealast®, ohne Verbandklammern, gedehnt 5 m lang, lose in Kartons	6 cm	931 133	02720968	10 Binden	16
	8 cm	931 134	02720974	10 Binden	12
	10 cm	931 135	02720980	10 Binden	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Idealflex®



Die leichte Universalbinde mit guter Dauerelastizität

Charakteristik

Dauerelastische Universalbinden, Dehnbarkeit ca. 80 %; leiert beim Tragen nicht aus und ist strapazierfähig; waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C).

45 % Polyester
42 % Baumwolle
13 % Viskose

Anwendung

Universell einsetzbar; für alle Verbände, bei denen eine leichte Kompressionswirkung erwünscht ist; insbesondere für komprimierende Wundverbände.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Idealflex®, gedehnt 5 m lang, einzeln verpackt, 10 Stück in Faltschachtel	6 cm	931 290	07142683	1 Binde	80
	8 cm	931 291	07142708	1 Binde	60
	10 cm	931 292	07142714	1 Binde	50
	12 cm	931 293	07142720	1 Binde	40
	15 cm	931 294	07142737	1 Binde	30
	20 cm	931 295	07142743	1 Binde	20
Idealflex®, gedehnt 5 m lang, lose in Kartons	6 cm	931 283	03854263	10 Binden	8
	8 cm	931 284	03854286	10 Binden	6
	10 cm	931 285	03854292	10 Binden	5
	12 cm	931 286	03854300	10 Binden	4
	15 cm	931 287	03854317	10 Binden	3
	20 cm	931 288	03854323	10 Binden	2

* Versand-Einheiten in Packungen

Idealflex® universal

Die leichte Universalbinde mit dem hohen Baumwollanteil

Charakteristik

Dauerelastische, leichte Universalbinden, Dehnbarkeit ca. 85 %; besonders atmungsaktiv und hautfreundlich; leiert beim Tragen nicht aus und ist strapazierfähig; waschbar bis 40 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C).

66 % Baumwolle
33 % Polyamid
1 % Elasthan



Anwendung

Universell einsetzbar; für alle Verbände, bei denen eine leichte Kompressionswirkung erwünscht ist; insbesondere für komprimierende Wundverbände.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Idealflex® universal, gedehnt 5 m lang, lose in Faltschachteln,	6 cm	931 271	06452654	10 Binden	28
	8 cm	931 272	06452677	10 Binden	18
	10 cm	931 273	06452708	10 Binden	21
	12 cm	931 274	06452714	10 Binden	23
	15 cm	931 275	06452720	10 Binden	18
	20 cm	931 276	06452743	10 Binden	8

* Versand-Einheiten in Packungen

Varolast® Plus



Die extra feuchte Zinkleimbinde

Charakteristik

Extra feuchte, gebrauchsfertige Zinkleimbinden mit sämig weichem, gleichmäßig hohem Zinkleimaufrag; in Längsrichtung dehnbar, dadurch ohne Einschneiden und Abschneiden problemlos zu applizieren; gut hautverträglich.

Anwendung

Zur schnellen Entstauung und zur Beseitigung hartnäckiger Ödeme; als komprimierender Dauerverband bei Phlebitiden der tiefen und oberflächlichen Venen, bei post-thrombotischen Zuständen, bei Ulcera cruris in nicht nässem Stadium; als Stützverband in der Allgemein-Orthopädie und in der orthopädischen Nachsorge.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Varolast® Plus, gedehnte Längen zu 5 m, 7 m, 10 m, einzeln in Faltschachteln	8 cm x 5 m	931 582	02667234	1 Binde	16
	10 cm x 7 m	931 583	02667257	1 Binde	20
	10 cm x 10 m	931 585	02667286	1 Binde	20
Varolast® Plus, gedehnte Längen zu 5 m, 7 m, 10 m, einzeln verpackt	8 cm x 5 m	931 589	02667240	16 Binden	1
	10 cm x 7 m	931 587	02667263	20 Binden	1
	10 cm x 10 m	931 588	02667292	20 Binden	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Rolta® soft

Die Synthetik-Wattebinde für perfektes Polstern

Charakteristik

Synthetik-Wattebinden aus nicht saugenden, gekräuselten Polyesterfasern; weich und hautfreundlich, luft- und sekretdurchlässig, temperatenausgleichend; faltenfreier Sitz durch rutschsichere Eigenhaftung, einfach anzulegen, von Hand abreißbar; sterilisierbar (Dampf A 121 °C), strahlenindifferent.



Anwendung

Als Polstermaterial unter Gips-, Stütz- und Kompressionsverbänden; zum Polstern von Schienen sowie als Einziehmaterial für Schlauchverbände; besonders für Patienten mit sehr empfindlicher Haut geeignet.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Rolta® soft, einzeln banderoliert, 3 m lang	6 cm	932 043	04456518	6 Binden	8
	6 cm	932 048	02757486	50 Binden	1
	10 cm	932 045	04456524	6 Binden	6
	10 cm	932 049	02757457	30 Binden	1
	15 cm	932 047	04456530	4 Binden	6
	15 cm	932 050	02757440	20 Binden	1
	25 cm	932 051	02757434	10 Binden	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Professionelle Überwachung der Blutdruck- und Fieberwerte für zu Hause.

Bei HARTMANN wissen wir: Im Stress des Alltags schieben viele ihre Gesundheitsprobleme auf die lange Bank. Damit riskiert man, dass Symptome übersehen oder nicht ernst genug genommen werden.

Aus diesem Grund bieten wir für den Gebrauch zu Hause professionelle Diagnosegeräte an und geben den Menschen so die einfache Möglichkeit, ihre Gesundheitswerte jederzeit zu überprüfen und zu kontrollieren.





Blutdruck | EKG | Fieber

Veroval[®]

Deutschlands Diagnostik Sortiment
für den medizinischen Fachhandel.



Veroval®

Gesundheit ist wichtiger denn je.

- Wenn es um die eigene Gesundheit geht, übernehmen immer mehr Menschen selbst die Verantwortung.
- Bereits 7 von 10 Patienten in Deutschland googeln, z. B. zur Diagnosefindung, zu Hause ihre Symptome.*

Selbst-Diagnostik ist der Wachstumstreiber.

- Mit der Digitalisierung steigt die Nachfrage nach einer neuen, intelligent vernetzten Messgeräte-Generation.
- Immer mehr Leistungen werden von den Krankenkassen nicht mehr erstattet. Dadurch steigt der Selbstzahleranteil immer stärker an.

Veroval® von HARTMANN ist Ihr innovatives 360° Selbst-Diagnostik Sortiment.

- Breitestes Premium-Messgeräte Sortiment im medizinischen Fachhandel.
- Das mobile EKG- und Blutdruckmessgerät zur Schlaganfall-Prophylaxe bietet Spitzentechnologie.
- Alle Daten/Ergebnisse können mit der kostenlosen Veroval® medi.connect Software gespeichert, verbunden und mit dem Arzt geteilt werden.

*Philips Gesundheitsstudie 2015

Veroval® EKG- und Blutdruckmessgerät



Ideal zur Schlaganfallprophylaxe

Charakteristik

Mobile EKG-Funktion:

Erkennt Vorhofflimmern – eine Hauptursache für Schlaganfälle sowie Herzrhythmusstörungen wie Extrasystolen, ein frühes Anzeichen für Durchblutungsstörungen und Entzündungen des Herzmuskels; Aufzeichnung des Herzrhythmus in 30 Sekunden – jederzeit und überall; einfache Messwert-Analyse per Ampelsystem; sofortige, leicht verständliche Ergebnisanzeige mit detaillierter Anzeige (Elektrokardiogramm) für den Arzt.

Vollautomatische Blutdruck-Messfunktion:

Zur sanften und präzisen Messung am Oberarm nach dem oszillometrischem Messverfahren; hohe Messgenauigkeit und Speicherfunktion für 2 x 64 Messwerte; bequeme Universalmanschette mit ergonomischer Passform, für Umfänge von 22-42 cm; mit Comfort Air Technology, einer speziellen Aufpumptechnologie mit individuellem Aufpumpdruck sowie praktischer Messwert-Analyse per Ampelsystem; Batterien, USB-Bluetooth-Adapter und Aufbewahrungstasche inklusive.

Anwendung

Zur mobilen EKG-Aufzeichnung (Elektrokardiogramm) und Blutdruckmessung; insbesondere bei Personen mit Herzerkrankungen und Herzrhythmusstörungen; ideal zur Schlaganfallprophylaxe; misst die elektrische Herzaktivität mit einem 1-Kanal-EKG Signal über 3 Elektroden am Monitorgehäuse sowie den Blutdruck durch das oszillometrische Messverfahren mittels Universal-Oberarmmanschette für Umfänge von 22-42 cm.

Alle EKG-Ergebnisse und Blutdruckwerte können mit der Veroval® medi.connect Software schnell und unkompliziert gespeichert und analysiert werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® EKG- und Blutdruckmessgerät mit Zugbügelmanschette 22-42 cm	925 341	12672590	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Veroval® DUO CONTROL Oberarm-Blutdruckmessgerät

Hohe Messgenauigkeit, auch bei Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien)

Charakteristik

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm; 2 Messmethoden; erkennt Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien); erleichtert korrektes Messen dank patentierter Secure fit Manschette, Manschettensitzkontrolle und Ruheindikator; großes beleuchtetes Display zum leichten Ablesen von gemessenen Werten; Anzeige von zu hoher oder zu niedriger Umgebungstemperatur; einfache Messwert-Analyse per Ampelsystem; einfaches Speichern der Daten mit der Veroval® medi.connect Software; USB-Kabel und 4 x 1,5 V AA Batterien inklusive; mit praktischer Aufbewahrungstasche.



Anwendung

Zur Blutdruckmessung am Oberarm für einen Oberarmumfang von 22 bis 32 cm (Medium Manschette) oder 32-42 cm (Large Manschette). Das Veroval® DUO CONTROL Blutdruckmessgerät ist erste Wahl für Patienten, die bereits an Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie z. B. Herzrhythmusstörungen leiden und ihren Blutdruck täglich messen.

Diese innovative Technologie kombiniert zwei professionelle Messmethoden – die Korotkoff Mikrofonmessung und die oszillometrische (arterielle Puls-



wellen) Messung – und misst auch bei Arrhythmien korrekt. Eine hohe Messgenauigkeit wird darüber hinaus durch die patentierte „Secure fit“ Manschette, die Manschettensitzkontrolle und den Ruheindikator des Veroval® DUO CONTROL sichergestellt.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® DUO CONTROL Oberarm-Blutdruckmessgerät, Medium mit Zugbügelmanschette 22-32 cm	925 501	14128910	21.28.01.2146	1 Stück	4
Veroval® DUO CONTROL Oberarm-Blutdruckmessgerät, Large mit Zugbügelmanschette 32-42 cm	925 521	14128927	21.28.01.2145	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Veroval® Oberarm-Blutdruckmessgerät



Für exaktes und sanftes Messen am Oberarm mit Arrhythmie-Erkennung

Charakteristik

Vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät für exaktes Messen nach dem oszillometrischem Messverfahren; mit individuellem Aufpumpdruck (Comfort Air Technology) für eine besonders sanfte Messung; großes Display für leichtes Ablesen der Messwerte; Speicherfunktion für 2 x 100 Messwerte; Erkennung und Anzeige von Herzrhythmusstörungen; einfache Messwert-Analyse per Ampelsystem; bequeme Universalmanschette mit ergonomischer Passform; mit integrierter Manschettensitzkontrolle; Anschlussbuchse für Netzadapter sowie USB-Kabel; USB-Kabel, Batterien und Aufbewahrungstasche inklusive.

Anwendung

Zur Blutdruckmessung am Oberarm, insbesondere bei Personen mit Bluthochdruck und diversen Arten von Herzrhythmusstörungen; die Manschette ist für Umfänge von 22-42 cm geeignet. Mit der Veroval® medi.connect Software können Daten schnell und unkompliziert gespeichert und analysiert werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® Oberarm-Blutdruckmessgerät mit Zugbügelmanschette 22-42 cm	925 301	12672555	21.28.01.2143	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Veroval® Netzadapter

Netzadapter für Veroval Oberarmmessgerät

Charakteristik

Dieser Netzadapter kann mit dem Veroval Oberarmmessgerät verwendet werden und stellt eine Alternative zur Batterienutzung dar.

Anwendung

Mit der Anschlussbuchse im Blutdruckmessgerät verbinden und an die Steckdose anschließen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Veroval® Netzadapter	925 391	12672609	1 Stück	30

* Versand-Einheiten in Packungen

Veroval® Handgelenk-Blutdruckmessgerät



Für einfaches und schnelles Blutdruck messen am Handgelenk mit Arrhythmie-Erkennung

Charakteristik

Vollautomatisches Handgelenk-Blutdruckmessgerät für einfaches und schnelles Messen am Handgelenk; großes Display für leichtes Ablesen der Messwerte; Speicherfunktion für 2 x 100 Messwerte; Erkennung und Anzeige von Herzrhythmusstörungen; einfache Messwert-Analyse per Ampelsystem; dank Comfort Air Technology, einer speziellen Aufpumptechnologie mit individuellem Aufpumpdruck; mit optischer Positionskontrolle zur Bestimmung der richtigen Messposition auf Herzhöhe; Anschluss für USB-Kabel; USB-Kabel, Batterien sowie Aufbewahrungsbox inklusive.

Anwendung

Zur Blutdruckmessung am Handgelenk, mit einem Umfang von 12,5 bis 21 cm, außerhalb dieses Bereiches können korrekte Messergebnisse nicht gewährleistet werden. Die Blutdruckwerte können mit der Veroval® medi.connect Software schnell und unkompliziert gespeichert und analysiert werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® Handgelenk-Blutdruckmessgerät	925 321	12672584	21.28.01.3063	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Veroval® Zubehör Premium Geräte

Zubehör für das Veroval® duo control-, Veroval® Oberarm- und Veroval® Handgelenk-Blutdruckmessgerät



Charakteristik

Für das Oberarm-Messgerät Veroval duo control sind Ersatzmanschetten mit Comfort Air Technology als Zubehör erhältlich. So ist auch bei mehreren Benutzern mit unterschiedlichen Oberarmumfängen eine korrekte Blutdruckkontrolle sichergestellt. Um die richtige Manschettengröße zu ermitteln, wird an der stärksten Stelle des Oberarms der Umfang gemessen. Zwei Manschettentypen werden angeboten.

Als weiteres Zubehör steht mit Veroval cardio control online eine USB-gestützte Web-Applikation für eine effiziente Blutdruckkontrolle zur Verfügung.



Veroval® duo control Zugbügelmanschette

Weiche Flachmanschette, die durch ihren speziellen Zuschnitt für intuitiv richtiges Anlegen mittels des Zugbügels sorgt. Sie steht in drei Größen zur Verfügung.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® duo control Zugbügelmanschette	Medium 22-32 cm	925 531	14269160	1 Stück	10
Veroval® duo control Zugbügelmanschette	Large 32-42 cm	925 532	14269177	1 Stück	10
Veroval® Oberarm-Blutdruckmessgerät Zugbügelmanschette	universal 22-42 cm	925 535	14269131	1 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Veroval® compact Oberarm-Blutdruckmessgerät



Oberarm-Blutdruckmessgerät für anwenderfreundliches, vollautomatisches Messen am Oberarm

Charakteristik

Vollautomatisches Blutdruckmessgerät mit oszillometrischer Messmethode. Zur Messung am Oberarm. Erkennt und zeigt Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien) an. Großes Display zum einfachen Ablesen der Werte. Ampelsystem zur schnellen Einordnung der Werte. 2 x 100 Speicherplätze. 4 x 1,5 V AA Batterien im Lieferumfang enthalten. 2 Jahre Garantie. Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche.

Anwendung

Blutdruckmessgerät zur einfachen und bequemen Messung am Oberarm.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® compact Oberarm-Blutdruckmessgerät	925 421	13904507	21.28.01.2144	1 Stück	24

* Versand-Einheiten in Packungen

Veroval® compact Handgelenk-Blutdruckmessgerät

Handgelenk-Blutdruckmessgerät für einfaches und schnelles Messen am Handgelenk

Charakteristik

Vollautomatisches Blutdruckmessgerät mit oszillometrischer Messmethode. Zur Messung am Handgelenk. Erkennt und zeigt Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien) an. Großes Display zum einfachen Ablesen der Werte. Ampelsystem zur schnellen Einordnung der Werte. 2 x 100 Speicherplätze. 4 x 1,5 V AA Batterien im Lieferumfang enthalten. 2 Jahre Garantie. Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche.



Anwendung

Blutdruckmessgerät zur einfachen und bequemen Messung am Handgelenk.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Veroval® compact Handgelenk-Blutdruckmessgerät	925 441	13904513	21.28.01.3064	1 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Veroval® Infrarot-Fieberthermometer



Infrarot-Thermometer für einfaches und schnelles Fiebermessen im Ohr und an der Stirn

Charakteristik

Für einfaches und schnelles Messen an der Stirn oder im Ohr. Für Kinder und Erwachsene gleichermaßen geeignet. Messergebnis durch schnelle Infrarot-Technologie innerhalb von 1 Sekunde. Robustes und widerstandsfähiges Gehäuse. Hygienisch durch Einmal-Schutzkappen für die Ohrmessung (10 Stück im Lieferumfang enthalten). Speicherplätze der letzten 10 Messungen. Praktische Aufbewahrungsbox aus Kunststoff.

Anwendung

Für die schnelle Messung an Ohr oder Stirn. Sehr einfach und hygienisch in der Anwendung.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Veroval® 2in1 Infrarot-Fieberthermometer	925 461	13904536	1 Stück	48
Veroval® 2in1 Infrarot-Fieberthermometer Schutzkappenset	925 481	13904542	20 Stück	100

* Versand-Einheiten in Packungen

Thermoval® baby

Das Infrarot-Thermometer für berührungslose und lautlose Temperaturmessung

Charakteristik

Elektronisches, auf Infrarot-Technologie basierendes Thermometer zur berührungslosen Temperaturmessung an der Stirn, an Objekten sowie der Umgebungstemperatur in 3 Sekunden; geräuschlose Messung, ohne akustische Signale; extra große beleuchtete Digitalanzeige mit optischem Fieberalarm bei Stirnmessung; Messwert-Speicherung; Abschaltautomatik; bruchfestes Gehäuse; mit auswechselbaren Langzeit-Batterien; in praktischer stabiler Aufbewahrungsbox.



Anwendung

Zum berührungslosen Fiebermessen an der Stirn, zur Messung der Objekttemperatur von z. B. Babynahrung, Milchflaschen oder Badewasser sowie der Umgebungstemperatur.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Thermoval® baby Infrarot-Fieberthermometer mit Aufbewahrungsbox	925 091	11352529	1 Stück	16

* Versand-Einheiten in Packungen

Thermoval® kids flex



Das digitale Fieberthermometer mit extrem kurzer Messzeit und flexibler Mess-Spitze

Charakteristik

Elektronisches Fieberthermometer mit weicher, flexibler Mess-Spitze, besonders kurzer Messzeit von ca. 10 Sekunden und extra großer Digitalanzeige; akustisches Signal bei Betriebsbereitschaft und Beendigung der Messung; Messwert-Speicherung; Abschaltautomatik; wasserdichtes und bruchfestes Gehäuse; desinfektionsfähig; mit auswechselbarer Langzeit-Batterie.

Anwendung

Zur oralen, axillaren und rektalen Messung der Körpertemperatur.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Thermoval® kids flex, in Plastikhülse, einzeln in Faltschachteln	925 051	10323170	1 Stück	48

* Versand-Einheiten in Packungen

Thermoval® kids



Das digitale Fieberthermometer mit extrem kurzer Messzeit in kinderfreundlichem Design

Charakteristik

Elektronisches Fieberthermometer mit besonders kurzer Messzeit von ca. 10 Sekunden und extra großer Digitalanzeige; akustisches Signal bei Betriebsbereitschaft und Beendigung der Messung; Messwert-Speicherung; Abschaltautomatik; wasserdichtes und bruchfestes Gehäuse; desinfektionsfähig; mit auswechselbarer Langzeit-Batterie.

Anwendung

Zur oralen, axillaren und rektalen Messung der Körpertemperatur.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Thermoval® kids, in Plastikhülse, einzeln in Faltschachteln	925 041	10323158	1 Stück	48

* Versand-Einheiten in Packungen

Thermoval® rapid

Das digitale Fieberthermometer mit extrem kurzer Messzeit

Charakteristik

Elektronisches Fieberthermometer mit besonders kurzer Messzeit von ca. 10 Sekunden und extra großer Digitalanzeige; akustisches Signal bei Betriebsbereitschaft und Beendigung der Messung; Messwert-Speicherung; Abschaltautomatik; wasserdichtes und bruchfestes Gehäuse; desinfektionsfähig; mit auswechselbarer Langzeit-Batterie.



Anwendung

Zur oralen, axillaren und rektalen Messung der Körpertemperatur.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Thermoval® rapid, in Plastikhülse, einzeln in Faltschachteln	925 031	10323164	1 Stück	48

* Versand-Einheiten in Packungen

Thermoval® standard

Das digitale Fieberthermometer für sicheres Fiebermessen

Charakteristik

Elektronisches Fieberthermometer mit gut ablesbarer, klarer Digitalanzeige; Messzeit ca. 60–90 Sekunden; akustisches Signal bei Betriebsbereitschaft und Beendigung der Messung; Messwert-Speicherung; Abschaltautomatik; mit auswechselbarer Langzeit-Batterie.



Anwendung

Zur oralen, axillaren und rektalen Messung der Körpertemperatur.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Thermoval® standard, in Plastikhülse, einzeln in Faltschachteln	925 021	10713758	1 Stück	48

* Versand-Einheiten in Packungen

Sicherheit und Selbstvertrauen trotz Inkontinenz.

Bei HARTMANN achten wir sowohl auf die psychischen als auch auf die physischen Auswirkungen von Harninkontinenz.

Wir wissen, dass das Problem über die rein körperlichen Symptome hinausgeht. Daher steht neben dem Schutz vor unwillkürlichem Urinverlust auch Diskretion, Unterstützung und Beratung im Sinne des Expertenstandards zur Förderung der Harnkontinenz in der Pflege im Vordergrund.







INCOAID

Der neue Maßstab in
der Inkontinenzberatung.
Effizient. Einfach.
Wirtschaftlich.

Wie kann INCOAID Sie unterstützen?

INCOAID ist ein digitales Anamnesetool, das Sie bei der Inkontinenzberatung Schritt für Schritt durch das Gespräch führt, passende Produkte vorschlägt, bei der Berechnung der Versorgung und Aufzahlung unterstützt und Ihnen die Dokumentation erleichtert.




Effizient. INCOAID spart Zeit, ist intuitiv zu verstehen und einfach zu bedienen.



Einfach. INCOAID macht Sorgfalt einfach und erfasst alle Informationen, die für eine passgenaue Versorgung nötig sind.



Wirtschaftlich. INCOAID hat die Kosten im Blick. INCOAID ermittelt die Versorgung passgenau – für Betroffene und Leistungserbringer gleichermaßen.



Starten Sie durch mit INCOAID!

Gerne stellen wir Ihnen und Ihrem Team INCOAID mit all seinen Funktionen vor. Erfahren Sie vorab mehr unter www.hartmann.de/incoaid

INCOAID
by HARTMANN

Warum MoliCare®?

Gesunde Haut bei Inkontinenz



Inkontinenz belastet immer die Haut.

Soll die Haut gesund bleiben, muss sie sorgfältig geschützt und gepflegt werden.

MoliCare® Produkte tragen zum Erhalt eines pH-hautneutralen Werts von 5,5 bei, der dem natürlichen Säureschutzmantel der Haut entspricht. Damit kann Hautirritationen und einer Inkontinenz assoziierten Dermatitis (IAD) vorgebeugt werden.*


Die Haut bleibt trocken – auch bei einem angelegten Produkt. Der dreilagige Saugkörper nimmt die Flüssigkeit schnell auf und schließt sie sicher im Inneren des Saugkörpers ein.

*Bliss et al., Absorbent Briefs Containing Curly Fibre Lower (Acidify) Skin pH Reducing Risk of Incontinence Associated Skin Damage in Older Nursing Home Residents; 2016.




Die Hautpflege-
produkte von
MoliCare® Skin
ergänzen die
Versorgung optimal.

Weitere Infos
auf Seite 154



Gesunde Haut mit MoliCare®

- Erhält den hautfreundlichen pH-Wert von 5,5.
- Bewahrt den natürlichen Säureschutzmantel der Haut.
- Speichert Flüssigkeit sicher und hält die Haut trocken.



MoliCare® Premium lady pad



Anatomisch geformte Einlagen
speziell für Frauen

Charakteristik

Diskreter Tragekomfort durch atmungsaktive textile Rückseite, weiche Verteilerschicht und geruchsbindendem Saugkern. Ein breiter Klebestreifen gewährleistet einen sicheren Sitz in normaler Unterwäsche ohne zu verrutschen. Eine pH-hautneutrale Verteilerauflage trägt zum Erhalt des natürlichen pH-Wertes der Haut bei und wirkt zusätzlich antibakteriell. Für angenehmen Tragekomfort sorgen das weiche Material und eine mit Aloe vera behandelte Auflage. Bietet perfekten Rundumschutz durch schnelle Saugleistung, Auslaufschutz-System¹⁾ mit elastischen Beinabschlüssen und Schnelltrockensystem. Dermatologisch getestet.

1) Ausgenommen MoliCare® Premium lady pad mit 0,5, 1 und 1,5 Tropfen



Anwendung

Anatomisch geformte Einlagen für Schutz und Sicherheit bei sehr leichter bis mittlerer Blasenschwäche.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Premium lady pad 0,5 Tropfen 🍷🍷🍷🍷	0,5 Tropfen	168 131	13982335		28 Stück	8
			14029013		8x28 Stück	1
MoliCare® Premium lady pad 1 Tropfen 🍷🍷🍷🍷	1 Tropfen	168 132	13982341		14 Stück	12
			14029036		12x14 Stück	1
MoliCare® Premium lady pad 1,5 Tropfen 🍷🍷🍷🍷	1,5 Tropfen	168 624	13982358		14 Stück	24
			14029094		24x14 Stück	1
MoliCare® Premium lady pad 2 Tropfen 🍷🍷🍷🍷	2 Tropfen	168 634	13982364	15.25.30.5093	14 Stück	18
			14029119	15.25.30.5093	18x14 Stück	1
MoliCare® Premium lady pad 3 Tropfen 🍷🍷🍷🍷	3 Tropfen	168 644	13982370	15.25.30.5094	14 Stück	12
			14029125	15.25.30.5094	12x14 Stück	1
MoliCare® Premium lady pad 3,5 Tropfen 🍷🍷🍷🍷	3,5 Tropfen	168 651	13982387	15.25.30.5230	14 Stück	12
			14029131	15.25.30.5230	12x14 Stück	1
MoliCare® Premium lady pad 4 Tropfen 🍷🍷🍷🍷	4 Tropfen	168 682	13982401	15.25.30.5231	14 Stück	12
			14029148	15.25.30.5231	12x14 Stück	1
MoliCare® Premium lady pad 4,5 Tropfen 🍷🍷🍷🍷	4,5 Tropfen	168 654	13982418	15.25.30.5095	14 Stück	12
			14029154	15.25.30.5095	12x14 Stück	1
MoliCare® Premium lady pad 5 Tropfen 🍷🍷🍷🍷	5 Tropfen	168 670	13982424	15.25.30.5232	14 Stück	12
			14029160	15.25.30.5232	12x14 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Premium lady pants

Anatomisch geformte Pants speziell für Frauen

Charakteristik

MoliCare® Premium lady pants sehen aus wie Unterwäsche und fühlen sich genauso an; entwickelt für Diskretion und angenehmen Tragekomfort durch die anatomische Passform, das weiche Material und die Elastikfäden. Die pH-hautneutrale Verteilerauflage trägt zum Erhalt eines natürlichen pH-Wertes (5,5) der Haut bei und wirkt zusätzlich antibakteriell. Die MoliCare® Premium lady pants sind dermatologisch getestet. Der Saugkern neutralisiert Gerüche und schließt Flüssigkeit schnell ein für ein trockenes Hautgefühl. Sie bieten perfekten Schutz durch



hochwertige Materialien und Auslaufschutz-System und sind wie herkömmliche Unterwäsche an- und auszuziehen. Durch die einfache Handhabung geeignet für mobile Personen, die Ihr Leben selbstbestimmt genießen möchten.

Anwendung



Anatomisch geformte Pants für den Einsatz bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche, bieten sicheren Schutz und halten die Haut gesund.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

80–120 cm Gr. M

100–150 cm Gr. L

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Premium lady pants 5 Tropfen 	M	915 867	14022519	15.25.30.5101	8 Stück	8
			14022525	15.25.30.5101	8x8 Stück	1
	L	915 868	14022554	15.25.30.5102	7 Stück	8
			14022560	15.25.30.5102	8x7 Stück	1
MoliCare® Premium lady pants 7 Tropfen 	M	915 877	14022577	15.25.31.1017	8 Stück	4
			14022583	15.25.31.1017	4x8 Stück	1
	L	915 870	14022608	15.25.31.2030	7 Stück	4
			14022614	15.25.31.2030	4x7 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Premium MEN PAD



Anatomisch geformte Einlagen
speziell für Männer

Charakteristik

Diskreter Tragekomfort durch atmungsaktive textile Rückseite, weiche Deckschicht und geruchsbindender Saugkern. Ein breiter Klebestreifen gewährleistet einen sicheren Sitz in normaler Unterwäsche ohne zu verrutschen. Eine pH-hautneutrale Verteilerauflage¹⁾ trägt zum Erhalt des natürlichen pH-Wertes von 5,5 der Haut bei und wirkt zusätzlich antibakteriell. Bietet perfekten Rundumschutz durch schnelle Saugleistung, Auslaufschutz-System und Schnelltrockensystem. Dermatologisch getestet.

Anwendung

Speziell für Männer entwickelte Einlage für Schutz und Sicherheit bei sehr leichter bis mittlerer Blasenschwäche.

1) Ausgenommen MoliCare® Premium MEN PAD 3 Tropfen



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Premium MEN PAD ● 2 ○ ○ ○ ○	2 Tropfen	168 600	13982499	15.25.30.5096	14 Stück	12
			14029214	15.25.30.5096	12x14 Stück	1
MoliCare® Premium MEN PAD ● ● 3 ○ ○ ○ ○	3 Tropfen	168 603	13982507	15.25.30.5233	14 Stück	8
			14029220	15.25.30.5233	8x14 Stück	1
MoliCare® Premium MEN PAD ● ● ● 4 ○ ○ ○ ○	4 Tropfen	168 705	13982513	15.25.30.5097	14 Stück	12
			14029237	15.25.30.5097	12x14 Stück	1
MoliCare® Premium MEN PAD ● ● ● ● 5 ○ ○ ○ ○	5 Tropfen	168 801	13982536	15.25.30.5234	14 Stück	12
			14029243	15.25.30.5234	12x14 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Premium MEN PANTS

Anatomisch geformte
Pants speziell für Männer

Charakteristik

MoliCare® Premium MEN PANTS sehen aus wie Unterwäsche und fühlen sich genauso an; entwickelt für Diskretion und angenehmen Tragekomfort durch die anatomische Passform, das weiche Material und die Elastikfäden. Die pH-hautneutrale Verteiler- auflage trägt zum Erhalt eines natürlichen pH-Wertes (5,5) der Haut bei und wirkt zusätzlich antibakteriell. Die MoliCare® Premium MEN PANTS sind dermatologisch getestet. Der Saugkern neutralisiert Gerüche und schließt Flüssigkeit schnell ein für ein trockenes Hautgefühl. Sie bieten perfekten Schutz durch hoch-





wertige Materialien und Auslaufschutz-System und sind wie herkömmliche Unterwäsche an- und auszuziehen. Durch die einfache Handhabung geeignet für mobile Personen, die Ihr Leben selbstbestimmt genießen möchten.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:
80–120 cm Gr. M
100–150 cm Gr. L

Anwendung

Anatomisch geformte Pants für den Einsatz bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche, bieten sicheren Schutz und halten die Haut gesund.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Premium MEN PANTS 5 Tropfen 	M	915 817	14022413	15.25.30.5235	8 Stück	4
			14022436	15.25.30.5235	4x8 Stück	1
	L	915 818	14022442	15.25.30.5236	7 Stück	4
			14022459	15.25.30.5236	4x7 Stück	1
MoliCare® Premium MEN PANTS 7 Tropfen 	M	915 827	14022465	15.25.31.1014	8 Stück	4
			14022471	15.25.31.1014	4x8 Stück	1
	L	915 828	14022488	15.25.31.2016	7 Stück	4
			14022502	15.25.31.2016	4x7 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Pad



Anatomisch geformte Einlagen

Charakteristik

Zuverlässige Einlagen für Schutz bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche. Geeignet für Frauen und Männer. Saugkern nimmt Flüssigkeit auf, leitet sie ins Innere und hinterlässt ein trockenes Hautgefühl. Gerüche werden neutralisiert. Breiter Klebestreifen für sicheren Halt in der Unterwäsche. Flüssigkeits- undurchlässige Folienrückseite. Dermatologisch getestet und hautfreundlich.

Anwendung

Anatomisch geformte Einlagen für Schutz und Sicherheit bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Pad ● 2 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	2 Tropfen	168 100	13982453	15.25.30.5098	28 Stück	12
			14029177	15.25.30.5098	12x28 Stück	1
MoliCare® Pad ● ● ● 3 ● ● ○ ○ ○ ○ ○	3 Tropfen	168 101	13982476	15.25.30.5099	28 Stück	6
			14029183	15.25.30.5099	6x28 Stück	1
MoliCare® Pad ● ● ● ● 4 ● ○ ○ ○ ○ ○	4 Tropfen	168 102	13982482	15.25.30.5100	28 Stück	6
			14029208	15.25.30.5100	6x28 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Rectangular

Die rechteckigen Vorlagen, MoliCare® Rectangular, stellen eine hygienische Lösung für Anwender mit leichter bis mittlerer Inkontinenz dar



Charakteristik

MoliCare® Rectangular 3- und 4 Tropfen haben eine flüssigkeits- undurchlässige Außenfolie und eignen sich bei leichter Blasenschwäche. Sie stellen eine hygienische Lösung für Anwender mit leichter bis mittlerer Inkonti-

nenz dar. MoliCare® Rectangular Vorlagen mit 4- und 5 Tropfen bieten zusätzlichen Schutz, auch bei Stuhlinkontinenz. MoliCare® Rectangular sind dermatologisch getestet.

Anwendung

MoliCare® Rectangular dient der Aufnahme von Urin und Stuhl bei Inkontinenz.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*	
MoliCare® Rectangular 20x40 cm	3 Tropfen	160 890	16011253	50 Stück	6
			16011282	6x50 Stück	1
MoliCare® Rectangular 20x60 cm	4 Tropfen	160 892	16011307	50 Stück	4
			16011336	4x50 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Rectangular

MoliCare® Rectangular 5 Tropfen 15x60 cm eignen sich bei mittlerer Blasenschwäche



Charakteristik

Sie verfügen über einen hoch absorbierenden Saugkern und bieten so sicheren Schutz. Ihre Oberseite ist weich und hautfreundlich. Die MoliCare® Rectangular 5 Tropfen sind dermatologisch getestet. Dank ihres extra langen Formats bieten MoliCare® Rectangular 5 Tropfen zusätzlichen Schutz, auch bei

Stuhlinkontinenz. Bei dem Produkt handelt es sich um ein 2-teiliges System, das mit Fixierhosen getragen werden sollte – als ideale Ergänzung werden MoliCare® Fixpants empfohlen.

Anwendung

MoliCare® Rectangular dient der Aufnahme von Urin und Stuhl bei Inkontinenz.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*	
MoliCare® Rectangular 15x60 cm	5 Tropfen	160 860	16011371	28 Stück	4
			16011394	4x28 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Premium Form extra plus MEN



Die anatomisch geformte Inkontinenzvorlage für Männer, mit textilähnlicher Außenseite

Charakteristik

Inkontinenzvorlagen für Männer; speziell auf die männliche Anatomie zugeschnittenes großes Saugkissen, mit antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerauflage und geruchsbindendem Ultra-Saugkern; vollflächige Vliesabdeckung, nässeabweisende Innenbündchen und textilartige, flüssigkeitsundurchlässige, diskrete weiße Außenseite mit Nässeindikator zur Anzeige des optimalen Wechselzeitpunkts, anatomische Passform mit elastischem Beinabschluss; bieten perfekten Schutz durch hohe Saugkraft und Speicherleistung, zuverlässigen Auslaufschutz und schützen vor Rücknässung; mit elastischen MoliCare Fixpants Fixierhöschen einfach anzulegen.

Anwendung

Produkt für Männer bei mittelschwerer Harn- und Stuhlinkontinenz; für bettlägerige als auch für mobile, aktive Personen geeignet; die einfache Handhabung ermöglicht auch bewegungseingeschränkten Männern eine problemlose Anwendung.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Premium Form extra plus MEN	69x31 cm	168 819	12458508	15.25.30.2046	28 Stück	4
			12458514	15.25.30.2046	4x28 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Premium Form

Die anatomisch geformte Inkontinenzvorlage für aktiven Hautschutz

Charakteristik

Inkontinenzvorlagen mit textilartiger Außenseite, antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerauflage, geruchsbindendem Ultra-Saugkern und Nässeindikator zur Anzeige des optimalen Wechselzeitpunkts; vollflächige Vliesabdeckung und nässeabweisende Innenbündchen, anatomische Passform mit elastischem Beinabschluss; hohe Saugkraft und Speicherleistung, zuverlässiger Auslaufschutz, schützen vor Rücknässung und sind besonders hautfreundlich; hypoallergen, dermatologisch getestet; diskret weiß mit Farbkennzeichnung der Saugstärke; mit elastischen MoliCare Fixpants Fixierhöschen einfach anzulegen.

Anwendung

Bei jedem Grad der Inkontinenz, für bettlägerige und mobile Personen geeignet.



MoliCare® Premium Form normal

Für leichte Inkontinenz, in einem kleineren Zuschnitt; Farbkennzeichnung: Gelb



MoliCare® Premium Form extra plus

Für schwere Inkontinenz; Farbkennzeichnung: Blau



MoliCare® Premium Form normal plus

Für leichte Inkontinenz; Farbkennzeichnung: Gelb



MoliCare® Premium Form super plus

Für schwerste Inkontinenz; Farbkennzeichnung: Violett



MoliCare® Premium Form extra







Für mittlere Inkontinenz; Farbkennzeichnung: Grün



MoliCare® Premium Form maxi

Für sehr schwere Inkontinenz. Farbkennzeichnung: Dunkelblau



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Premium Form normal 	52,5x28 cm	168 119	12458313	15.25.30.0017	30 Stück	4
			12458336	15.25.30.0017	4x30 Stück	1
MoliCare® Premium Form normal plus 	62x29,5 cm	168 019	12458342	15.25.30.1030	30 Stück	4
			12458359	15.25.30.1030	4x30 Stück	1
MoliCare® Premium Form extra 	62x29,5 cm	168 219	12458365	15.25.30.1033	30 Stück	4
			12458371	15.25.30.1033	4x30 Stück	1
MoliCare® Premium Form extra plus 	62x29,5 cm	168 319	12458388	15.25.30.2047	30 Stück	4
			12458402	15.25.30.2047	4x30 Stück	1
MoliCare® Premium Form super plus 	69x31 cm	168 919	12458454	15.25.30.2105	30 Stück	4
			12458460	15.25.30.2105	4x30 Stück	1
MoliCare® Premium Form maxi 	69x31 cm	168 619	12458477	15.25.30.2049	14 Stück	4
			12458483	15.25.30.2049	4x14 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Form



Die anatomisch geformte Inkontinenzvorlage

Charakteristik

Inkontinenzvorlagen mit antibakterieller, pH-haut-neutraler Verteilerauflage, geruchsbindendem Ultra-Saugkern und Nässeindikator zur Anzeige des optimalen Wechselzeitpunkts; vollflächige Vliesabdeckung, undurchlässige, hellblaue Außenfolie, anatomische Passform mit elastischem Beinabschluss; hohe Saugkraft und Speicherleistung, zuverlässiger Auslaufschutz, schützen vor Rücknässung; mit Farbkennzeichnung der Saugstärke; mit elastischen MoliCare Fixpants Fixierhöschen einfach anzulegen.

Anwendung

Bei jedem Grad der Inkontinenz, für bettlägerige und mobile Personen geeignet.

MoliCare® Form normal plus

Für leichte Inkontinenz;
Farbkennzeichnung: Gelb



MoliCare® Form extra

Für mittlere Inkontinenz;
Farbkennzeichnung: Grün



MoliCare® Form extra plus









Für schwere Inkontinenz;
Farbkennzeichnung: Blau



MoliCare® Form super plus

Für schwerste Inkontinenz;
Farbkennzeichnung: Violett



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Form normal plus  4 	62x29,5 cm	168 175	12565523	15.25.30.1052	30 Stück	4
			12565546	15.25.30.1052	4x30 Stück	1
MoliCare® Form extra  5 	62x29,5 cm	168 275	12565552	15.25.30.1051	30 Stück	4
			12565569	15.25.30.1051	4x30 Stück	1
MoliCare® Form extra plus  6 	69x31 cm	168 375	12565575	15.25.30.2100	30 Stück	4
			12565581	15.25.30.2100	4x30 Stück	1
MoliCare® Form super plus  8 	69x31 cm	168 575	12565598	15.25.30.2101	30 Stück	4
			12565606	15.25.30.2101	4x30 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Fixpants

Die hochelastischen und sicheren Fixierhöschen für Inkontinenzeinlagen und -vorlagen

Charakteristik

Elastische Fixierhöschen; leicht, weich und luftdurchlässig, mit dauerelastischen Querfäden für guten Sitz; passen sich den Körperformen ausgezeichnet an, ohne einzuengen; dauerhafte Größenkennzeichnung durch Farbstreifen; waschbar bis 60 °C; in verschiedenen Qualitäten erhältlich.

Anwendung

Zur sicheren und hygienischen Fixierung von Inkontinenzeinlagen und -vorlagen aller Art, für bettlägerige und mobile Personen gleichermaßen gut geeignet.



MoliCare® Premium Fixpants

Unterwäscheähnliches Fixierhöschen aus besonders dichtem, engmaschigem und weichem Material; ohne Seitennähte, mit verlängertem Beinansatz und weichem, breitem Hüftbündchen; mit dauerhafter Farbkennzeichnung der Größe und Pflegeanleitung im Innenbund; trocknergeeignet.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

- 45– 80 cm Gr. S
- 60– 100 cm Gr. M
- 80– 120 cm Gr. L
- 100– 160 cm Gr. XL
- 140– 180 cm Gr. XXL
- 160– 200 cm Gr. XXXL



MoliCare® Fixpants

Netzhöschen aus weitmaschigem Material.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

- 60– 100 cm Gr. M
- 80– 120 cm Gr. L
- 100– 160 cm Gr. XL

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Premium Fixpants	S (gelb)	947 795	12543869	15.25.02.0085	5 Stück	1
	M (blau)	947 796	12543875	15.25.02.0085	5 Stück	1
	L (braun)	947 797	12543881	15.25.02.1092	5 Stück	1
	XL (grün)	947 798	12543898	15.25.02.1092	5 Stück	1
	XXL (grau)	947 799	12543906	15.25.02.1092	5 Stück	1
	XXXL (orange)	947 815	12543912	15.25.02.1116	5 Stück	1
MoliCare® Fixpants	M (blau)	947 745	12543800	15.25.02.0120	100 Stück	1
	L (braun)	947 748	12565670	15.25.02.1139	3 Stück	1
		947 746	12543817	15.25.02.1139	100 Stück	1
	XL (grün)	947 750	12565687	15.25.02.1140	3 Stück	1
		947 747	12543846	15.25.02.1140	100 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Premium Elastic



Der neue Slip Standard mit innovativem Elastic-Fix System

Charakteristik

Innovativer, einfach und schnell anzulegender Inkontinenz-Slip mit Elastic-Fix-System, das elastische Seitenteile im Hüftbereich mit 2 großen, wiederverschließbaren Klett-Klebe-Verschlüssen kombiniert. Sehr anwenderfreundlich mit spürbaren Vorteilen für Betroffene und Pflegende. Betroffene erleben ein sicheres und angenehmes Tragegefühl durch optimalen Sitz.

Dank der elastischen Seitenteile passt sich das Produkt jeder Körperform und Bewegung an. Nichts schneidet ein oder rutscht, auch nicht bei häufigen Bewegungen wie beim Drehen im Bett.

Weniger Handgriffe ermöglichen um bis zu 20 % schnelleres Anlegen und helfen so die Würde der Betroffenen zu bewahren und die Kraft der Pflegenden zu erhalten. Die ergonomische Handhabung kann die körperliche Belastung des Pflegenden spürbar reduzieren. Mit nur 4 statt der 8 Anwendungsschritten bei herkömmlichen Slips ist das Anlegen intuitiv und sehr einfach, auch für pflegende Angehörige. Die pH-hautneutrale Verteilerauflage trägt zum Erhalt eines natürlichen pH-Wertes (5,5) der Haut bei, der dem natürlichen Säureschutzmantel entspricht. So kann Hautirritationen und einer Inkontinenz assoziierten Dermatitis (IAD) vorgebeugt werden.

MoliCare Premium Elastic bietet optimalen Rundumschutz und bestmögliche Sicherheit durch die Kombination aus komfortablem Sitz, schneller, starker Saugleistung, zuverlässigem Auslaufschutz und Schnelltrockensystem.

Anwendung

Für aktive Personen und bettlägerige Patienten, bietet MoliCare Premium Elastic sicheren Schutz und Tragekomfort durch optimalen Sitz in jeder Lage und hält die Haut gesund. Geeignet zur sicheren Versorgung am Tag und in der Nacht.

Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

- 70– 90 cm Gr. S
- 85– 120 cm Gr. M
- 115– 145 cm Gr. L
- 140– 175 cm Gr. XL

MoliCare® Premium elastic 5 Tropfen/6 Tropfen

Bei mittlerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz, geeignet für aktive Personen und bettlägerige Patienten. Bietet sicheren Schutz und hohen Tragekomfort.



MoliCare® Premium elastic 7 Tropfen/8 Tropfen

Bei schwerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz, geeignet für aktive Personen und bettlägerige Patienten. Bietet sicheren Schutz und hohen Tragekomfort.









MoliCare® Premium elastic 9 Tropfen/10 Tropfen

Bei schwerster Harn- und/oder Stuhlinkontinenz, geeignet für aktive Personen und bettlägerige Patienten. Bietet sicheren Schutz und hohen Tragekomfort.



MoliCare® Premium Elastic

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack. *
MoliCare® Premium Elastic 5 Tropfen 	M	165 172	14215135	15.25.31.4083	30 Stück	3
			14210959	15.25.31.4083	3x30 Stück	1
	L	165 173	14215141	15.25.31.5028	30 Stück	3
			14210965	15.25.31.5028	3x30 Stück	1
MoliCare® Premium Elastic 6 Tropfen 	S	165 271	14215158	15.25.31.3055	30 Stück	3
			14210971	15.25.31.3055	3x30 Stück	1
	M	165 272	14215164	15.25.31.4084	30 Stück	3
			14210988	15.25.31.4084	3x30 Stück	1
	L	165 273	14215170	15.25.31.8284	30 Stück	3
			14210994	15.25.31.8284	3x30 Stück	1
	XL	165 274	14215187	15.25.31.8287	14 Stück	4
			14211002	15.25.31.8287	4x14 Stück	1
MoliCare® Premium Elastic 7 Tropfen 	S	165 371	14215201	15.25.31.3054	30 Stück	3
			14211019	15.25.31.3054	3x30 Stück	1
	M	165 372	14215218	15.25.31.7131	30 Stück	3
			14211025	15.25.31.7131	3x30 Stück	1
	L	165 373	14215224	15.25.31.8283	30 Stück	3
			14211031	15.25.31.8283	3x30 Stück	1
	XL	165 374	14215253	15.25.31.8288	14 Stück	4
			14211048	15.25.31.8288	4x14 Stück	1
MoliCare® Premium Elastic 8 Tropfen 	S	165 471	14355445	15.25.31.6034	26 Stück	3
			14355451	15.25.31.6034	3x26 Stück	1
	M	165 472	14215276	15.25.31.7014	26 Stück	3
			14211054	15.25.31.7014	3x26 Stück	1
	L	165 473	14215282	15.25.31.8036	24 Stück	3
			14211060	15.25.31.8036	3x24 Stück	1
	XL	165 474	14215299	15.25.31.8289	14 Stück	4
			14211077	15.25.31.8289	4x14 Stück	1
MoliCare® Premium Elastic 9 Tropfen 	S	165 571	14355468	15.25.31.6033	26 Stück	3
			14355474	15.25.31.6033	3x26 Stück	1
	M	165 572	14215307	15.25.31.7132	26 Stück	3
			14211083	15.25.31.7132	3x26 Stück	1
	L	165 573	14215313	15.25.31.8285	24 Stück	3
			14211108	15.25.31.8285	3x24 Stück	1
	XL	165 574	14215336	15.25.31.8290	14 Stück	4
			14211114	15.25.31.8290	4x14 Stück	1
MoliCare® Premium Elastic 10 Tropfen 	S	165 671	14327147	15.25.31.6035	22 Stück	3
			14327153	15.25.31.6035	3x22 Stück	1
	M	165 672	14327176	15.25.31.7133	14 Stück	4
			14327182	15.25.31.7133	4x14 Stück	1
	L	165 673	14327199	15.25.31.8286	14 Stück	4
			14327207	15.25.31.8286	4x14 Stück	1
	XL	165 674	14327236	15.25.31.8300	14 Stück	4
			14327242	15.25.31.8300	4x14 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Premium Slip



MoliCare® Premium Slip 6 Tropfen

Bei mittlerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz. Gibt auch Personen mit leichter Inkontinenz größtmögliche Sicherheit. Für Betroffene mit sehr kleinem Hüftumfang von 40–60 cm.



Der hautfreundliche Inkontinenzslip mit textilartiger Außenseite

Charakteristik

Inkontinenz-Slip mit 3-lagigem, anatomisch geformtem und geruchsbindendem Saugkern, mit antibakterieller, pH-hautneutraler quick-dry Verteilerauflage, flüssigkeitsabweisenden, weichen und geschwungenen Innenbündchen, elastischem Beinabschluss, textilem Backsheet, Nässeindikator, atmungsaktiver Vliesabdeckung im Hüftbereich und wiederverschließbaren Klett-Klebeverschlüssen. Durch einen speziell entwickelten Saugkörper bietet MoliCare Premium Slip bestmöglichen Rundum-Schutz, eine sehr hohe Saugkraft und Speicherleistung. MoliCare Premium Slip ist dermatologisch getestet, schützt vor Rückenässung, unterstützt die Gesunderhaltung der Haut und bietet angenehmen Tragekomfort.

Anwendung

Bei mittlerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz bei sehr pflegebedürftigen und unruhigen Personen.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Premium Slip 6 Tropfen	XS	169 248	11345860	15.25.31.0001	30 Stück	4
			11345877	15.25.31.0001	4x30 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen



MoliCare® Slip maxi

Der Inkontinenzslip mit blauer Außenfolie

Charakteristik

MoliCare Slip maxi ist ein Inkontinenz-Slip mit 3-lagigem, anatomisch geformtem und geruchsbindendem Saugkern, quick-dry Verteilerauflage, flüssigkeitsabweisenden, weichen Innenbündchen, elastischem Beinabschluss, Wäscheschutzfolie, Nässeindikator und Wäscheschutzfolie im Hüftbereich; die Klebeverschlüsse können zweimal verwendet werden. Durch einen speziell entwickelten Saugkörper bietet MoliCare Slip maxi bestmöglichen Rundum-Schutz, eine sehr hohe Saugkraft und Speicherleistung. MoliCare Slip maxi ist dermatologisch getestet, schützt vor Rücknässung und schont die empfindliche Haut.



Anwendung

Aufgrund seiner sehr hohen Saugkraft eignet sich MoliCare Slip maxi besonders für Fälle der schweren und schwersten Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie für hochgradig pflegebedürftige Personen, wie auch für eine sichere Nachtversorgung. MoliCare Slip maxi verleiht auch mobilen Personen größtmögliche Sicherheit.


Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

60– 90 cm Gr. S

90– 120 cm Gr. M

120– 150 cm Gr. L

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Slip maxi 	S	165 531	11351961	15.25.31.3001	14 Stück	4
				11351978	15.25.31.3001	4x14 Stück
	M	165 532	11351984	15.25.31.7001	14 Stück	4
				11351990	15.25.31.7001	4x14 Stück
	L	165 533	11352009	15.25.31.8004	14 Stück	4
				11352015	15.25.31.8004	4x14 Stück

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Slip



Der Inkontinenzslip mit atmungsaktivem Vlies im Hüftbereich

MoliCare® Slip 5 Tropfen/6 Tropfen

Bei mittlerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz; verleiht aber auch mobilen Personen mit leichteren Inkontinenzformen größtmögliche Sicherheit.



MoliCare® Slip 7 Tropfen/8 Tropfen

Bei schwerer Harn- und/oder Stuhlinkontinenz sowie als sichere Nachtversorgung bei leichteren Inkontinenzformen.



Charakteristik

Moderner Inkontinenz-Slip mit 3-lagigem, anatomisch geformtem und geruchsbindendem Saugkern, quick-dry Verteilerauflage, flüssigkeitsabweisenden, weichen und geschwungenen Innenbündchen, elastischem Beinabschluss, textilem Backsheet, Nässeindikator, atmungsaktiver Vliesabdeckung im Hüftbereich und wiederverschließbaren Klett-Klebeverschlüssen. Durch einen speziell entwickelten Saugkörper bietet MoliCare Slip bestmöglichen Rundum-Schutz, eine hohe Saugkraft und Speicherleistung. MoliCare Slip ist dermatologisch getestet, schützt vor Rücknässung und schont die empfindliche Haut.

Anwendung

MoliCare Slip eignet sich besonders für Fälle der mittleren bis schweren Harn- und/oder Stuhlinkontinenz, verleiht aber auch mobilen Personen mit leichteren Inkontinenzformen größtmögliche Sicherheit.





Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

- 40 – 60 cm Gr. XS
- 60 – 90 cm Gr. S
- 90 – 120 cm Gr. M
- 120 – 150 cm Gr. L
- 150 – 175 cm Gr. XL



MoliCare® Slip

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Slip 5 Tropfen 	XS	165 130	11351553	15.25.31.0036	30 Stück	4
			11351576	15.25.31.0036	4x30 Stück	1
	S	165 131	11351582	15.25.31.0003	30 Stück	3
			11351599	15.25.31.0003	3x30 Stück	1
	M	165 132	11351607	15.25.31.4004	30 Stück	3
			11351613	15.25.31.4004	3x30 Stück	1
	L	165 133	11351636	15.25.31.5002	30 Stück	3
			11351642	15.25.31.5002	3x30 Stück	1
	XL	165 134	11351659	15.25.31.8001	14 Stück	4
			11351671	15.25.31.8001	4x14 Stück	1
MoliCare® Slip 6 Tropfen 	XS	165 230	11351688	15.25.31.0020	30 Stück	4
			11351694	15.25.31.0020	4x30 Stück	1
	S	165 231	11351725	15.25.31.0021	30 Stück	3
			11351731	15.25.31.0021	3x30 Stück	1
	M	165 232	11351748	15.25.31.4030	30 Stück	3
				15.25.31.4030	3x30 Stück	1
	L	165 233	11351760	15.25.31.8110	30 Stück	3
			11351777	15.25.31.8110	3x30 Stück	1
	XL	165 234	11351783	15.25.31.8110	14 Stück	4
			11351808	15.25.31.8110	4x14 Stück	1
MoliCare® Slip 7 Tropfen 	S	165 331	11351814	15.25.31.0004	30 Stück	3
			11351820	15.25.31.0004	3x30 Stück	1
	M	165 332	11351837	15.25.31.4005	30 Stück	3
			11351843	15.25.31.4005	3x30 Stück	1
	L	165 333	11351866	15.25.31.8002	30 Stück	3
			11351872	15.25.31.8002	3x30 Stück	1
MoliCare® Slip 8 Tropfen 	S	165 431	11351889	15.25.31.0018	30 Stück	3
			11351895	15.25.31.0018	3x30 Stück	1
	M	165 432	11351903	15.25.31.7035	30 Stück	3
			11351926	15.25.31.7035	3x30 Stück	1
	L	165 433	11351932	15.25.31.8087	30 Stück	3
			11351949	15.25.31.8087	3x30 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Premium Mobile



Inkontinenz-Pants mit dem textilen Tragekomfort

Charakteristik

Inkontinenz-Pants, die wie herkömmliche Unterwäsche an- und auszuziehen sind; mit antibakterieller, pH-hautneutraler Verteilerschicht, geruchsbindendem Ultra-Saugkern und Nässeindikator zur Anzeige des optimalen Wechselzeitpunkts; nässeabweisende Innenbündchen, anatomische Passform mit elastischem Beinabschluss und flüssigkeitsundurchlässige, textilartige Außenseite; bieten perfekten Schutz und zuverlässigen Tragekomfort, schützen vor Rücknässung; besonders weich und atmungsaktiv für ein angenehmes Hautklima, dermatologisch getestet.

MoliCare® Premium Mobile 5 Tropfen

Mit dünnerem und schmalere Saugkörper für eine diskrete Versorgung bei mittlerer Harn- oder Stuhlinkontinenz.



MoliCare® Premium Mobile 6 Tropfen

Bei schwerer Harn- oder Stuhlinkontinenz.



MoliCare® Premium Mobile 8 Tropfen

Die hohe Speicherkapazität gewährleistet eine sichere Nachtversorgung und eignet sich bei schwerster Harn- oder Stuhlinkontinenz.



MoliCare® Premium Mobile 10 Tropfen

Für schwerste Harn- oder Stuhlinkontinenz und als sichere Nachtversorgung dank besonders hoher Speicherkapazität.



Anwendung

Bei Harn- und/oder Stuhlinkontinenz für mobile Personen; durch einfache Handhabung besonders geeignet für den Einsatz beim Toilettentraining; bietet aber auch durch den rundum sicheren Sitz bei der Versorgung unruhiger oder dementer Personen größtmögliche Sicherheit.





Größentabelle

Für einen Hüft-/Bauchumfang:

- 45 – 70 cm Gr. XS
- 60 – 90 cm Gr. S
- 80 – 120 cm Gr. M
- 100 – 150 cm Gr. L
- 130 – 170 cm Gr. XL



MoliCare® Premium Mobile

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*	
MoliCare® Premium Mobile 5 Tropfen 	S	915 861	13476796	15.25.30.5106	14 Stück	4	
			13506416	15.25.30.5106	4x14 Stück	1	
	M	915 852	13476804	15.25.30.5103	14 Stück	3	
			13506422	15.25.30.5103	3x14 Stück	1	
	L	915 853	13476810	15.25.30.5104	14 Stück	4	
			13506439	15.25.30.5104	4x14 Stück	1	
XL	915 854	13476827	15.25.30.5105	14 Stück	4		
		13506451	15.25.30.5105	4x14 Stück	1		
MoliCare® Premium Mobile 6 Tropfen 	XS	915 840	13476833	15.25.31.0032	14 Stück	4	
			13506468	15.25.31.0032	4x14 Stück	1	
	S	915 831	13476856	15.25.31.0038	14 Stück	4	
			13506474	15.25.31.0038	4x14 Stück	1	
	M	915 832	13476862	15.25.31.4055	14 Stück	3	
			13506480	15.25.31.4055	3x14 Stück	1	
	L	915 833	13476879	15.25.31.5062	14 Stück	4	
			13506497	15.25.31.5062	4x14 Stück	1	
	XL	915 834	13476891	15.25.31.8190	14 Stück	4	
			13506505	15.25.31.8190	4x14 Stück	1	
	MoliCare® Premium Mobile 8 Tropfen 	S	915 871	13476916	15.25.31.3053	14 Stück	4
				13506511	15.25.31.3053	4x14 Stück	1
M		915 872	13476945	15.25.31.7072	14 Stück	3	
			13506528	15.25.31.7072	3x14 Stück	1	
L		915 873	13476951	15.25.31.8191	14 Stück	4	
			13506534	15.25.31.8191	4x14 Stück	1	
XL	915 874	13476968	15.25.31.8192	14 Stück	4		
		13506540	15.25.31.8192	4x14 Stück	1		
MoliCare® Premium Mobile 10 Tropfen 	M	915 878	13476974	15.25.31.7120	14 Stück	3	
			13506557	15.25.31.7120	3x14 Stück	1	
	L	915 879	13476980	15.25.31.8272	14 Stück	4	
			13506563	15.25.31.8272	4x14 Stück	1	
	XL	915 880	13476997	15.25.31.8273	14 Stück	4	
			13506586	15.25.31.8273	4x14 Stück	1	

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Premium Bed Mat



Die saugstarken Bettschutzeinlagen mit den weichen Zellstoff-Flocken

Charakteristik

Flüssigkeitsundurchlässige Bettschutzeinlagen mit saugfähigem Kern aus Zellstoff-Flocken; einfaches Entfalten dank Griffflasche bei Größe 60x60 cm/ 60x90 cm; schrankfertig vorgefaltet; dermatologisch getestet; in verschiedenen Saugstärken und Größen für einen bedarfsorientierten Einsatz.

Anwendung

Geeignet zur direkten Verwendung als Inkontinenz-Unterlage oder als zusätzlicher Bettschutz bei der Verwendung absorbierender Inkontinenzprodukte.

9 Tropfen

Saugfähiger Saugkern aus Zellstoff-Flocken und superabsorbierendem Polymer sowie besonders weicher Oberfläche und textillähnliche Rückseite.






5 Tropfen

Saugfähiger Saugkern aus Zellstoff-Flocken; flüssigkeitsundurchlässige Folienrückseite.



7 Tropfen

Saugfähiger Saugkern aus Zellstoff-Flocken; flüssigkeitsundurchlässige Folienrückseite.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Premium Bed Mat 5 Tropfen 	40x60 cm	161 061	16136641	19.40.05.3081	30 Stück	6
			16136658	19.40.05.3081	6x30 Stück	1
	60x60 cm	161 063	16136664	19.40.05.4076	30 Stück	4
			16136693	19.40.05.4076	4x30 Stück	1
	60x90 cm	161 064	16136730	19.40.05.5106	25 Stück	4
		16136747	19.40.05.5106	4x25 Stück	1	
	60x90 cm	161 065	16136701	19.40.05.5106	30 Stück	4
			16136718	19.40.05.5106	4x30 Stück	1
MoliCare® Premium Bed Mat 7 Tropfen 	40x60 cm	161 067	16136753	19.40.05.3082	30 Stück	6
			16136776	19.40.05.3082	6x30 Stück	1
	60x60 cm	161 069	16136782	19.40.05.4075	30 Stück	4
			16136799	19.40.05.4075	4x30 Stück	1
	60x90 cm	161 070	16136836	19.40.05.5102	25 Stück	4
		16136842	19.40.05.5102	4x25 Stück	1	
	60x90 cm	161 071	16136807	19.40.05.5102	30 Stück	4
			16136813	19.40.05.5102	4x30 Stück	1
	60x90 cm + Flügel (Gesamt 60x180 cm)	161 072	16136859	19.40.05.5143	30 Stück	4
			16349897	19.40.05.5143	4x30 Stück	1
MoliCare® Premium Bed Mat 9 Tropfen 	40x60 cm	161 073	16136865	19.40.05.3087	15 Stück	6
			16349905	19.40.05.3087	6x15 Stück	1
	40x60 cm	161 074	16136871	19.40.05.3087	30 Stück	3
			16349911	19.40.05.3087	3x30 Stück	1
	60x60 cm	161 075	16136888	19.40.05.4092	15 Stück	6
			16349928	19.40.05.4092	6x15 Stück	1
	60x60 cm	161 076	16136894	19.40.05.4092	30 Stück	3
			16349934	19.40.05.4092	3x30 Stück	1
	60x90 cm	161 077	16136902	19.40.05.5142	15 Stück	4
			16349963	19.40.05.5142	4x15 Stück	1
	60x90 cm	161 078	16136919	19.40.05.5142	30 Stück	2
			16349986	19.40.05.5142	2x30 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Bed Mat Eco

Die umweltfreundlichen
Bettschutzeinlagen aus
Zellstoff-Lagen

Charakteristik

Bettschutzeinlagen mit Saugkern aus recycelten Zellstoff-Lagen. Flüssigkeitsundurchlässige Folienrückseite; in verschiedenen Saugstärken und Größen für den kostengünstigen und bedarfsorientierten Einsatz.

Anwendung

Geeignet zur direkten Verwendung als Inkontinenz-Unterlage oder als zusätzlicher Bettschutz bei der Verwendung absorbierender Inkontinenzprodukte.

5 Tropfen

6 Lagen.



7 Tropfen




12 Lagen.



9 Tropfen

20 Lagen,
in Größe 60 x 90 cm
als kleine Versandeinheit
5 Stück
erhältlich.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Bed Mat Eco 5 Tropfen 	40x60 cm	159 001	16136925	19.40.05.3088	300 Stück	1
	60x90 cm	159 002	16136931	19.40.05.5144	100 Stück	1
MoliCare® Bed Mat Eco 7 Tropfen 	40x60 cm	159 003	16136948	19.40.05.3063	100 Stück	1
	60x90 cm	159 004	16136954	19.40.05.5069	50 Stück	1
MoliCare® Bed Mat Eco 9 Tropfen 	40x60 cm	159 005	16136983	19.40.05.3064	100 Stück	1
	60x90 cm	159 006	16137008	19.40.05.5070	50 Stück	1
	60x90 cm	159 007	16349992	19.40.05.5070	5 Stück	8
	60x90 cm		16507155	19.40.05.5070	8x5 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Premium Bed Mat textile



Die hochwertige wiederverwendbare Bettschutzeinlage

Charakteristik

Wiederverwendbare, waschbare Bettschutzeinlagen aus Vlies. Nimmt Flüssigkeit auf und bietet Schutz für unterschiedliche Flächen; die weiche Oberfläche bietet höchsten Komfort; vorgefaltet für einfache Handhabung und Lagerung. Ökonomisch attraktiv, da bis zu 250x waschbar und Wäschetrockner geeignet; in verschiedenen Aufmachungen mit und ohne Flügel erhältlich.

Anwendung

Geeignet zur direkten Verwendung als Inkontinenz-Unterlage oder als zusätzlicher Bettschutz bei der Verwendung absorbierender Inkontinenzprodukte. Auch mit Flügeln erhältlich; diese bieten zusätzliche Fixierung für verbesserten Halt.


7 Tropfen



7 Tropfen mit Flügeln

Mit Flügeln zur Fixierung und noch besseren Halt.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Premium Bed Mat textile 7 Tropfen 	85x90 cm	155 010	16137020	19.40.05.2045	1 Stück	25
			16243414	19.40.05.2045	25x1 Stück	1
	85x90 cm	155 011	16137014	19.40.05.2045	10 Stück	3
			16243383	19.40.05.2045	3x10 Stück	1
	75x85 cm + Flügel (Gesamt 75x185 cm)	155 012	16137043	19.40.05.1026	1 Stück	25
			16243437	19.40.05.1026	25x1 Stück	1
75x85 cm + Flügel (Gesamt 75x185 cm)	155 013	16137037	19.40.05.1026	10 Stück	3	
		16243420	19.40.05.1026	3x10 Stück	1	

* Versand-Einheiten in Packungen

Vala®Clean

Die Alternative zu textilen Waschhandschuhen

Charakteristik

Einmal-Waschhandschuhe und -Tücher in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten; weich und saugfähig, auch in nassem Zustand formstabil und abriebfest.

Anwendung

Zur Einmalverwendung in allen Pflegebereichen.



Vala®Clean basic

Einmal-Waschhandschuhe aus strapazierfähigem, weichem Vliesstoff.

Vala®Clean soft

Einmal-Waschhandschuhe aus hochflauschigem, reißfestem Vliesstoff; besonders weich und saugfähig, nach Ökotex Standard 100, Klasse 1 zertifiziert und dermatologisch getestet.

Vala®Clean film

Einmal-Waschhandschuhe mit weich geprägter Oberseite aus Spezial-Tissue und plastifizierter Innenseite; besonders geeignet bei der Pflege inkontinenter Patienten.



Vala®Clean extra

Einmal-Tücher aus reißfestem, geprägtem Spezial-Tissue; 30x33 cm.



Vala®Clean eco

Einmal-Tücher aus saugfähigem, recyceltem Tissue; besonders zur Reinigung bei Inkontinenz geeignet; 35x40 cm; 4-lagig.



Vala®Clean roll

Einmal-Handtücher aus hochsaugfähigem Spezialtissue, in praktischer Rollenform, einzeln perforiert und leicht abzureißen; Rollen zu 175 Stück; 22x30 cm; für eine praktische Entnahme steht die ValaClean box zur Verfügung.



Vala®Clean box

Entnahmebehälter für Einmal-Handtücher in Rollenform, für Faltpapiere bis ca. 250 Blatt oder auch Zick-Zack-Lagen; aus weißem, stabilem Kunststoff mit transparenter Füllstandskontrolle; zur Wandmontage.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Vala®Clean basic, Einmal-Waschhandschuhe	992 245	03127623	50 Stück	40	
Vala®Clean soft, Einmal-Waschhandschuhe	992 269	06865037	15 Stück	32	
	992 242	03326328	50 Stück	20	
Vala®Clean film, Einmal-Waschhandschuhe	992 243	03127646	50 Stück	28	
Vala®Clean extra, Einmal-Tücher	30x33 cm	992 234	03757229	50 Stück	12
Vala®Clean eco, Einmal-Tücher	35x40 cm	992 341	03128002	30 Stück	20
Vala®Clean roll, Einmal-Handtücher, Rollen zu 175 Stück	22x30 cm	992 251	03127882	1 Rolle	18
Vala®Clean box, Entnahmebehälter für Einmal-Handtücher	leer	996 858	03542894	1 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Vala®Fit



Vala®Fit band

Einmal-Schutzlätzchen mit verstärkten Bändern zum Zusammenbinden im Nacken; in zwei Ausführungen erhältlich: 2-lagig aus Tissue mit Folienunterseite und 3-lagig aus beidseitigem Tissue mit Folienzwischen-schicht, wodurch das Lätzchen zusätzlich als Serviette zur nachträglichen Reinigung von Mund und Händen verwendbar ist.



Vala®Fit tape

Einmal-Schutzlätzchen mit selbsthaftender Klebleiste zur einfachen und schnellen Befestigung an der Kleidung, leicht und rückstandsfrei wieder ablösbar; 2-lagig aus Tissue mit Folienunterseite, 38x65 cm.



Vala®Fit eco

Einmal-Servietten aus saugfähigem, recyceltem Tissue; 3-lagig, 36x36 cm.



Die Einmal-Lätzchen und -Servietten für zuverlässigen Wäscheschutz

Charakteristik

Einmal-Schutzlätzchen und -Servietten aus gut saugendem Tissue; die Lätzchen verfügen außerdem über eine undurchlässige Folie und funktionelle Auffangtasche für Flüssigkeiten oder Speisereste sowie einen runden Halsausschnitt und sind bequem, weich und geschmeidig.

Anwendung

Als Wäscheschutz bei der Essenaufnahme, z. B. auf Kinderstationen, in der Intensiv- und Altenpflege, aber auch als Wäscheschutz in HNO-Abteilungen, Zahn- und Nervenkliniken.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Vala®Fit band Schutzlätzchen	2-lagig, 38x50 cm	992 272	00850626	150 Stück	6
	3-lagig, 38x70 cm	992 252	03128367	100 Stück	6
Vala®Fit tape Schutzlätzchen	2-lagig, 38x65 cm	992 253	03128433	100 Stück	6
Vala®Fit eco Servietten	3-lagig, 36x36 cm	992 340	03128539	50 Stück	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Vala®Comfort

Die komfortablen Einmal-Produkte für einen professionellen Einsatz

Charakteristik

ValaComfort umfasst Produkte wie Einziehdecken und -kissen, Schürzen sowie Tücher für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke für einen zeitsparenden und wirtschaftlichen Einsatz.

Anwendung

Zur Einmalverwendung in allen Pflegebereichen.



Vala®Comfort blanket

Einziehdecken aus bauchelastischem Polyestervlies; strapazierfähig, sehr leicht, flauschig und anschmiegsam; feuchtigkeits- und luftdurchlässig, mit temperaturnegleichender Wirkung; 135x195 cm.



Vala®Comfort pillow

Kopf- und Stützkissen aus bauchelastischem Polyestervlies mit einem Überzug aus weichem, textilem Vliesstoff; sehr formstabil, mit guter Stützkraft, auch zum Hochlagern von Körperteilen geeignet; 40x50 cm.



Vala®Comfort net

Mehrzwecktücher aus netzartigem, textilem Vliesstoff, besonders weich und saugfähig, auch in nassem Zustand reiß- und abriebfest, 35x38 cm; besonders geeignet als Reinigungs- und Poliertuch.



Vala®Comfort multi

Mehrzwecktücher aus strapazierfähigem, bedrucktem Vliesstoff, gut saugfähig und reißfest, 34x38 cm, lila-weiß; besonders geeignet als Wischtuch bei Reinigungsarbeiten.



Vala®Comfort apron

Einwegschrürzen aus undurchlässiger Polyethylenfolie mit integriertem Halsausschnitt; mit Bändern im Rücken zu verschließen; 75 cm breit, für eine wirtschaftliche Anwendung zum Schutz vor Schmutz und Nässe.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Vala®Comfort blanket, Einziehdecke	135x195 cm	992 332	03154519	1 Stück	12
Vala®Comfort pillow, Kopf- und Stützkissen	40x50 cm	992 333	03154554	4 Stück	5
Vala®Comfort net, Mehrzwecktücher	35x38 cm	992 330	03154614	100 Stück	12
Vala®Comfort multi, Mehrzwecktücher	34x38 cm	992 335	03154608	50 Stück	24
Vala®Comfort apron, Einmal-Schrürzen	140 cm lang	992 337	09042069	100 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Vala®Protect



Vala®Protect basic

Einmal-Schutzlaken für eine bedarfsgerechte Abdeckung von z. B. Liegen oder Tragen sowie kleine Schutzunterlagen, z. B. als Kopfunterlage oder auch als Serviette bei Mundspülungen.



Vala®Protect special

Fadenverstärkte Einmal-Schutzlaken aus besonders saugfähigem Tissue, außerordentlich reißfest und strapazierfähig, mit Flüssigkeitssperre an den Längskanten, um seitliches Auslaufen zu verhindern; für eine sichere Abdeckung bei erhöhten Anforderungen.



Vala®Protect special eco

Fadenverstärkte Einmal-Schutzlaken aus 100 % Recycling-Tissue, besonders saugfähig, außerordentlich reißfest und strapazierfähig, mit Flüssigkeitssperre an den Längskanten, um seitliches Auslaufen zu verhindern; für eine sichere Abdeckung bei erhöhten Anforderungen.



Die Einmal-Schutzlaken zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos

Charakteristik

Einmal-Schutzlaken und -unterlagen aus gut saugendem Tissue mit undurchlässiger Folienunterseite; strapazierfähig, weich und geschmeidig.

Anwendung

Zum Abdecken von Matratzen, Liegen, Tragen usw. zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos bzw. als Schutzunterlage auf Arbeitstischen, bei der Blutentnahme usw.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt	VE Pack.*
Vala®Protect basic, Einmal-Schutzunterlagen	38x38 cm	992 226	03128019	250 Stück	8
Vala®Protect basic, Einmal-Schutzlaken	80x140 cm	992 227	03128025	100 Stück	1
	80x175 cm	992 228	03128189	100 Stück	1
	80x175 cm	992 221	03128195	25 Stück	4
	80x210 cm	992 229	03128203	100 Stück	1
Vala®Protect special, Einmal-Schutzlaken, fadenverstärkt	80x175 cm	992 238	03128315	100 Stück	1
	80x210 cm	992 239	03128321	100 Stück	1
Vala®Protect special eco, Einmal-Schutzlaken aus recyceltem Tissue, fadenverstärkt	80x175 cm	992 258	03128344	100 Stück	1
	80x210 cm	992 259	03128350	100 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-fresh

Das Raumspray mit Langzeitwirkung

Charakteristik

Hochwirksames Raumspray mit leichter, frischer Parfümierung und Langzeitwirkung; durch den Wirbelsprühkopf ist eine feine Verteilung des Sprühnebels gewährleistet; mit umweltfreundlichem Treibgas.



Anwendung

Zur nachhaltigen Verbesserung der Raumluft auf Stationen, in Aufenthalts- und Warteräumen, in Toiletten, aber auch im häuslichen Pflegebereich.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha-fresh 400 ml	995 705	02101515	1 Dose	12

* Versand-Einheiten in Packungen

SicSac®



SicSac® Spender

Entnahmebehälter für SicSac Spuckbeutel, aus weiß lackiertem Metall, zur Wandmontage; im platzsparenden Format 13x47 cm.



Der perfekte Auffangbeutel bei Übelkeit

Charakteristik

Spuckbeutel aus reißfestem Polyethylen; 11 cm großer Abschlussring als Mundstück, mit Kerben zum Einhaken des Beutels für einen sicheren Verschluss; Aufnahmekapazität ca. 1 Liter; zur Entnahme steht ein praktischer Spender zur Verfügung.

Anwendung

Als sicherer und hygienischer Auffangbeutel bei Übelkeit zum Einsatz in vielen Pflegebereichen, in der Arztpraxis, im Krankenhaus sowie in Alten- und Pflegeheimen, aber auch im häuslichen Pflegedienst oder bei Krankentransporten.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
SicSac®, Spuckbeutel	Ø 11 cm	999 586	00805560	50 Stück	6
SicSac® Spender	leer, 13x47 cm	999 587	01260878	1 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® powderfree

Der puderfreie Untersuchungshandschuh aus Latex

Charakteristik

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus weichem Latex, puderfrei; durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffbarkeit; hochelastisch und reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.



Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal in besonderem Maße durch Kontamination gefährdet ist und hohes Tastempfinden und guter Sitz erforderlich sind.

Ideal für Träger, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren. Medizinprodukt nach EN 455.

Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungsinhalt	VE Pack.*
Peha-soft® powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 159	03676057	19.99.01.0900	100 Stück	10
	Small	942 160	07126879	19.99.01.0011	100 Stück	10
	Medium	942 161	07126885	19.99.01.0011	100 Stück	10
	Large	942 162	07126891	19.99.01.0011	100 Stück	10
	X-Large	942 163	03676063	19.99.01.0011	100 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® nitrile guard powderfree



Der latexfreie Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus synthetischem Nitrilkautschuk mit der langen Stulpe

Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus weichem, blau gefärbtem Nitrilkautschuk, puderfrei; mit extra langer Stulpe für optimalen Schutz; durch chlorierte Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffigkeit; hochelastisch und besonders reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III, für den Einsatz im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.

Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.



PSA Kat. III
EN 374



VIRUS



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha-soft® nitrile guard powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 200	03539159		100 Stück	10
	Small	942 201	03539171	19.99.01.0900	100 Stück	10
	Medium	942 202	03539188	19.99.01.0900	100 Stück	10
	Large	942 203	03539194	19.99.01.0900	100 Stück	10
	X-Large	942 204	03539202		100 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® nitrile sterile powderfree

Der sterile, latexfreie Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus synthetischem Nitrilkautschuk



Charakteristik

Latexfreie, sterile Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus weichem, blau gefärbtem Nitrilkautschuk, puderfrei; durch chlorierte Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffigkeit; hochelastisch und besonders reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; paarweise verpackt.

Anwendung

Die Sterilaufmachung wird insbesondere beim Verbandwechsel, bei Katheterisierungen, Intubationen usw. eingesetzt. Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überemp-

findlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III, für den Einsatz im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.

**PSA Kat. III
EN 374**



VIRUS

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha-soft® nitrile sterile powderfree, steril, paarweise ozongeschützt eingeseigelt	Small	942 211	09213772	50 Paar	4
	Medium	942 212	09213789	50 Paar	4
	Large	942 213	09213795	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® nitrile fino powderfree



Der latexfreie, samtig weiche Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus synthetischem Nitrilkautschuk

Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus besonders weichem, lila gefärbtem Nitrilkautschuk, puderfrei; durch chlorierte Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffbarkeit; hochelastisch und besonders reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III, für den Einsatz im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.

Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.



PSA Kat. III
EN 374



VIRUS



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha-soft® nitrile fino powderfree, unsteril, in Faltschachteln	Small	942 220	11309189		10 Stück	20
	Medium	942 221	11309195		10 Stück	20
	Large	942 222	11309203		10 Stück	20
Peha-soft® nitrile fino powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 195	03539343		150 Stück	10
	Small	942 196	03539455	19.99.01.0900	150 Stück	10
	Medium	942 197	03539509	19.99.01.0900	150 Stück	10
	Large	942 198	03539722	19.99.01.0900	150 Stück	10
	X-Large	942 199	03539774		150 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® nitrile white powderfree

Der latexfreie Unter-
suchungs- und Schutz-
handschuh aus weißem,
synthetischem Nitril-
kautschuk



Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus weichem Nitrilkautschuk, puderfrei; durch chlorierte Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffbarkeit; hochelastisch und besonders reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie).

Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III, für den Einsatz im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.

Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.



**PSA Kat. III
EN 374**



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha-soft® nitrile white powderfree, unsteril, in Spenderkartons	Small	942 216	09339013	100 Stück	10
	Medium	942 217	09339036	100 Stück	10
	Large	942 218	09339042	100 Stück	10
Peha-soft® nitrile white powderfree, Großpackungen; unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 205	09213714	200 Stück	10
	Small	942 206	09213720	200 Stück	10
	Medium	942 207	09213737	200 Stück	10
	Large	942 208	09213743	200 Stück	10
	X-Large	942 209	09213766	180 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® nitrile powderfree



Der latexfreie Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus synthetischem Nitrilkautschuk

Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus weichem, blau gefärbtem Nitrilkautschuk, puderfrei; durch chlorierte Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffbarkeit; hochelastisch und besonders reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III, für den Einsatz im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.

Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.



PSA Kat. III
EN 374



VIRUS



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha-soft® nitrile powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 189	03538042		100 Stück	10
	Small	942 190	03538059	19.99.01.0900	100 Stück	10
	Medium	942 191	03538065	19.99.01.0900	100 Stück	10
	Large	942 192	03538071	19.99.01.0900	100 Stück	10
	X-Large	942 193	03538088		90 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® syntex powderfree

Der puder- und latexfreie Untersuchungshandschuh aus besonders elastischem Vinyl



Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungshandschuhe aus weichem Stretchvinyl, puderfrei; durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen; elastisch und reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie) oder Beschleunigern (Typ-IV-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha-soft® syntex powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 164	03887972		100 Stück	10
	Small	942 165	03887989	19.99.01.0900	100 Stück	10
	Medium	942 166	03888291	19.99.01.0900	100 Stück	10
	Large	942 167	03890201	19.99.01.0900	100 Stück	10
	X-Large	942 168	03890922		100 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-soft® vinyl powderfree



Der puder- und latexfreie Untersuchungshandschuh aus Vinyl

Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungshandschuhe aus weichem Vinyl, puderfrei; durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen; reißfest, gute Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie) oder Beschleunigern (Typ-IV-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha-soft® vinyl powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 169	06682414		100 Stück	10
	Small	942 170	08909477	19.99.01.0900	100 Stück	10
	Medium	942 171	08909483	19.99.01.0900	100 Stück	10
	Large	942 172	08909508	19.99.01.0900	100 Stück	10
	X-Large	942 173	06682420		100 Stück	10

* Versand-Einheiten in Packungen

MediSet® PEG/SBK

Das sterile Pflegeset für den Verbandwechsel bei PEG und SBK

Charakteristik

Komplettssets für den Verbandwechsel bei PEG und SBK; die sterilen Inhaltsteile sind ohne Unterverpackung in einer praktischen Blisterschale in Reihenfolge der Behandlungsschritte angeordnet; Faltschachtel mit ablösbaren, farbigen Dokumentations-Etiketten.



Anwendung

Zur Pflege von Sondenaustrittsstellen bei perkutaner endoskopischer Gastrostomie bzw. Katheter-eintrittsstellen bei suprapubischem Blasenkatheterismus.



Inhalt

- 2 Vlieskompressen 7,5x7,5 cm, zur Reinigung
- 1 Schlitzkomresse 7,5x7,5 cm, als Hautschutz
- 1 Vlieskomresse 7,5x7,5 cm, zur Abdeckung der Halteplatte
- 1 Fixiertvlies 12,5x12,5 cm

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MediSet® PEG/SBK Standard, steril	455 502	01585818	10 Sets	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Urinkatheter-Sets



Urinkatheter-Set 1

Basis-Inhalt plus:
2 Nitrilhandschuhe
Urinauffangschale 500 ml

Urinkatheter-Set 2

Basis-Inhalt plus:
2 Nitrilhandschuhe
Urinbeutel 2000 ml

Urinkatheter-Set 5

Basis-Inhalt plus:
2 Nitrilhandschuhe
Sepso® J 30 ml, Instillagel® 11 ml
Urinbeutel 2000 ml

Urinkatheter-Set 6

Basis-Inhalt plus:
2 Nitrilhandschuhe
Aqua-dest.-Glycerin-Spritze 10 ml

Urinkatheter-Set 7

Basis-Inhalt plus:
2 Nitrilhandschuhe
Aqua-dest.-Glycerin-Spritze 10 ml
Sepso® J 30 ml

Urinkatheter-Set 8

Basis-Inhalt plus:
2 Nitrilhandschuhe
Aqua-dest.-Glycerin-Spritze 10 ml
Sepso® J 30 ml, Instillagel® 11 ml

Sepso® J = eWZ Hofmann & Sommer GmbH
und Co. KG, Königsee
Instillagel® = eWZ Farco Pharma GmbH, Köln

Für systematisches, steriles Arbeiten
beim Katheterisieren

Charakteristik

Verschiedene Urinkatheter-Set Varianten mit individuellen Ergänzungsteilen für systematisches, steriles und bedarfsorientiertes Arbeiten.

Anwendung

Für den Katheterismus der Harnblase; zum Abwerfen gebrauchten Materials wird die Außenschale verwendet.

Basis-Inhalt:

- 1 Einschlagtuch 50x50 cm, als sterile Arbeitsunterlage;
- 1 Lochtuch 60x60 cm, geschlitzt, zur Abdeckung des Genitalbereichs;
- 2 ES-Kompressen 7,5x7,5 cm und
- 5 pflaumengroße Tupfer, für die Desinfektion der Genitalien;
- 2 Pinzetten, für die Desinfektion und zum Einführen des Katheters.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Urinkatheter-Set 1, steril	455 266	01903359	1 Set	10
Urinkatheter-Set 2, steril	455 260	01903342	1 Set	10
Urinkatheter-Set 5, steril	apothekenpflichtig 455 261	02708128	1 Set N1	10
Urinkatheter-Set 6, steril	455 263	03692079	1 Set	24
Urinkatheter-Set 7, steril	apothekenpflichtig 455 265	02779341	1 Set N1	10
Urinkatheter-Set 8, steril	apothekenpflichtig 455 264	02708157	1 Set N1	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Wundnaht-Sets

Komplettssets für den primären Verschluss einer Wunde und Nahtentfernung

Charakteristik

Wundnaht-Sets beinhalten, mit Ausnahme des Nahtmaterials, alle benötigten Komponenten um bei Patienten einen schnellen und einfachen Wundverschluss durchzuführen. Sie unterstützen steriles und bedarfsorientiertes Arbeiten, sowie eine standardisierte Behandlung verschiedener Indikationen.

Anwendung

Mit einem Griff sind alle benötigten Materialien für normale Wundnaht, für die exakte Wundnaht und für die besonders exakte Wundnaht zur Hand.

Inhalt AO Standard-Set 1



- 8 ES-Kompressen 7,5x7,5 cm
- 6 Mull-Tupfer Größe 3 (pflaumengroß)
- 1 Abdecktuch 75x90 cm
- 1 Lochtuch 45x75 cm



Wundnaht-Set I



- 6 Mull-Tupfer Größe 3 (pflaumengroß)
- 1 Peha-instrument Irisschere gebogen 11,5 cm
- 1 Peha-instrument Micro-Adson-Pinzette chirurgisch 12 cm
- 1 Peha-instrument Mayo-Hegar-Nadelhalter 12 cm
- 1 Einschlagtuch 75x75 cm

Wundnaht-Set II




- 6 Mull-Tupfer Größe 3 (pflaumengroß)
- 1 Peha-instrument Irisschere gebogen 11,5 cm
- 1 Peha-instrument Micro-Adson-Pinzette chirurgisch 12 cm
- 1 Peha-instrument Mayo-Hegar-Nadelhalter 12 cm
- 1 Einschlagtuch 75x75 cm
- 1 Lochtuch zweiteilig 75x90 cm, selbstklebend

Handelsformen	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE Pack.*
AO Standard-Set 1	470 981	1 Set	22
Wundnaht-Set I	296 048	12 Sets	48
Wundnaht-Set II	296 058	6 Sets	24

* Versand-Einheiten in Packungen

Naht-Sets



Komplettssets für den primären Verschluss einer Wunde und Nahtentfernung

Charakteristik

Wundnaht-Sets beinhalten, mit Ausnahme des Nahtmaterials, alle benötigten Komponenten um bei Patienten einen schnellen und einfachen Wundverschluss durchzuführen. Sie unterstützen steriles und bedarfsorientiertes Arbeiten, sowie eine standardisierte Behandlung verschiedener Indikationen.

Anwendung

Mit einem Griff sind alle benötigten Materialien für normale Wundnaht, für die exakte Wundnaht und für die besonders exakte Wundnaht zur Hand.

Inhalt

Naht-Set I



- 5 Mull-Tupfer Größe 3 (pflaumengroß)
- 5 Vlies-Kompressen 7,5x7,5 cm
- 1 Peha-instrument chirurgische Schere spitz/stumpf gerade 14,5 cm
- 1 Peha-instrument Adson-Pinzette chirurgisch 12 cm
- 1 Peha-instrument Mayo-Hegar-Nadelhalter 12 cm
- 1 Lochtuch 60x50 cm, selbstklebend

Naht-Set II



- 5 Mull-Tupfer Größe 3 (pflaumengroß)
- 5 Vlies-Kompressen 7,5x7,5 cm
- 1 Peha-instrument Irisschere gebogen 11,5 cm
- 1 Peha-instrument Micro-Adson-Pinzette chirurgisch 12 cm
- 1 Peha-instrument Mayo-Hegar-Nadelhalter 12 cm
- 1 Lochtuch 60x50 cm, selbstklebend

Basis-Set fine



- 5 Mull-Tupfer Größe 3 (pflaumengroß)
- 1 Peha-instrument Metzenbaum-Schere gebogen 14,5 cm
- 1 Peha-instrument Adson-Pinzette anatomisch 12 cm
- 1 Peha-instrument Adson-Pinzette chirurgisch 12 cm
- 1 Peha-instrument Mayo-Hegar-Nadelhalter 12 cm
- 1 Peha-instrument Mosquito-Klemme gebogen 12,5 cm

Handelsformen	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Naht-Set I	296 097	8 Sets	32
Naht-Set II	296 098	8 Sets	32
Basis-Set fine	991 000	5 Sets	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Fadenzieh-Sets

Komplettssets für die schnelle und sichere Nahtentfernung

Charakteristik

Fadenzieh-Sets enthalten alle Komponenten die für eine schnelle und sichere Nahtentfernung aus verheilten Wunden benötigt werden.

Anwendung

Zur Entfernung von Wundfäden und zur Wundreinigung. Mit sterilen Instrumenten um sicherzustellen, dass es nicht zu Infektionen kommt.



Inhalt

Fadenzieh-Set Micro

- 2 ES-Kompressen 5x5 cm
- 1 Micro-Adson-Pinzette anatomisch 12 cm, Metall
- 1 Fadenmesser 6,5 cm



Fadenzieh-Set



- 2 ES-Kompressen 5x5 cm
- 1 Pinzette anatomisch 12,5 cm, Metall
- 1 Fadenmesser 6,5 cm

Fadenzieh-Set



- 3 ES-Kompressen 5x5 cm
- 1 Pinzette 12,5 cm, Kunststoff (grau)
- 1 Fadenmesser 6,5 cm

Handelsformen	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Fadenzieh-Set Micro	475 420	1 Set	90
Fadenzieh-Set	475 689	1 Set	120
Fadenzieh-Set	991 900	30 Sets	120

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha® Fadenmesser



Für eine zuverlässig schnelle Entfernung von Wundfäden

Charakteristik

Aus gehärtetem Qualitätsstahl, mit rundgeformter, exakt geschliffener Klinge und handlichem, 6,5 cm langem Schaft; einzeln in stabiler und sicherer Aluminiumfolie eingeschiegelt.

Anwendung

Zum Entfernen von Wundfäden; das Messer wird nach Gebrauch in die Folie zurückgeschoben, um Verletzungen vorzubeugen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha® Fadenmesser, steril, einzeln eingeschiegelt	999 591	03835656	100 Stück	50

* Versand-Einheiten in Packungen

Wundversorgungs-Sets

Komplettssets mit allen sterilen Komponenten für die Wundversorgung

Charakteristik

Die Wundversorgungs-Sets und das Verbandwechsel-Set beinhalten alle Komponenten, um eine optimale und sterile Wundversorgung durchzuführen.

Anwendung

Zur Versorgung unkomplizierter Wunden und Durchführung von Verbandwechsel in Arztpraxis und ambulanten Einrichtungen.



Inhalt

Verbandset Station

- 5 ES-Kompressen 10x10 cm
- 5 Mull-Tupfer Größe 3 (pflaumengroß)
- 1 Schere spitz/stumpf gerade 13 cm, Metall
- 1 Adson-Pinzette chirurgisch 12 cm, Metall
- 1 Adson-Pinzette anatomisch 12 cm, Metall
- 1 Abdecktuch 50x55 cm
- 1 Becher 120 ml, graduiert, transparent



Verbandsstoff-Wundversorgungs-Set



- 5 ES-Kompressen 10x10 cm
- 5 Mull-Tupfer Größe 3 (pflaumengroß)
- 1 Schere spitz/stumpf gerade 13 cm, Metall
- 1 Pinzette anatomisch 12,5 cm, Kunststoff (grün)
- 1 Pinzette 12,6 cm, Kunststoff (grau)
- 1 Abdecktuch 38x45 cm

Handelsformen	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Verbandset Station	475 736	1 Set	36
Verbandsstoff-Wundversorgungs-Set	475 418	1 Set	60
Verbandwechsel-Set	475 583	1 Set	64

* Versand-Einheiten in Packungen

Verbandwechsel-Set



- 3 ES-Kompressen 7,5x7,5 cm
- 8 Mull-Tupfer Größe 3 (pflaumengroß)
- 1 Schere spitz/stumpf gerade 13 cm, Metall
- 1 Adson-Pinzette chirurgisch 12 cm, Metall
- 1 Adson-Pinzette anatomisch 12 cm, Metall

Pagavit® Lip Moisturiser¹⁾



Das Wattestäbchen zur Lippenpflege mit Glycerin und lang anhaltendem Apfel-Citrus-Geschmack

Charakteristik

Wattestäbchen für die Lippenpflege; getränkt mit Glycerin und Zitronensäure; der lang anhaltende Apfel-Citrus-Geschmack wirkt erfrischend und belebend.

Anwendung

Zur Pflege der Lippen bei Patienten; hygienisch, sicher und einfach in der Anwendung.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Pagavit® Lip Moisturiser, eingesiegelt zu 3 Stück	913 059	16401497	25x3 Stück	8

* Versand-Einheiten in Packungen

¹⁾ voraussichtlich ab November 2020 verfügbar

Wattestäbchen

Für vielfältigen Einsatz
im medizinischen Bereich

Charakteristik

In verschiedenen Ausführungen für die unterschiedlichsten Anforderungen; in steriler sowie unsteriler Aufmachung mit unterschiedlich großem Wattekopf, Stäbchen aus Polypropylen.

Anwendung

Zur Wund- und Mundpflege, z. B. zum gezielten Auftragen von Salben oder flüssigen Substanzen, zur Reinigung usw. Nicht in den Atemtrakt einführen.



Peha® Wattestäbchen



Steril, eingesiegelt zu 2 Stück in Blisterpackung; insbesondere zur äußerlichen Wundreinigung und -pflege, aber auch für Arbeiten im Labor, wenn Sterilität erforderlich ist.



Wattestäbchen



Unsterile Wattestäbchen aus Polypropylen mit großem Wattekopf.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha® Wattestäbchen, 14 cm steril, eingesiegelt zu 2 Stück, aus Polypropylen, 4 mm Ø, mit großem Wattekopf	967 950	01903388	100x2 Stück	1
Wattestäbchen aus Polypropylen, 14 cm 4 mm Ø, mit großem Wattekopf	967 939	07275208	50 Stück	20

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Skin Reinigung



Hautreinigungsprodukte für die von Inkontinenz belastete Haut

Charakteristik

MoliCare® Skin Reinigungsprodukte vereinen milde Waschsubstanzen mit feuchtigkeitsspendenden und rückfettenden Inhaltsstoffen. Mit einem pH-hautneutralen Wert von 5,5 für eine schnelle Regeneration des Säureschutzmantels. Alle MoliCare® Skin Reinigungsprodukte sind zudem frei von Parabenen und wurden dermatologisch getestet.

Anwendung

Für eine geruchsneutralisierende und schonende, aber gründliche Reinigung. Decken die Reinigung mit und ohne Wasser ab.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Skin Waschlotion	995 040	12458170	250 ml	20
	995 014	12458000	500 ml	12
MoliCare® Skin Shampoo	995 017	12458046	500 ml	12
MoliCare® Skin Pflegebad	995 015	12458017	500 ml	12
MoliCare® Skin Reinigungsschaum	995 016	12458023	400 ml	12
MoliCare® Skin Feuchtpflegetücher	995 038	12458135	50 Stück	12
MoliCare® Skin Waschhandschuhe	995 056	12458193	8 Stück	24

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Skin Reinigung

MoliCare® Skin Waschlotion

Zur milden, aber gründlichen Reinigung des gesamten Körpers, mit feuchtigkeitsspendendem Panthenol und reichhaltigem Mandelöl, hautneutralem pH-Wert; geruchsneutralisierend, mit frischem Duft; mit praktischer Dosierpumpe.



MoliCare® Skin Shampoo

Mildes Reinigungsshampoo für Haar und trockene, empfindliche Kopfhaut. Reinigt gründlich, auch wenn die Haare selten gewaschen werden. Mit feuchtigkeitsspendendem Panthenol, reichhaltigem Mandelöl, hautneutralem pH-Wert; geruchsneutralisierend, mit frischem Duft; mit praktischer Dosierpumpe.



MoliCare® Skin Pflegebad

MoliCare® Skin Pflegebad zur milden Reinigung beim Baden. Mit feuchtigkeitsspendendem Panthenol, reichhaltigem Mandelöl, hautneutralem pH-Wert; geruchsneutralisierend, mit frischem Duft; mit Dosierkappe.



MoliCare® Skin Reinigungsschaum

Schnelle und schonende Reinigung des Intimbereichs bei Stuhlinkontinenz. Mit energielieferndem Kreatin, hautneutralem pH-Wert; unterstützt den hauteigenen Schutzmechanismus; geruchsneutralisierend, mit frischem Duft; ohne Wasser anzuwenden, gut zu portionieren und gezielt aufzutragen.



MoliCare® Skin Feuchtpflegetücher

Mit einer pflegenden, Reinigungslotion getränkte Tücher aus Spunlace-Vlies; für schnelles und praktisches Reinigen des Intimbereichs und bei kleineren Verschmutzungen; hautneutraler pH-Wert; mit frischem Duft, mild zur Haut, alkoholfrei. Kein Wasser oder zusätzliche Utensilien nötig; extra große Tücher 20x30 cm, in wiederverschließbarer Verpackung.



MoliCare® Skin Waschhandschuhe

Weiche, Vlies-Waschhandschuhe zur sanften und gründlichen Ganzkörperwäsche im Bett; imprägniert mit einer milden und pflegenden Reinigungslösung, ohne Wasser anzuwenden. Formel mit hautneutralem pH-Wert. Mit feuchtigkeitsspendendem Panthenol und Aloe barbadensis; alkoholfrei; die pflegende Flüssigkeit zieht schnell ein und hinterlässt ein angenehmes Gefühl auf der Haut, das Abtrocknen mit einem Handtuch ist überflüssig, eine Packung mit 8 Waschhandschuhen ersetzt ein herkömmliches Bad und ist für bettlägrige Personen eine Alternative und bei Bedarf können die Waschhandschuhe in der Mikrowelle erwärmt oder im Kühlschrank gekühlt werden; praktische Fäustlings-Form, 17,5x23,5 cm.



MoliCare® Skin Pflege



Hautpflegeprodukte für die von Inkontinenz belastete Haut

Charakteristik

Mit hochwertigen und wirkungsvollen Substanzen für eine umfassende, intensive Pflege der Haut; Feuchtigkeits- und vor allem fettspendende Wasser-in-Öl-Emulsionen bilden die Basis der Körperlotion und Handcreme. Alle MoliCare® Skin Pflegeprodukte haben einen frischen Duft und sind zudem frei von Parabenen und dermatologisch getestet.

Anwendung

Mit zunehmendem Alter verliert die Haut immer mehr an Geschmeidigkeit, kann weniger Feuchtigkeit binden und regeneriert sich langsamer. Aufgrund der verlangsamten Talgproduktion wird der Säureschutzmantel zudem für Störungen anfälliger. MoliCare® Skin Pflegeprodukte nähren und schützen die Haut und helfen ihr, sich nach dem Waschen schnell zu regenerieren.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Skin Körperlotion	995 041	12458187	250 ml	20
	995 019	12458069	500 ml	12
MoliCare® Skin Hautpflegeöl	995 021	12458081	500 ml	12
MoliCare® Skin Hautfluidgel	995 018	12458052	200 ml	12
MoliCare® Skin Handcreme	995 020	12458075	200 ml	12

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Skin Pflege

MoliCare® Skin Körperlotion

Intensive Pflege für den ganzen Körper; enthält den Nutriskin Protection Complex, mit reichhaltigem Mandelöl, feuchtigkeitsspendenden Aminosäuren, energielieferndem Kreatin und essentiellen ungesättigten Fettsäuren; unterstützt den haut-eigenen Schutzmechanismus; wirkt feuchtigkeitsspendend; Wasser-in-Öl-Emulsion; geruchsneutralisierend, mit frischem Duft; mit praktischer Dosierpumpe.



MoliCare® Skin Hautpflegeöl

Intensive Pflege für sehr trockene Haut, mit reichhaltigen Ölen und Vitamin E; leicht zu verteilen und hinterlässt kein Fettgefühl auf der Haut.



MoliCare® Skin Hautfluidgel

Für eine wohltuende Nacken-, Schulter-, Arm- oder Beinmassage; wohltuend bei Muskelverspannungen, die durch Bettlägerigkeit entstehen können; mit feuchtigkeitsspendendem Panthenol, reichhaltigem Mandelöl und frischem Duft; stimulierend und belebend.



MoliCare® Skin Handcreme

Intensive Pflege für sehr trockene, rissige Hände; Kreatin unterstützt den haut-eigenen Schutzmechanismus. Wasser-in-Öl-Emulsion.



MoliCare® Skin Schutz



Hautschutzprodukte für die von Inkontinenz belastete Haut

Charakteristik

Spezielle Produkte mit hochwertigen Inhaltsstoffen für den Schutz der Haut im Intimbereich vor aggressiven Substanzen bei Inkontinenz; speziell entwickelt, um die Saugleistung von Inkontinenzprodukten nicht einzuschränken; versorgt und schützt die Haut und ihre natürliche Barrierefunktion. Alle MoliCare® Skin Hautschutzprodukte sind zudem frei von Parabenen und wurden dermatologisch getestet.

Anwendung

Für optimalen Hautschutz bei Inkontinenz. Bei fehlendem Schutz ist durch Inkontinenz belastete Haut häufig von Hautirritationen betroffen, denn aggressive Substanzen wie Urin, Schweiß oder Verdauungsenzyme greifen den Säureschutzmantel an. Daher muss die natürliche Schutzfunktion der Haut durch Anwendung speziell entwickelter Hautschutzcremes und -schäume gestärkt und unterstützt werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
MoliCare® Skin Hautschutzcreme	995 026	12458129	200 ml	12
MoliCare® Skin Zinkoxidcreme	995 022	12458098	200 ml	12
MoliCare® Skin Hautprotector	995 025	12458112	100 ml	12
MoliCare® Skin Öl-Hautschutzspray	995 023	12458106	200 ml	12

* Versand-Einheiten in Packungen

MoliCare® Skin Schutz

MoliCare® Skin Hautschutzcreme

Schützt die Haut im Intimbereich vor aggressiven Substanzen in Urin und Stuhl, bildet eine transparente Schutzschicht und lässt die Haut gleichzeitig atmen, schränkt die Saugkraft von Inkontinenzprodukten nicht ein; Wasser-in-Öl-in-Wasser-Emulsion zieht schnell ein und spendet besonders lang anhaltende Feuchtigkeit; enthält den Nutriskin Protection Complex mit natürlichem reichhaltigem Mandelöl, feuchtigkeitsspendenden Aminosäuren, energielieferndem Kreatin und essentiellen ungesättigten Fettsäuren; ohne Zinkoxid.



lichem reichhaltigem Mandelöl, feuchtigkeitsspendenden Aminosäuren, energielieferndem Kreatin und essentiellen ungesättigten Fettsäuren; Wasser-in-Öl-Emulsion zieht schnell ein und spendet Feuchtigkeit.

MoliCare® Skin Hautprotector

Die Alternative zur Hautschutzcreme: schützt im Intimbereich vor aggressiven Substanzen in Urin und Stuhl; bildet eine transparente Schutzschicht und lässt die Haut gleichzeitig atmen; schränkt die Saugkraft von Inkontinenzprodukten nicht ein; enthält den Nutriskin Protection Complex mit natürlichem reichhaltigem Mandelöl, feuchtigkeitsspendenden Aminosäuren, energielieferndem Kreatin und essentiellen ungesättigten Fettsäuren, der die Barrierefunktion und Regeneration der Haut unterstützt; mit feuchtigkeitsspendendem Panthenol und Urea; lässt sich durch spezielle Schaumrezeptur besonders einfach auftragen.



MoliCare® Skin Öl-Hautschutzspray

Für sehr trockene Haut, die besonderen Schutz vor weiterer Austrocknung benötigt; eignet sich besonders gut für schwer erreichbare Stellen (z. B. Hautfalten); mit feuchtigkeitsspendendem Panthenol und reichhaltigem Mandelöl; einfach anzuwendendes Spray; für den ganzen Körper geeignet; zum Aufsprühen, einfache Anwendung.



MoliCare® Skin Zinkoxidcreme

Schützt die Haut im Intimbereich vor aggressiven Substanzen in Urin und Stuhl; mit 20 % Zinkoxid für eine entzündungshemmende Wirkung; enthält den Nutriskin Protection Complex mit natür-



Wie lässt sich mit OP-Einmal-Produkten das Infektionsrisiko reduzieren?

Unsere innovativen Einmalprodukte für den OP minimieren das Risiko von Kreuzkontaminationen.

Bei HARTMANN befassen wir uns mit einem Thema, das die gesamte Medizinbranche betrifft: Wie können mehr Operationen und Behandlungen mit dem vorhandenen Personalbestand durchgeführt werden, ohne Abstriche bei den klinischen Standards hinnehmen zu müssen? Wir arbeiten eng mit medizinischem Fachpersonal zusammen, um Möglichkeiten zu finden, die Patientensicherheit mit kosten- und zeitsparenden Lösungen zu verbessern.

Für das komplette OP-Programm
steht ein separater Band

„HARTMANN OP-Katalog“

zur Verfügung.



Peha-taft® latex.

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, auch bei Operationen mit hohem Perforationsrisiko (Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie) und bei Hochrisikopatienten als Überziehhandschuh beim Double Gloving.

Peha-taft® latex: Veredelt und glatt, ohne rutschig zu sein.

Puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus dünnem und besonders weichem Latex, durch spezielle Polymer-Innenbeschichtung besonders leicht anzuziehen, mit spezieller mikrogerauer Oberfläche für optimale Griffigkeit, sehr gutes Tastempfinden, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform. Peha-taft latex ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit Peha-underglove latex. Er erreicht ein AQL-Niveau von 0,65.



OP-Handschuhe: Peha-taft latex über Peha-underglove latex

Foliodrape® Protect Abdecktücher



Die sterile Abdeckung für optimalen Keimschutz

Charakteristik

Aus leistungsstarkem Zweischichtmaterial; undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime; abriebfest und äußerst fusselarm; gut drapierfähig; auch selbstklebend erhältlich.

Anwendung

Zur sterilen Abdeckung von Patienten und Inventar im OP, in der Ambulanz, auf der Station und in der Praxis.

Foliodrape® Protect Abdecktücher selbstklebend

Mit sicher haftendem Klebestreifen zur schnellen Fixierung und exakten Begrenzung des Inzisionsbereiches.




Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Foliodrape® Protect Abdecktücher, steril, einzeln verpackt	45x75 cm	277 500	00798179	65 Stück	4
	75x90 cm	277 502	00798185	35 Stück	4
	90x150 cm	277 506	00798191	20 Stück	4
Foliodrape® Protect Abdecktücher, selbstklebend, steril, einzeln verpackt	45x75 cm	277 507	00798245	60 Stück	4
	75x90 cm	277 508	00798251	40 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Foliodrape® Protect Lochtücher

Die sterile Abdeckung mit Lochausschnitt, auch 2-teilig für einen individuellen Lochdurchmesser



Charakteristik

Aus leistungsstarkem Zweischichtmaterial; mit Lochausschnitt; undurchlässig für Feuchtigkeit und Keime; abriebfest und äußerst fesselarm; gut drapierfähig; auch erhältlich als selbstklebendes, zweiteiliges Lochtuch.

Foliodrape® Protect Lochtücher selbstklebend 2-teilig

Durch Übereinanderführen der beiden selbstklebenden Tuchhälften kann der Lochdurchmesser individuell bestimmt werden.

Anwendung

Zur sterilen Abdeckung von Patienten im OP, in der Ambulanz, auf der Station und in der Praxis.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Foliodrape® Protect Lochtücher, steril, einzeln verpackt	45x75 cm; Ø 7 cm	277 503	00798216	65 Stück	4
	75x90 cm; Ø 10 cm	277 511	00798222	40 Stück	4
Foliodrape® Protect Lochtücher, selbstklebend 2-teilig, steril, einzeln verpackt	45x75 cm; Ø variabel	277 509	00798268	65 Stück	4
	75x90 cm; Ø variabel	277 510	00798274	40 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Foliodress® S



Der Schutzkittel für Personal und Besucher

Charakteristik

Einmal-Schutzkittel aus weichem Vliesstoff mit undurchlässiger Folieninnenseite; Einheitsgröße in großzügigem Zuschnitt mit breit überlappender Rückenpartie; mit Verschlussbändern am Hals, 2 m langem Bindeband und elastischem Ärmelabschluss.

Anwendung

Zum Schutz vor Partikelverschleppung, um den Patienten und sein Umfeld vor Kontamination mit Fremdpartikeln zu schützen; insbesondere auf Intensivstationen, in Infektionsabteilungen, aber auch in der Pädiatrie oder Altenpflege; insbesondere als Nässechutz bei der Patientenpflege, z. B. beim Waschen oder Baden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Foliodress® S, 122 cm lang	weiß	604 707	04796585	50 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Foliodress® Cap Comfort Universal

Die funktionelle
OP-Haube für
zuverlässigen Schutz

Charakteristik

Universelle Baretthauben mit umlaufendem Gummizug; aus atmungsaktivem, hautsympathischem Viskose-Vliesstoff; hohe Luftdurchlässigkeit und gute Wärmeregulation; besonders leicht; in Grün und Weiß erhältlich.



Anwendung

Zur Einmalverwendung im OP-Bereich für eine sichere und funktionelle Abdeckung der Haare; auch als Kopfbedeckung für Patienten geeignet.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Foliodress® Cap Comfort Universal, in Entnahmekartons	grün	992 465	00840102	100 Stück	8
	weiß	992 466	00840645	100 Stück	8

* Versand-Einheiten in Packungen

Foliodress® Mask Comfort



Foliodress® Mask Comfort Senso

In einer besonders weichen und leichten Materialkombination; mit ultraschallverschweißten Bändern; für sehr sensible Haut.



Foliodress® Mask Comfort Special

In einer weichen Materialkombination; mit weich gepolstertem Nasenbügel und genähten Bändern; für sensible Haut.



Foliodress® Mask Comfort Perfect

Mit ultraschallverschweißten Bändern; für normal empfindliche Haut.



Die OP-Masken mit optimaler Filterleistung und höchstem Tragekomfort

Charakteristik

OP-Masken nach DIN EN ISO 14683:2005 Typ II aus hypoallergenen besonders weichen und geschmeidigen Vliesstoffen, naturlatexfrei; mit speziellem Micro-Keimfilter für freies Atmen bei optimaler Filterleistung; mit langem, integriertem Nasenbügel; geruchsneutral und strapazierfähig; erhältlich in verschiedenen Materialkombinationen und Modellen für die unterschiedlichsten Anforderungen.

Anwendung

Für den Einmalgebrauch.

Foliodress® Mask Comfort Loop

Mit weichen, elastischen Gummibändern zur Fixierung hinter den Ohren.



Foliodress® Mask Comfort Anti fogging

Speziell für Brillenträger; ein spezielles Anti-Beschlagband über dem Nasenrücken schützt vor Beschlagen von Brillengläsern.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Foliodress® Mask Comfort Senso, in Entnahmekartons	grün	992 138	02845865	50 Stück	6
Foliodress® Mask Comfort Special, in Entnahmekartons	grün	992 142	02845842	50 Stück	6
Foliodress® Mask Comfort Perfect, in Entnahmekartons	grün	992 143	02845552	50 Stück	6
Foliodress® Mask Comfort Loop, in Entnahmekartons	blau	992 537	02855237	50 Stück	10
Foliodress® Mask Comfort Anti fogging, in Entnahmekartons	grün	992 530	02847249	50 Stück	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Foliodress® Eye Protect

Der sichere und komfortable Extraschutz für die Augen

Charakteristik

Wiederaufbereitbare Schutzbrille mit Panoramascheibe aus hartbeschichtetem Polycarbonat, mit Antbeschlagbeschichtung und integriertem Seitenschutz; sicherer Sitz durch anatomische Form und individuell einstellbare Bügel.

Anwendung

Persönliche Schutzausrüstung für den Anwender im Gesundheitswesen sowie in sämtlichen



OP-Bereichen; wiederaufberei-
barer Augenschutz; schützt gegen
infektiöse Flüssigkeiten und lose
Partikel; Einsatzgebiet auf Intensiv-
stationen und in allen Bereichen,
in denen ein hohes Infektionsrisiko
besteht.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Foliodress® Eye Protect	992 524	09684508	5 Stück	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha[®]-micron latex



Der Feinfühlige. Dünn und tastensibel, wie eine zweite Haut

Charakteristik

Puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus besonders dünnem und weichem Latex, insbesondere auch an den Fingerspitzen für ausgezeichnetes Tastempfinden, durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen, mit modifizierter mikrogerauer Oberfläche für optimale Griffigkeit, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform, mit verstärkter Stulpe. Zur Vermeidung von Lichtreflexen ist er braun eingefärbt. Peha-micron latex ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Er erreicht ein AQL-Niveau von 0,65.

Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, insbesondere für Mikrochirurgie, Neurochirurgie, plastische Chirurgie, Ophthalmologie, HNO-Eingriffe und Herzchirurgie.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha [®] -micron latex, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Gr. 5,5	942 570	10387081	50 Paar	4
	Gr. 6	942 571	10387098	50 Paar	4
	Gr. 6,5	942 572	10387106	50 Paar	4
	Gr. 7	942 573	10387112	50 Paar	4
	Gr. 7,5	942 574	10387129	50 Paar	4
	Gr. 8	942 575	10387135	50 Paar	4
	Gr. 8,5	942 576	10387141	50 Paar	4
	Gr. 9	942 577	10387158	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha[®]-profile latex

Der griffige Allrounder.
Mit dem besonderen
Profil

Charakteristik

Puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus dünnem und besonders weichem Latex, durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzu- ziehen, mit spezieller, texturierter Oberfläche für ausgezeichnetes Tastempfinden und optimale Griffigkeit, hochelastisch und reißfest für besonderen Schutz, ermüdungsfreier Sitz durch voll- anatomische Passform. Peha- profile latex ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zyto- statika und Chemikalien. Emp- fohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit Peha-underglove latex. Er erreicht ein AQL-Niveau von 0,65.



Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, insbesondere bei Opera- tionen mit hohem Perforations- risiko (Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie) und bei Hoch- risikopatienten als Überziehhand- schuh beim Double Gloving.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*	
Peha [®] -profile latex, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Gr. 5,5	942 690	10387253	50 Paar	4
	Gr. 6	942 691	10387282	50 Paar	4
	Gr. 6,5	942 692	10387299	50 Paar	4
	Gr. 7	942 693	10387307	50 Paar	4
	Gr. 7,5	942 694	10387336	50 Paar	4
	Gr. 8	942 695	10387342	50 Paar	4
	Gr. 8,5	942 696	10387359	50 Paar	4
	Gr. 9	942 697	10387365	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha-taft® latex



Der Anspruchsvolle. Veredelt und glatt, ohne rutschig zu sein

Charakteristik

Puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus dünnem und besonders weichem Latex, durch spezielle Polymer-Innenbeschichtung besonders leicht anzuziehen, mit spezieller mikrogerauter Oberfläche für optimale Griffbarkeit, sehr gutes Tastempfinden, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform. Peha-taft latex ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit Peha-underglove latex. Er erreicht ein AQL-Niveau von 0,65.

Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, auch bei Operationen mit hohem Perforationsrisiko (Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie) und bei Hochrisikopatienten als Überziehhandschuh beim Double Gloving.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha-taft® latex, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Gr. 5,5	942 589	10387448	50 Paar	6
	Gr. 6	942 590	10387454	50 Paar	6
	Gr. 6,5	942 591	10387460	50 Paar	6
	Gr. 7	942 592	10387477	50 Paar	6
	Gr. 7,5	942 593	10387483	50 Paar	6
	Gr. 8	942 594	10387508	50 Paar	6
	Gr. 8,5	942 595	10387514	50 Paar	6
	Gr. 9	942 596	10387520	50 Paar	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha[®]-underglove latex

Der latexhaltige Partner in Grün. Macht unsichtbare Gefahren sichtbar

Charakteristik

Puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus dünnem und besonders weichem Latex, spezielle Polymer-Innenbeschichtung und spezielle nicht texturierte Oberfläche für leichtes Anziehen, sehr gutes Tastempfinden, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform. Peha-underglove latex ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Empfohlen als Unterziehhandschuh in Kombination mit Peha-profile latex, Peha-taft classic powderfree und Peha-taft latex. Er erreicht ein AQL-Niveau von 0,65.



Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, insbesondere bei Operationen mit hohem Perforationsrisiko als Unterziehhandschuh beim Double Gloving (Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie) oder bei Hochrisikopatienten. Kann auch als einzelner Handschuh mit besonderem Tastempfinden verwendet werden.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Peha [®] -underglove latex, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Gr. 5,5	942 510	10387655	50 Paar	4
	Gr. 6	942 511	10387661	50 Paar	4
	Gr. 6,5	942 512	10387678	50 Paar	4
	Gr. 7	942 513	10387684	50 Paar	4
	Gr. 7,5	942 514	10387690	50 Paar	4
	Gr. 8	942 515	10387709	50 Paar	4
	Gr. 8,5	942 516	10387715	50 Paar	4
	Gr. 9	942 517	10387721	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha[®]-isoprene latexfree



Der Latexähnliche. Alle Vorteile von Latex, nur ohne Latex

Charakteristik

Latex- und puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus besonders dünnem und weichem 100 % synthetischem Polyisopren, durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen, mikrogeraute Oberfläche, ausgezeichnetes Tastempfinden, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform. Geeignet für Latexallergiker. Peha-isoprene latexfree ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Empfohlen als Überziehhandschuh in Kombination mit Peha-underglove latexfree. Er erreicht ein AQL-Niveau von 0,65.

Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, auch bei Operationen mit hohem Perforationsrisiko und Hochrisikopatienten, als Überziehhandschuh beim Double Gloving.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha [®] -isoprene latexfree, steril, paarweise ozongeschützt eingeseigelt	Gr. 5,5	942 717	10386986	50 Paar	4
	Gr. 6	942 718	10386992	50 Paar	4
	Gr. 6,5	942 719	10387000	50 Paar	4
	Gr. 7	942 720	10387017	50 Paar	4
	Gr. 7,5	942 721	10387046	50 Paar	4
	Gr. 8	942 722	10387052	50 Paar	4
	Gr. 8,5	942 723	10387069	50 Paar	4
	Gr. 9	942 724	10387075	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha[®]-neon latexfree

Der Kompromisslose.
Schutz und Trage-
komfort – nicht nur für
Allergiker

Charakteristik

Latex- und puderfreie Einmal-OP-Handschuhe aus synthetischem Polychloropren, durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzu- ziehen, mit spezieller texturierter Oberfläche für gute Griffigkeit, sehr gutes Tastempfinden, hoch- elastisch und reißfest, ermüdungs- freier Sitz durch vollanatomische Passform, braun eingefärbt zur Vermeidung von Lichtreflexen. Geeignet für Latexallergiker.

Peha-neon latexfree ist ein Medi- zinprodukt nach EN 455 und Per- sönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Limitierter Schutz gegen Knochen- zement. Er erreicht ein AQL-Niveau von 0,65.



Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, insbesondere in der Orthopädie.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*	
Peha [®] -neon latexfree, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Gr. 5,5	942 544	10387170	50 Paar	4
	Gr. 6	942 545	10387187	50 Paar	4
	Gr. 6,5	942 546	10387193	50 Paar	4
	Gr. 7	942 547	10387201	50 Paar	4
	Gr. 7,5	942 548	10387218	50 Paar	4
	Gr. 8	942 549	10387224	50 Paar	4
	Gr. 8,5	942 550	10387230	50 Paar	4
	Gr. 9	942 551	10387247	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Peha®-underglove latexfree



Der latexfreie Partner in Grün.
Macht unsichtbare Gefahren
sichtbar – auch für Allergiker

Charakteristik

Puderfreie OP-Handschuhe aus synthetischem Polyisopren, spezielle Polymer-Innenbeschichtung und nicht texturierte Oberfläche für leichtes Anziehen, sehr gutes Tastempfinden, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreier Sitz durch vollanatomische Passform. Geeignet für Latexallergiker. Peha-underglove latexfree ist ein Medizinprodukt nach EN 455 und Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374. Geeignet für den Einsatz mit Zytostatika und Chemikalien. Empfohlen als Unterziehhandschuh in Kombination mit Peha-isoprene latexfree. Er erreicht ein AQL-Niveau von 0,65.

Anwendung

Geeignet für alle chirurgischen Eingriffe, insbesondere bei Operationen mit hohem Perforationsrisiko als Unterziehhandschuh beim Double Gloving (Orthopädie, Traumatologie, Unfallchirurgie) oder bei Hochrisikopatienten. Kann auch als einzelner Handschuh mit besonderem Tastempfinden verwendet werden.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Peha®-underglove latexfree, steril, paarweise ozongeschützt eingesiegelt	Gr. 5,5	942 520	10387738	50 Paar	4
	Gr. 6	942 521	10387744	50 Paar	4
	Gr. 6,5	942 522	10387750	50 Paar	4
	Gr. 7	942 523	10387767	50 Paar	4
	Gr. 7,5	942 524	10387773	50 Paar	4
	Gr. 8	942 525	10387796	50 Paar	4
	Gr. 8,5	942 526	10387804	50 Paar	4
	Gr. 9	942 527	10387810	50 Paar	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Präoperative Desinfektions-Sets

Komplettssets für eine sichere präoperative Hautdesinfektion

Charakteristik

Sets zur präoperativen Desinfektion enthalten alle notwendigen Verbrauchsmaterialien zur Durchführung einer korrekten präoperativen Hautdesinfektion.

Anwendung

Mit einem Griff sind alle benötigten Materialien zur Vorbereitung operativer Eingriffe in Arztpraxis oder ambulanten Einrichtungen bereit.

Inhalt

Abwaschset für allgemeine Eingriffe



8 Mull-Tupfer Größe 5 (extragroß)
1 Tupferklemme 24 cm, Kunststoff (blau)
1 Becher 500 ml, graduiert, transparent



Desinfektions-Set No. 85

6 Vlies-Tupfer Größe 3 (eigroß)
1 Kocherklemme 14 cm, Kunststoff (blau)
1 Becher 150 ml, graduiert, transparent

Set für präoperative Desinfektion¹⁾



5 Vlies-Tupfer Größe 3 (eigroß)
1 Kocherklemme 14 cm, Kunststoff (blau)
1 Becher 150 ml, graduiert, transparent

¹⁾ doppelt steril verpackt



Desinfektions-Set No. 108

6 Vlies-Tupfer Größe 3 (eigroß)
1 Tupferklemme 24 cm, Kunststoff (blau)
1 Becher 150 ml, graduiert, transparent



Handelsformen	Artikel-Nr.	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Abwaschset für allgemeine Eingriffe	475 477	1 Set	40
Desinfektions-Set No. 85	470 714	1 Set	48
Set für präoperative Desinfektion	470 203	1 Set	20
Desinfektions-Set No. 108	470 815	1 Set	90

* Versand-Einheiten in Packungen

Nur wer sich schützt, schützt auch andere.

„MACH MIT!“ ist eine Initiative von HARTMANN für Desinfektion im Beruf und Alltag.

Egal wo – in der gesamten Umgebung befinden sich Keime, die Infektionen auslösen können. Besonders gemein: Viren und Bakterien sind dabei praktisch unsichtbar.

Deswegen setzen wir uns für eine aufgeklärte und rücksichtsvolle Gesellschaft ein – denn Desinfektion kann Leben retten.

Deutschland ist der stärkste nationale Markt für HARTMANN. Hier sind wir zuhause. Mit Sterillium – dem Original – schon seit 55 Jahren. Mit „Mach mit!“ schärft HARTMANN ganzheitlich das Hygieneempfinden der Bevölkerung.

Denn Desinfektion geht alle an!

hrt.health/mach-mit



Für das komplette Desinfektions- und Hygiene-Programm steht ein separater

„Sortimentskatalog“

zur Verfügung.





HARTMANN bietet das Komplettprogramm für gesunde Hände.

Eine effiziente Händehygiene setzt sich aus der Händedesinfektion, konsequentem Schutz und Pflege, einer schonenden Reinigung sowie dem Tragen der richtigen Schutzhandschuhe zusammen.

Das HARTMANN Hände Hygiene System bietet eine Komplettlösung aus hochwertigen Qualitätsprodukten. Das besondere Plus: Hände-Desinfektionsmittel, Hautschutz- und Hautpflegeprodukte, Waschlotionen sowie Schutzhandschuhe sind nicht nur einzeln begutachtet, sondern auch untereinander wissenschaftlich auf Kompatibilität geprüft.

Sterillium®: Ausgezeichnet als Marke des Jahrhunderts.

Fundierte Expertise im Bereich Hygiene, Desinfektion und Infektionsprophylaxe hat HARTMANN insbesondere seit 2009 durch sein hundertprozentiges Tochterunternehmen BODE Chemie hinzugewonnen. Die BODE Chemie, 1924 als Bacillolfabrik Dr. Bode & Co. gegründet, blickt auf eine langjährige und bewegte Geschichte zurück.

Ein besonderer Meilenstein in der Historie des Chemie-Unternehmens stellt die Entwicklung von Sterillium dar – des weltweit ersten marktfähigen alkoholischen Hände-Desinfektionsmittels. Seine zu dieser Zeit einzigartige Rezeptur aus hohem Alkoholgehalt und rückfettenden Substanzen sorgte erstmals für umfassende Wirksamkeit gegen Keime bei gleichzeitig guter Hautverträglichkeit. Als 1965 die erste Sterillium Charge das Werk in Hamburg-Stellingen verließ, ahnte jedoch noch niemand, welchen Siegeszug dieses Produkt innerhalb kürzester Zeit antreten sollte.

Passend zum diesjährigen 55. Geburtstag erhielt Sterillium ein ganz besonderes Geschenk: 2019 zeichnete der Fachverlag Deutsche Standards das bekannte blaue Hände-Desinfektionsmittel zum wiederholten Mal als Marke des Jahrhunderts aus. Sterillium gehört damit zum exklusiven Kreis der stärksten Marken Deutschlands. Mit seiner bis dato nicht erreichten Hautverträglichkeit und seiner umfassend wie schnellen Wirksamkeit revolutionierte Sterillium die Hygiene und ist heute aus dem medizinischen Alltag und der Industrie kaum mehr weg zu denken. Jährlich desinfiziert Sterillium etwa vier Milliarden Hände und hilft damit wirksam, gefährliche Infektionen zu verhindern und Menschen zu schützen.



Sterillium®



Der Klassiker der alkoholischen Händedesinfektion. Besonders hautverträglich. Noroviruswirksamkeit und begrenzt viruzid PLUS

Charakteristik

- umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
- Noroviruswirksamkeit innerhalb der hygienischen Händedesinfektion und begrenzt viruzid PLUS
- besonders hautverträglich und rückfettend
- erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung¹⁾
- ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung
- hervorragende Sofortwirkung

Anwendung

Sterillium eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Sterillium wird als gebrauchsfertiges alkoholisches Einreibepreparat – unabhängig von Wasser und Waschbecken – in allen hygiene relevanten Bereichen des Gesundheitswesens, der Industrie, bei der Heimdialyse und auf Reisen zur Vorbeugung von Infektionen eingesetzt.

Sterillium ist ein Vorreiter im Bereich der alkoholischen chirurgischen Händedesinfektion und bietet eine hohe Sofortwirkung sowie eine zuverlässige Langzeitwirkung bis zu sechs Stunden. Dabei fühlt sich das Produkt nicht nur gut auf den Händen an, sondern erhöht sogar bei regelmäßiger Anwendung die Hautfeuchtigkeit.

¹⁾ Reece, B. RCTS (2014): Evaluating the Effect of a Hand Sanitizer Using an Exaggerated Handwash Method Studie wurde mit Sterillium classic pure durchgeführt.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Sterillium®, Apotheken-aufmachung	Flasche	981 069	06127658	50 ml	20
	Flasche	981 216	00970690	100 ml	20
Sterillium®	Flasche	106 610	—	100 ml	45
	Flasche	106 650	00970709	500 ml	20
	Flasche	106 600	01494079	1000 ml	10
	Kanister	006 690	02465200	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Sterillium® classic pure

Die farbstoff- und parfümfreie Variante von Sterillium®

Charakteristik

- umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
- besonders hautverträglich und rückfettend
- erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung¹⁾
- ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung
- hervorragende Sofortwirkung
- farbstoff- und parfümfrei, daher bestens geeignet für die empfindliche Haut



Anwendung

Sterillium classic pure eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Sterillium classic pure ist farbstoff- und parfümfrei und eignet sich daher besonders gut für Anwender mit empfindlicher Haut.

Sterillium classic pure bietet eine hohe Sofortwirkung sowie eine zuverlässige Langzeitwirkung bis zu sechs Stunden. Dabei fühlt sich das Produkt nicht nur gut auf den Händen an, sondern erhöht sogar bei regelmäßiger Anwendung die Hautfeuchtigkeit.

¹⁾ Reece, B. RCTS (2014): Evaluating the Effect of a Hand Sanitizer Using an Exaggerated Handwash Method

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Sterillium® classic pure	Flasche	975 121	04817436	100 ml	45
	Flasche	975 122	04817465	500 ml	20
	Flasche	975 123	04818401	1000 ml	10
	Kanister	975 125	04818418	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Sterillium® pure



Mit dem bewährten Sterillium Hautpflegekomplex. Ohne Duft- oder Farbstoffe. Ohne remanente Wirkstoffe gemäß KRINKO-Empfehlung

Charakteristik

- umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
- mit bewährtem Hautpflegekomplex für ein samtiges Hautgefühl
- mit begrenzt viruzid PLUS Wirksamkeit, inkl. Noroviren
- besonders hautverträglich und rückfettend
- ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung
- hervorragende Sofortwirkung
- farbstoff- und parfümfrei
- ohne remanenten Wirkstoff

Anwendung

Sterillium pure eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Sterillium pure ist farbstoff- und parfümfrei, sowie frei von remanenten Wirkstoffen und eignet sich daher besonders gut für Anwender mit empfindlicher Haut.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Sterillium® pure	Flasche	981 683	—————	100 ml	45
	Flasche	981 684	—————	500 ml	20
	Flasche	981 686	—————	1000 ml	10
	Kanister	981 687	—————	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Sterillium® Protect & Care

Das verbraucherfreundliche Sortiment für den privaten Gebrauch

Charakteristik

Produkte zur Hände- und Flächendesinfektion sind mit 99,99 % umfassend wirksam gegen Keime, aber – wie auch die Händereinigung sanft zur Haut oder schonend zu Oberflächen.

Anwendung

Spezielle Packungsgrößen für unterwegs garantieren zusätzlich, dass Sie die Produkte auch in Bus & Bahn jederzeit griffbereit haben. Alle Produkte sind anwenderfreundlich verpackt und unkompliziert im Gebrauch.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Händedesinfektion

Wirkt schnell gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren sowie Norovirus, Coronavirus und Rotavirus. Entfernt 99,99 % der Keime. Alle Produkte aus der Sterillium Protect & Care Händedesinfektionsreihe verfügen über eine sehr gute Hautverträglichkeit aufgrund von Hautpflegekomponenten. Auslauf-sicher für unterwegs und durch Gel-Format nicht tropfend.

Die Größen mit 35 ml und 100 ml sind ideal für unterwegs – auch für die Mitnahme im Flugzeug. Alle Händedesinfektionsprodukte sind unkompliziert in der Anwendung und einfach im Gebrauch. Die 475 ml Variante ist ideal für daheim und mit vormontiertem Spender sofort einsatzbereit. Einfach die benötigte Menge von ca. 3 ml auf den Händen verteilen.



Händereinigung

Die Sterillium Protect und Care Waschlotion ist geeignet für die gründliche Händereinigung ohne antimikrobielle Wirkstoffe. Schonend zur Haut, da farbstoff- und parabenfrei.



Die praktische 35 ml Flasche der Sterillium Protect & Care Waschlotion ist ideal für unterwegs, falls keine Seife vor Ort vorhanden ist. Die größere Flasche mit 350 ml ist ideal für daheim – mit praktischem, vormontiertem Spender.

Flächendesinfektion



Die Sterillium Protect und Care Flächendesinfektionsprodukte sind grundsätzlich in zwei Darreichungsformen verfügbar: als praktisches Flächendesinfektions-spray mit 50 ml Inhalt, sowie als vorge-tränkte Tissues im 10er oder 80er Flow-Pack. Wirkt gegen Bakterien, Hefepilze, behüllte Viren sowie Norovirus und Rotavirus. Entfernt 99,99 % der Keime. Sowohl parfüm- als auch farbstofffrei.

Auch für schnelle¹⁾ Desinfektion von empfindlichen und senk-rechten Oberflächen, z. B. PCs, Smartphones, Touchscreens und Plexiglas geeignet.

¹⁾ Wirkeintritt nach 30 Sekunden; bei Norovirus Einwirkzeit von 5 Minuten beachten

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Sterillium® Protect & Care Gel	Flasche	981 556	13901590	35 ml	24
	Flasche	981 557	13901609	100 ml	24
	Flasche mit Pumpe	981 561	13904499	475 ml	20
Sterillium® Protect & Care Tissues	Tücher	981 565	13904772	10 Stück	10
Sterillium® Protect & Care Soap	Flasche	981 562	13901621	35 ml	24
	Flasche mit Pumpe	981 564	13901638	350 ml	20
Sterillium® Protect & Care Desinfektionstücher	Tücher	981 569	13901555	80 Stück	6
	Tücher	981 570	13901584	10 Stück	16
Sterillium® Protect & Care Desinfektionsspray	Flasche	981 567	13901532	50 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Sterillium® med



Das Hände-Desinfektionsmittel mit Norovirus-Wirksamkeit innerhalb der hygienischen Händedesinfektion. Mit dem bewährten Sterillium Hautpflegekomplex. Farbstoff- und parfümfrei

Charakteristik

- breites Wirkungsspektrum inklusive Norovirus-Wirksamkeit innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- sehr gute Hautverträglichkeit
- hervorragende Sofortwirkung
- farbstoff- und parfümfrei

Anwendung

Sterillium med eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Dabei erhöht Sterillium med sogar bei regelmäßiger Anwendung die Hautfeuchtigkeit. Sterillium med ist farbstoff- und parfümfrei und eignet sich daher besonders gut für Anwender mit empfindlicher Haut.

Sterillium med bietet mit seiner hochwirksamen Formulierung mit 85 % Ethanol eine Wirksamkeit gegenüber Noroviren, innerhalb der hygienischen Händedesinfektion und eignet sich somit ideal für die ganzjährige Infektionsprävention.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Sterillium® med	Flasche	981 112	06589241	100 ml	45
	Flasche	981 113	06589258	500 ml	20
	Flasche	981 114	06589264	1000 ml	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Sterillium® Virugard

Das hochwirksame, viruzide Händedesinfektionsmittel für alle Risikobereiche. RKI-gelistet in den Wirkungsbereichen A und B. Die hautverträgliche Alternative zu chlor- und phosphorsäurehaltigen Produkten



Charakteristik

- voll viruzid
- besonders wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren
- Norovirus-Wirksamkeit innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- farbstoff- und parfümfrei

Anwendung

Dank seines voll viruziden Wirkungsspektrums bietet Sterillium Virugard zuverlässige umfassende Unterstützung beim Auftreten von unbehüllten Viren, ist ideal geeignet zur Inaktivierung von sehr stabilen unbehüllten Viren wie Enteroviren oder Papillomaviren und Sterillium Virugard eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Speziell für alle Arbeitsbereiche mit erhöhter Infektionsgefährdung.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Sterillium® Virugard, Apotheken-aufmachung	981 212	07243036	100 ml	20
Sterillium® Virugard	306 610	—	100 ml	45
	306 650	07243042	500 ml	20
	306 600	07243059	1000 ml	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Sterillium® Tissue



Praktisches Hände-Desinfektionstuch für unterwegs. Universell und überall einsetzbar

Charakteristik

- wirkt zuverlässig gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
- hautschonend durch rückfettende Substanzen und Hautschutzkomponenten
- praktisch für unterwegs

Anwendung

Sterillium Tissue ist universell und überall einsetzbar. Es schützt beim Kontakt mit Infektionsträgern und gibt Sicherheit am Arbeitsplatz, unterwegs und in sonstigen hygiene relevanten Situationen.

Das praktische Tuch findet Anwendung zur hygienischen Händedesinfektion sowie zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen auf talgdrüsenarmer Haut sowohl im professionellen als auch im privaten Bereich.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Sterillium® Tissue, einzeln eingesiegelt, 10 Stück in Faltschachteln	981 229	09545362	10 Tücher	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® protect

Die Wasser-in-Öl (W/O) Creme pflegt mit einer reichhaltigen Formel mit Urea und trägt zum Schutz der Hände vor wässrigen Lösungen für trockene, stark beanspruchte Haut bei



Charakteristik

- verstärkt die natürliche Schutzfunktion gesunder Haut
- schützt langanhaltend vor wasserlöslichen Schadstoffen
- wirksame Prophylaxe gegen rissige und spröde Haut
- gezielter Hautschutz durch Urea und Bienenwachs
- frei von Silikon- und Konservierungsmitteln
- langanhaltender Schutz
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolan protect ist speziell für den prophylaktischen Schutz vor berufsbedingten Hautschäden entwickelt und wird vor Kontakt mit wasserlöslichen Stoffen, wie z. B. Lösemittel, Laugen oder Säuren eingesetzt sowie vor Arbeitsbeginn, nach den Pausen und als intensive Pflege nach der Arbeit. Baktolan protect spendet trockener Haut langanhaltende Feuchtigkeit und macht die Haut spürbar geschmeidiger. Der natürliche Inhaltsstoff Urea sorgt nachgewiesen für eine spürbare Hautbefeuchtung.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Baktolan® protect Tube	972 532	08529964	100 ml	25

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® protect+ pure



Innovative Wasser-in-Öl-in-Wasser (W/O/W) Lotion zum Schutz vor wässrigen Lösungen und gleichzeitiger regenerierender Pflege für rissige, stark beanspruchte Haut

Charakteristik

- innovative Rezeptur (W/O/W-Emulsion)
- schützt langanhaltend vor wasserlöslichen Schadstoffen
- unterstützt die Regeneration der Haut und stärkt die Hautbarriere
- sehr gute Hautverträglichkeit
- wirkt okklusionsbedingten Irritationen unter dem Handschuh entgegen
- deutliche Reduzierung von Hautirritationen
- parfüm- und farbstofffrei
- keine Beeinträchtigung der Genusstauglichkeit von Lebensmitteln (HACCP bewertet)
- frei von Silikon- und Konservierungsmitteln
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolan protect+ pure ist eine parfümfreie Wasser-in-Öl-in-Wasser-Lotion, welche die schnell einziehenden Eigenschaften einer O/W-Formulierung mit den schützenden und besonders pflegenden Eigenschaften der W/O-Formulierung kombiniert. Baktolan protect+ pure unterstützt die Hautregeneration durch Bisabolol und stärkt die natürlichen Schutzfunktionen gesunder Haut. Baktolan protect+ pure lässt sich sehr gut verteilen, zieht schnell ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm.

Baktolan protect+ pure wirkt dreifach:

- fördert die Hautregeneration bei beanspruchter Haut
- hat eine hohe Schutzwirkung bei der Arbeit mit wässrigen Lösungen
- stärkt die Hautbarriere



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Baktolan® protect+ pure	Tube	981 137	100 ml	25
	Flasche	981 182	350 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® Lotion

Feuchtigkeitsspendende,
schnelleinziehende
Öl-in-Wasser (O/W)
Pflegelotion für normale
Haut



Charakteristik

- pflegende Formel mit pflanzlichen Ölen und Vitamin E
- erhöht deutlich den Feuchtigkeitsgehalt der Haut
- zieht schnell und rückstandslos ein
- verleiht ein glattes und geschmeidiges Hautgefühl
- für die schnelle Hautpflege zwischendurch
- dezenter Geruch
- ohne Parabene


Anwendung

Baktolan lotion ist eine leichte auf den pH-Wert der Haut abgestimmte Öl-in-Wasser Pflegelotion. Bei der Formulierung wurde besonderer Wert auf die sehr gute Hautverträglichkeit und das schnelle Einziehen der Lotion gelegt. Die pflegende Formel mit pflanzlichen Ölen und Vitamin E glättet die Haut spürbar und verleiht ein geschmeidiges Hautgefühl.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Baktolan® Lotion Flasche	973 023	08824143	350 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® Lotion pure



Feuchtigkeitsspendende, schnell-einziehende parfümfreie Öl-in-Wasser (O/W) Pflegelotion für normale Haut

Charakteristik

- parfümfrei
- pflegende Formel mit pflanzlichen Ölen und Vitamin E
- erhöht deutlich den Feuchtigkeitsgehalt der Haut
- zieht schnell und rückstandslos ein
- verleiht ein glattes und geschmeidiges Hautgefühl
- für die schnelle Hautpflege zwischendurch
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolan lotion pure ist eine parfümfreie, leichte und auf den pH-Wert der Haut abgestimmte Öl-in-Wasser Pflegelotion. Bei der Formulierung wurde besonderer Wert auf die sehr gute Hautverträglichkeit und das schnelle Einziehen der Lotion gelegt. Die pflegende Formel mit pflanzlichen Ölen und Vitamin E glättet die Haut spürbar und verleiht ein geschmeidiges Hautgefühl.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Baktolan® lotion pure Flasche	973 793	03706640	350 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® balm

Intensiv pflegender
Wasser-in-Öl (W/O)
Balsam mit Vitamin E,
Panthenol und Allantoin
für die trockene und
empfindliche Haut



Charakteristik

- Vitamin E, Allantoin und Panthenol spenden der Haut eine intensive Pflege
- glättet die Haut spürbar und hält sie geschmeidig
- fördert die Regenerationsfähigkeit
- erhält den Säureschutzmantel der Haut
- lindert Hautreizungen und Rötungen
- angenehmer Duft
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolan balm ist ein Wasser-in-Öl-Balsam mit hochwertigen Pflegekomponenten, der auf den pH-Wert der Haut (5,5) abgestimmt wurde und damit den Säureschutzmantel der Haut stabilisiert. Die Inhaltsstoffe Vitamin E, Allantoin und Panthenol spenden der Haut eine intensive Pflege, bewirken eine Glättung, unterstützen die Zellregeneration und lindern Hautreizungen und Rötungen. Eine mehrmals täglich durchgeführte Hautpflege mit Baktolan balm kann das Risiko von Hautirritationen wesentlich verringern¹⁾.

¹⁾ Kampf G., Ennen J. Die Regelmäßige Anwendung einer Handcreme kann durch häufige Händewaschungen verursachte Hauttrockenheit und -Rauigkeit reduzieren. BMC Dermatology; 2006; 6:1

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Baktolan® balm	Flasche	972 553	08529941	350 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® balm pure



Intensiv pflegender parfümfreier Wasser-in-Öl (W/O) Balsam mit Vitamin E, Panthenol und Allantoin für die trockene und empfindliche Haut

Charakteristik

- parfümfrei
- Vitamin E, Allantoin und Panthenol spenden der Haut eine intensive Pflege
- glättet die Haut spürbar und hält sie geschmeidig
- fördert die Regenerationsfähigkeit
- erhält den Säureschutzmantel der Haut
- lindert Hautreizungen und Rötungen
- ohne Parabene

Anwendung

Baktolan balm pure ist ein parfümfreier Wasser-in-Öl-Balsam mit hochwertigen Pflegekomponenten, der auf den pH-Wert der Haut (5,5) abgestimmt wurde und damit den Säureschutzmantel der Haut stabilisiert. Die Inhaltsstoffe Vitamin E, Allantoin und Panthenol spenden der Haut eine intensive Pflege, bewirken eine Glättung, unterstützen die Zellregeneration und lindern Hautreizungen und Rötungen. Eine mehrmals täglich durchgeführte Hautpflege mit Baktolan balm pure kann das Risiko von Hautirritationen wesentlich verringern¹⁾.



¹⁾ Kampf G., Ennen J. Die Regelmäßige Anwendung einer Handcreme kann durch häufige Händewaschungen verursachte Hauttrockenheit und -Rauigkeit reduzieren. BMC Dermatology; 2006; 6:1

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Baktolan® balm pure Flasche	975 023	03706611	350 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolin® sensitive

Milde und zugleich pflegende Waschlotion für eine sanfte Reinigung

Charakteristik

- reinigt mit einem zart cremigen Schaum
- milde, farbstofffreie Waschlotion mit hautneutralem pH-Wert von 5,5
- hat eine zart duftende Formel
- enthält rückfettende und pflegende Substanzen
- hervorragende Hautverträglichkeit
- enthält hautmilde Tenside
- ohne Parabene
- seifenfrei



Anwendung

Baktolin sensitive eignet sich als milde und zugleich pflegende Waschlotion für eine sanfte Reinigung von Haut und Händen. Die pflegenden Bestandteile Allantoin und Weizenprotein halten die Haut auch bei intensiver und täglich wiederholter Anwendung glatt und geschmeidig. Der pH-Wert von 5,5 schont den empfindlichen Säureschutzmantel der Haut.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Baktolin® sensitive	Flasche	981 333	07259818	500 ml	20
	Flasche	981 334	07259824	1000 ml	10
	Kanister	981 335	07259830	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolin® pure



Milde, parfüm- und farbstofffreie Waschlotion mit guter Hautverträglichkeit für normale Haut

Charakteristik

- reinigt mit einer milden Formel
- hautneutraler pH-Wert
- enthält hautmilde Tenside
- geeignet auch für empfindliche Haut
- parfüm- und farbstofffrei
- ohne Parabene
- seifenfrei

Anwendung

Baktolin pure verfügt über einen hautneutralen pH-Wert, der zusammen mit den hautmilden Tensiden für schonende Reinigung und den Erhalt des natürlichen Säureschutzmantels der Haut sorgt.

Baktolin pure ist als parfüm- und farbstofffreie Waschlotion auch für die Anwendung empfindlicher Haut geeignet. Baktolin pure eignet sich durch die parfümfreie Formel auch für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Baktolin® pure	Flasche	981 328	08597598	500 ml	20
	Flasche	981 329	08597606	1000 ml	10
	Kanister	981 330	08598238	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Cutasept® F

Farbloses Hautantiseptikum auf Propanolbasis. Für den Einsatz vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen mit schneller und umfassender Wirkung



Charakteristik

- farblos
- wirkt schnell und umfassend
- 24 Stunden Langzeitwirkung
- ausgezeichnete Hautverträglichkeit
- praktische Anwendung dank Überkopf-Sprühsystem

Anwendung

Cutasept F empfiehlt sich in folgenden Einsatzgebieten:

- vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen in Krankenhaus, Arztpraxis, stationärer und ambulanter Altenpflege und zur Heimdialyse
- für Diabetiker im Rahmen der Blutzuckermessung und Insulingabe

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Cutasept® F, Apotheken-aufmachung	981 248	03917265	50 ml	20
Cutasept® F	975 041	—————	50 ml	50
	975 042	03917271	250 ml	20
	975 040	03917294	1000 ml	10
	976 808	03917302	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Cutasept® G



Gefärbtes Hautantiseptikum auf Propanolbasis. Für den Einsatz vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen mit schneller und umfassender Wirkung

Charakteristik

- gefärbt zur Markierung des Desinfektionsfeldes
- wirkt schnell und umfassend
- 24 Stunden Langzeitwirkung
- ausgezeichnete Hautverträglichkeit
- praktische Anwendung dank Überkopf-Sprühsystem

Anwendung

Cutasept G empfiehlt sich in folgenden Einsatzgebieten:

- präoperative Hautdesinfektion mit gleichzeitiger Markierung des Desinfektionsfeldes
- vor Injektionen, Punktionen und operativen Eingriffen in Krankenhaus, Arztpraxis, stationärer und ambulanter Altenpflege und zur Hemodialyse



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Cutasept® G	Überkopfsprühflasche	975 052	03577243	250 ml	20
	Flasche	975 050	03577266	1000 ml	10
	Kanister	976 818	03577272	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Stellisept® med

Pflegende antimikrobielle Waschlotion für Körper, Haare und Hände. In 30 Sekunden umfassend wirksam gegen Bakterien inkl. MRSA/ORSA und VRE



Charakteristik

- milde antimikrobielle Waschlotion, mit 3-fach Pflegekomplex, zum Abspülen
- pflegt die Haut und erhöht die Hautfeuchtigkeit mit 3-fach Pflegekomplex bestehend aus Allantoin, Panthenol und Glycerin, und wirkt umfassend gegenüber Bakterien inkl. MRSA/ORSA und VRE
- angenehmer Duft
- ohne Alkohol und Farbstoffe

Anwendung

Stellisept med trägt dazu bei die Schutzfunktion der Haut zu erhalten und körpereigene mikrobielle Flora/Keimlast zu reduzieren, und eignet sich zur Sanierung bei MRSA-Kolonisation gemäß Empfehlung des Robert Koch-Instituts sowie zur hygienischen Händewaschung als schnell wirksame und hautfreundliche Alternative gegenüber herkömmlichen Dekontaminationspräparaten.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Stellisept® med	Flasche	975 661	01234295	100 ml	45
	Flasche	975 665	01234303	500 ml	20
	Flasche	975 660	01234326	1000 ml	10

* Versand-Einheiten in Packungen

Stellisept® med gloves



Gebrauchsfertige Waschhandschuhe zur pflegenden, antimikrobiellen Körperwaschung. Umfassend wirksam gegen Bakterien inkl. MRSA/ORSA und VRE

Charakteristik

- gebrauchsfertige Waschhandschuhe zur unkomplizierten pflegenden, antimikrobiellen Körperwaschung immobiler Patienten
- kein Nachspülen nach der Anwendung erforderlich („Leave-on“ Produkt)
- sehr gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- pflegt die Haut und erhöht die Hautfeuchtigkeit mit 3-fach Pflegekomplex bestehend aus Allantoin, Panthenol und Glycerin, und wirkt umfassend gegenüber Bakterien inkl. MRSA/ORSA und VRE
- ohne Farbstoffe und Parfüm
- Stellisept med gloves können für eine angenehmere Anwendung in der Mikrowelle erwärmt oder für eine erfrischende Behandlung gekühlt werden

Anwendung

Stellisept med gloves sind gebrauchsfertige Waschhandschuhe zur pflegenden, antimikrobiellen Körperwaschung sowie zur Sanierung bei MRSA-Kolonisation gemäß Empfehlung des Robert Koch-Instituts. Aufgrund der hautfreundlichen Formulierung der Stellisept med gloves Tränklösung ist ein Abspülen mit Wasser nach der Anwendung nicht erforderlich. Die Stellisept med gloves pflegt die Haut und erhöht die Hautfeuchtigkeit mit 3-fach Pflegekomplex bestehend aus Allantoin, Panthenol und Glycerin, und bildet somit die ideale Lösung für eine unkomplizierte und gleichzeitig angenehme antiseptische Körperwaschung von immobilen, bettlägerigen Patienten.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Stellisept® med gloves Flow-Pack	981 203	09219728	10 Handschuhe	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Cutasept® feet

Erfrischendes Fußspray.
2-fach wirksam:
Fußpflege und Fußpilz-
prophylaxe

Charakteristik

- belebende Frische für beanspruchte Füße
- hilft Fußpilz zu vermeiden
- wirkt innerhalb von 30 Sekunden zuverlässig gegen Pilze, Pilzsporen und Bakterien
- hautverträglich, da parfüm- und farbstofffrei



Anwendung

Cutasept feet wirkt erfrischend und verleiht beanspruchten Füßen ein belebendes Gefühl. Gleichzeitig hilft das Fußspray Fußpilz zu vermeiden. Ein hohes Risiko, sich mit Fußpilz zu infizieren, besteht vor allem in Bereichen, in denen barfuß bzw. ohne Schuhe gelaufen wird, z. B. in

- Wasch- und Duschräumen
- Schwimmbädern
- Saunas
- Umkleidekabinen
- Fitnessstudios
- Solarien
- Hotelzimmern

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Cutasept® feet	Überkopfsprühflasche	974 370	01373192	250 ml	20
	Kanister	974 379	01373252	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Baktolan® vital



Belebendes Hydro-Gel zur Durchblutungsförderung und die Bewahrung der Hautelastizität

Charakteristik

- durchblutungsfördernd
- wohltuend kühlend und belebend
- kann ein angenehmes Wärmegefühl hervorrufen¹⁾
- bewahrt die Elastizität der Haut
- signifikante Hautstraffung über mind. 1 Std.
- enthält Rosmarin, Arnika, Eukalyptus und Menthol
- ohne Farb- und Konservierungsstoffe
- ohne Parabene

¹⁾ Ein Wärmegefühl kann nach der Anwendung wahrgenommen werden. Die Hauttemperatur wird jedoch nicht beeinflusst.

Anwendung

Baktolan vital ist ein Hydro-Gel zur Förderung der Durchblutung der Haut und kann durch den Zusatz ausgewählter ätherischer Öle wie Rosmarin und Menthol Verspannungen lösen. Pflegende Substanzen wie Arnica Montana Flower water bewahren die Elastizität der Haut und helfen damit Wundliegen zu vermeiden. Baktolan vital zieht vollständig ein und hinterlässt keinen klebenden Film auf der Haut.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Baktolan® vital Flasche	972 693	08413150	350 ml	20

* Versand-Einheiten in Packungen

Bacillol® AF

Alkoholisches Schnell-Desinfektionsmittel zur Desinfektion alkoholbeständiger Flächen mit umfassender Wirkung und rückstandsfreier Auftrocknung



Charakteristik

- gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung
- schnell und umfassend wirksam
- breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholbeständigen Oberflächen
- rückstandsfreie Auftrocknung
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- gute Benetzung
- RKI-Listung (Bereich A)
- ohne Handschuhe verwendbar sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

Anwendung

Bacillol AF ist ein gebrauchsfertiges Schnell-Desinfektionsmittel mit umfassender Wirksamkeit für alkoholbeständige Flächen und Medizinprodukte. In Bereichen, in denen eine schnelle Einwirk- und Abtrocknungszeit und eine rückstandsfreie Auftrocknung gefragt ist.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Bacillol® AF, Apotheken-aufmachung	Flasche	981 247	00628566	50 ml	20
Bacillol® AF	Flasche	973 381	—	50 ml	50
	Flasche	973 385	00182662	500 ml	20
	Flasche	973 380	00182679	1000 ml	10
	Kanister	973 389	00182685	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen



Bacillol® 30 Foam



Materialschonendes Schnell-Desinfektionsmittel zur reinigenden Desinfektion von empfindlichen Oberflächen

Charakteristik

- Anwendung als Sprühschaum (aerosolfrei)
- gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung
- schnell wirksam
- besonders materialschonend, auch geeignet für empfindliche Materialien, wie: Makrolon®, Plexiglas® und Polysulfon
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- hervorragende Benetzung und Reinigungsleistung
- ohne Handschuhe verwendbar sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

Anwendung

Bacillol 30 Foam ist mit seiner speziellen Formulierung optimal zur Schnelldesinfektion sensibler alkohol-empfindlicher Oberflächen, wie z. B. Patientenliegen aus Kunstleder, Monitore, Displays, Tastaturen und Bedienfelder von mobilen und stationären Geräten sowie für die schonende Desinfektion sensibler Medizinprodukte geeignet. Auch als Sprühschaum applizierbar.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Bacillol® 30 Foam	Flasche mit Sprühkopf	981 307	03542902	750 ml	8
	Kanister	981 127	03542925	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Bacillol® Tissues

Alkoholische Schnell- Desinfektionstücher in praktischer Spenderdose

Charakteristik

- mit Bacillol AF vorgetränkte gebrauchsfertige Tücher
- schnell und umfassend wirksam
- breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholbeständigen Oberflächen
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- einfache Entnahme aus praktischer Spenderdose
- nachfüllbar
- Tuchgröße 139x225 mm
- ohne Handschuhe verwendbar sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen



Anwendung

Bei den Bacillol Tissues handelt es sich um gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur schnellen und bequemen Desinfektion insbesondere kleiner alkoholbeständiger Flächen und Medizinprodukte. In Bereichen, in denen eine umfassende Wirksamkeit innerhalb kürzester Zeit erforderlich ist.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*	
Bacillol® Tissues	Spenderdose	975 670	00916851	100 Tücher	12
	Nachfüllbeutel	975 673	00916868	100 Tücher	12

* Versand-Einheiten in Packungen

Bacillol® Wipes



Alkoholische Schnell-Desinfektionstücher für den Einsatz im Bacillol Wipes-Spender

Charakteristik

- mit Bacillol AF vorgetränkte gebrauchsfertige Tücher für das Bacillol Wipes Spendersystem
- schnell und umfassend wirksam
- breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholbeständigen Oberflächen
- Tücher 4 Wochen nach dem Öffnen verwendbar
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- Tuchgröße 380x200 mm
- ohne Handschuhe verwendbar sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

Anwendung

Die Bacillol Wipes sind im passenden Spender anwendbar zur schnellen Desinfektion alkoholbeständiger Flächen und Medizinprodukte. Besonders vorteilhaft ist ihre Anwendung in einem Arbeitsumfeld, in dem aus Brandschutz- oder Arbeitsschutzgründen ein Umfüllen von alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln nicht erlaubt ist. Der einmalige Gebrauch stellt sowohl eine besonders hygienische Arbeitsweise als auch einen ökonomischen Arbeitsaufwand sicher.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Bacillol® Wipes	Standbodenbeutel	976 350	05380177	90 Tücher	4
	Tuchspender	981 374	10339372	1 Stück	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Bacillol® AF Tissues

Alkoholische Schnell-Desinfektionstücher mit umfassender Wirksamkeit im handlichen Flowpack



Charakteristik

- mit Bacillol AF getränkte gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- schnell und umfassend wirksam
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholbeständigen Oberflächen
- gute Benetzung und schnelle Auftrocknung
- sichere und einfache Entnahme einzelner Tissues aus wieder-verschließbarer Flowpack-Verpackung dank praktischem Tuchfaltsystem
- hochwertiges reißfestes Vlies
- Tuchgröße 180x200 mm
- ohne Handschuhe verwendbar sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

Anwendung

Alkoholische Schnell-Desinfektionstücher mit umfassender Wirksamkeit im handlichen Flowpack.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Bacillol® AF Tissues Flow-Pack	981 311	02416199	80 Tücher	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Bacillol® 30 Tissues



Materialschonende Schnell-Desinfektionstücher zur reinigenden Desinfektion sensibler Oberflächen im handlichen Flowpack

Charakteristik

- mit Bacillol 30 Foam getränkte gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- schnell wirksam
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- gute Reinigungsleistung
- besonders materialschonend, auch geeignet für empfindliche Kunststoffmaterialien wie: Makrolon®, Plexiglas® und Polysulfon
- sichere und einfache Entnahme einzelner Tissues aus wiederverschließbarer Flowpack-Verpackung dank praktischem Tuchfaltsystem
- hochwertiges, reißfestes Vlies
- in zwei Tuchgrößen erhältlich: 180x200 mm und als XXL 250x380 mm
- ohne Handschuhe verwendbar sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

Anwendung

Materialschonende Schnell-Desinfektionstücher zur Desinfektion sensibler Oberflächen im handlichen Flowpack.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Bacillol® 30 Tissues	Flow-Pack	981 673	15816322	24 Tücher	12
	Flow-Pack	981 312	02416621	80 Tücher	6
Bacillol® 30 Tissues XXL	Flow-Pack	981 560	13885968	40 Tücher	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Mikrobac® Tissues

Alkoholfreie Desinfektionstücher zur reinigenden Desinfektion von alkoholempfindlichen Flächen und sensiblen Medizinprodukten im handlichen Flowpack



Charakteristik

- gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- einfache und sichere Entnahme einzelner Tücher aus wieder-verschließbarer Flowpack-Verpackung
- alkohol-, aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- patentierte Systemlösung: optimale Wirkstoffabgabe bei der Desinfektion
- auch für alkoholempfindliche Materialien geeignet
- problemlose Wechselanwendung mit Produkten anderer Wirkstoffbasis (z. B. Aldehyde oder Amine) möglich
- in zwei Tuchgrößen erhältlich: 180x200 mm und als XXL 250x380 mm

Anwendung

Mikrobac Tissues eignen sich zur unkomplizierten reinigenden Desinfektion von empfindlichen Oberflächen sowie von sensiblen Medizinprodukten.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Mikrobac® Tissues Flow-Pack	981 387	06968725	80 Tücher	6
Mikrobac® Tissues XXL Flow-Pack	981 339	10031390	40 Tücher	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Mikrobac® Virucidal Tissues



Mikrobac Virucidal Tissues sind der loyale Begleiter im Alltag, wenn eine umfassende Wirksamkeit entscheidend ist

Charakteristik

- gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- auch für invasive Medizinprodukte, wie Ultraschallsonden für transvaginale, transrektale Untersuchungen mit Schleimhautkontakt
- voll viruzid: umfassend wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren, inklusive MNV
- umfassend wirksam gegen *Clostridioides difficile*-Sporen
- für alkoholempfindliche Materialien geeignet
- alkohol-, aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- Tuchgröße 180x200 mm

Anwendung

Mikrobac Virucidal Tissues reinigen und desinfizieren alkoholempfindliche nichtinvasive und invasive Medizinprodukte und Oberflächen und können zur Aufbereitung von Ultraschallsonden für transvaginale, transrektale und abdominale Untersuchungen eingesetzt werden.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Mikrobac® Virucidal Tissues	981 531	13583115	80 Tücher	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Kohrsolin® FF Tissues

Aldehydhaltige
Desinfektionstücher
für die prophylaktische
Flächendesinfektion



Charakteristik

- gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- wirksam gegen murine Noroviren (MNV)
- patentierte Systemlösung: optimale Wirkstoffabgabe bei der Desinfektion
- gute Materialverträglichkeit
- sichere und einfache Entnahme einzelner Tücher aus wiederverschließbarer Verpackung dank praktischem Tuchfaltsystem
- Tuchgröße 180x200 mm

Anwendung

Kohrsolin FF Tissues eignen sich zur unkomplizierten desinfizierenden Reinigung abwaschbarer Oberflächen.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Kohrsolin® FF Tissues Flow-Pack	981 201	09422487	80 Tücher	6

* Versand-Einheiten in Packungen

Dismozon® plus



Sauerstoffaktiver Flächen-Desinfektionsreiniger. Das Granulat speziell für empfindliche Flächen und zur Schlussdesinfektion

Charakteristik

- umfassendes Wirkungsspektrum inklusive Viruzidie und Bakteriensporen
- rückstandsarm
- außergewöhnlich breite Materialverträglichkeit
- RKI-gelistet (Bereich A/B)
- praktische Anwendung im Dosierbeutel

Anwendung

Dismozon plus eignet sich für die desinfizierende Reinigung abwaschbarer Oberflächen in medizinischen Bereichen und der Industrie. Auf Grund seiner mikrobiologischen Leistungsfähigkeit und des speziellen Wirkstoffs (MMPP – ein Sauerstoffabspalter), empfiehlt sich der routinemäßige Einsatz besonders in sensiblen und patientennahen Bereichen sowie zur schonenden und zuverlässigen Desinfektion von hochsensiblen Medizinprodukten.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Dismozon® plus	Dosierbeutel à 16 g	981 257	09613388	50 Beutel	1
	Dosierbeutel à 16 g	981 187	09423506	100 Beutel	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Mikrobac® forte

Aldehydfreier Flächen-
Desinfektionsreiniger
mit materialschonendem
Schutzfaktor



Charakteristik

- breites Wirkspektrum
- aldehydfrei
- gute Reinigungsleistung
- geruchsarme Formulierung
- auch im Großküchen- und Lebensmittelbereich anwendbar

Anwendung

Mikrobac forte eignet sich zur täglichen desinfizierenden Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in Bereichen, in denen eine geruchsarme Desinfektion bevorzugt wird.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs- inhalt	VE Pack.*
Mikrobac® forte	Dosierbeutel à 20 ml	975 392	07438030	250 Beutel	1
	Kanister	975 395	04764467	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Kohrsolin® FF



Formaldehydfreier Flächen-Desinfektionsreiniger mit guten Gebrauchseigenschaften und umfassender Wirksamkeit

Charakteristik

- breites Wirkungsspektrum inkl. Viruzidie
- wirksam gegen *Clostridioides difficile*-Sporen
- gute Reinigungsleistung
- gute Materialverträglichkeit

Anwendung

Kohrsolin FF eignet sich zur prophylaktischen, reinigenden Wischdesinfektion aller Oberflächen in hygiene relevanten Bereichen. Ebenfalls einsetzbar für gezielte Desinfektionsmaßnahmen, die ein erweitertes Wirkungsspektrum (z. B. Viruzidie) erfordern.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Kohrsolin® FF	Dosierbeutel à 40 ml	975 382	07438099	125 Beutel	1
	Kanister	975 386	04764450	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

BODE X-Wipes Spendersystem

Universell einsetzbares BODE X-Wipes Spendersystem für alle flüssigen HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittel¹⁾ und ausgewählte Produkte aus dem Instrumentenbereich



Charakteristik

- stabiler Spender mit Tragegriff
- farbiges Entnahmesystem zur besseren Produktunterscheidung
- patentierte Systemlösung: Optimale Wirkstoffabgabe bei der Desinfektion
- kombinierbar mit allen flüssigen BODE-Flächen-Desinfektionsmitteln¹⁾
- im Instrumentenbereich kombinierbar mit Bodedex forte, Bomix plus, Korsolex basic und Korsolex extra
- hochwertiges reißfestes PET-Vlies
- unterschiedliche Rollengrößen für jeden Bedarf
- keine routinemäßige Aufbereitung bei Einsatz der Vliesrolle im Folienbeutel
- Standzeit der Gebrauchslösung im Spender beträgt 28 Tage

Anwendung

Das BODE X-Wipes Spendersystem besteht aus einem praktischen Vliestuchspender und speziell ausgewählten Vliestüchern, die mit allen flüssigen HARTMANN Flächen-Desinfektionsmitteln sowie ausgewählten Produkten aus dem Instrumentenbereich kombiniert werden können. Mit den BODE X-Wipes bieten sich dem Anwender universelle Einsatzmöglichkeiten und viele Vorteile: Der Einmalgebrauch der Tücher reduziert die Arbeitsvor-

bereitungszeit und stellt einen hohen hygienischen Standard sicher. Gleichzeitig sorgen die eingesetzten Materialqualitäten für einen geringen Vliestuch- und Desinfektionsmittelverbrauch. Das Entnahmesystem ist in verschiedenen Farben lieferbar und ermöglicht eine einfache und schnelle Unterscheidung der eingesetzten Anwendungslösung, z. B. nach Desinfektionsmitteltyp.

¹⁾ nicht mit Dismozon plus und Dismozon pur steril einsetzbar

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
BODE X-Wipes Tuchspender, für alle Tuch-Varianten	blau	981 370	10273940	1 Stück	4
	grün	981 372	10273963	1 Stück	4
	rot	981 371	10273957	1 Stück	4
BODE X-Wipes Vliesrolle, im Folienbeutel, inkl. komplettem Deckelsystem	Rolle à 90 Tücher	981 442	—	1 Rolle	6
BODE X-Wipes Vliesrolle	Rolle à 90 Tücher	976 690	03538510	1 Rolle	6
	Rolle à 40 Tücher	976 695	03538473	1 Rolle	12
BODE X-Wipes basic Vliesrolle	Rolle à 90 Tücher	975 790	03538527	1 Rolle	6

* Versand-Einheiten in Packungen

X-Wipes Safety Pack



Einmal-Vliestuchspender zur einfachen und sicheren Anwendung bei der Flächendesinfektion in hygiene-relevanten Bereichen

Charakteristik

- X-Wipes Vliesrolle im Safety Pack mit integrierter Befüll-/Entnahmeöffnung
- gewohnte Flexibilität des BODE X-Wipes Spender-systems, in Kombination mit einem Höchstmaß an hygienischer Sicherheit, da die Aufbereitung entfällt
- gezielter Einsatz in Hochrisikobereichen
- gute Standfestigkeit
- hochwertiges PET-Vlies garantiert optimale Wirkstoffabgabe
- Lösung 28 Tage verwendbar

Anwendung

X-Wipes Safety Pack empfehlen sich zur desinfizierenden Flächenreinigung in allen hygiene-relevanten Bereichen von Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und in Bereichen, in denen ein Höchstmaß an Hygiene, Wirtschaftlichkeit und Anwendernutzen gewünscht wird.



Die X-Wipes Safety Packs sind für alle flüssigen Flächen-Desinfektionsmittel von HARTMANN geeignet. Das System wird mit 2,5 Litern Gebrauchslösung des Desinfektionsmittels befüllt.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
X-Wipes Safety Pack	981 479	13331922	90 Tücher	4

* Versand-Einheiten in Packungen

Dismofix® G


Glanzreiniger für alle wasserfesten Oberflächen

Charakteristik

- trocknet streifenfrei auf
- schaumarm, daher manuell und maschinell einsetzbar
- hohe Reinigungskraft

Anwendung

Dismofix G ist ein Glanzreiniger zur Unterhaltsreinigung aller abwaschbaren Oberflächen und beschichteten Böden und zur streifenfreien Reinigung empfind-



licher Oberflächen wie Glas, Kunststoff und Keramik. Zur maschinellen Reinigung aller eingepflegten Böden mit Reinigungsautomaten und zur Reinigung ableitfähiger Böden.

Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Dismofix® G	Flasche	973 300	00450660	1000 ml	12
	Kanister	973 309	00450677	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Bodedex® forte



Tensid-Reiniger für thermolabile und -stabile Instrumente zur Vorreinigung von Endoskopen. Mit patentiertem Reinigungssystem zur selbsttätigen, schonenden Ablösung von Röntgenkontrastmittel und Biofilm

Charakteristik

- selbsttätige starke Reinigungsleistung auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- löst Reste von Röntgenkontrastmitteln
- löst Biofilme
- im Ultraschallbad einsetzbar
- schaumarm
- parfüm- und farbstofffrei

Anwendung

Bodedex forte eignet sich hervorragend für die leistungsstarke und gleichzeitig materialschonende Reinigung von thermolabilen und thermostabilen Instrumenten (inkl. flexible Endoskope) sowie Laborgeräten. Mit der innovativen selbsttätigen Formulierung können selbst hartnäckige Reste von Blut, Eiweiß, Sekreten, Fett, Biofilmen und Röntgenkontrastmitteln zuverlässig entfernt werden.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Bodedex® forte	Flasche	973 762	00946415	2 Liter	4
	Kanister	973 769	00946421	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Bomix® plus

Aldehydfreies Instrumenten-Desinfektionsmittel mit ausgezeichneten Reinigungseigenschaften

Charakteristik

- hervorragende Reinigungseigenschaft
- kompatibel mit Präparaten auf anderer Wirkstoffbasis
- hohe Materialverträglichkeit
- angenehmer Geruch
- wirtschaftlich mittels niedriger Einsatzkonzentrationen



Anwendung

Bomix plus eignet sich zur Aufbereitung von thermolabilem und thermostabilem Instrumentarium im manuellen Tauchbadverfahren sowie für die Grob- und Bürstenreinigung von Endoskopen. Ein Pluspunkt dieses Produktes ist die hervorragende Reinigungsleistung bei gleichzeitiger Desinfektionswirkung. Selbst stark eiweiß-verschmutzte flexible Endoskope können mit Bomix plus aufbereitet werden.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Bomix® plus	Flasche	974 602	03540234	2 Liter	4
	Kanister	974 609	09154785	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Korsolex[®] extra



Aldehydisches Desinfektionsmittel für thermolabile und -stabile Instrumente mit viruzider Wirksamkeit. Wirtschaftliche Einsatzkonzentration, hervorragende Materialverträglichkeit

Charakteristik

- breites Wirkungsspektrum inkl. Viruzidie
- hervorragende Materialverträglichkeit
- angenehmer Geruch

Anwendung

Korsolex extra eignet sich zur Aufbereitung von thermolabilem und thermostabilem Instrumentarium im manuellen Tauchbadverfahren (inkl. flexible Endoskope) sowie für Zirkulationsverfahren im Kaltverfahren.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Korsolex [®] extra	Flasche	973 802	00963678	2 Liter	4
	Kanister	973 809	00963684	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Korsolex[®] basic

Aldehydisches Desinfektionsmittel für thermolabile und -stabile Instrumente mit viruzider Wirksamkeit



Charakteristik

- viruzid
- sporizid
- RKI-gelistet (A/B)
- hohe Materialverträglichkeit

Anwendung

Korsolex basic eignet sich zur Aufbereitung von thermolabilem und thermostabilem Instrumentarium (inkl. flexible Endoskope) im manuellen Tauchbadverfahren sowie für Zirkulationsverfahren im Kaltverfahren.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Korsolex [®] basic	Flasche	972 672	07699871	2 Liter	4
	Kanister	972 679	07699888	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen



Korsolex® Endo-Cleaner



Reiniger für die chemo-thermische Endoskopaufbereitung

Charakteristik

- hervorragendes Lösevermögen bei Fett, Schmutz, Blut und Biofilm
- hohe Materialverträglichkeit für Maschinen und Endoskope
- schaumarm
- phosphatfrei
- kompatibel mit Korsolex Endo-Disinfectant

Anwendung

Korsolex Endo-Cleaner ist ein Reiniger für die maschinelle Aufbereitung von flexiblen und starren Endoskopen.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Korsolex® Endo-Cleaner	Kanister	972 020	07233598	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Korsolex® Endo-Disinfectant

Desinfektionsmittel für die chemo-thermische Endoskopaufbereitung

Charakteristik

- hohe Materialverträglichkeit für Maschinen und Endoskope
- kompatibel mit unterschiedlichen Wasserqualitäten
- viruzid
- formaldehydfrei
- kompatibel mit Korsorex Endo-Cleaner



Anwendung

Korsolex Endo-Disinfectant wird für die maschinelle chemo-thermische Desinfektion von flexiblen und starren Endoskopen eingesetzt.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Korsolex® Endo-Disinfectant	Kanister	972 030	07233606	5 Liter	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Eurospender Safety plus



Moderner Kunststoffspender zur Wandmontage für die Benutzung von hygienischen Einweggebinden mit Einmalpumpen mit langem Auslauf, welche die zeitaufwändige Aufbereitung überflüssig macht

Charakteristik

- geeignet für BODE Standardflaschen (350 ml mit Einschränkungen (Trick-Lock nicht gegeben, Flasche drehbar), 500 ml oder 1000 ml mit Einmalpumpen mit langem Auslauf
- viele marktübliche Euro-Flaschen einsetzbar
- breiter Armhebel zur einfachen und intuitiven Benutzung
- integriertes Trick-Lock zur Diebstahlsicherung, ohne Schlüssel (Funktion nicht bei allen Mitbewerberflaschen gegeben)
- integrierte Auffangschale
- Nutzung als Tischspender möglich
- glatte Oberflächen und abgerundete Kanten für eine unkomplizierte Reinigung
- einfache und schnelle Montage durch Verschraubung oder durch Kleben
- einfacher und schneller Flaschenwechsel
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und Montage-/Bedienungsanleitung

Anwendung

Zur Applikation von Hände-Desinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotion.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Eurospender Safety plus, für 500 ml-Flaschen	981 467	14140207	1 Stück	1	
Eurospender Safety plus, für 1000 ml-Flaschen	981 468	14140213	1 Stück	1	
Einmal-Pumpe mit langem Auslauf	500 ml	981 602	14027652	1 Stück	200
	1000 ml	981 603	14027669	1 Stück	200

* Versand-Einheiten in Packungen

BODE Eurospender 1 plus

Robuster Metallspender, der selbst stärkeren Belastungen standhält und hohen Hygieneanforderungen gerecht wird



Charakteristik

- einfacher Pumpenwechsel durch Frontentnahme
- zuverlässiger, robuster Metallspender
- mit langem Armhebel
- viele abnehmbare Teile komplett autoklavierbar
- alle marktüblichen Euroflaschen einsetzbar
- einfache Bedienung und Reinigung
- Dosiermengen einstellbar auf ca. 0,75 ml bis 1,5 ml je Hub
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Montage-/Bedienungsanleitung

Anwendung

Zur Applikation von Hände-Desinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotion.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
BODE Eurospender 1 plus, für 350/500 ml-Flaschen	975 570	01669656	1 Stück	1	
BODE Eurospender 1 plus, für 1000 ml-Flaschen	975 572	01670211	1 Stück	1	
BODE Eurospender 1 plus ohne Pumpe 500 ml mit langem Armhebel	981 538	13721882	1 Stück	1	
BODE Eurospender 1 plus ohne Pumpe 1000 ml mit langem Armhebel	981 552	13721899	1 Stück	1	
Ersatzpumpe	350/500 ml	975 575	01670228	1 Stück	1
	1000 ml	975 576	01796691	1 Stück	2
Einmalkunststoffpumpe	500 ml	981 681	10764135	1 Stück	2
	1000 ml	981 682	10763874	1 Stück	2

* Versand-Einheiten in Packungen

Eurospender RX5 Touchless



Anwendung

Leicht verfügbare und anwenderfreundliche Spender sind die grundlegende Voraussetzung für den Erfolg der erforderlichen Händehygienemaßnahmen. Berührungslose Spender eignen sich besonders, da diese nachweislich die Bereitschaft zur Händehygiene erhöhen¹⁾. Der moderne Eurospender RX5 Touchless bietet dank seiner flexiblen Einsatzmöglichkeiten nahezu überall die Gelegenheit zur effektiven Händehygiene. Das formschöne Design mit abgerundeten Oberflächen und die sensorgesteuerte Applikation ermöglichen eine komfortable und hygienisch sichere Entnahme von Hände-Desinfektionsmitteln und Waschlotionen.

¹⁾ Scheithauer S. et al. Steigerung des Verbrauchs an Händehygienedesinfektionsmittel nach Einführung berührungsfreier Desinfektionsmittelspender. Hyg Med 2011; 36 (12): 496-498.

Berührungsloser Kunststoffspender mit Sensortechnik für die Applikation von Hände-Desinfektionsmitteln und Waschlotionen

Charakteristik

- berührungsloser Spender aus stabilem Kunststoff
- schlankes und modernes Design
- zuverlässige sensorgesteuerte Applikation
- ca. 1,5 ml pro Hub
- universeller Einsatz aller marktüblichen 500 ml-Euroflaschen
- multifunktionell einsetzbar: als Wandspender und für die Tischaufstellung
- einfacher Flaschen- und Pumpenwechsel
- einstellbare Hubanzahl je Aktivierung in drei Stufen
- Diebstahlsicherung des Spenders bei Wandmontage
- leichte Montage selbst bei schwierigen Raumverhältnissen
- anklickbare Auffangschale
- leichte Aufbereitung der Pumpe mittels heißem Wasser (max 60 °C) und alkoholischem Flächen-Desinfektionsmittel (z. B. Bacillol AF)



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
BODE Eurospender RX5 Touchless, für 500 ml-Flaschen	981 730	16385491	1 Stück	1
Ersatzpumpe 500 ml	981 731	16385516	1 Stück	1
Auffangschale	981 732	16385522	1 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

BODE X-Wipes Wandhalter

Wandhalter für BODE X-Wipes und Bacillol Wipes Spender

Charakteristik

- aus stabilem, belastbarem Edelstahl
- einfache Anbringung und Reinigung
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Montage-/Bedienungsanleitung
- Lieferung ohne Spender-System



Anwendung

Zur Befestigung des BODE X-Wipes und Bacillol Wipes Spender-Systems.



Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Wandhalter für BODE X-Wipes und für Bacillol Wipes Spender	977 110	03539219	1 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Dosier- und Applikationshilfen



Dosier- und Applikationshilfen für Desinfektionsmittel, Reinigungs- und Hautpflegemittel

Charakteristik

- erleichtern die Entnahme von Produkten
- ermöglichen das Be- und Umfüllen aus größeren Gebinden
- erlauben eine hygienische Produktentnahme
- ermöglichen die Erstellung von Gebrauchslösungen
- Vermeidung von Unter- und Überdosierung
- erleichtern die Benetzung schwer zugänglicher Flächen

Anwendung

Eine hygienische Entnahme von Desinfektions-, Reinigungs- und Hautpflegemitteln wird erst mit dem Einsatz von Applikationshilfen erzielt. Die Dosier- und Applikationshilfen leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Hygieneerfolg sowie zur Anwendungssicherheit und Wirtschaftlichkeit von Produkten.

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Messbecher 250 ml	672 700	03650951	1 Stück	1
Universalsprühkopf für 500 ml und für 1 l BODE Flasche	815 870	02423584	1 Stück	1
Einmalpumpe mit langem Auslauf für 350/500 ml	981 602	14027652	1 Stück	200
Einmalpumpe mit langem Auslauf für 1 l	981 603	14027669	1 Stück	200

* Versand-Einheiten in Packungen

Instrumentenwannen

Anwenderfreundliche Instrumentenwannen

Charakteristik

- in verschiedenen Größen erhältlich
- eingearbeitete Griffmulden für eine sichere Handhabung
- praktischer Siebeinsatz

Anwendung

Die Instrumentenwannen sind praktisch und vielfältig einsetzbar.



Technische Daten

3 Liter-Wanne (Deckel mit Schlitz)	(L x B x H)	300 x 200 x 110 mm
5 Liter-Wanne	(L x B x H)	550 x 200 x 120 mm
10 Liter-Wanne	(L x B x H)	390 x 290 x 170 mm
30 Liter-Wanne (inkl. Ablaufhahn)	(L x B x H)	615 x 400 x 220 mm

Handelsformen	Artikel-Nr.	PZN	Packungs-inhalt	VE Pack.*	
Instrumenten-wannen	3-Liter-Wanne	882 960	03083647	1 Stück	1
	5-Liter-Wanne	882 860	02423578	1 Stück	1
	10-Liter-Wanne	882 940	03655345	1 Stück	1
	30-Liter-Wanne	882 970	03655351	1 Stück	1

* Versand-Einheiten in Packungen

Pflichttexte für Arzneimittel gemäß Heilmittelwerbegesetz (HWG)

Cutasept F: Wirkstoff: Propan-2-ol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. **Nebenwirkungen:** Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. **Warnhinweise:** Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Bluteleeremanschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegefläche vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Cutasept G: Wirkstoff: Propan-2-ol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser, Gelborange S (E 110), Chinolingelb (E 104), Brillantschwarz (E 151). **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. **Gegenanzeigen:** Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept G während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. **Nebenwirkungen:** Leichte, diffuse Hautreizungen sind selten. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. **Warnhinweise:** Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Bluteleeremanschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegefläche vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21,5 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Sterillium: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von

Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise:** Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Sterillium classic pure: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise:** Die Händedesinfektion dient der gezielten Vermeidung einer Infektionsübertragung z. B. in der Krankenpflege. Sterillium classic pure soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Die Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern soll erst nach ärztlicher Rücksprache erfolgen. Ein Kontakt der Lösung mit den Augen muss vermieden werden. Wenn die Augen mit der Lösung in Berührung gekommen sind, sind sie bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser zu spülen. Ein Umfüllen von einem Behältnis in ein anderes soll vermieden werden um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden. Wenn Umfüllen unvermeidbar ist, darf es nur unter aseptischen Bedingungen (z. B. Benutzung von sterilen Behältnissen unter Laminar Air Flow) erfolgen. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen.

Sterillium med: Wirkstoff: Ethanol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 99 % 85,0 g, Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, 1-Propanol (Ph. Eur.), Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Hinweis: Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nicht bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile anwenden. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder

Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise:** Nur äußerlich anwenden. Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen verursachen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Flammpunkt nach DIN 51755: ca. 16 °C, leichtentzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Sterillium Tissue: Wirkstoffe: 2-Propanol (Ph. Eur.), 1-Propanol (Ph. Eur.), Mecetroniumetilsulfat. **Zusammensetzung:** 1 Feuchttuch aus Vlies enthält: Wirkstoffe: Propan-2-ol 1.341 mg, Propan-1-ol 894 mg, Mecetroniumetilsulfat 5,96 mg. Sonstige Bestandteile: Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Duftstoffe, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen Händedesinfektion, zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen auf talgdrüsenarmer Haut. **Gegenanzeigen:** Sterillium Tissue darf nicht angewendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit (Allergie) gegen 2-Propanol (Ph. Eur.), 1-Propanol (Ph. Eur.), Mecetroniumetilsulfat oder einen der sonstigen Bestandteile besteht, in der unmittelbaren Nähe der Augen oder offener Wunden, bei Früh- und Neugeborenen, zur Desinfektion von Schleimhäuten. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Warnhinweise:** Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern erst nach ärztlicher Rücksprache. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. Elektrische Geräte erst verwenden, wenn das Mittel getrocknet ist. Von offenen Flammen fernhalten. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23,5 °C, entzündlich. Im Brandfall mit Wasser, Feuerlöscher, Schaum oder CO₂ löschen.

Sterillium Virugard: Wirkstoff: Ethanol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 99 % 95,0 g. Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Glycerol, Tetradecan-1-ol, Benzin. **Anwendungsgebiete:** Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. **Nebenwirkungen:** Selten treten leichte, diffuse Hautirritationen oder allergische Reaktionen auf. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. **Warnhinweise:** Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flasche nach Gebrauch verschließen. Flammpunkt nach DIN 51755: 0 °C. Leicht entzündlich. Elektrostatische Aufladung vermeiden. Mit alkoholnassen Händen nichts berühren. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

BODE Chemie GmbH
Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg
Telefon 040/54006-0, Telefax 040/54006-200
www.bode-chemie.de, info@bode-chemie.de

232 Stichwortverzeichnis

A

Abdeckklagen	134
Abdecktücher	164, 165
Alginat-Kompressen	17
Alkohol-Tupfer	69
Antimikrobielle Körperwaschung	199, 200
Applikationshilfen für BODE-Gebinde	228
Atrauman®	23
Atrauman® Ag	22
Atrauman® Silicone	21
Augenkompressen	47

B

Bacillo® 30 Foam	204
Bacillo® 30 Tissues	208
Bacillo® AF	203
Bacillo® AF Tissues	207
Bacillo® Tissues	205
Bacillo® Wipes	206
Baktolan® balm	193
Baktolan® balm pure	194
Baktolan® lotion	191
Baktolan® lotion pure	192
Baktolan® protect	189
Baktolan® protect+ pure	190
Baktolan® vital	202
Baktolin® pure	196
Baktolin® sensitive	195
Bettschutzeinlagen	128-130
Binden	57-62, 75-87
Blasenpflaster	38, 39
Blutdruckmessgeräte	92-99
Bodedex® forte	218
BODE Eurospender 1 plus	225
BODE X-Wipes Spendersystem	215
BODE X-Wipes Wandhalter	227
Bomix® plus	219
Brandwundenpflaster	35, 38, 39
Brillen	169

C

Cold Pack	36
Cosmopor® Advance	29
Cosmopor® I.V.	52
Cosmopor® I.V. transparent	53
Cosmopor® Steril	30
Cosmopor® Strip	31
Coverflex® fast	66
Coverflex® grip	65
Cutasept® feet	201
Cutasept® F	197
Cutasept® G	198

D

Dauerelastische Binden	79-81, 83-85
DermaPlast® ACTIVE	36, 37
DermaPlast® EFFECT Hydrokolloid-Pflaster	38, 39
DermaPlast® Erste-Hilfe-Sets	43
Dermoplast® MEDICAL	35
DermaPlast® ProtectSpray+	42
DermaPlast® Wundpflaster	32, 40, 41
Desinfektion Flächen	203-217
Desinfektion Haut	197-202
Desinfektion Instrumente	218-223
Desinfektions-Sets	177
Digital-Blutdruckmessgeräte	92-94, 96, 98, 99
Digital-Fieberthermometer	100-103
Dismofix® G	217
Dismozon® plus	212
Dosier- und Applikationshilfen	228
Dosiergeräte und Zubehör BODE	224-229
Durchblutungsfördernde Mittel	156, 157, 202

E

Einmal-Besuchermantel	166
Einmal-Handschuhe	137-144, 170-176
Einmal-Krankenunterlagen	128-130
Einmal-Lätzchen	132
Einmal-Mund- und Nasenmasken	168
Einmal-OP-Abdecktücher	164, 165
Einmal-OP-Bekleidung	166-169
Einmal-OP-Handschuhe	170-176
Einmal-OP-Hauben	167
Einmal-OP-Lochtücher	165
Einmal-OP-Masken	168
Einmal-Schürzen	133, 166
Einmal-Schutzklagen	134
Einmal-Servietten	132
Einmal-Untersuchungs-Handschuhe	137-144
Einmal-Waschhandschuhe	131, 200
Einziehdecken	133
Eisspray	36, 37
EKG- und Blutdruckmessgerät	92
Elastische Binden	57-59, 61, 62, 64, 75-85
Electronic-Fieberthermometer	100-103
Erste-Hilfe-Artikel	35-43
Erste-Hilfe-Verbandtaschen	43
ES-Kompressen	44
Eurospender RX5 Touchless	226
Eurospender Safety plus	224
Eycopad®	47

F

Fadenmesser	150
Fadenzieh-Sets	149
Feuchtpflegetücher	154, 155
Fieberblasen-Pflaster	38, 39
Fieberthermometer	100-103
Fingerpflaster	40
Fixierbinden und -verbände	50-67
Fixierfolien	34, 51
Fixierhöschen	119
Fixierpflaster	50-56
Fixiervlies	50
Flächendesinfektion und -reinigung	203-217
Foliodrape® Protect Abdecktücher	164
Foliodrape® Protect Lochtücher	165
Foliodress® Cap Comfort Universal	167
Foliodress® Eye Protect	169
Foliodress® Mask Comfort	168
Foliodress® S	166
Fußpflege	201

G

Geräte und Applikationshilfen BODE	224-229
Grassolind®	24

H

Haarshampoo	154, 155
Händedesinfektion	182-188
Handcreme	156, 157, 189-194
Handschuhe	137-144, 170-176
Handtuch-Wandbehälter	131
Handtücher	131
HARTMANN Idealbinden	82
HARTMANN Tamponadebinden	72
HARTMANN Verbandmull ZZ	48
HARTMANN Watte	73
Hautantiseptik	197, 198
Hautcreme	156-159, 189-194
Hautdesinfektion	197, 198
Hautfluidgel	156, 157, 202
Hautöl	156-159
Hautpflegeprodukte	154-159, 182-196, 199-202
Hautprotector	158, 159
Hautreinigungsprodukte	154, 155, 195-200
Hautreinigungstücher	154, 155, 188
Hautschutzprodukte	158, 159, 189-194
Heftpflaster	55
Höschwindeln	120-127
Hot Pack	36, 37
Hühneraugenpflaster	38, 39
Hydroaktive Pflaster	35, 38, 39
Hydroaktive Wundauflagen	14-19
Hydroaktives Gel	19
HydroClean®	14
Hydrocoll®	16
Hydrofilm®	34
Hydrofilm® Plus	33
Hydrofilm® roll	51
Hydrogel-Pflaster	35, 38, 39
Hydrogel-Wundverband	15, 18, 19
Hydrokolloid-Pflaster	35, 38, 39
Hydrokolloid-Wundverband	16
Hydrosorb® Gel	19
HydroTac®	15
HydroTac® transparent	18

I

Idealast®	83
Idealast®-haft	80
Idealast®-haft Color	81
Idealbinden	80-83
Idealflex®	84
Idealflex® universal	85
Infrarot-Thermometer	100, 101
Injektionspflaster	32
Inkontinenzeinlagen und -Pants	110-115
Inkontinenzvorlagen	116-118
Inkontinenz-Slips	120-125
Inkontinenz-Pants	126, 127
Inkontinenzunterlagen	128-130
Instrumentendesinfektion und -reinigung	218-223
Instrumentenwannen	229

K

Kanülenfixierverbände	52, 53
Katheter-Sets	146
Kinderpflaster	40, 41
Kinesiology Tape	36, 37
Körperpflege-Artikel	154-159, 182-196, 199-202
Kohäsive Binden	57, 58, 75, 78, 80, 81
Kohrsolin® FF	214
Kohrsolin® FF Tissues	211
Kompressionsbinden	75-79
Kopfkissen	133
Korsolex® basic	221
Korsolex® Endo-Cleaner	222
Korsolex® Endo-Disinfectant	223
Korsolex® extra	220
Krankenunterlagen	128-130
Kühlgel	36, 37
Kurzzugbinden	76-78, 80-85

L

Lätzchen	132
Langzugbinden	79
Lastodur®	79
Latex-Handschuhe	137, 170-173
Lochtücher	165

M

Medicomp®	45
Medicomp® drain	46
MediSet® PEG/SBK	145
Mikrobac® forte	213
Mikrobac® Tissues	209
Mikrobac® Virucidal Tissues	210
MoliCare® Bed Mat Eco	129
MoliCare® Fixpants	119
MoliCare® Form	118
MoliCare® Pad	114
MoliCare® Premium Bed Mat	128
MoliCare® Premium Bed Mat textile	130
MoliCare® Premium Elastic	120, 121
MoliCare® Premium Form	117
MoliCare® Premium Form extra plus MEN	116
MoliCare® Premium lady pad	110
MoliCare® Premium lady pants	111
MoliCare® Premium MEN PAD	112
MoliCare® Premium MEN PANTS	113
MoliCare® Premium Mobile	126, 127
MoliCare® Premium Slip	122
MoliCare® Rectangular	115
MoliCare® Skin Pflege	156, 157
MoliCare® Skin Reinigung	154, 155
MoliCare® Skin Schutz	158, 159
MoliCare® Slip	124, 125
MoliCare® Slip maxi	123
Mull	48, 49
Mullbinden	60, 61
Mullkompressen	44, 46
Mullro®	49
Mulltupfer	70, 71
Mund- und Nasenmasken	168
Mundpflegestäbchen	152

234 Stichwortverzeichnis

N

Naht-Sets	148
Netzhöschen	119
Netz- und Schlauchverbände	63-66
Nitril-Handschuhe	138-142

O

Omni Spulenpflaster	55
Omnifix® elastic	50
Omnistrip®	54
Omnitape®	56
OP-Abdecktücher	164, 165
OP-Bekleidung	166-169
OP-Handschuhe	170-176
OP-Hauben	167
OP-Masken	168

P

Pagasling®	70
Pagavit® Lip Moisturiser	152
Peha-crepp®	59
Peha® Fadenmesser	150
Peha-fresh	135
Peha-haft®	57
Peha-haft® Color	58
Peha®-isoprene latexfree	174
Peha-last®	61
Peha®-Lastotel®	62
Peha®-micron latex	170
Peha®-Mullbinden	60
Peha®-neon latexfree	175
Peha®-profile latex	171
Peha® Schlitzkompressen	46
Peha-soft® nitrile fino powderfree	140
Peha-soft® nitrile guard powderfree	138
Peha-soft® nitrile powderfree	142
Peha-soft® nitrile sterile powderfree	139
Peha-soft® nitrile white powderfree	141
Peha-soft® powderfree	137
Peha-soft® syntex powderfree	143
Peha-soft® vinyl powderfree	144
Peha-taft® latex	172
Peha®-underglove latex	173
Peha®-underglove latexfree	176
Pehazell® Clean	74
PermaFoam® classic	20
Pflaster	29-35, 38-42, 50-56
Pflasterband	56
Pflasterspray	42
Pflege-Sets	145-151
Polsterbinden	87
Post-OP-Stützverbände	67
Post-OP-Verbände	29-34
Präpariertupfer	71
Präoperative Desinfektions-Sets	177
Pur-Zellin®	68
PütterFlex	77
Pütter-haft	78
PütterPro 2	75
Pütter-Verband®*	76

R

Raumspray	135
Rolta® soft	87
Röntgenkontrast-Tupfer	71

S

Salbenkompressen	22-24
Saugeinlagen und -vorlagen	110, 112, 114-118
Schaumstoffkompressen	15, 20
Schlauchverbände	63-66
Schlinggazetupfer	70
Schlitzkompressen	46
Schürfwundenpflaster	35
Schürzen	133, 166
Schutzbrillen	169
Schutzhauben	167
Schutzkittel	133, 166
Schutzlätzchen	132
Schutzlaken	134
Schutzmasken	168
Schutzunterlagen	128-130, 134
Selbstmedikation	35-37
Servietten	132
SicSac®	136
Silberkompressen	22
Silikon-Wundauflagen	21
Sofort-Kühlbeutel	36, 37
Soft-Zellin-C®	69
Sorbalgon®	17
Sporttape	36, 37
Sportverletzungen	36, 37
Sprühpflaster	42
Spuckbeutel	136
Stellisept® med	199
Stellisept® med gloves	200
Sterile Fixierfolien	34
Sterile Handschuhe	139, 170-176
Sterile Mullkompressen	44, 46
Sterile OP-Abdecktücher	164, 165
Sterile Tamponaden	17, 72
Sterile Tupfer	68, 70
Sterile Wattestäbchen	153
Sterile Wundnahtstreifen	54
Sterile Wundpflaster	29-31, 33, 34
Sterillium®	182
Sterillium® classic pure	183
Sterillium® med	186
Sterillium® Protect & Care	185
Sterillium® pure	184
Sterillium® Tissue	188
Sterillium® Virugard	187
Stülpa®	63
Stülpa®-fix	64
Stülpverbände	63-66
Stützbinde	36, 37
Stützkissen	133
Superabsorber Wundauflage	25, 26
Synthetik-Wattebinden	87

T

Tamponadebinden	72
Tamponaden	17, 72
Tappeverbände	36, 37, 56
Telaprep®	71
Therموال® baby	101
Therموال® kids	102
Therموال® kids flex	102
Therموال® rapid	103
Therموال® standard	103
Tupfer	68-71

U

Universalbinden	80-85
Untersuchungshandschuhe	137-144
Urinkatheter-Sets	146

V

Vala®Clean	131
Vala®Comfort	133
Vala®Fit	132
Vala®Protect	134
Varolast® Plus	86
Verba®	67
Verbandmull	48, 49
Verbandzellstoff	74
Veroval® compact Handgelenk- Blutdruckmessgerät	99
Veroval® compact Oberarm- Blutdruckmessgerät	98
Veroval® DUO CONTROL Oberarm- Blutdruckmessgerät	93
Veroval® EKG- und Blutdruckmessgerät	92
Veroval® Handgelenk-Blutdruckmessgerät	96
Veroval® Infrarot-Fieberthermometer	100
Veroval® Netzadapter	95
Veroval® Oberarm-Blutdruckmessgerät	94
Veroval® Zubehör Premium Geräte	97
Vinylhandschuhe	143, 144
Vliesstoffkompressen	45, 46
Vliestuch-Spendersystem X-Wipes	215, 216

W

Wärmecreme	36, 37
Waschhandschuhe	131, 154, 155
Waschhandschuhe antimikrobiell	200
Waschlotion	154, 155, 195, 196
Watte	73
Wattestäbchen	152, 153
Weichschaumkompressen	15, 20
Wöchnerinnenvorlagen	110
Wundkontaktschicht	21-24
Wundnaht-Sets	147
Wundnahtstreifen	54
Wundpflaster	29-35, 38-42
Wundversorgungs-Sets	151

X

X-Wipes Safety Pack	216
---------------------	-----

Z

Zellstoff	74
Zellstofftupfer	68
Zetuvit®	28
Zetuvit® Plus	27
Zetuvit® Plus Silicone	25
Zetuvit® Plus Silicone Border	26
Zinkleimbinden	86



Gesundheit ist
unser Antrieb

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Postfach 14 20
89504 Heidenheim
Deutschland
Tel. + 49 (0) 7321-36-0
Fax + 49 (0) 7321-36-3636
E-Mail: info@hartmann.info

Besuchen Sie uns im Internet unter www.hartmann.de

Auf der HARTMANN-Website finden Sie neben dem aktuellen Sortiment und nützlichen Informationen auch ein umfassendes Serviceangebot.

Für Fragen zu unseren Produkten und weitere Informationen steht Ihnen unser Customer Care Center gerne zur Verfügung:

Tel. + 49 (0) 800-400-400-9*
E-Mail: info@hartmann.info

In unserem Online-Shop können Sie rund um die Uhr bequem bestellen unter www.hartmann.de/shop

* kostenlos aus dem gesamten deutschen
Fest- und Mobilfunknetz.
Mo-Do 8.00-16.30 Uhr
Fr 8.00-15.00 Uhr