

Peha®-instrument

Strumentario chirurgico monouso in acciaio





I benefici e la praticità del monouso si coniugano con la qualità Hartmann

Qualità

Peha®-instrument sono realizzati con acciaio medicale di alta qualità. Si contraddistinguono per la lavorazione accurata, paragonabile a quella degli strumenti pluriuso e per la loro satinatura anti-riflesso.

Sicurezza

Con Peha®-instrument avrete la garanzia di utilizzare ogni volta uno strumento nuovo, perfettamente funzionante ed in perfette condizioni igieniche. Con il sistema di identificazione Peha Colour Lock® potrete prevenire ogni rischio di mix-up tra strumenti monouso e riutilizzabili.

Praticità

Ogni strumento viene confezionato singolarmente in busta peel to open e distribuito in pratici dispenser con apertura facilitata. La sterilizzazione ad Ossido di Etilene garantisce una validità di 5 anni.

Ecosostenibilità

Realizzati in acciaio inossidabile riciclato, gli strumenti una volta utilizzati, possono essere a loro volta riciclati. Dopo l'utilizzo infatti, devono essere smaltiti secondo le normative vigenti, in impianti di incenerimento rifiuti dove i materiali ferrosi vengono estratti magneticamente e separati dal resto delle ceneri.



Peha Colour Lock® Safety Marking Il colore che fa la differenza



Il sistema di identificazione Peha Colour Lock® è stato sviluppato esclusivamente per gli strumenti HARTMANN.

Il nostro innovativo sistema consente di differenziare lo strumento monouso dal riutilizzabile al fine di prevenire ogni rischio di mix-up.

Con Peha®-instrument avrete un'elevata efficacia in termini di funzionalità e un ottimo rapporto qualità-prezzo.



Colorazione indelebile e resistente alle abrasioni ed agli urti.



Pigmentazione verde acqua, atossica, ecocompatibile e testata scientificamente.



Tessitura resistente al contatto con i disinfettanti, anche a base alcolica.

Strumentario chirurgico monouso in una pratica combinazione

Con i set sterili Peha®-instrument avrete tutti gli strumenti a portata di mano in una pratica vaschetta rigida a tre scomparti. Particolarmente adatti per procedure di chirurgia ambulatoriale e in day surgery.

Basic Set fine

- 1 forbici Metzenbaum punte smusse, curva 14,5 cm
- 1 pinza Halsted-Mosquito anatomica, curva 12,5 cm
- 1 pinza Adson anatomica, retta 12 cm
- 1 pinza Adson chirurgica, retta 12 cm
- 1 porta aghi Mayo-Hegar 12 cm
- 5 tamponi Pagasling nr. 3

Codice	991 000
Pezzi per dispenser	5
Dispenser per cartone	4





Basic Set

- 1 forbici Mayo curve 15,5 cm
- 1 pinza Kocher chirurgica curva 14 cm
- 1 pinza anatomica standard retta 14 cm
- 1 pinza chirurgica standard retta 14 cm
- 1 porta aghi Mayo-Hegar 14 cm
- 5 tamponi Pagasling nr. 3

Codice	991 001
Pezzi per dispenser	5
Dispenser per cartone	4



Efficiente

Acciaio inox satinato di grado medicale, per performance superiori.

Pratico

Tutti gli strumenti a portata di mano in un formato compatto.

Sicuro

Peha® Colour Lock® per una immediata distinguibilità degli strumenti monouso.

Assortimento monouso


L'ampia gamma Peha®-instrument

Forbici




**Forbici chirurgiche rette
a punta acute**

Codice	991 083
Misura	13 cm
Pezzi per dispenser	25
Dispenser per cartone	2




**Forbici chirurgiche rette
a punta smussa/acuta**

Codice	991 081
Misura	14,5 cm
Pezzi per dispenser	25
Dispenser per cartone	2




**Forbici chirurgiche rette
a punta smusse**

Codice	991 082
Misura	14,5 cm
Pezzi per dispenser	25
Dispenser per cartone	2




**Forbici per episiotomia
Braun-Stadler**

Codice	991 080
Misura	14,5 cm
Pezzi per dispenser	20
Dispenser per cartone	2




Forbici Metzbaum curve

Codice	991 084
Misura	14,5 cm
Pezzi per dispenser	25
Dispenser per cartone	2



Micro forbici


Codice	991 085
Misura	11 cm
Pezzi per dispenser	15
Dispenser per cartone	2






Forbici Iris rette

Codice	991 086
Misura	11,5 cm
Pezzi per dispenser	25
Dispenser per cartone	2



Forbici Iris curve

Codice	991 087
Misura	11,5 cm
Pezzi per dispenser	25
Dispenser per cartone	2




Forbici di Lister

Codice	991 090
Misura	16 cm
Pezzi per dispenser	20
Dispenser per cartone	2



Forbici curve per unghie

Codice	991 091
Misura	9,5 cm
Pezzi per dispenser	25
Dispenser per cartone	2




Pinze




Pinza Adson anatomica retta

Codice **991 060**
 Misura **12 cm**
 Pezzi per dispenser **25**
 Dispenser per cartone **2**




Pinza Adson chirurgica retta

Codice **991 062**
 Misura **12 cm**
 Pezzi per dispenser **25**
 Dispenser per cartone **2**




Pinza DeBakey retta

Codice **991 061**
 Misura **15,5 cm**
 Pezzi per dispenser **25**
 Dispenser per cartone **2**




Pinza chirurgica standard retta

Codice **991 063**
 Misura **14 cm**
 Pezzi per dispenser **25**
 Dispenser per cartone **2**




Pinza anatomica standard retta

Codice **991 064**
 Misura **14 cm**
 Pezzi per dispenser **25**
 Dispenser per cartone **2**




Pinza per schegge retta

Codice **991 065**
 Misura **9 cm**
 Pezzi per dispenser **25**
 Dispenser per cartone **2**




Pinza Micro-Adson chirurgica

Codice **991 066**
 Misura **12 cm**
 Pezzi per dispenser **25**
 Dispenser per cartone **2**



Pinza Micro-Adson anatomica

Codice **991 067**
 Misura **12 cm**
 Pezzi per dispenser **25**
 Dispenser per cartone **2**




Pinze emostatiche




Pinza Pean anatomica retta

Codice **991 040**
Misura **14 cm**
Pezzi per dispenser **25**
Dispenser per cartone **2**




Pinza Halsted-mosquito anatomica curva

Codice **991 041**
Misura **12,5 cm**
Pezzi per dispenser **25**
Dispenser per cartone **2**




Pinza micro-mosquito anatomica retta

Codice **991 044**
Misura **12,5 cm**
Pezzi per dispenser **25**
Dispenser per cartone **2**





Pinza Kocher chirurgica retta

Codice **991 042**
Misura **14 cm**
Pezzi per dispenser **25**
Dispenser per cartone **2**




Clamp fermatubi (morso liscio)

Codice **991 047**
Misura **16 cm**
Pezzi per dispenser **15**
Dispenser per cartone **2**



Pinza Pean anatomica retta


Codice **991 046**
Misura **16 cm**
Pezzi per dispenser **20**
Dispenser per cartone **2**



Portaghi


Portaghi Mayo-Hegar

Codice **991 031**
Misura **12 cm**
Pezzi per dispenser **25**
Dispenser per cartone **2**




Portaghi Mayo-Hegar

Codice **991 030**
Misura **14 cm**
Pezzi per dispenser **25**
Dispenser per cartone **2**



Portaghi Mayo-Hegar

Codice **991 034**
Misura **16 cm**
Pezzi per dispenser **25**
Dispenser per cartone **2**





Prodotti complementari




Curette - combinazione

Codice **991 010**
Misura **16,5 cm**
Pezzi per dispenser **25**
Dispenser per cartone **2**





Curette Fox

Codice **991 013**
Misura **14,5 cm**
Pezzi per dispenser **25**
Dispenser per cartone **2**




Divaricatore combinazione

Codice **991 012**
Misura **16 cm**
Pezzi per dispenser **15**
Dispenser per cartone **2**



Cannula per irrigazione Luer Lock

Codice **991 011**
Misura **8.1 cm,
18 G**
Pezzi per dispenser **25**
Dispenser per cartone **2**





PAUL HARTMANN S.p.A.
Via della Metallurgia, 12
37139 Verona
Telefono 045 8182411
Fax 045 8510733
E-mail: info@it.hartmann.info

Per maggiori informazioni:
www.hartmann.it

Numero Verde
800-632229

Peha[®]-instrument: il confezionamento

- Strumenti confezionati singolarmente in busta accoppiata polietilene/Tyvek[®]
- Buste confezionate in dispenser contenenti 5 set oppure 25 strumenti*
- Dispenser in cartoncino con apertura facilitata e pittogramma identificativo
- Doppia etichetta rimovibile di tracciabilità con codice a barre
- Sterilità garantita per 5 anni



* Eccetto:

Art. 991 012 Divaricatore – combinazione, 15 pezzi
Art. 991 046 Pinza Pean anatomica retta, 20 pezzi
Art. 991 047 Clamp fermatubi (morso liscio), 15 pezzi

Art. 991 080 Forbici per episiotomia Braun-Stadler, 20 pezzi
Art. 991 085 Micro forbici, 15 pezzi
Art. 991 090 Forbici di Lister, 20 pezzi